



Produkte für Labor und Medizin

Seit der Firmengründung im Jahr 1949 ist Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH ein innovativer und anerkannter Partner von Kunden im Gesundheitswesen in über 90 Ländern dieser Erde. Durch marktorientierte Neuentwicklungen und ständige Weiterentwicklung unserer Produkte, geschützt durch eigene Patente und Schutzmarken, liefern wir stets Ware auf höchstem Niveau und zu attraktiven Preisen.

Wir stellen unseren Kunden hochwertige CE-zertifizierte Einmal- und Verbrauchsartikel für Labore und Krankenhäuser zur Verfügung, die nach neuestem Stand der Technik und unter Berücksichtigung der strengen ISO-Normen hergestellt werden.

Kundenorientierte Beratung durch unsere kompetenten Mitarbeiter ist für uns genauso Teil unseres Selbstverständnisses wie kurzfristige, zeitnahe Warenlieferungen durch ausreichende Lagerkapazität.

Gleichbleibend gute Qualität unserer Produkte, verbunden mit einem marktgerechten Preis, sind für uns Garant für die Zufriedenheit unserer Kunden. Und das ist nicht allein eine Sache der Organisation und des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems, sondern ist im Besonderen auch eine Frage der Einstellung.

Wir sind uns sicher, auch Ihre Wünsche und Bedürfnisse befriedigen zu können und freuen uns darauf, Sie schon bald als Kunden begrüßen zu dürfen.

## UNSER SORTIMENT



## Container und Behälter

- Pathologie-Versandgefäße
- Pathologie-Fläschchen
- Mehrzweckgefäße
- Sputumgefäße, PS
- Stuhlprobenröhrchen
- Versandcontainer
- Probengefäße
- Universalbecher
- Urinprobenbecher
- Schnappdeckel

**Heinz Herenz  
Medizinalbedarf GmbH**

Rudorffweg 10  
21031 Hamburg, Germany  
Telefon +49-40-739 20 40  
Fax +49-40-730 41 48  
Email: [h hh@herenz.de](mailto:h hh@herenz.de)  
Web: [www.herenz.de](http://www.herenz.de)



**Heinz Herenz  
Medizinalbedarf GmbH**



# Container und Behälter

Pathologie-Versandgefäße und Fläschchen • Mehrzweck- und Sputumgefäße • Stuhlprobenröhrchen • Versandcontainer • Probengefäße  
Universalbecher • Urinprobenbecher

## Pathologie-Versandgefäße



Aus PP, klarsichtig, mit Schraubverschluss (PE natur, beiliegend), 35-ml-Gefäß als Umgefäß für 20 ml verwendbar, 100-ml-Gefäß als Umgefäß für 50 ml verwendbar.  
Lieferbar in: 20, 35, 50 und 100 ml

1131996-9

## Pathologie-Fläschchen



Klarglas, gewaschen, mit Aluminium-Schraubkappe inkl. Gummidichtung.  
7 ml, Bijou  
14 ml, McCartney  
28 ml, Universal Weithals

1070850-2

## Mehrzweckgefäße



Mit Schraubverschluss, konisch, autoklavierbar  
ca. 40 ml, PP

1131819

## Sputumgefäße, PS



Mit Druckstopfen PE, ohne Löffel  
22 x 62 mm, 20 ml

1131000

## Stuhlprobenröhrchen



CE

1131001

PS  
Mit Druckstopfen PP und am Deckel angesetzten Plastiklöffel, 22 x 63 mm  
ca. 18 ml.



CE

1131002

PS  
25 x 90 mm, mit Löffel, mit montiertem Schraubverschluss PE.  
ca. 25 ml



CE

1131008



1131009

Universalcontainer  
Mit montiertem, roten Schraubverschluss.  
30 ml, PP, mit und ohne Löffel



CE

1131005-7

PP  
Mit Löffel, montierter Schraubverschluss, PE, braun.  
76 x 20 mm, 15 ml  
100 x 16 mm, 13 ml  
107 x 25 mm, 30 ml

## Versandcontainer



1131859

PE, 110 x 30 x 30 mm, mit separatem, weißen Schraubverschluss und Sauganlage eingelegt.

Andere Farben des Schraubverschlusses auf Anfrage.

## Probengefäße



CE

1131003/4  
1131020-3

Abb. ohne Aufkleber

in verschiedenen Ausführungen, aus PP, mit Schraubverschluss rot, ca. 45 x 60 mm, 60 ml, mit/ohne Löffel und/oder Aufkleber

## Universalbecher



1131107/11

weiß, PS, umweltfreundlich, 100% recycelbar  
150 und 200 ml

## Urinprobenbecher



1131201-3

CE

PP, 125 ml, graduiert bis 100 ml, mit mattiertem Schreibfeld, mit grünem oder gelben Schraubdeckel, PE, steril und unsteril lieferbar



1131108

CE

Probenbecher für Urin, PP, 125 ml graduiert, mit mattiertem Schreibfeld, unsteril.

## Schnappdeckel



CE

1131121

Roter Schnappdeckel mit Ausguss, für Urinprobenbecher 1131108, LDPE, leicht schließbar.