



Produkte für Labor und Medizin

Seit der Firmengründung im Jahr 1949 ist Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH ein innovativer und anerkannter Partner von Kunden im Gesundheitswesen in über 90 Ländern dieser Erde. Durch marktorientierte Neuentwicklungen und ständige Weiterentwicklung unserer Produkte, geschützt durch eigene Patente und Schutzmarken, liefern wir stets Ware auf höchstem Niveau und zu attraktiven Preisen.

Wir stellen unseren Kunden hochwertige CE-zertifizierte Einmal- und Verbrauchsartikel für Labore und Krankenhäuser zur Verfügung, die nach neuestem Stand der Technik und unter Berücksichtigung der strengen ISO-Normen hergestellt werden.

Kundenorientierte Beratung durch unsere kompetenten Mitarbeiter ist für uns genauso Teil unseres Selbstverständnisses wie kurzfristige, zeitnahe Warenlieferungen durch ausreichende Lagerkapazität.

Gleichbleibend gute Qualität unserer Produkte, verbunden mit einem marktgerechten Preis, sind für uns Garant für die Zufriedenheit unserer Kunden. Und das ist nicht allein eine Sache der Organisation und des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems, sondern ist im Besonderen auch eine Frage der Einstellung.

Wir sind uns sicher, auch Ihre Wünsche und Bedürfnisse befriedigen zu können und freuen uns darauf, Sie schon bald als Kunden begrüßen zu dürfen.

UNSER SORTIMENT



Geräte

- Magnetrührer
- Magnet-Rührstäbe-PTFE
- Rührwerk-Set-analog
- Rollenmischgerät
- Reagenzglasschüttler
- Spender für Objektträger
- Flaschendispenser
- Mikroliterpipetten
- Mikroliterpipetten digital
- Pipettengestell



**Heinz Herenz
Medizinalbedarf GmbH**

Rudorffweg 10
21031 Hamburg, Germany
Telefon +49-40-739 20 40
Fax +49-40-730 41 48
Email: h hh@herenz.de
Web: www.herenz.de



**Heinz Herenz
Medizinalbedarf GmbH**



GERMANY

Geräte **Magnetrührer** • **Magnet-Rührstäbe-PTFE** • **Rührwerk-Set-analog** • **Rollenmischgerät** • **Reagenzglasschüttler** • **Spender für Objektträger** • **Flaschendispenser** • **Mikroliterpipetten** • **Mikroliterpipetten digital** • **Pipettengestell**

Magnetrührer mit Heizung, analog



Keramikplatte 180 x 180 mm, Temperaturbereich bis 380 °C, Drehzahl 0-1500 U/min, Rührmenge: 20 l, Heizleistung 600 W, Abmessung 206 x 307 x 99 mm, 220 V.


digitale Ausführung auf Anfrage

Rollenmischgerät



Taumel-Rollenmischer mit 5 synchron laufenden PVC Rollen, 430 x 180 x 95 mm, Rollenlänge 320 mm, 36 U/min

Mikroliterpipetten



für Festvolumen mit Spitzenabwerfer
Volumenbereiche:
10, 100 und 1.000 µl

Weitere Volumina im Bereich bis 1000 µl auf Anfrage lieferbar!

Magnet-Rührstäbe - PTFE




Zylindrisch, PTFE Überzug. L x Ø : 6x3/8x3/10x3/12x4,5/15 x 4,5 / 10 x 6 / 15 x 6 / 20 x 6 mm

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Reagenzglasschüttler



Zum Mischen von Flüssigkeiten in Reagenzgläsern bis Ø 30 mm, stufenlos einstellbar 0-2800 U/min, 230 V/50 Hz, Frequenz 0-45 Hz, 156 x 150 x 110 mm (L x B x H)



Multikanal
Volumenbereiche:
8 Kanäle: 20 - 200 / 50 - 300 µl
12 Kanäle: 20 - 200 µl / 50 - 300 µl

Weitere Volumina im Bereich bis 300 µl auf Anfrage lieferbar!

Magnet-Rührstäbe-Set PTFE



Box 175 x 110 x 30 mm, PTFE Überzug, bestehend aus:
Zylinder 10x6, 15x4, 20x6, 25x6, 30x6, 40x8, 50x8, 60x9 mm,
Mittelring 15 x 4,5 / 25 x 6 / 40 x 8 mm,
Dreikant 25 x 8 / 40 x 14 mm,
Magnetrührstabentferner L = 150 mm

Spender für Objektträger



ABS, für max. 72 Objektträger.

Mikroliterpipetten digital



Konformitätsbescheinigt, mit individuellem Qualitätszertifikat, mit stufenloser Volumeneinstellung und Spitzenabwerfer.
Volumenbereiche:
0,2 - 2 / 0,5 - 10 / 2 - 20 / 10 - 100
20 - 200 / 100 - 1.000
1.000 - 5.000 µl

Rührwerk-Set - analog



Rührmenge: 10 l, Motorleistung 83/75W, Drehzahlbereich 200 - 3.000 U/min., Gewicht 4,5 kg, 220V, 50/60Hz.
Komplett-Set bestehend aus:
Propellerührer 3 Flügel aus Edelstahl, Flügelbreite 40 mm, Länge 500 mm, Ø 8 mm, Klammer, Spannungsbereich bis Ø 25mm und Stativ in U-Form, 340 x 290 mm, Stab 800x 23 mm.
Set 90 x 145 x 180 mm

Flaschendispenser mit automatischer Entlüftung



Mit patentiertem PTFE-Kolben, komplett mit allem Zubehör, betriebsfertig, mit Qualitäts-Einzelzertifikat, säure- und laugenfest, bis 121 °C, autoklavierbar, Volumen: 0,25 - 2,5 / 0,5 - 5 / 1 - 10 / 2,5 - 25 / 5 - 50 / 10 - 100 ml
Lieferung ohne Flasche.

Pipettengestell



Drehbares Pipettengestell für 7 Mikroliterpipetten, digital.

Lieferung ohne Mikroliterpipetten