



Produkte für Labor und Medizin

Seit der Firmengründung im Jahr 1949 ist Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH ein innovativer und anerkannter Partner von Kunden im Gesundheitswesen in über 90 Ländern dieser Erde. Durch marktorientierte Neuentwicklungen und ständige Weiterentwicklung unserer Produkte, geschützt durch eigene Patente und Schutzmarken, liefern wir stets Ware auf höchstem Niveau und zu attraktiven Preisen.

Wir stellen unseren Kunden hochwertige CE-zertifizierte Einmal- und Verbrauchsartikel für Labore und Krankenhäuser zur Verfügung, die nach neuestem Stand der Technik und unter Berücksichtigung der strengen ISO-Normen hergestellt werden.

Kundenorientierte Beratung durch unsere kompetenten Mitarbeiter ist für uns genauso Teil unseres Selbstverständnisses wie kurzfristige, zeitnahe Warenlieferungen durch ausreichende Lagerkapazität.

Gleichbleibend gute Qualität unserer Produkte, verbunden mit einem marktgerechten Preis, sind für uns Garant für die Zufriedenheit unserer Kunden. Und das ist nicht allein eine Sache der Organisation und des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems, sondern ist im Besonderen auch eine Frage der Einstellung.

Wir sind uns sicher, auch Ihre Wünsche und Bedürfnisse befriedigen zu können und freuen uns darauf, Sie schon bald als Kunden begrüßen zu dürfen.

UNSER SORTIMENT



Masken und Brillen

- Mundschutz
- Filtrierende Halbmasken
- Schutz- und Freizeitbrillen Arty/Puma/Sporty
- Vollsichtschutzbrille
- Folien-Schutzbrille
- Folien-Schutzschild



**Heinz Herenz
Medizinalbedarf GmbH**

Rudorffweg 10
21031 Hamburg, Germany
Telefon +49-40-739 20 40
Fax +49-40-730 41 48
Email: h hh@herenz.de
Web: www.herenz.de



**Heinz Herenz
Medizinalbedarf GmbH**



Masken und Brillen

Mundschutz ■ Filtrierende Halbmasken ■ Schutz- und Freizeitbrillen
 Vollsichtschutzbrille ■ Folien-Schutzbrille ■ Folien-Schutzschild

Mundschutz

CE



1131974/5

Aus atmungsaktiven Vliesstoff,
3-lagig, mit 4 Bändern oder Gummizug

Mundschutz aus Papier
1-lagig, mit Gummizug

Filtrierende Halbmasken



1131940/7

ohne Ventil
CE EN 149:2001, gegen feste und
flüssige Partikel, (FFP1 und FFP2)



1131941/2/5

mit Ventil
CE EN 149:2001, gegen feste und
flüssige Partikel (FFP1 und FFP2)
sowie zusätzlich gegen giftige
Partikel (FFP3)



1131943/4/6

flach gefaltet, mit und ohne Ventil
CE EN 149:2001, flach gefaltet,
gegen feste und flüssige Partikel,
(FFP1 und FFP2) sowie zusätzlich
gegen giftige Partikel (FFP3), ein-
zeln verpackt.

Schutz- und Freizeitbrillen Arty

Polycarbonatscheiben mit UV-Schutz 400, Optische Güteklasse 1



1134100

Arty 250/F, CE EN 166 F, farblos,
beschlagfrei



1134101

Arty 250/yellow, CE EN 1836, gelb,
beschlagfrei



1134102

Arty 250-small/F, CE EN 166, kleinere Aus-
führung als Arty 250/F
farblos, beschlagfrei



1134103

Arty 260/F, CE EN 166 F, farblos,
beschlagfrei und kratzfest



1134104

Arty 260/yellow, CE EN 166 F, gelb,
beschlagfrei und kratzfest

Schutz- und Freizeitbrillen Puma

Polycarbonatscheiben mit UV-Schutz 400, Optische Güteklasse 1



1134105

Puma 1262/orange, CE EN 166 F, orange



1134106

Puma 1262/smoke, CE EN 166 F, rauchgrau



1134107

Puma 1262/yellow, CE EN 166 F, gelb

Schutz- und Freizeitbrillen Sporty

Modernes Design, Polycarbonatscheiben mit UV-Schutz 400, aus-
wechselbar, optische Güteklasse 1, beschlagfrei, Bügel in der Länge
verstellbar, weiche und flexible Bügelenden.



1134108

Sporty/smoke CE EN 166F, rauchgrau



1134109

Sporty/yellow CE EN 1836, gelb

Vollsichtschutzbrille



1134125

PANOLUX, CE EN 166 S, F, mit indirekter
Belüftung, flexible Schutzbrille mit speziell
großem Sichtfeld, verstellbares Gummi-
band, beschlagfrei
und farblose Polycarbonatscheibe

Folien-Schutzbrille zur Selbstmontage



1134150/1

Äußerst leicht und bequem zu tragen, latexfrei,
„Rundum-Schutz“ der Augenpartie, verzerrungs-
frei, optische Güteklasse, Mundschutz und
Alltags-Brille sind bequem darunter zu tragen.
Folien und Befestigungsrahmen werden aus
Verpackungsgründen separat geliefert.

Folien-Schutzschild (Gesichtsschutz)



1134152/3

Äußerst leicht und bequem zu tragen, „Rundum-
Schutz“ der Augen und Gesichtspartie, latexfrei,
verstellbar und beschlagfrei, Mundschutz und
Alltags-Brille sind bequem darunter zu tragen,
inkl. Abnehmbarem Nasenbügel. Folien und
Befestigungsrahmen werden aus Verpackungs-
gründen separat geliefert.