



Produkte für Labor und Medizin

Seit der Firmengründung im Jahr 1949 ist Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH ein innovativer und anerkannter Partner von Kunden im Gesundheitswesen in über 90 Ländern dieser Erde. Durch marktorientierte Neuentwicklungen und ständige Weiterentwicklung unserer Produkte, geschützt durch eigene Patente und Schutzmarken, liefern wir stets Ware auf höchstem Niveau und zu attraktiven Preisen.

Wir stellen unseren Kunden hochwertige CE-zertifizierte Einmal- und Verbrauchsartikel für Labore und Krankenhäuser zur Verfügung, die nach neuestem Stand der Technik und unter Berücksichtigung der strengen ISO-Normen hergestellt werden.

Kundenorientierte Beratung durch unsere kompetenten Mitarbeiter ist für uns genauso Teil unseres Selbstverständnisses wie kurzfristige, zeitnahe Warenlieferungen durch ausreichende Lagerkapazität.

Gleichbleibend gute Qualität unserer Produkte, verbunden mit einem marktgerechten Preis, sind für uns Garant für die Zufriedenheit unserer Kunden. Und das ist nicht allein eine Sache der Organisation und des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems, sondern ist im Besonderen auch eine Frage der Einstellung.

Wir sind uns sicher, auch Ihre Wünsche und Bedürfnisse befriedigen zu können und freuen uns darauf, Sie schon bald als Kunden begrüßen zu dürfen.

UNSER SORTIMENT



Objektträger und Deckgläser

- geschnitten / geschliffen
- Superfrost
- Economy
- Diagnostik
- Adhäsionsobjektträger
- mit Vertiefung
- Spender für Objektträger
- Borosilikat-Deckgläser
- Economy Ausführung
- für Zählkammern
- rund



**Heinz Herenz
Medizinalbedarf GmbH**

Rudorffweg 10
21031 Hamburg, Germany
Telefon +49-40-739 20 40
Fax +49-40-730 41 48
Email: h hh@herenz.de
Web: www.herenz.de



**Heinz Herenz
Medizinalbedarf GmbH**



Objektträger und Deckgläser

geschnitten oder geschliffen • Superfrost • Economy • Diagnostik
 Adhäsionsobjektträger • mit Vertiefung • Spender für Objektträger
 Borosilikat-Deckgläser • Economy Ausführung • für Zählkammern • rund

Objektträger

geschnittene oder geschliffene Kanten mit oder ohne Mattrand



Geputzt, 76 x 26 x 1 mm stark,
 halbweiß in abriebfeste Schachteln
 mit je 50 Stück

CE

1041000-1042100

Objektträger Superfrost



Ohne Zellophanverpackung,
 Ausführung geschnitten und
 geschliffen.

Lieferbar in 6 Farben:
 weiß, blau, rosa, gelb, grün, orange

CE

1041001/3

Objektträger Economy

geschnittene oder geschliffen 90°, mit oder ohne Mattrand




zellophaniert,
 ca. 76 x 26 x 1 mm stark

CE

1041050/1041150
 1042050/1042150

Diagnostik Objektträger




Teflon beschichtet, benetzbar, ge-
 schliffene oder geschnittene Kanten,
 schwarz bedruckt, in verschiedenen
 Standardausführungen lieferbar.
 (Sonderfarben und andere Ausführungen
 ab mindestens 2.000 Stück lieferbar.)

1041014

Adhäsionsobjektträger


Superfrost Plus Gold



Objektträger 75 x 25 x 1 mm, extra
 weißes Glas, geschliffen 90°,
 weißes Beschriftungsfeld, Glas und
 Schachtel in Cello.

1043002

Superfrost Plus




Objektträger 75 x 25 x 1 mm, weißes
 Beschriftungsfeld, extra weißes
 Glas, geschliffen 90°.

1043001

Superfrost Beschriftungsfeld
 auf Anfrage erhältlich
 in blau, rosa, gelb oder grün

Polysine



Objektträger 75 x 25 x 1 mm, weißes
 Beschriftungsfeld, extra weißes
 Glas, geschliffen 90°.

1043000

Spender für Objektträger



ABS, für max. 72 Objektträger.

1081603

Objektträger mit Vertiefung



Geschliffen, 76 x 26 mm,
 1, 2 und 3 Vertiefungen

1042001-3

Deckgläser ungeschliffen



Stärke 1 (0,13 – 0,16 mm),
Borosilikat-Glas.

CE

CE

verschiedene Größen

Deckgläser Economy ungeschliffen



Stärke 1 (0,13–0,16 mm),
Borosilikat-Glas, für Automaten
 geeignet.

CE

CE

Stärke 1 (0,13–0,16 mm),
AR-Glas, zum manuellen
 Gebrauch

verschiedene Größen

Deckgläser geschliffen



parallel geschliffen
 Stärke 0,4 mm, optisch plan,
 für Zählkammer/Haemacytometer

CE

1052604

Deckgläser rund



Geschnitten, Stärke 1

verschiedene Größen

1051199-1051211