

www.herenz.de



**Produkte für
Labor und Medizin**

2025

Kundenservice – Preisaktualität

Aufgrund der sich ständig verändernden Rohstoff- und Energiepreise kann es während der Kataloglaufzeit notwendig sein, einzelne Preise entsprechend anzupassen.

Um die jeweils aktuellsten Preise einsehen zu können, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.



Sicherheit schafft Vertrauen

Für einen Großteil unserer Produkte sind wir Hersteller gemäß den Richtlinien 93/42/EWG und 98/79/EG. Diese Produkte tragen das CE-Zeichen.

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

Heinz Herenz
Medizinalbedarf GmbH
Rudorffweg 10
21031 Hamburg, Germany
Telefon +49-40-739 204 0
Fax +49-40-739 204 39
hhh@herenz.de
www.herenz.de



Hamburg, April 2025

Liebe Geschäftspartner:innen,

ein erfolgreiches Geschäftsjahr liegt hinter uns, und wir blicken mit Freude und Tatendrang auf das neue Jahr. Dieses Jahr markiert einen besonderen Meilenstein für unser Unternehmen, den auch Sie sicherlich als spannend erleben werden: Zum April 2025 treten wir, die Geschäftsführer Antje Herenz-Cyll und Dieter Cyll, in unseren wohlverdienten Ruhestand.

Die Übergabe unserer Aufgaben wurde über die letzten Jahre hinweg sorgfältig vorbereitet, und nun übergeben wir den Staffelstab an unsere Kinder, Laura und Christoph Cyll. Wir sind stolz, dass die Firma in der dritten Generation innerhalb der Familie weitergeführt wird und unsere Vision so ihre Fortsetzung findet.

Für Sie, unsere geschätzten Geschäftspartner:innen, bleibt unser Fokus klar: Wir werden weiterhin alles daransetzen, Ihnen den besten Service zu bieten, die hohe Qualität unserer Produkte zu sichern und uns stetig weiterzuentwickeln.

Mit 75 Jahren Erfahrung verbinden wir Tradition mit einem strategischen Blick in die Zukunft – „Best of both worlds.“

Unser Team wird auch weiterhin für Sie da sein, Sie mit hochwertigen Produkten versorgen und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Der Abschied fällt uns nicht leicht. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Es war uns eine große Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg

Dipl.-Ing. Antje Herenz-Cyll

Dipl.-Ing. Dieter Cyll

B. A. Laura Cyll

B. A. Christoph Cyll



Neuheiten 2025	N1
Gynäkologie & Urologie	17
Praxis- und Krankenhausbedarf	27
Abstrichbestecke – Watte- und Schaumstoffstäbchen	45
Diabetes – Tests	61
Blutentnahme – Injektion	65
Entsorgung – Vernichtung – Beutel	75
Hygiene – Schutz	85
Handschuhe	93
Instrumente – Chirurgie – Sterilisation – Endoskopie	103

Mikrobiologie & Histologie	117
Mikroskopie	129
Laborglas – Zubehör – Laborporzellan	147
Pipetten – Zubehör – Liquidhandling	171
Probengefäße & Container	189
Laborprodukte aus Kunststoff	197
Laborbedarf & Kryozubehör	213
Diagnostika & Tests	235
Laborgeräte – Thermometer – Waagen	243
Anatomische Modelle	257



UNSERE HIGHLIGHTS

Liquidswabs

Abstrich- und Transportsystem mit flüssigem Medium

Unsere universellen Entnahme- und Transportsysteme für mikrobiologische Proben bestehen aus speziellen Tupfern sowie Röhrchen mit verschiedenen flüssigen Medien. Es ermöglicht die Aufteilung des Probenmaterials und somit mehrere Testungen aus einer Probe. Die gebrauchsfertigen Abstrichsysteme werden im leicht zu öffnenden Peelpack geliefert. Eine Sollbruchstelle im Tupfer ermöglicht einen hygienischen und sicheren Arbeitsablauf. Die standardisierten Abmessungen der Röhrchen erlauben die Nutzung in den gängigen Automaten. Zur Identifizierung der Proben befinden sich Aufkleber auf den Röhrchen. Die Produktion nach GMP (Good Manufacturing Practice) und die Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485 stellen höchste Qualität sicher. Natürlich sind die Systeme steril (SAL 10^{-6}), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch.

Mehr hierzu finden Sie auf den Seiten 66-69.



Objektträger

Was zeichnet unsere Auswahl an Objektträgern aus?

Wir bieten ein sehr breites Sortiment von Objektträgern an, sodass Sie sicherlich finden wonach Sie suchen. Innerhalb der Produktlinien finden Sie geschnittene und geschliffene Objektträger. Geschnittene Träger werden bevorzugt in der Routinemikroskopie eingesetzt und bieten eine große Flexibilität. Geschliffene Träger beugen durch die abgeschliffenen Kanten Schnittverletzungen vor. Wer seine Objektträger beschriften und kategorisieren will, wählt am besten Objektträger mit Mattrand oder mit einem farbigen Beschriftungsfeld. Zudem haben Sie die Wahl zwischen Objektträgern mit und ohne Zellophan.

Bitte beachten Sie:

- Unsere Objektträger sind gewaschen und sofort einsatzbereit
- Nur zum Einmalgebrauch geeignet
- Trocken und kühl lagern
- Vermeiden Sie größere Temperaturschwankungen bei der Lagerung und Anwendung
- Starke Auskühlung verursacht Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung zwischen den Gläsern
- Verletzungsgefahr beachten und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vornehmen, z. B. Das Tragen von Handschuhen

Mehr hierzu finden Sie auf den Seiten 138-141.



Alkoholtupfer

Was zeichnet unsere Auswahl an Alkoholtupfern aus?

Unsere in 70% Isopropyl-Alkohol getränkten Vlies-Tücher haben eine handliche Größe von 6x3 cm, beziehungsweise 3x3 cm (gefaltet). Jeder Alkoholtupfer ist einzeln in einem aluminiumfolierten Papierbeutel verpackt. Damit eignen sie sich nicht nur für den stationären Einsatz sondern auch zur Mitnahme, beispielsweise in der Arzttasche. Die saugfähigen, reißfesten und fusselfreien Tupfer sind nach dem Auspacken sofort einsatzbereit.

Bitte beachten Sie:

- Nur zur äußeren Anwendung
- Kontakt mit den Augen vermeiden
- Nur zum Einmalgebrauch geeignet
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl und trocken lagern
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten

Mehr hierzu finden Sie auf der Seite 86.



Blut- und Allergielanzetten

Was zeichnet unsere Auswahl an Blut- und Allergielanzetten aus?

Unsere Blut- und Allergielanzetten sind aus rostfreiem Chromstahl gefertigt und frei von Nickel. Jede Lanzette ist einzeln steril verpackt, sodass sie schnell und einfach von Hand zu benutzen sind. Die Blutlanzette gewährleistet einen ausgezeichneten Blutfluss. Zudem verfügt sie über eine ca. 2,9 mm lange, asymmetrische Spitze, die die Blutentnahme vereinfacht und den Schmerz erheblich reduziert. Die Spitze der Allergielanzette ist mit ca. 0,9 mm besonders fein. Dadurch wird eine ungewollte Blutung verhindert. Alle Lanzetten haben eine transparente Siegfelfolie. Diese bietet optimale Sicherheit beim Auspacken, da die Spitze sichtbar ist.

Bitte beachten Sie:

- Nur zum Einmalgebrauch geeignet
- Bei einer Temperatur von 15–30°C lagern, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40–70%
- Die Blutlanzetten werden gammasterilisiert und sind steril gemäß DIN EN 556-1.

Mehr hierzu finden Sie auf der Seite 82.



Einmalrasierer (einschneidig und zweischneidig)

Was zeichnet unsere Auswahl an Einmalrasierern aus?

Unsere kostengünstige Hausmarke ist ISO-zertifiziert und ein Medizinprodukt der Klasse 1. Die Klingen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und Teflon-beschichtet. Dies gewährleistet eine hautschonende Rasur für jede Haarlänge. Die Einmalrasierer mit zwei Klingen sorgen für ein optimales Rasurergebnis. Optional ist eine einschneidige Variante erhältlich. Dank der praktischen Spenderbox à 100 Stück sind die Rasierer schnell zur Hand.

Bitte beachten Sie:

- Nur zum Einmalgebrauch geeignet
- Unsteril
- Farbe: Blau
- Mit Klingenschutz
- Im medizinischen Bereich sollte die Rasur vom medizinischen Fachpersonal durchgeführt werden
- Die Einmalrasierer werden in einer Box à 100 Stück geliefert
- Gebrauchsanweisung auf der Box

Mehr hierzu finden Sie auf der Seite 54.



Einmalskalpelle und Skalpellklingen

Was zeichnet unsere Auswahl an Einmalskalpelle und Skalpellklingen aus?

Wir verfügen über eine Vielzahl an Einmalskalpellen, um die unterschiedlichen Arten von Operationen abzudecken. Skalpelle verfügen über rostfreie Stahlklingen für eine präzise Schnittführung und ergonomische Kunststoffgriffe mit geriffelten Fingergriffen für einen sicheren Halt. Die Klinge wird durch eine einfach abzuziehende Kappe geschützt. Jedes Skalpell ist einzeln steril in einem Peel-Pack verpackt. Unsere Klingen sind aus stabilem Karbonstahl gefertigt und in diversen Größen sowie für unterschiedliche Griffgrößen erhältlich. Die Skalpellklingen sind einzeln steril in einem Peel-Pack aus Aluminium verpackt.

Bitte beachten Sie:

- Nur zum Einmalgebrauch geeignet
- Verwendung nur durch einen qualifizierten Chirurgen oder Sanitäter
- Sterilisiert durch Gamma-Bestrahlung
- Trocken und lichtgeschützt in der Originalverpackung lagern, bei Temperaturen von 5 °C bis 50 °C

Mehr hierzu finden Sie auf der Seite 116.



Wattestäbchen

Was zeichnet unsere Auswahl an Wattestäbchen aus?

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an sterilen und unsterilen Wattestäbchen:

- Mit Holz-, PS-, PP-, Aluminium- oder Papierstab
- Jeweils in verschiedenen Längen erhältlich
- Mit Baumwoll-, Viskose-, Polyester- oder Schaumstoffkopf
- Durchmesser der Köpfe: klein, mittel oder groß

So ist für jede spezielle Anwendung garantiert das richtige Instrument zur Hand. Beispielsweise werden die Stäbchen mit Baumwoll-Kopf für den Einsatz bei HNO-Ärzten empfohlen.

Unsere sterilen Wattestäbchen sind alle einzeln, doppelt oder mehrfach in Peel-Packungen verpackt.

Bitte beachten Sie im medizinischen Bereich:

- Nur zum Einmalgebrauch geeignet
- Benutzung nur durch medizinisches Fachpersonal

Mehr hierzu finden Sie auf den Seiten 70-75.



Sonosafe® Ultraschallsonden-Schutzhüllen

Was zeichnet unsere Auswahl an Sonosafe® Schutzhüllen aus?

Unsere Angebot umfasst Schutzhüllen mit ca. 20, 28 und 34 mm Durchmesser – damit decken wir die gängigen Größen der spezifischen Sonden in der Urologie, Proktologie und Gynäkologie ab. Ausgerollt haben sie eine Länge von ca. 200 mm, auch dies ist Standard. Es gibt sowohl die einzeln verpackte Ausführung in Aluminiumfolie als auch lose verpackte Einheiten.

Bitte beachten Sie:

- Nur zum Einmalgebrauch geeignet
- Benutzung nur durch zugelassenen Facharzt
- Mit wasserbasiertem Gleitgel benutzen
- Kühl und trocken lagern
- Besteht aus Naturkautschuk und kann zu allergischen Reaktionen führen

Mehr hierzu finden Sie auf den Seiten 40-41.



Steristopfen®

Was sind Steristopfen?

Steristopfen® sind eine Erfindung der Firma Heinz Herenz und haben sich seit vielen Jahren weltweit bewährt. Die aus Zellstoff bestehenden Stopfen eignen sich ideal zum sterilen Verschluss von Bakterienkulturen in Reagenzglasern, Erlenmeyer- und Kulturkolben. Viele bedeutende Institutionen weltweit setzen auf unsere hauseigene Erfindung, da sie neben herausragenden Eigenschaften auch die Arbeit im Labor vereinfacht.

Eigenschaften Steristopfen®:

- Autoklavierbar bis 200 °C
- Bakterienfilternd
- Sterilisierfähig
- Luftdurchlässig
- Preiswert

Die original Heinz Herenz Steristopfen® sind in diversen Größen, Formen und Verpackungseinheiten erhältlich, auch Sonderanfertigungen sind möglich.

Bitte beachten Sie:

- Nur zum Einmalgebrauch geeignet

Mehr hierzu finden Sie auf den Seiten 126-129.



Gynobrush® Abstrichbürsten

Was zeichnet unsere Auswahl an Gynobrush® Abstrichbürsten aus?

Unser Sortiment für endozervikale und vaginale Abstriche umfasst drei unterschiedliche Produkttypen. Die Standard-Variante, die Plus-Variante mit Sicherheitskugel aus Kunststoff an der Spitze, die eine bessere Führung und weniger Verletzungsgefahr bietet, sowie die Spezial-Variante mit einer tannenbaumförmigen Bürste, die ebenfalls ein sicheres Einführen und ein optimales Ergebnis gewährleistet und auch zusätzliche Zellenentnahme aus dem Randbereich ermöglicht. Die handlichen Abstrichbürsten sind so konzipiert, dass eine optimale Zellenanzahl entnommen werden kann, wodurch das Risiko einer Fehldiagnose minimiert wird. Die Kunststoffgriffe sind durch die spezielle Formgebung rutschfest gestaltet.

Bitte beachten Sie:

- Nur zum Einmalgebrauch geeignet
- Benutzung nur durch medizinisches Fachpersonal
- Nicht zur endometrialen Probenentnahme verwenden
- Nicht steril
- Vor Gebrauch prüfen, ob der Bürstenkopf fest sitzt
- Im geschlossenen Beutel kühl, trocken und lichtgeschützt lagern

Mehr hierzu finden Sie auf der Seite 38.



Jetpull® Venenstauer

Venenstauer – Made in Germany

Die Jetpull® Familie setzt sich aus 3 verschiedenen Venenstauern und einem Shuntband in zwei Längen zusammen. Die drei Venenstauer oder auch Staubinden (Stauschlauch) können mit einer Hand bedient werden und erzeugen beim Schließen und Öffnen ein gut hörbares Klickgeräusch um die Bedienung zu vereinfachen. Die Stauer sind alle metallfrei und daher auch in der Radiologie tauglich. Das Band ist zudem weich und hautfreundlich ca. 49–50 cm lang.

Mehr hierzu finden Sie auf der Seite 87.

NEUHEITEN

2025



Universalbecher

200 ml, PP, weiß,
VE = 100 St./Beutel, 3.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000009	200 ml, PP, weiß	1 Karton



Deckel für Universalbecher

Aus PET, Ø = 70 mm,
VE = 100 St./Beutel, 2.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000010	aus PET, Ø = 70 mm	1 Karton



Reaktionsgefäße

1,5 ml, PP, mit Deckel, **Basic-Line**,
VE = 500 St./Beutel, 5.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000006	1,5 ml, PP, mit Deckel	1 Karton



Reagenzgläser

Borosilikatglas, ohne Rand, **Basic-Line**.
VE = 250 St./Box, 1.000 St./Karton / 250 St./Box, 4x 250 St./Karton

Art.-Nr.	Volumen	VE	MOQ
2000007	R8 ca. 135x16x0.8-1 mm	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1.000 St.
2000008	R4 ca. 160x16x1 mm	250 St./Box, 4x250 St./Karton	1.000 St.



Papierbecher

190 ml, PE-beschichtet, weiß.
VE = 50 St./Beutel, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000011	190 ml, weiß, PE-beschichtet	1.000 St.



Hartpapierbecher

240 ml, weiß, Innenseite mit PE-Beschichtung, oberer Ø 80 mm,
unterer Ø 56 mm, Höhe 92 mm.
VE = 50 St./Beutel, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000012	240 ml, weiß mit PE-Beschichtung	1.000 St.



Papierbecher

190 ml, innen PE-beschichtet, blau,
VE = 50 St./Beutel, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000013	190 ml, blau, PE-beschichtet	1.000 St.

Probengefäße

60 ml, doppelt steril, PP, mit Schraubverschluss PE rot, ca. 35x70 mm, graduert, VE = 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131033	60 ml, doppelt steril	1.000 St.



Behälter

Zylindrisch, 2.000 ml, doppelt steril, HDPE, transparent, komplett mit Dichtungsdeckel LDPE und Schraubkappe PP schwarz, VE = 15 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1083598	2.000 ml, doppelt steril	2.010 St.



Adhesive Objektträger

75 x 25 x 1,1 mm, PCL-Serie, super-weißes Glas, fein geschliffene Kanten, 45° Ecken, Beschriftungsfeld, VE = 72 St./Box, 1.440 St./Karton

Art.-Nr.	Farbe	MOQ
1041160	Weiß	1 Karton
1041161	Rosa	1 Karton
1041162	Gelb	1 Karton



Zahnprothesenbehälter

Mit Einsatz aus PP, autoklavierbar bis 130 °C, Schmelzpunkt ca. 153 °C, VE = 20 St./Karton

Art.-Nr.	Farbe	MOQ
1132145	Behälter: weiss, Deckel: Weiss	1 Karton
1132146	Behälter: weiss, Deckel: Hellblau	1 Karton
1132147	Behälter: weiss, Deckel: Grün	1 Karton
1132148	Behälter: weiss, Deckel: Pink	1 Karton



Einweg-Zahnprothesenbehälter

Aus PP mit Deckel aus PS, weiß, Höhe 50 mm, Ø 95 mm, Volumen ca. 270 ml, VE = 168 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132149	weiß, Behälter aus PP mit Deckel aus PS	168 St.



Becherglas

Niedere Form, **Basic-Line**, Boroglas 3.3, mit Ausguss, graduert.



Art.-Nr.	Volumen	VE	MOQ
2000014	10 ml	12 St./Box, 384 St./Karton	12 St.
2000015	20 ml	12 St./Box, 384 St./Karton	12 St.
2000016	25 ml	12 St./Box, 384 St./Karton	12 St.
2000017	30 ml	12 St./Box, 384 St./Karton	12 St.
2000018	50 ml	12 St./Box, 192 St./Karton	12 St.
2000019	100 ml	12 St./Box, 192 St./Karton	12 St.
2000020	150 ml	12 St./Box, 72 St./Karton	12 St.
2000021	200 ml	12 St./Box, 72 St./Karton	12 St.
2000022	250 ml	12 St./Box, 48 St./Karton	12 St.
2000023	300 ml	12 St./Box, 48 St./Karton	12 St.
2000024	400 ml	6 St./Box, 48 St./Karton	6 St.
2000025	500 ml	6 St./Box, 36 St./Karton	6 St.
2000026	600 ml	6 St./Box, 36 St./Karton	6 St.
2000027	800 ml	6 St./Box, 36 St./Karton	6 St.
2000028	1.000 ml	6 St./Box, 24 St./Karton	6 St.
2000029	2.000 ml	1 St./Box, 12 St./Karton	1 St.
2000030	3.000 ml	1 St./Box, 6 St./Karton	1 St.
2000031	5.000 ml	1 St./Box, 6 St./Karton	1 St.

Erlenmeyerkolben

Enghals, **Basic-Line**, Boroglas 3.3, mit Ausguss, graduert.



Art.-Nr.	Volumen	VE	MOQ
2000032	50 ml	12 St./Box, 144 St./Karton	12 St.
2000033	100 ml	12 St./Box, 48 St./Karton	12 St.
2000034	150 ml	12 St./Box, 48 St./Karton	12 St.
2000035	200 ml	12 St./Box, 48 St./Karton	12 St.
2000036	250 ml	8 St./Box, 48 St./Karton	8 St.
2000037	300 ml	6 St./Box, 48 St./Karton	6 St.
2000038	500 ml	6 St./Box, 36 St./Karton	6 St.
2000039	1.000 ml	6 St./Box, 24 St./Karton	6 St.
2000040	2.000 ml	1 St./Box, 8 St./Karton	1 St.
2000041	3.000 ml	1 St./Box, 4 St./Karton	1 St.
2000042	5.000 ml	1 St./Box, 4 St./Karton	1 St.

Weithals, **Basic-Line**, Boroglas 3.3, mit Ausguss, graduert



Art.-Nr.	Volumen	VE	MOQ
2000043	50 ml	12 St./Box, 144 St./Karton	12 St.
2000044	100 ml	12 St./Box, 48 St./Karton	12 St.
2000045	250 ml	8 St./Box, 48 St./Karton	8 St.
2000046	500 ml	6 St./Box, 36 St./Karton	6 St.
2000047	1.000 ml	6 St./Box, 24 St./Karton	6 St.

Laborglasflasche

Basic-Line, mit blauem Schraubdeckel (PP), Boroglas 3.3., autoklavierbar.

Art.-Nr.	Volumen	VE	MOQ
2000048	100 ml	120 St./Karton	120 St.
2000049	250 ml	48 St./Karton	48 St.
2000050	500 ml	24 St./Karton	24 St.
2000051	1.000 ml	20 St./Karton	20 St.



Rundkolben langhals

Basic-Line, flacher Boden, Boroglas 3.3, ohne Graduierung und Deckel.

Art.-Nr.	Volumen	VE	MOQ
2000052	50 ml	12 St./Box, 144 St./Karton	12 St.
2000053	100 ml	12 St./Box, 48 St./Karton	12 St.
2000054	150 ml	12 St./Box, 48 St./Karton	12 St.
2000055	250 ml	8 St./Box, 48 St./Karton	8 St.
2000056	500 ml	6 St./Box, 36 St./Karton	6 St.
2000057	1.000 ml	6 St./Box, 12 St./Karton	6 St.
2000058	2.000 ml	1 St./Box, 6 St./Karton	1 St.
2000059	3.000 ml	1 St./Box, 4 St./Karton	1 St.
2000060	5.000 ml	1 St./Box, 4 St./Karton	1 St.
2000061	10.000 ml	1 St./Box, 2 St./Karton	1 St.



Basic-Line, runder Boden, Boroglas 3.3, ohne Graduierung und Deckel.

Art.-Nr.	Volumen	VE	MOQ
2000062	50 ml	12 St./Box, 144 St./Karton	12 St.
2000063	100 ml	12 St./Box, 48 St./Karton	12 St.
2000064	150 ml	12 St./Box, 48 St./Karton	12 St.
2000065	250 ml	8 St./Box, 48 St./Karton	8 St.
2000066	500 ml	6 St./Box, 36 St./Karton	6 St.
2000067	1.000 ml	6 St./Box, 24 St./Karton	6 St.
2000068	2.000 ml	1 St./Box, 8 St./Karton	8 St.
2000069	3.000 ml	1 St./Box, 4 St./Karton	4 St.
2000070	5.000 ml	1 St./Box, 4 St./Karton	4 St.
2000071	10.000 ml	1 St./Box, 4 St./Karton	4 St.
2000072	20.000 ml	1 St./Box, 2 St./Karton	2 St.



Rundkolben weithals

Basic-Line, runder Boden, Boroglas 3.3, ohne Graduierung und Deckel.

Art.-Nr.	Volumen	VE	MOQ
2000073	250 ml	8 St./Box, 48 St./Karton	8 St.
2000074	500 ml	8 St./Box, 48 St./Karton	8 St.
2000075	1.000 ml	6 St./Box, 24 St./Karton	6 St.
2000076	2.000 ml	1 St./Box, 8 St./Karton	8 St.



Reagenzglas

Basic-Line, zylindrischer Boden, glatt, medium Boroglas



Art.-Nr.	Volumen	Maße	VE	MOQ
2000077	2,5 ml	10 x 50 mm, 0,8-1,0 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000078	3 ml	10 x 75 mm, 0,8-1,0 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000079	3 ml	11 x 70 mm, 0,8-1,0 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000080	5 ml	12 x 75 mm, 0,8-1,0 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000081	7 ml	12 x 100 mm, 0,8-1,0 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000082	7 ml	13 x 100 mm, 0,8-1,0 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000083	8 ml	12 x 110 mm, 0,8-1,0 mm dick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000084	8 ml	12 x 120 mm, 0,8-1,0 mm dick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000085	10 ml	15 x 100 mm, 0,8-1,0 mm dick	100 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000086	10 ml	16 x 100 mm, 1,0 mm thick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000087	12 ml	15 x 125 mm, 0,8-1,0 mm dick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000088	14 ml	16 x 125 mm, 1,0 mm dick	100 St./Box, 600 St./Karton	1 Karton
2000089	16 ml	16 x 150 mm, 1,0 mm dick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000090	17 ml	16 x 160 mm, 1,0 mm dick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000091	20 ml	20 x 150 mm, 1,0-1,2 mm dick	100 St./Box, 600 St./Karton	1 Karton
2000092	25 ml	18 x 150 mm, 1,0-1,2 mm dick	100 St./Box, 600 St./Karton	1 Karton
2000093	25 ml	20 x 200 mm, 1,0-1,2 mm dick	100 St./Box, 400 St./Karton	1 Karton

Reagenzglas

Basic-Line, zylindrischer Boden, glatt, Boroglas 3.3.

Art.-Nr.	Volumen	Maße	VE	MOQ
2000094	2,5ml	10 x 50 mm, 0,8 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000095	3 ml	10 x 75 mm, 0,8 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000096	3 ml	11 x 70 mm, 0,8 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000097	5 ml	12 x 75 mm, 0,8 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000098	7 ml	12 x 100 mm, 0,8 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000099	7 ml	13 x 100mm, 0,8 mm dick	250 St./Box, 2.000 St./Karton	1 Karton
2000100	8 ml	12 x 110 mm, 0,8 mm dick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000101	8 ml	12 x 120 mm, 0,8-1,0 mm dick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000102	10 ml	15 x 100 mm, 1,0 mm dick	100 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000103	10 ml	16 x 100 mm, 1,0 mm dick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000104	12 ml	15 x 125 mm, 1,0 mm dick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000105	14 ml	16 x 125 mm, 1,0 mm dick	100 St./Box, 600 St./Karton	1 Karton
2000106	16 ml	16 x 150 mm, 1,0 mm dick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000107	17 ml	16 x 160 mm, 1,0 mm dick	250 St./Box, 1.000 St./Karton	1 Karton
2000108	25 ml	18 x 150 mm, 1,0 mm dick	100 St./Box, 600 St./Karton	1 Karton



Messkolben

Basic-Line, Klasse A, klares Boroglas 3.3., mit eingeschliffenem Glasstopfen und einer Teilstrichmarkierung

Art.-Nr.	Volumen	VE	MOQ
2000109	5 ml	2 St./Box, 400 St./Karton	1 Karton
2000110	10 ml	2 St./Box, 400 St./Karton	1 Karton
2000111	25 ml	2 St./Box, 400 St./Karton	1 Karton
2000112	50 ml	2 St./Box, 180 St./Karton	1 Karton
2000113	100 ml	2 St./Box, 100 St./Karton	1 Karton
2000114	200 ml	2 St./Box, 72 St./Karton	1 Karton
2000115	250 ml	2 St./Box, 72 St./Karton	1 Karton
2000116	500 ml	2 St./Box, 48 St./Karton	1 Karton
2000117	1.000 ml	2 St./Box, 24 St./Karton	1 Karton
2000118	2.000 ml	2 St./Box, 6 St./Karton	1 Karton





Paraffinegaze

10 x 10 cm, einzeln steril verpackt, 200 g/m²

VE = 1 St./Beutel, 100 St./Box, 4 Boxen/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000200	10 x 10 cm	50.000 St.

Mullkompresses

in 8 Lagen, mit gefalteten Kanten, 40s Baumwolle, 17 Fäden, 23 g/m²

Art.-Nr.	Maße	VE	MOQ
2000201	5 x 5 cm, unsteril	100 St./Papierbeutel, 10 Beutel/Karton	50.000 St.
2000202	5 x 5 cm, steril	5 St./Peelpackung, 80 Packungen/Box, 8 Boxen/Karton	50.000 St.
2000203	7,5 x 7,5 cm, unsteril	100 St./Papierbeutel, 10 Beutel/Karton	50.000 St.
2000204	7,5 x 7,5 cm, steril	5 St./Peelpackung, 80 Packungen/Box, 8 Boxen/Karton	50.000 St.
2000205	10 x 10 cm, unsteril	100 St./Papierbeutel, 10 Beutel/Karton	50.000 St.
2000206	10 x 10 cm, steril	5 St./Peelpackung, 35 Packungen/Box, 8 Boxen/Karton	50.000 St.



Impföfen, Basic-Line

Fest/flexibel, Gammastrahlen-sterilisiert.

VE = 20 St./Zipper-Beutel, 1.000 St./Spenderbox, 10.000 St./Karton

Art.-Nr.	Volumen	Typ	Material	Farbe	MOQ
2000207	1 µL	fest	PS	Natur	10.000 St.
2000208	10 µL	fest	PS	Blau	10.000 St.
2000209	1 µL	flexibel	HIPS	Weiß	10.000 St.
2000210	10 µL	flexibel	HIPS	Dunkel- blau	10.000 St.
2000211	1 µL	flexibel, integrierte Nadel	SAN	Natur	10.000 St.
2000212	10 µL	flexibel, integrierte Nadel	SAN	Blau	10.000 St.
2000213	1 µL	flexibel, integrierte Nadel	ABS	Natur	10.000 St.
2000214	10 µL	flexibel, integrierte Nadel	ABS	Blau	10.000 St.



EKG-Schaumstoffelektrode

Ag/AgCl-Sensor, für den Einmalgebrauch,
Einsatzbereich: Diagnose- & Langzeit-EKG.
VE = 30 St./Beutel, 1.200 St./Karton

Art.-Nr.	Typ	Maße	MOQ
2000216	Liquid Gel (Flüssiggel), Druckknopf	Ø 50 mm	4.800 St.
2000217	Solid Gel (Festgel), Druckknopf	Ø 30 mm	4.800 St.
2000218	Solid Gel (Festgel), Druckknopf	Ø 40 mm	4.800 St.
2000219	Solid Gel (Festgel), Druckknopf	Ø 50 mm	4.800 St.
2000220	Solid Gel (Festgel), Druckknopf	36 x 51 mm	4.800 St.
2000221	Solid Gel (Festgel), 4 mm Bananenstecker	36 x 51 mm	4.800 St.

EKG-Gewebeträgerelektrode

Solid Gel (Festgel) und Ag/AgCl-Sensor, Druckknopf, Ø 50 mm, atmungsaktives Vliesmaterial, hautfreundlich, für den Einmalgebrauch, Einsatzbereich: Diagnose- & Langzeit-EKG.
VE = 30 St./Beutel, 1.200 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000222	EKG-Gewebeträgerelektrode	4.800 St.

EKG-Carbon-Schaumstoffelektrode

Solid Gel (Festgel) und Ag/AgCl-Sensor, röntgentranslucent, Druckknopf, Ø 40 mm, nicht atmungsaktiv, ungeeignet für empfindliche Haut, für den Einmalgebrauch, Einsatzbereich: MRT, CT, Notfall- und Intensivmedizin, Kurzzeit-Überwachung.
VE = 30 St./Beutel, 1.200 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000223	EKG-Carbon-Schaumstoffelektrode	4.800 St.

EKG-Notfall-Schaumstoffelektrode


Mit erhöhter Leifähigkeit und optimaler Signalqualität, Liquid Gel (Flüssiggel) und Ag/AgCl-Sensor, Druckknopf, 36 x 51 mm, für den Einmalgebrauch, Einsatzbereich: Notfallmedizin, Rettungsdienst.
VE = 30 St./Beutel, 1.200 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000224	EKG-Notfall-Schaumstoffelektrode	4.800 St.

EKG-Notfall-Schaumstoffelektrode

Stark klebend, mit erhöhter Leifähigkeit und optimaler Signalqualität, Liquid Gel (Flüssiggel) und Ag/AgCl-Sensor, Druckknopf, 36 x 51 mm, für den Einmalgebrauch, Einsatzbereich: Notfallmedizin, Rettungsdienst. VE = 30 St./Beutel, 1.200 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000225	EKG-Notfall-Schaumstoffelektrode	4.800 St.





Paraffinentferner

Einsatz: Verhindern des Anhaftens von Paraffin auf Labortischplatten, Entfernung und Reinigen von bereits vorhandenes Paraffin, als Schutzbarriere auf Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen. Xylolfrei, ungiftig, angenehmer Geruch. Nicht geeignet für Gegenstände, die direkt mit den Bändern in Berührung kommen, wie z. B. Mikrotomklingen, Klingenhalter oder Basis Gussformen, da es das Paraffin auflöst. VE = 250 ml/Sprühdose, 5 Sprühdosen/Packung

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000226	Paraffinentferner	480 St. = 96 Packung



Vaginalspekulum

Mit Rändel-Verstellschraube, aus Plastik, stufenlos verstellbar, einzeln verpackt, steril.

VE = 120 St./Box, 2.880 St. = 24 Boxen/Palette

Art.-Nr.	Größe	MOQ
2000227	S, Ø 20 mm	120 St.
2000228	M, Ø 28 mm	120 St.
2000229	L, Ø 36 mm	120 St.

Verbandsgips

400 g/m², 40s Baumwolle.



Art.-Nr.	Größe	VE	MOQ
2000230	5 cm x 2,7 m	1 St./Rolle/Beutel, 12 Rollen/Box, 240 Rollen/Karton	18.000 St.
2000231	7,5 cm x 2,7 m	1 St./Rolle/Beutel, 12 Rollen/Box, 240 Rollen/Karton	18.000 St.
2000232	10 cm x 2,7 m	1 St./Rolle/Beutel, 12 Rollen/Box, 120 Rollen/Karton	18.000 St.
2000233	15 cm x 2,7 m	1 St./Rolle/Beutel, 12 Rollen/Box, 120 Rollen/Karton	18.000 St.
2000234	20 cm x 2,7 m	1 St./Rolle/Beutel, 12 Rollen/Box, 60 Rollen/Karton	18.000 St.

Elastische Binden

28 g/m², 40 % Baumwolle + 60 % Polyester.

Art.-Nr.	Größe	VE	MOQ
2000235	4 cm x 4 m	1 St./Rolle/Beutel, 12 Rollen/Box, 720 Rollen/Karton	18.000 St.
2000236	6 cm x 4 m	1 St./Rolle/Beutel, 12 Rollen/Box, 480 Rollen/Karton	18.000 St.
2000237	8 cm x 4 m	1 St./Rolle/Beutel, 12 Rollen/Box, 480 Rollen/Karton	18.000 St.
2000238	10 cm x 4 m	1 St./Rolle/Beutel, 12 Rollen/Box, 360 Rollen/Karton	18.000 St.
2000239	12 cm x 4 m	1 St./Rolle/Beutel, 12 Rollen/Box, 240 Rollen/Karton	18.000 St.



Petrischale

PS, transparent, unsteril.

Art.-Nr.	Maße	Gewicht	VE	MOQ
2000240	Ø 35 mm, Höhe 12 mm	2,7 g	10 St./Beutel, 2.000 St./Karton	2.000 St.
2000241	Ø 60 mm, Höhe 14 mm	5,4 g	10 St./Beutel, 1.000 St./Karton	1.000 St.
2000242	Ø 70 mm, Höhe 15 mm	8,7 g	10 St./Beutel, 1.000 St./Karton	1.000 St.
2000243	Ø 90 mm, Höhe 15 mm	12,3 g	10 St./Beutel, 500 St./Karton	500 St.
2000244	Ø 100 mm, Höhe 17 mm	18,9 g	10 St./Beutel, 500 St./Karton	500 St.
2000245	Ø 150 mm, Höhe 16 mm	43 g	10 St./Beutel, 200 St./Karton	200 St.
2000246	zweigeteilt, Ø 90 mm, Höhe 15 mm	12,4 g	10 St./Beutel, 500 St./Karton	500 St.
2000247	dreigeteilt, Ø 90 mm, Höhe 15 mm	12,7 g	10 St./Beutel, 500 St./Karton	500 St.
2000248	viergeteilt, Ø 90 mm, Höhe 15 mm	12,7 g	10 St./Beutel, 500 St./Karton	500 St.
2000249	100 x 100 mm, Höhe 17 mm	28 g	10 St./Beutel, 500 St./Karton	500 St.
2000250	130 x 130 mm, Höhe 16 mm	44,7 g	10 St./Beutel, 300 St./Karton	300 St.





Desinfektionskappe

70 % Isopropylalkohol (IPA)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	MOQ
2000251	Grün für nadelfreie Konnektionssysteme	5.000 St. = 500 x 10 St./Strip	300.000 St.
2000252	offene weibliche Luer-Lock-Anschlüsse	5.000 St. = 500 x 10 St./Strip	300.000 St.
2000253	für Hämodialyse Tego-Anschlüsse	5.000 St. = 500 x 10 St./Strip	300.000 St.
2000254	für männliche Luer-Lock-Anschlüsse	5.000 St. = 500 x 10 St./Strip	300.000 St.
2000255	grün für nadelfreie Konnektionssysteme	2.000 St. = 10 St./Zipper-Beutel	300.000 St.
2000256	für offene weibliche Luer-Lock-Anschlüsse	2.000 St. = 10 St./Zipper-Beutel	300.000 St.
2000257	für Hämodialyse Tego-Anschlüsse	2.000 St. = 10 St./Zipper-Beutel	300.000 St.

Gynäkologie

Urologie

sonstiges Zubehör

Gynobrush®

Gynobrush® Abstrichbürste für die Vorsorgeuntersuch., ca. 20 cm lang.
VE = 10 St./Beutel, 100 St./Box, 2.000 St./Karton, 8.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032928	unsteril	100 St.

Gynobrush® Plus

Gynobrush® Plus Abstrichbürste für die Vorsorgeuntersuchung,
mit Sicherheitsspitze, ca. 20 cm lang. VE = 10 St./Beutel,
100 St./Box, 2.000 St./Karton, 8.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032929	unsteril	100 St.

Gynobrush® Spezial

Gynobrush® Spezial Abstrichbürste für die Vorsorgeuntersuchung,
unsteril, ca. 20 cm lang **mit einem Spezial-Bürstenkopf**.
VE = 10 St./Beutel, 100 St./Box, 2.000 St./Karton, 8.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032926	unsteril	100 St.

Rovers® Cervex-Brush®

Original Rovers® gyn. Abstrichbürste für die Vorsorgeuntersuchung,
ca. 20 cm lang.

1032925: VE = 20 x 50 St./Karton

1032924: VE = 6 x 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032925	unsteril	50 St.
1032924	steril, einzeln verpackt	600 St.

Rovers® Endo Cervex-Brush®

Original Rovers® gyn. Abstrichbürste mit 600 feinen Härchen für die
Vorsorgeuntersuchung.

1032923: VE = 20 x 50 St./Karton

1032922: VE = 20 x 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032923	unsteril	50 St.
1032922	steril, einzeln verpackt	2.000 St.

Rovers® Cervex-Brush® Combi

Original Rovers® gyn. Abstrichbürste für die Vorsorgeuntersuchung.

VE = 1032940: 20 x 50 St./Karton

VE = 1032941: 6 x 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032940	unsteril	50 St.
1032941	steril, einzeln verpackt	600 St.

Rovers® Endo Cervex-Brush®-S

Original Rovers® Gyn. Abstrichbürste zur Probenentnahme aus dem schmalen Zervixkanal.

VE = 1032942: 20 x 50 St./Karton

VE = 1032943: 20 x 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032942	unsteril	1.000 St.
1032943	steril, einzeln verpackt	2.000 St.

Rovers® Orcellex® Brush RT steril

RT = abnehmbares Rohr am Griff, um den Bürstenkopf ohne Verschmutzung leicht abzulösen.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032953	steril, einzeln verpackt	2.000 St.

Rovers® Vibra-Brush® Vaginal-Probenentnehmer

Screening zur Erkennung von Gebärmutterhalskrebs und Krebsvorstufen. Selbstentnahme von Zellmaterial aus der Vagina. Vibra Brush 20 cm lang, bestehen aus rosa Griff und weißer Bürste. 100 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032952	Vaginal-Probenentnehmer	2.000 St.

Rovers® Evalyn® Bürste steril

Der Evalyn® Brush ist das zuverlässigste Gerät für Selbstprobenahme zum Screening auf das Humane Papillomavirus (HPV). Sichere und zuverlässige Methode zur Entnahme von Vaginal-/Zervixproben, sterilisiert und einzeln verpackt. 100 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032951	Bürste steril	300 St.

CytoFixx™ – Fixationsspray

Pumpspray zur Fixierung von Zellproben.

Art.-Nr.	Inhalt	MOQ
1032921	150 ml	1 Flasche

Gefahrgut – es entstehen Mehrkosten bei Verpackung und Transport!


– Limited Quantity (LQ): UN1987, Alkohol N.A.G. (Ethanol-, Methanol-Mix), 3, VG II, (D/E)

HPV Test

Digene® Female Swab Specimen Collection Kit, Entnahme-Kits für die Entnahme und den Transport von nur mit den Digene® Hybrid Capture 2 CT/GC DNA Tests zu untersuchenden Zervixproben.

1 Kit in Peel Packing besteht aus 2 Wattestäbchen steril und 1 ml Transport Medium. VE = 1 Pack / 50 Kits

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133095	HPV Test	1 Pack





Rovers® Anex® Brush steril

Anex® Abstrichbürste für optimale Probenentnahme im Analkanal, ohne dass ein Proktoskop oder Anoskop erforderlich ist. Der gesamte Analkanal wird beprobt, inkl. der analen Transformationszonen.

VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032938	Rovers® Anex® Brush steril	1.000 St.



Rovers® Cervex-Brush® Combi RT (Remover Tube)

Rovers® Cervex-Brush® Combi RT gyn. Abstrichbürste wird für alle Untersuchungen verwendet, bei denen es wichtig ist, den Bürstenkopf vom blauen Griff zu lösen, ohne den Bürstenkopf zu verunreinigen. Die Combi -Variante ermöglicht eine verbesserte Entnahme endozervikaler Zellen gegenüber den herkömmlich Bürsten

VE = 100 St./Box, 2.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032957	Rovers® Cervex-Brush® Combi RT steril	2.000 St.



Rovers® Cervex-Brush® Combi RT (Remover Tube)

Rovers® Cervex-Brush® Combi RT gyn. Abstrichbürste wird für alle Untersuchungen verwendet, bei denen es wichtig ist, den Bürstenkopf vom blauen Griff zu lösen, ohne den Bürstenkopf zu verunreinigen. Die Combi -Variante ermöglicht eine verbesserte Entnahme endozervikaler Zellen gegenüber den herkömmlich Bürsten

VE = 25 St./Beutel, 6.500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032956	Cervex-Brush® Combi RT unsteril	6.500 St.



Rovers® Cervex-Brush® RT (Remover Tube)

Rovers® Cervex-Brush® RT gyn. Abstrichbürste wird für alle Untersuchungen verwendet, bei denen es wichtig ist, den Bürstenkopf vom blauen Griff zu lösen, ohne den Bürstenkopf zu verunreinigen.

VE = 100 St./Box, 2.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032955	Rovers® Cervex-Brush® RT steril	2.000 St.

Rovers® Cervex-Brush® RT (Remover Tube)

Rovers® Cervex-Brush® RT gyn. Abstrichbürste wird für alle Untersuchungen verwendet, bei denen es wichtig ist, den Bürstenkopf vom blauen Griff zu lösen, ohne den Bürstenkopf zu verunreinigen. VE = 25 St./Beutel, 6.500 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032954	Rovers® Cervex-Brush® RT unsteril	6.500 St.

Rovers® EndoCervex-Brush® RT (Remover Tube)

Rovers® EndoCervex-Brush® RT gyn. Abstrichbürste wird für alle Untersuchungen verwendet, bei denen es wichtig ist, den Bürstenkopf vom blauen Griff zu lösen, ohne den Bürstenkopf zu verunreinigen. VE = 100 St./Box, 2.000 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032958	Rovers® EndoCervex-Brush® RT steril	2.000 St.

Rovers® EndoCervex-Brush® S RT (Remover Tube)

Rovers® EndoCervex-Brush® S RT gyn. Abstrichbürste wird für alle Untersuchungen verwendet, bei denen es wichtig ist, den Bürstenkopf vom blauen Griff zu lösen, ohne den Bürstenkopf zu verunreinigen. VE = 100 St./Box, 2.000 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032959	Rovers® EndoCervex-Brush® S RT steril	2.000 St.

Rovers® ReMover®

Rovers® 2-in-1 ReMover®: Pinzette und Transportbehälter mit doppelter Etikettierung: 2D Barcode oder Datamatrix und eindeutiger Nummer zur Wahrung des Datenschutzes und der Rückverfolgung. Der weiße Viba Bürstenkopf kann ohne Flüssigkeit in den ReMover eingesetzt werden und ins Labor geschickt werden. VE = 200 St./Box, 2.000 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032936	Rovers® ReMover®	2.000 St.

Rovers® Viba-Brush® RT (Remover Tube)

Rovers® Viba-Brush® RT gyn. Abstrichbürste wird für alle Untersuchungen verwendet, bei denen es wichtig ist, den Bürstenkopf vom blauen Griff zu lösen, ohne den Bürstenkopf zu verunreinigen. VE = 100 St./Box, 2.000 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032937	Rovers® Viba-Brush® RT Vaginal sampler steril	2.000 St.



Wattestäbchen für gyn. Abstriche

WA 5

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 5 mm, Länge 25–30 mm).

VE = 100 St./Beutel, 1.000 St./Karton, 10.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1031618	Holzstab 200x3 mm	1.000 St.
1031718	Holzstab 250x3 mm	1.000 St.
1031818	Holzstab 300x3 mm	1.000 St.



Wattestäbchen für gyn. Abstriche

WA 6

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 4–5 mm, Länge 12 mm).

VE = 100 St./Beutel, 1.000 St./Karton, 20.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1031918	Holzstab 230x2,2 mm	1.000 St.



Wattestäbchen für gyn. Abstriche

WA 9

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 4–5 mm, Länge 12 mm).

VE = 100 St./Beutel, 2.000 St./Karton, 20.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1033001	Holzstab 200x2,2 mm	2.000 St.



Sonosafe® Schutzhüllen

Für Sonographiesonden, ohne Reservoir, aus Latex, lose gerollt, leicht gepudert, unsteril, Ø 34 mm.

VE = 200 St./Beutel, 1 Beutel/Box, 5.600 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130520R	lose gerollt	200 St.



Sonosafe® Schutzhüllen

Für Sonographiesonden, **befeuchtet mit Silikonöl**, ohne Reservoir, aus Latex, gerollt, einzeln in Alufolie eingesiegelt, unsteril, Ø 34 mm.

VE = 576 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130521R	einzel verpackt, feucht	576 St.



Sonosafe® Schutzhüllen

Für Sonographiesonden, **trocken**, ohne Reservoir, aus Latex, gerollt, leicht gepudert, einzeln in Alufolie eingesiegelt, unsteril, Ø 34 mm.

VE = 100 St./Beutel, 500 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130523R	einzel verpackt, trocken	500 St.

Sonosafe® Schutzhüllen

Für Sonographiesonden, ohne Reservoir, aus Latex, lose gerollt, leicht gepudert, unsteril, **Ø 28 mm**.

VE = 200 St./Beutel, 1 Beutel/Box, 5.600 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130528R	lose gerollt	200 St.



Sonosafe® Schutzhüllen

Für Vaginalsonographie, ohne Reservoir, aus Latex, lose gerollt, leicht gepudert, unsteril, **Ø 20 mm**.

VE = 150 St./Beutel, 11.250 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130527R	lose gerollt	150 St.



Ayre Spatel

Plastikausführung (PP), ca. 22 cm lang, unsteril.

VE = 20 x 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090703	Ayre Spatel PP	100 St.



Ayre Spatel

Holzausführung für die Gynäkologie, unsteril.

VE = 100 St./Box, 5.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090701G	Fingerform F	100 St.
1090702G	Spatelform S	100 St.



Vaginal Spekulum

Zum Einmalgebrauch, einzeln steril verpackt, PS, farbcodiert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131501	Größe S, weiß, 110 mm x 20 mm	100 St./Karton
1131502	Größe M, rot, 100 mm x 26 mm	100 St./Karton
1131503	Größe L, grün, 110 mm x 30 mm	100 St./Karton



Vaginal Spekulum nach Grave

Edelstahl rostfrei (rf), glänzende Ausführung.

Sex Toys – Nicht für Humanmedizin

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1110297	Größe S	1 St.
1110295	Größe M	1 St.
1110294	Größe L	1 St.





Rektalspekulum nach Pratt

Edelstahl rostfrei, geschlossene Ausführung.

Sex Toys – Nicht für Humanmedizin

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1110288	ca. 80x25 mm	1 St.



Rektalspekulum nach Mathieu

3-teilig, Edelstahl rostfrei.

Sex Toys – Nicht für Humanmedizin

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1110289	ca. 100x25 mm	1 St.



Ultraschallgel, transparent

Unter Vakuumbedingungen hergestellt, dadurch mikrobblasenfrei und akustisch präzise für einen breiten Frequenzbereich. Unschädlich für Schallköpfe. Nicht sensibilisierend, nicht reizend. Frei von Aldehyden, Parfüm und Farbstoffen sowie von UV-Stabilisatoren. Nur zur äußerlichen Anwendung. Zytotoxisch und dermatologisch getestet.



Art.-Nr.	Beschreibung	Palette	VE = MOQ
1132050	250 g (60 St./Karton)	24 Kartons	1 St.
1132052	1.000 g	24 Kartons	20 St./Karton
1132053	5-kg-Cubitainer	100 Kartons	1 St./Karton
1132054	10-kg-Cubitainer	60 Kartons	1 St./Karton
1132055	5-kg-Kanister	100 Kartons	1 St./Karton
1132056	10-kg-Kanister	60 Kartons	1 St./Karton



Zubehör, Ultraschallgel

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132057	Dosierpumpe für 5-kg-Kanister	1 St.
1132058	Dosierpumpe für 10-kg-Kanister	1 St.
1132059	Auslasshahn für Cubitainer	1 St.



URYXXON® Relax – Urinteststreifen Analyser

Schnelle standardisierte Harnanalytik, Autostart Funktion für zeitgemäße Hygiene, Batteriebetrieb möglich, 200 Testergebnisse einschl. Proben ID, 50 Messungen pro Stunde, Touchscreen, alphanumerische, USB- und RS232-Schnittstelle zur Datenübertragung, PS/2-Schnittstelle zum Anschluss einer externen Tastatur oder Barcodescanners.



Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1133030	1 Set (bestehend aus: Gerät und Teststreifen)	1 St.
1133031	1 Gerät	1 St.
1133032	URYXXON® Stick 10	100 St. 1 Packung

Andere Urinteststreifen auf Seite 236

Handrefraktometer für Urin

3-skaliert, Protein mit ATC, 0-12 g/100 ml : 0,2 g/dl,
1,00–1,05 UG : 0,002 UG, 1,3325–1,3600 nD : 0,0005 nD.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1092111	Refraktometer für Urin	1 St.



Urinprober nach Vogel

1.000–1.060, ohne Thermometer.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1092101	8–10 cm, klein	1 St.
1092102	12–16 cm, groß	1 St.



Standzylinder für Urinprober

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1092103	klein, 25 ml	1 St.
1092104	groß, 50 ml	1 St.



Fast Read® 102 Objektträger

Objektträger für Urinuntersuchungen, aus Plastik.

VE = 100 St./Box, 2.400 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131896	Objektträger	100 St.



Birnenspritzball

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091206	Weich-PVC, Gr. 5	1 St.



Fingerlinge aus Latex

Fingerlinge gerollt, Größen 2–5, puderfrei.

VE = 100 St./Beutel, 1.000 St./Umbeutel, 30.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131971	Größe 2 (S)	100 St.
1131972	Größe 3 (M)	100 St.
1131973	Größe 4 (L)	100 St.
1131895	Größe 5 (XL)	100 St.





Urinbeutel

PVC, 2.000 ml, steril, mit Schlauch 90 cm.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1131916	mit Ventil und Auslauf	250 St./Karton



Urinbeutel für Kinder

10–100 ml graduert, zum Ankleben, latexfrei, ohne Auslauf.

VE = 100 St./Box, 30 Boxen/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1092009	Urinbeutel für Kinder	3.000 St.



Urinflaschen für Männer

Urinflaschen für Männer, aus Polypropylen, eckig, durchscheinend. Fassungsvermögen 1.000 ml. Die Urinflasche ermöglicht es bettlägerigen Personen den Harnfluss im Liegen zu ermöglichen.

Art.-Nr.	Größe	Farbe	MOQ
1092008C	31,5x5,5x9,5 cm	transparent	25 St.



Halter für Urinflaschen

Aus Metall, Kunststoff ummantelt, mit Kette und Deckel.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1092003	Urinflaschen-Halter	1 St.



Urinflaschenbürste

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131813	510x180x80 mm, Nylon	1 St.



Urinsammelgefäß

Aus PP, mit erhabener blauer Skala und weißem Deckel aus PC, 20 ml-Teilung.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1092010	2.000 ml	6 St./Karton



Urinsammelbehälter, PE

Dicht schließend, graduert, für 2,5 Liter Inhalt, autoklavierbar, mit Henkel und Ausgussstutzen. VE = 30 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1092011	2.500 ml	1 St.

**Praxis- und
Krankenhausbedarf
sonstiges Zubehör**



Elektroden für EKG

Zum Einmalgebrauch für Überwachung, Schaumstoff mit Klebefläche, Silber/Silberchlorid, vorgeliert (Flüssiggel). Zur Kurzzeitanwendung.
VE = 25 St./dampfdichten Beutel, 40 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131215	für Erwachsene Ø 55 mm	1.000 St.
1131216	für Kinder Ø 40 mm	1.000 St.



Vlies-Elektroden für EKG

Atmungsaktives Material mit hautfreundlichem Kleber, vorgeliert, für Langzeitanwendung.

VE = 25 St./dampfdichten Beutel, 40 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131217	Ø 60 mm, vorgeliert	1.000 St.

Andere Ausführung auf Anfrage!



Mundspatel, aus Birkenholz

Größe ca. 150 x 18 x 1,6 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
M 3 beste Qualität. VE = 100 St./Box, 5.000 St./Karton		
1091303	M 3: runde Kanten	100 St.
M 4 beste Qualität, einzeln hygienisch in Papier verpackt, unsteril. VE = 50 St./Box, 2.000 St./Karton		
1091304	M 4: runde Kanten	50 St.
M 5 Hausmarke. VE = 100 St./Box, 5.000 St./Karton		
1091305	M 5: getrommelt	5.000 St.
M 6 beste Qualität, einzeln steril verpackt. VE = 50 St./Box, 2.000 St./Karton		
1091307	M 6: runde Kanten	50 St.



Universal Spatel, PS, weiß

Vorteil: glatte, im Mund angenehme Oberfläche, gut federnd, ca. 150 x 18 x 1,6 mm, VE = 100 St./Beutel, 1.500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091401	Universal Spatel, weiß	1.500 St.

Diagnostikleuchte

inkl. Batterien, in Blisterverpackung. VE = 50 St./Box, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091350	Kunststoff	1 St.
1091351	Metall	1 St.



Diagnostikleuchte

Mit **Halter für Mundspatel**, Kunststoff, inkl. Batterien, in einer Blisterverpackung. VE = 50 St./Box, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091353	Diagnostikleuchte	1 St.



**Lieferung
ohne Mundspatel!**

Finger-Pulsoximeter

Für die schnelle und mobile Messung der Sauerstoffsättigung im Blut und der Pulsfrequenz, einfache Handhabung durch Ein-Knopf-Bedienung, zweifarbiges OLED Display, Messbereich 35%–99%, Lieferung inkl. 2 AAA Alkaline Batterien, für verschiedene Fingergrößen (Kinder und Erwachsene).

Art.-Nr.	Inhalt	MOQ
1151018	Pulsoximeter	1 St.



Stethoskope aus Aluminium

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
mit einem Bruststück.		
1091901	schwarzer Schlauch	1 St.
1091903	roter Schlauch	1 St.
1091905	blauer Schlauch	1 St.
1091906	grüner Schlauch	1 St.
mit doppeltem Bruststück.		
1091902	schwarzer Schlauch	1 St.
mit schwarzem Schlauch.		
1091904	Rappaport, schwarz	1 St.

Andere Farben auf Anfrage lieferbar!

Blutdruckmessgerät – aneroid

Baumwollmanschette, komplett im Etui, 2 Schläuche, ohne Stethoskop.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091920	20–300 mmHg	1 St.





Blutdruckmessgerät für Kinder – aneroid

2 Schläuche, 1 Baumwollmanschette, komplett im Etui, ohne Stethoskop.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091921	20–200 mmHg	1 St.



Blutdruckmessgerät – aneroid

Palm Typ, PVC Ball (latexfrei), große Nylonmanschette mit Metallring, mit einem Schlauch, 20–300 mmHg Säule.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091924	ohne Stethoskop	1 St./Etui
1091925	mit Stethoskop	1 St./Etui



BOSO Medistar+

Blutdruckmessgerät für die Messung am Handgelenk, Batteriebetrieb.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133146	Medistar+	1 St.



BOSO Medicus Clinicus I

Aneroid, Skala Durchmesser 60 mm, mit Velourmanschette, im Etui.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133134	Medicus Clinicus I	1 St.



Blutdruckmessgerät, Boso Medicus System

Oberarm-Blutdruckmessgerät **wireless**, Übertragung an Smartphone möglich, Manschette für Armumfang 22–42 cm, mit Etui, Batterien und Blutdruckpass.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133177	Boso Medicus System	1 St.



Fieberthermometer, digital, Eco

Mit Signalton, VE = 1 St./Box, 10 St./Karton, 300 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090808	3-stellige Anzeige, Temp. 32,0–42,9 °C	1 St.



Fieberthermometer, Hg frei

In Plastikhülse. VE = 10 St./ Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090800	quecksilberfrei	10 St.

Thermometerhüllen zum Einmalgebrauch

Für die rektale, orale und axillare Fiebermessung. Besonders weiche, stabile Folie (Doppelhülle) mit großem Schriftfeld, PVC-frei.

VE = 1.000 St./Box, 8.000 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Für Digitalthermometer		
1090820	mit Gleitmittel	8.000 St.
1090821	ohne Gleitmittel	8.000 St.
Für Analogthermometer		
1090822	mit Gleitmittel	8.000 St.
1090823	ohne Gleitmittel	8.000 St.

THERM-IR, Digitales Infrarot-Thermometer, berührungslos

Misst die menschliche Körpertemperatur durch Messung an der Stirn. Es eignet sich zur Anzeige der Körpertemperatur durch Messung der Wärmestrahlung von der Stirn. Es verfügt über 2 Messmodi: Körpermodus & Objektmodus. 1 St./Box, 50 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090813	einzelnd verpackt	50 St.

FO Otoskop COMEDLIGHT

Otoskop mit Fiberoptik und Xenon-Lampe, Vergrößerungslinse: ca. 3-fach Vergrößerung, mit Blasebalganschluß (Blasebalg nicht inklusive), inkl. Tasche, 2AA-Alkali-Batterien LR6, 1x Xenon-Lampe 035, 5 graue Ohrtrichter 2,5 mm und 5 graue Ohrtrichter 4 mm
VE = MOQ



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	MOQ
1090830	FO Otoskop mit Xenon-Lampe	rot	1 St.
1090831	FO Otoskop mit Xenon-Lampe	schwarz	1 St.
1090832	FO Otoskop mit Xenon-Lampe	grün	1 St.
1090833	FO Otoskop mit Xenon-Lampe	blau	1 St.

Ohrtrichter

Passend für Heine Otoskope.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131703	2,5 mm, schwarz	1.000 St./Beutel
1131704	4,0 mm, schwarz	1.000 St./Beutel



Ohrtips

Passend für Heine Otoskope.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131707	2,5 mm, grau	1.000 St./Beutel
1131708	4,0 mm, grau	1.000 St./Beutel





Hautmarker

Zur sanften Markierung der Haut, ruft keine allergischen Reaktionen hervor, permanent, geruchsarme Tusche, Farbe: blau.

VE = 10 St./Box

Art.-Nr.	Strichstärke	Spitze	MOQ
1080408	ca. 1 mm	rund, blau	1 St.

Auslaufartikel, nur solange der Vorrat reicht!



Hautmarker, klein

VE = 50 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080409	unsteril, blau	50 St.



Röntgenmarker

Weiß, permanente, lackartig deckende, geruchsarme Spezialtusche, extra lichtbeständig, greift Röntgenfilme nicht an, sehr gut haftend, wasser- und abriebbeständig, metallgefasste Rundspitze.

VE = 10 St./Box

Art.-Nr.	Strichstärke	Spitze	MOQ
1080407	ca. 0,8 mm	rund	1 St.

Weitere Marker/Stifte finden Sie im Bereich Laborbedarf.



Klemme mit Rasterung

Aus glasfaserverstärktem Polyamid, sehr belastbar, gelb.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1131887	ca. 11 cm	500 St./Karton



Universalklemmen

Autoklavierbar, röntgenstrahlenundurchlässig.

VE = 250 St./Beutel, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1131888	ca. 12 cm, unsteril	250 St.



Einmal-Pinzetten aus Kunststoff

Aus glasfaserverstärktem Polypropylen, sterilisierbar durch ETO und autoklavierbar, unsteril.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1131886	ca. 12,5 cm	4.000 St./Karton

Einmal-Pinzetten

Anatomische Einmal-Pinzetten, steril oder unsteril.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
ABS , weiß. VE = 100 St./Beutel, 1.300 St./Karton		
1131884	12 cm, steril	100 St.
PP , glasfaserverstärkt, blau. VE = 100 St./Beutel, 1.700 St./Karton		
1131885	12,5 cm, unsteril	100 St.
PS , blau, gut federnd, besondere Greiffähigkeit, VE = 2.000 St./Karton		
1131832	8,4 cm, unsteril	2.000 St.



Pinzetten, PMP

Weiß, spitz, elastisch, autoklavierbar bis 121 °C, sehr gutes Rückstellvermögen. VE = 10 St./Beutel

Art.-Nr.	Länge	MOQ
1083700	115 mm	10 St.
1083701	145 mm	10 St.



Pinzetten, POM

Gelb, stumpf, elastisch, sehr gutes Rückstellvermögen, mit Riefen an der Außenseite für optimale Handhabung und Griffigkeit. VE = 5 St./Beutel

Art.-Nr.	Länge	MOQ
1083702	115 mm	50 St.
1083703	145 mm	50 St.
1083704	180 mm	25 St.
1083705	250 mm	25 St.



Einmal-Pinzetten

Ca. 12 cm, PS, transparent, Basic-Line, einzeln steril verpackt, 50 Stk./Box, 600 Stk./Karton
VE = MOQ

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000003	Einmal-Pinzetten ca. 12 cm, PS, transparent, Basic-Line, einzeln steril verpackt	50 St./Box



Einmal-Pinzetten

Ca. 12 cm, PS, transparent, Basic-Line, unsteril verpackt, 100 Stk./Box, 1.000 Stk./Karton
VE = MOQ

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
2000005	Einmal-Pinzetten ca. 12 cm, PS, transparent, Basic-Line, unsteril verpackt	100 St./Box





Zahnwatterollen

Unsteril, Baumwolle, chlorfrei gebleicht, weiß, zum Einmalgebrauch, verschiedene Größen. VE= 5 x 50 St./Box

Art.-Nr.	Größe	Farbe	MOQ
1132165	1 (0,8 Øx3,8 cm)	weiß	4.500 St.
1132166	2 (1,0 Øx3,8 cm)	weiß	3.400 St.
1132167	3 (1,2 Øx3,8 cm)	weiß	2.250 St.
1132168	4 (1,4 Øx3,8 cm)	weiß	1.725 St.



Zahnprothesenbeutel

LDPE, 160 x 240 + 30 x 0,035 mm, rot, mit Druck „Achtung Zahnprothese“ und Beschriftungsfeld.
VE = 50 St./Block, 2.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132169	Zahnprothesenbeutel	2.000 St.

Zahnspangenbox für Erwachsene, PP, in 16 Farben erhältlich

zur Aufbewahrung von Zahnspangen, Aufbißsschienen, Prothesen und kieferorthopädischen Arbeiten, Maße: ca. 80 x 80 x 45 mm
VE = 10 St./Beutel, 180 St./Karton



Art.-Nr.	Farbe	MOQ
1132163	transparent	180 St.
1132163BK	schwarz	180 St.
1132163DB	dunkelblau	180 St.
1132163G	grün	180 St.
1132163GO	grün opak	180 St.
1132163LB	hellblau	180 St.
1132163LIME	limette	180 St.
1132163O	orange	180 St.
1132163P	pink	180 St.
1132163PT	pink transparent	180 St.
1132163PUR	lila	180 St.
1132163R	rot	180 St.
1132163ROSE	rosa	180 St.
1132163V	violett	180 St.
1132163W	weiß	180 St.
1132163WR	weinrot	180 St.
1132163Y	gelb	180 St.

Curaplast® – Injektionspflaster

Sensitiv, mit durchlaufendem Wundkissen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1091085	2x4 cm	250 St./Box



Omniplast® – Fixierpflaster

Hypoallergen, Textilgewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, hautfarbig, wasserabstoßend.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1091088	2,5 cm x 9,2 m	1 St./Box



Seirin® Akupunkturnadeln

Steril, verschiedene Nadelgrößen.

Art.-Nr.	Nadelgröße	VE = MOQ
B-Type		
1132300	3 (0,20 x 15 mm)	1.000 St./Karton
1132301	5 (0,25 x 40 mm)	1.000 St./Karton
1132302	8 (0,30 x 30 mm)	1.000 St./Karton
1132303	8 (0,30 x 50 mm)	1.000 St./Karton
1132304	10 (0,35 x 50 mm)	1.000 St./Karton



Deckel für Schnabelbecher

PP, autoklavierbar bis 130 °C.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131135	transparent, 4x4 mm	250 St.
1131136	blau, 4x4 mm	250 St.
1131137	gelb, 4x4 mm	250 St.
1131138	grün, 4x4 mm	250 St.
1131139	rot, 4x4 mm	250 St.

1131140	transparent, 8x4 mm	250 St.
1131141	blau, 8x4 mm	250 St.
1131142	gelb, 8x4 mm	250 St.
1131143	grün, 8x4 mm	250 St.
1131144	rot, 8x4 mm	250 St.

1131145	transparent, 12x10 mm	250 St.
1131146	blau, 12x10 mm	250 St.
1131147	gelb, 12x10 mm	250 St.
1131148	grün, 12x10 mm	250 St.
1131149	rot, 12x10 mm	250 St.

Schnabelbecher 250 ml

PP, autoklavierbar bis 130 °C.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131130	transparent	250 St.
1131131	blau	250 St.
1131132	gelb	250 St.
1131133	grün	250 St.
1131134	rot	250 St.

Tablettenteiler

Ermöglicht leichtes Teilen jeder Tablette. VE = 24 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131190	Tablettenteiler	1 St.

Tablettenmörser

Ermöglicht leichtes Zermahlen jeder Tablette. VE = 16 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131191	Tablettenmörser	1 St.

Tablettencrusher, 3 in 1

Weiß, zum Zermahlen von Tabletten, mit integriertem Tablettenteiler und Tablettenfach, VE = einzeln verpackt, 250 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131189	Tablettencrusher	1 St.



Sanduhren

Sanduhren in Nickelhölse.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091601	Sanduhr ca. 1/4 min.	1 St.
1091602	Sanduhr ca. 1/2 min.	1 St.
1091603	Sanduhr mit Clip ca. 1/4 min.	1 St.
1091604	Sanduhr mit Clip ca. 1/2 min.	1 St.



Schwesternuhr

Länge ca. 8,5 cm. VE = 1 St./Box, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091680	Metall, mit Clip	1 St.
1091681	Silikon, mit Anstecknadel	1 St.



Auslaufartikel, nur solange der Vorrat reicht (1091680)!

Einmalrasierer

Mit Schutzkappe, unsteril. VE = 100 St./Karton, 1.000 St./Umkarton.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131218	Hausmarke, mit 1 Klinge	100 St.
1131219	Hausmarke, mit 2 Klingen	100 St.



Einwegkamm

Aus PP. Schwarz, 17,5 cm Länge. Zum Einmalgebrauch.

VE = 50 St. Beutel, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1200381	Einwegkamm	1 Karton



Kosmetik-Etui

Transparenter Beutel und Zipper. Das Kosmetik-Etui wird als Einweg-Toilettenartikel für die persönliche Hygiene und Reinigung verwendet.

Einzelkomponenten: Seife, Duschgel, Shampoo, Body Lotion, Zahnpasta, Zahnbürste, Handtuch, Duschhaube, Kamm, Nagelfeile, Klarsichtbeutel.

VE = 20 Etuis/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1200383	Kosmetik-Etui	1 Karton





Holzzahnbürste aus nachhaltigen Rohstoffen

Griff aus FSC 100%-zertifiziertem Buchenholz, gewachst, mit PA 10.10-Borsten, greenline Filament 0,18 mm auf Basis von Rizinusöl, Borstenlänge 11 mm, veganes Wachs, Borsten und Wachs EU-lebensmittelkonform und FDA-konform. Gewicht: 9 g / inkl. Einzelverpackung 21 g. VE = 1 St./Box mit Eurolochung, 12 St./Karton

Art.-Nr.	Farbe	Größe	MOQ
1082196	Griff: Buche gewachst, Borsten: grün	180x18x17 mm	12 St.



Rasiermesser mit Kunststoffgriff, schwarz

Art.-Nr.	Länge	MOQ
1131221	ca. 14 cm	1 St.



Rasiermesser aus rostfreiem Stahl

Art.-Nr.	Länge	MOQ
1131222	ca. 14 cm	1 St.



Nasensekretabsauger

PP, 34 ml, Gesamtlänge ca. 88,5 mm, Ø ca. 41 mm, Ballfarbe weiß.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1091257	mit Standardadapter	500 St./Karton
1091258	mit Kegeladapter	500 St./Karton
1091259	mit Rille, Standardadapter	500 St./Karton
1091260	mit Rille, Kegeladapter	500 St./Karton



Ohrenspritzen

Farbe: Rotbraun mattiert, Ballmaterial: SAROLIT.

Art.-Nr.	Größe	Volumen	Länge	Ø mm	MOQ
1091250	0	8 ml	58 mm	29,5	2.200 St./Karton
1091251	3	27 ml	84 mm	44	700 St./Karton
1091252	5	41 ml	101 mm	50	500 St./Karton
1091253	7	75 ml	117 mm	58	300 St./Karton
1091254	9	135 ml	138 mm	71	180 St./Karton
1091255	11	206 ml	148 mm	83	110 St./Karton
1091256	13	317 ml	173 mm	93	100 St./Karton



Milchpumpen aus Kunststoff

Milchpumpen aus bruchsicherem Kunststoff (PC), sterilisierbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091205	mit Saugball	1 St.

Brusthütchen

Aus AR-Glas – **nicht für Humanmedizin.**

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090401	deutsches Modell	1 St.



Brustwarzenformer

Größe M, PP, mit Ball, pastellblau, Ballmaterial: SAROLIT.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1091207	Brustwarzenformer	800 St./Karton



Inhalator, HDPE

Inhalator aus PP und HDPE, Fassungsvermögen: 600 ml, 2-teilig, Reinigung mit feuchtem Tuch oder 70%-igem Alkohol, desinfizierbar in Bettpfannen-Spülmaschine, Sterilisation mit Ethylenoxid, Farbe: weiß, ø 130 mm, Höhe: 220 mm, Temperaturbeständigkeit: -40 °C – +90 °C, Gewicht: 150 g.

VE = MOQ

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe	MOQ
1090834	Inhalator	weiß	600 ml	1 St.



Einnehmebecher

Aus Polypropylen (PP), graduert in ml, unzerbrechlich, 30 ml, Medizinbecher, zum Sammeln/Verteilen von Tabletten.

VE = 75 St./Rolle, 3.750 St./Karton.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090504	transparent	3.750 St.
1090508	grün	3.750 St.
1090509	rot	3.750 St.
1090510	blau	3.750 St.
1090511	gelb	3.750 St.
1090512	Deckel Einnehmebecher	3.750 St.
VE = 3.750 St./Karton (lose verpackt)		
1090507	Deckel Einnehmebecher	3.750 St.



Tablett für 28 Medizinbecher

Polystyrol, 375 x 225 mm, weiß, für 7 Patienten á 4 Becher.

VE = 15 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131184	Tablett für 28 Medizinbecher	1 St.



Medikamententablett mit Boden

weiß, zum sicheren Transport von 19 Medikamentendispensern und 19 Medizinbechern, 44 x 34 x 1,5 cm, Kunststoff. VE = 30 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131188	Medikamententablett	1 St.





XL-Variante und andere Sprachen auf Anfrage!

Medikamentendispenser

Mit Abteilungen für morgens, mittags, abends und nachts.

VE = 200 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131211	Medikamentendispenser	200 St.



Wochendispenser

Wochendispenser (mit Aufdruck des Wochentags auf den Fächern und Aufdruck MORGEN-MITTAG-ABEND-NACHT auf den Tagesfächern). Wochendispenser dienen als Hilfe zu Einteilung von Tabletten, die (z.B. täglich) zu bestimmten Tageszeiten eingenommen werden sollen. 1 St./Box, 40 St./Karton

Art.-Nr.	Größe	Farbe	MOQ
1131211W	11,4x4,3x12,8 cm	weiß	40 St.



Augenbadebecher

Badewanne aus Plastik.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090102	Plastik, SAN, 25 ml	10 St.



Tropfpipetten ohne Kugel

AR-Glas, Abmessung 80 x 7 x 0,7 mm. VE = 125 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090301	ohne Kugel	125 St.



Tropfpipetten ohne Kugel

AR-Glas, mit Silikonhütchen, komplett. VE = 100 St./Beutel

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090312	ohne Kugel, komplett	100 St.



Tropfpipetten mit Kugel

AR-Glas, Abmessung 80 x 7/8 mm. VE = 100 St./Beutel

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090303	mit Kugel	100 St.



Tropfpipetten mit Kugel

AR-Glas, mit Silikonhütchen, komplett. VE = 100 St./Beutel

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090313	mit Kugel, komplett	100 St.

Silikonhütchen

Syphonsauger, weiß/transparent, aus Silikon.

VE = 100 St./Beutel, 10.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090310	Silikonhütchen	100 St.



Nierenschalen, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091501	PP, weiß, ca. 24 cm	5 St.



Nierenschalen, Edelstahl

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091503	Edelstahl, ca. 24,5 cm	1 St.



Nierenschale aus Kunststoff

Die neuen Nierenschalen sind aus APET-Kunststoff gefertigt, der eine enorme Recyclingfähigkeit aufweist und somit die Umweltbelastung reduziert. Volumen: 800 ml, Abmessung: 252 x 150 x 40 mm, Gewicht ca. 14 g, Toleranz +/- 5 %.

1091508: 400 St./Karton

1091509: 1 St./Peeplack, 14 Peelpacks/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091508	unsteril	400 St./Karton
1091509	steril	336 St./Karton



Nierenschalen zum Einmalgebrauch

Umweltnierenschalen, 100% recyclingfähig, grau. VE = 300 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091502	252 x 150 x 40 mm	300 St.



Lösungsschalen

Aus Edelstahl 18/8.



Art.-Nr.	innen-Ø	Höhe	Figur	MOQ
1081070	ca. 62 mm	ca. 34 mm	1	1 St.
1081071	ca. 66 mm	ca. 35 mm	2	1 St.
1081072	ca. 78 mm	ca. 43 mm	3	1 St.
1081073	ca. 90 mm	ca. 51 mm	4	1 St.
1081074	ca. 102 mm	ca. 65 mm	5	1 St.
1081075	ca. 125 mm	ca. 69 mm	6	1 St.

Lösungsschalen mit Deckel

Aus Edelstahl 18/8.



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1081076	Ø 60 mm	1 St.
1081077	Ø 70 mm	1 St.
1081078	Ø 80 mm	1 St.



Stuhlfänger

Patientenhilfe zur Gewinnung von Stuhlproben, aus Papier, mit 2 Klebestreifen. VE = 1 St./Beutel, 1.000 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1082709	Stuhlfänger	5.000 St.



Plastik Ausführung
auf Anfrage!

Stechbecken mit Deckel und Griff

Rostfreier Edelstahl, Grifflänge ca. 17 cm, Knopfdeckel Ø ca. 24 cm

Art.-Nr.	Ø	MOQ
1092012	ca. 31 cm	1 St.

Wattedosen

Aus Edelstahl 18/8, mit Deckel.



Art.-Nr.	Ø x Höhe	MOQ
1081060	8,5x8,5 cm	1 St.
1081061	10x10 cm	1 St.
1081062	15x15 cm	1 St.



Wattespender

Aus Edelstahl 18/8, 6,2/5,2 x 8,5 cm.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1081063	Wattespender	1 St.

Wattedose, Sodaglas

Mit überlappenden Knopfdeckel, Rand geschliffen.

Art.-Nr.	Höhe	Ø	MOQ
Unterteil ohne Fuß.			
1081110	80 mm	80 mm	1 St.
1081111	100 mm	100 mm	1 St.
1081112	120 mm	120 mm	1 St.
1081113	150 mm	150 mm	1 St.
1081114	150 mm	200 mm	1 St.
1081115	200 mm	200 mm	1 St.
Unterteil mit Fuß.			
1081116	80 mm	80 mm	1 St.
1081117	100 mm	100 mm	1 St.
1081118	120 mm	120 mm	1 St.
1081119	150 mm	150 mm	1 St.



Kälte-/Wärme-Kompressen

Deutsche Produktion, umweltfreundliches Spezial-Gel für medizinische Zwecke, mehrfach verwendbar.

Art.-Nr.	Größe cm	Karton mit	MOQ
1132013	7,5x13	50 St.	1 St.
1132011	12,0x29	25 St.	1 St.
1132012	13,0x14	50 St.	1 St.
1132014	16,0x26	20 St.	1 St.
1132016	21,0x38	6 St.	1 St.
1132017	30,0x40	6 St.	1 St.
1132018	7,5x35	40 St.	1 St.
1132019	7,5x52	25 St.	1 St.



Kälte-Sofort-Kompressen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1132009	Größe 15x17 cm	10 St./Karton
1132004	Größe 15x25 cm	6 St./Karton



Wärmflasche

Schraubverschluss, eine Seite mit Lamellen, aus Gummi, 2 Liter, rot.
VE = 1 St./Beutel, 30 St./Karton


Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132033	Wärmflasche	1 St.



Allzwecktücher

PP-Vlies, blau/weiß.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1091000	Allzwecktücher	20x50 St./Karton





Handwaschbürste Medi-Scrub

Einzeln verpackt.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
	Steril, trocken , mit Schwamm und Nagelreiniger, latexfrei.	
1133800	trocken	375 St./Karton



Waschhandschuh ECO Plus

Blau/weiß, genäht, 35 g/m², 50% Viskose, 50% Polyester.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130564	ca. 15x22 cm	20x100 St./Karton



Waschhandschuh Airlaid

Weiß, 50 g/m², mit PE-Innenbeschichtung, blau.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130565	ca. 15x22 cm	10x100 St./Karton



Tragetasche für Patienteneigentum

LDPE, 600 x 600 + 50 mm, weiss, zur Aufbewahrung, mit blauem Druck „Patienteneigentum“ und Informationsfeldern „Abteilung“ + „Name“ + „Adresse“ + „Datum“.
VE = 250 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131698	Tragetasche für Patienteneigentum	250 St.



Großflächen-Massagegerät

Großflächenmassagegerät, 3D Senator Professional, weiß, inkl. Moosgummischuh, Nylonbürste und Tragekoffer – Dreidimensionale Massage mit Tiefenwirkung (Vibrations- und Klopfmassage)
– 2 Geschwindigkeitsstufen
– Leistung 115 / 130 Watt (auf Stufe 1/ Stufe 2)
– vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Linderung von Schmerzen, Lösen von Verspannungen, der Verbesserung der Durchblutung oder auch zur Erleichterung bei Atemproblemen
– 230 Volt / 50 Hz.

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	MOQ
1150998	230 Volt – 50 Hz	weiß	1 St.

Gefahrgut – es entstehen Mehrkosten bei Verpackung und Transport!

Limited Quantity (LQ): UN 1950, Druckgaspackung, 2, VG –, (D)



Reinigungsschaum

500 ml. Der Reinigungsschaum wird in Zusammenhang mit einem Waschlappen oder Einweg-Tuch verwendet, um die Haut vor überschüssigem Talg, Schmutzpartikeln, Schweiß und Make-up zu befreien. Die Wirkung zielt darauf ab, den Körper zu reinigen. Hierzu ist kein Wasser notwendig. VE = 12 Dosen/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1200382	Reinigungsschaum	1 Karton

Abstrichbestecke

Wattestäbchen

Schaumstoffstäbchen

sonstiges Zubehör

Abstrichbestecke ohne Medium / Dry swabs

Dry swabs Holz / PL

Steril, ohne Medium, bestehend aus Plastikröhrchen ca. 150 x 12 mm, mit Plastikstopfen und **Holz- oder Plastikstab**, Etikett.

VE = 100 St./Box, 3.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020001	Holzstab mit Baumwollkopf	100 St.
1020002	PS-Stab mit Viskose-/Rayonkopf	100 St.

Dry swabs Alu

Steril, ohne Medium, bestehend aus Plastikröhrchen ca. 150 x 12 mm, Plastikstopfen und **Aluminiumstab**, Etikett.

VE = 100 St./Box, 3.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020023	Alu-Stab mit Viskose-/Rayonkopf	3.000 St.
1020025	Alu-Stab mit Baumwollkopf	100 St.

Dry swabs Holz / PL – Peel-Pack

Steril, ohne Medium, bestehend aus Plastikröhrchen ca. 150 x 12 mm, Plastikstopfen und **Holz- oder Plastikstab**, Etikett, einzeln eingeschweißt im Peel-Pack. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020003	Holzstab mit Baumwollkopf	150 St.
1020070	PS-Stab mit Viskose-/Rayonkopf	900 St.

Dry swabs Alu – Peel-Pack

Steril, ohne Medium, bestehend aus Plastikröhrchen ca. 150 x 12 mm, Plastikstopfen und **Aluminiumstab**, Etikett, einzeln eingeschweißt im Peel-Pack. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020071	Alu-Stab mit Baumwollkopf	900 St.

Forenssetten – DNA geprüftes Abstrichbesteck

ETO behandelt, DNA frei, DNASE, RNASE frei, **Holz oder Plastikstab**.

VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020055	Holzstab mit Baumwollkopf	100 St.
1020072	Plastikstab mit Viskose-/Rayonkopf	10.000 St.

Abstrichbesteck mit Medium / Transportswabs

TS-Swab PL – Amies

Steril, mit Amies-Medium, mikrobiologisches Transportmediumtupfer-System bestehend aus Röhrchen ca. 150 x 12 mm, **Plastikstab** mit **Viskose-/Rayonkopf**, strahlensterilisiert, eingeschweißt im Peel-Pack. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020005	PS-Stab	150 St.
1020017	PP-Stab	900 St.
1020073	PS-Stab, doppelt Amies (6 ml)	900 St.

TS-Swab PL – Amies Holzkohle

Steril, Amies-Medium mit Holzkohle, mikrobiologisches Transportmediumtupfer-System bestehend aus Röhrchen ca. 150x12 mm, **Plastikstab** mit **Viskose-/Rayonkopf**, strahlensterilisiert, eingeschweißt im Peel-Pack. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020014	PS-Stab	150 St.
1020074	PS-Stab, doppelt Amies (6 ml)	900 St.

TS-Swab Alu – Amies

Steril, mit Amies-Medium, mikrobiologisches Transportmediumtupfer-System bestehend aus Röhrchen ca. 150 x 12 mm, **Aluminium-Stab** mit Baumwollkopf, strahlensterilisiert, eingeschweißt im Peel-Pack. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020020	Alu-Stab mit Baumwollkopf	150 St.

TS-Swab Alu – Amies Holzkohle

Steril, Amies-Medium mit Holzkohle, mikrobiologisches Transportmediumtupfer-System bestehend aus Röhrchen ca. 150 x 12 mm, **Aluminium-Stab** mit Baumwollkopf, strahlensterilisiert, eingeschweißt im Peel-Pack. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020019	Alu-Stab mit Baumwollkopf	150 St.





TS-Swab PL Stuart

Steril, mit Stuart-Medium, mikrobiologisches Transportmediumtupfer-System bestehend aus Röhrchen ca. 150 x 12 mm, **Plastikstab**, mit Viskose-/Rayonkopf, strahlensterilisiert, eingeschweißt im Peel-Pack.
VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020054	PS-Stab	150 St.
1020076	PS-Stab mit Holzkohle	900 St.

TS-Swab Alu Stuart

Steril, mit Stuart-Medium, mikrobiologisches Transportmediumtupfer-System bestehend aus Röhrchen ca. 150 x 12 mm, **Aluminiumstab**, mit **Baumwollkopf**, strahlensterilisiert, eingeschweißt im Peel-Pack.
VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020053	Alu-Stab	900 St.
1020077	Alu-Stab mit Holzkohle	900 St.

TS-Swab PL Cary Blair

Steril, mit Cary Blair-Medium, mikrobiologisches Transportmediumtupfer-System, bestehend aus Plastikröhrchen ca. 150 x 12 mm, **Plastikstab**, mit **Viskose-/Rayonkopf**, strahlensterilisiert, eingeschweißt im Peel-Pack. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020022	PS-Stab	900 St.

Chlamydia-Swab

Abstrichbesteck, steril, Plastikröhrchen ca. 150 x 12mm, mit flüssigem Medium in Schaumstoff eingeschlossen, geeignet zum Transport von Chlamydien, strahlensterilisiert, einzeln eingeschweißt im Peel-Pack.
VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020052	PS-Stab mit Rayonkopf	900 St.
1020075	Alu-Stab mit Rayonkopf	900 St.

Virus Swab

Abstrichbesteck, steril, Plastikröhrchen ca. 150 x 12mm, mit flüssigem Medium in Schaumstoff eingeschlossen, zum Transport von Viren, strahlensterilisiert, einzeln eingeschweißt im Peel-Pack.
VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020050	PS-Stab mit Rayonkopf	900 St.
1020051	Alu-Stab mit Rayonkopf	900 St.

Identifikations Swabs mit selektiven Medien

ISM-Swab XLD AGAR

Steril, mit XLD Agar (Xylose-Lysin-Desoxycholat) zur Identifizierung von Salmonellen, Shigella und coliformen Bakterien, Plastikröhrchen ca. 150 x 12 mm, eingeschweißt im Peel-Pack.

VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020150	Plastikstab mit Rayonkopf	900 St.

ISM-Swab OXFORD AGAR

Steril, mit OXFORD Agar, einem Selektivnährmedium zum Nachweis von Listerien, insbesondere von *Listeria monocytogenes*, Plastikröhrchen ca. 150 x 12 mm eingeschweißt im Peel-Pack.

VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020151	Plastikstab mit Rayonkopf	900 St.

ISM-Swab PLATE COUNT AGAR

Steril, mit PLATE COUNT Agar zur bakteriologischen Untersuchung von Lebensmitteln, Wasser, Milch und anderen Molkereiprodukten, Plastikröhrchen ca. 150 x 12 mm, eingeschweißt im Peel-Pack.

VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020152	Plastikstab mit Rayonkopf	900 St.

ISM-Swab COLIFORM AGAR

Steril, mit COLIFORM Agar, einem Selektivnährmedium zum Nachweis von E.coli und Coliformen in Frischprodukten und Wasser, Plastikröhrchen ca. 150 x 12 mm, eingeschweißt im Peel-Pack.

VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020153	Plastikstab mit Rayonkopf	900 St.



LIQUIDSWABS

Abstrich- und Transportsystem mit flüssigem Medium

Unsere universellen Entnahme- und Transportsysteme für mikrobiologische Proben bestehen aus speziellen Tupfern sowie einem Röhrchen mit flüssigem Medium. Es ermöglicht die Aufteilung des Probenmaterials und somit mehrere Testungen aus einer Probe. Die gebrauchsfertigen Abstrichsysteme werden im leicht zu öffnenden Peelpack geliefert. Sollbruchstelle im Tupfer ermöglicht einen hygienischen und sicheren Arbeitsablauf. Die standardisierten Abmessungen der Röhrchen erlauben die Nutzung in gängigen Automaten. Aufkleber auf den Röhrchen ermöglichen die Identifizierung der Proben.

Die Produktion nach GMP (Good Manufacturing Practice) und die Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485 stellen die hohe Qualität sicher. Natürlich sind die Systeme steril ($SAL\ 10^{-6}$), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch.

Liquid swabs mit beflochtenen Stäbchen werden nicht in alle Länder verkauft (Geographische Restriktion)



LMS-Swab Amies

Das Röhrchen mit dem pinken Deckel enthält 1 ml Amies-Medium für unterschiedliche Mikroorganismen. Es gestattet den Transport von aeroben, anaeroben und anspruchsvollen Bakterien.

VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
beflochte Stäbchen		
1020200	standard Kopf	900 St./Karton
1020201	kleiner Kopf	900 St./Karton
1020202	mini Kopf	900 St./Karton
Schaumstoffstäbchen		
1020203	standard Kopf	900 St./Karton
1020204	kleiner Kopf	900 St./Karton
Polyester Stäbchen		
1020206	standard Kopf	900 St./Karton
Viskose/Rayon Stäbchen		
1020208	Plastikstab, standard Kopf	900 St./Karton



LMS-Swab Thio Broth

Das Röhrchen mit dem schwarzen Deckel enthält 2 ml Thio Broth-Medium (Thioglycolat Bouillon), das das Wachstum und die Isolierung einer Vielzahl von anspruchsvollen anaeroben und aeroben Mikroorganismen ermöglicht. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
beflochte Stäbchen		
1020312	standard Kopf	900 St./Karton
Schaumstoffstäbchen		
1020313	standard Kopf	900 St./Karton

LMS-Röhrchen Thio Broth

Das Röhrchen mit dem gelben Deckel enthält 2 ml Thio Broth-Medium (Thioglycolat Bouillon), das das Wachstum und die Isolierung einer Vielzahl von anspruchsvollen anaeroben und aeroben Mikroorganismen ermöglicht. VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020314	ohne Stäbchen	1.000 St./Karton



LMS-Röhrchen LIM Broth

Das Röhrchen mit dem blauen Deckel enthält 2 ml LIM Broth-Medium (TODD HEWITT Brühe mit Colistin-/Nalidixinsäure), für die Kultivierung und die Isolierung von Streptokokken der Gruppe B. VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020316	ohne Stäbchen	1.000 St./Karton



PP Röhrchen 13 x 80 mm, leer

Rote Schraubkappe montiert, steril, ohne Label, kein CE, 6 x 400 pcs. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130698	PP-Röhrchen	2.400 St./Karton



LMS-Swab Stuart

Das Röhrchen mit dem blauen Deckel enthält 1 ml Stuart-Medium, für Rachen-, Vaginal-, Haut- und Wundabstriche. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
----------	--------------	-----

beflockte Stäbchen

1020215	standard Kopf	900 St./Karton
1020216	kleiner Kopf	900 St./Karton
1020217	mini Kopf	900 St./Karton

Schaumstoffstäbchen

1020218	standard Kopf	900 St./Karton
1020219	kleiner Kopf	900 St./Karton

Polyester Stäbchen

1020221	standard Kopf	900 St./Karton
---------	---------------	----------------





LMS-Swab Cary Blair

Das Röhrchen mit dem grünen Deckel enthält 2 ml Cary Blair-Medium um Proben (Stuhl oder Darm) auf pathogene Erkrankungen im Magen- und Darmtrakt zu untersuchen. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
beflockte Stäbchen		
1020230	standard Kopf	900 St./Karton
1020234	kleiner Kopf	900 St./Karton
1020238	mini Kopf	900 St./Karton
Schaumstoffstäbchen		
1020231	standard Kopf	900 St./Karton
1020235	kleiner Kopf	900 St./Karton
Polyester Stäbchen		
1020232	standard Kopf	900 St./Karton



LMS-Swab Selenite

Das Röhrchen mit dem weissen Deckel enthält 2 ml Selenite-Medium um Proben (Stuhl oder Darm) auf Salmonellen enterica und Shigella sonnei zu untersuchen. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
beflockte Stäbchen		
1020281	standard Kopf	900 St./Karton
1020285	kleiner Kopf	900 St./Karton
1020289	mini Kopf	900 St./Karton
Schaumstoffstäbchen		
1020282	standard Kopf	900 St./Karton
1020286	kleiner Kopf	900 St./Karton
Polyester Stäbchen		
1020283	standard Kopf	900 St./Karton



VIR-Swab Virus

Das Röhrchen mit dem roten Deckel enthält 1 ml eines speziellen Mediums, für die Sammlung, den Transport und das Überleben von Viren, Chlamydien, Mycoplasmen und Ureaplasmen. VE = 100 St./Box, 600 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
beflockte Stäbchen		
1020240	standard Kopf	600 St./Karton
1020241	kleiner Kopf	600 St./Karton
1020242	mini Kopf	600 St./Karton
Schaumstoffstäbchen		
1020243	standard Kopf	600 St./Karton
1020244	kleiner Kopf	600 St./Karton
Polyester Stäbchen		
1020246	standard Kopf	600 St./Karton
Viskose/Rayon Stäbchen		
1020245	Plastikstab, standard Kopf	600 St./Karton
1020247	Aluminiumstab, kleiner Kopf	600 St./Karton

LMS-Swab Saline

Das Röhrchen mit dem hellblauen Deckel enthält 2 ml sterile, gepufferte Kochsalzlösung (pH 7,2) als gebrauchsfertige, verdünnte Lösung für Beimpfung und Analyse. VE = 150 St./Box, 900 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
beflockte Stäbchen		
1020255	standard Kopf	900 St./Karton
1020256	kleiner Kopf	900 St./Karton
1020257	mini Kopf	900 St./Karton
Schaumstoffstäbchen		
1020259	standard Kopf	900 St./Karton
1020260	kleiner Kopf	900 St./Karton
Polyester Stäbchen		
1020263	standard Kopf	900 St./Karton
Viskose/Rayon Stäbchen		
1020258	Aluminiumstab, kleiner Kopf	900 St./Karton



Oberflächen-Abstrichsystem mit flüssigem Medium

Das Röhrchen mit dem gelben Deckel enthält eine neutralisierende Kochsalzlösung geeignet für die mikrobiologische Probenahme von Oberflächen z.B. in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Im sterilen Peelpack sind ein Tupfer mit integrierter Sollbruchstelle, sowie ein Röhrchen (Ø 16 x 100 mm, Schraubverschluss, Stehboden) mit verschiedenen Mengen der Lösung. Für die Nutzung im Rahmen eines HACCP-Konzeptes (Hazard Analysis Critical Control Point) gibt es 2 Größen von sterilen Schablonen.

ESA-Swabs mit neutralisierender Lösung für Ausrüstungs- und Oberflächenanalyse

Das Röhrchen mit dem gelben Schraubverschluss enthält entweder 5 oder 10 ml von der sterilen, gepufferten Kochsalzlösung, die mögliche Rückstände von Reinigungs- und Desinfektionsmittel neutralisiert.

VE = 150 St./Box, 900 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020270	5 ml, Schaumstoffkopf	900 St./Karton
1020271	5 ml, Rayon/Viskosekopf	900 St./Karton
1020274	10 ml, Schaumstoffkopf	900 St./Karton
1020275	10 ml, Rayon/Viskosekopf	900 St./Karton

Sterile Schablonen aus PP, 2,5 mm dick. Erhältlich in zwei Größen der Kontrollfläche:

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
5x4 cm (20 cm²) für 5 ml Lösung		
200 St./Box, 1.200 St./Karton		
1020278	einzel steril verpackt	1.200 St./Karton
10x10 cm (100 cm²) für 10 ml Lösung		
120 St./Box, 720 St./Karton		
1020280	einzel steril verpackt	720 St./Karton





Amies media, liquid, 2.000 ml Flasche

AMIES TRANSPORT LIQUID MEDIUM ist ein flüssiges Transportmedium für die Probennahme und Konservierung von aeroben, anaeroben und anderen anspruchsvollen Bakterien wie Streptococcus pyogenes, Neisseria gonorrhoeae, Bacteroides fragilis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae usw. innerhalb von 48 Stunden (24 Stunden für Neisseria gonorrhoeae) bei Zimmer- oder Kühlschranktemperatur. Sie können für die Sammlung und Konservierung von Mykobakterien und Pilzen verwendet werden. Amies ist ein Konservierungsmedium, das aus anorganischem Phosphat, Kalzium- und Magnesiumsalzen und Natriumchlorid besteht.

VE = 1 Flasche (2.000 ml)

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020330	Amies Medium	1 Flasche (2.000 ml)



LMS-Swab Pepton Wasser

Das Röhrchen mit dem roten Deckel enthält 1 ml gepuffertes Pepton Wasser, zur Voranreichung von Salmonellen aus Milch, Milchprodukten und anderen Lebensmittelpben

VE = 100 St./Box, 600 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020081	Plastikstab, standard Kopf	600 St./Karton



LMS-Swab/Röhrchen TSB

Das Röhrchen mit dem schwarzen Deckel enthält 2 ml TSB-Medium (Tryptic Soja Bouillon), einem universellen nahrhaften Medium, zum Nachweis, zur Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen und anspruchslosen Mikroorganismen aus klinischen Proben. Auch als Anreicherungsmedium verwendbar, um Staphylococcus aureus zu erkennen.

1020290 + 1020310: VE = 100 St./Box, 600 St./Karton

1020311: VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
beflockte Stäbchen		
1020290	standard Kopf	600 St./Karton
Schaumstoffstäbchen		
1020310	standard Kopf	600 St./Karton
ohne Stäbchen		
1020311	ohne Stäbchen	1.000 St./Karton

Schaumstoffkopfstäbchen

Mit unterschiedlichen Schaumstoffköpfen, Polyurethan
(auch für Elektronikreinigung), fusselfrei, Holz- oder Plastikstab.

Art.-Nr.	Kopf	Stab	MOQ
1020010	kleiner	Holz, 150x2,2 mm	4.000 St. / Beutel
1020009	großer	PP, 150x2,5 mm	1.000 St. / Beutel
1020029	großer	Holz, 150x2,2 mm	1.000 St. / Beutel
1020011	flexibler	PS, ca. 130 mm	1.000 St. / Beutel
1020028	pfeilförmiger	PP, 73x2,5 mm	25 St. / Beutel
1020039	pfeilförmiger	PP, 150x2,5 mm	25 St. / Beutel



Schaumstoffkopfstäbchen, 6-eckig

6-eckiger Schaumstoffkopf **grün**, Polyurethan,
(auch für Elektronikreinigung) fusselfrei, PS-Stab 150 x 4 mm.
VE = 5 St./Beutel, 250 St./Karton

Art.-Nr.	Kopf	Stab	MOQ
1020090	6-eckig	PS	250 St.



Andere Farben auf Anfrage.

Schaumstoffwischer

Zur Hautdesinfektion hervorragend geeignet, groß, Schaumstoffkopf-
abmessungen ca. 4 x 4 x 1,8 cm, **blau**, Länge ca. 16 cm.
VE = 5 St./Beutel, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020013	PS Spatel 150x18x2,5mm	500 St.



Wattestäbchen

Wir liefern Wattestäbchen in allen Längen von 2 bis 60 cm. Es sind auch Sonderanfertigungen nach Ihren Mustern und Angaben möglich.

Holzstäbchen

WA 1-I

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 4–5 mm, Länge ca. 12 mm), Holzstab mit minimalen Toleranzen im Durchmesser. Hausmarke.
VE = 100 St./Beutel, 2.000 St./Karton, 20.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1030128	Holzstab 150x2,2 mm	2.000 St.

Holzstäbchen

WA 1 D

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 5–5,5 mm, Länge ca. 12 mm), kalibrierter Holzstab mit minimalen Toleranzen im Durchmesser.
VE = 100 St./Beutel, 1.000 St./Karton, 20.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1030118	Holzstab 150x2,2 mm	1.000 St.

Plastikstäbchen PP

WA 1 PP

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 5–5,5 mm, Länge ca. 12 mm).
VE = 100 St./Beutel, 4.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1030228	PP-Stab 150x2,5 mm	100 St.

Plastikstäbchen PS

WA 1 PS

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 5–5,5 mm, Länge ca. 12 mm).
VE = 100 St./Beutel, 4.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1030227	PS-Stab 150x2,5 mm	100 St.

Plastikstäbchen PP

WA 1 Rayon

Einseitiger Viskosekopf (Ø ca. 5–5,5 mm, Länge ca. 12 mm).
VE = 100 St./Beutel, 4.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1030328	PP-Stab 150x2,5 mm	100 St.

Holzstäbchen, steril

WA 1s

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 5–5,5 mm, Länge ca. 12 mm),
einzeln im Peel-Pack eingeschweißt, ETO-sterilisiert.
VE = 100 St./Beutel, 2.500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1030419	Holzstab 150x2,2 mm	100 St.

Plastikstäbchen PP, steril

WA 1s PL

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 5–5,5 mm, Länge ca. 12 mm),
einzeln im Peel-Pack eingeschweißt, ETO-sterilisiert.
VE = 100 St./Beutel, 2.500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1030529	PP-Stab 150x2,5 mm	100 St.

Holzstäbchen, steril

WA 1 s doppelt

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 5–5,5 mm, Länge ca. 12 mm).
2 St. im Peel-Pack eingeschweißt, ETO-sterilisiert.
VE = 100 Peel-Pack/Beutel, 1.500 Peel-Pack/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1030619	Holzstab 150x2,2 mm	100 St.

Holzstäbchen, steril

WA 1 s 25 St.

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 5–5,5 mm, Länge ca. 12 mm).
25 St. im Peel-Pack eingeschweißt, ETO-sterilisiert.
VE = 25 St. Peel-Pack/Beutel, 2.500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1030420	Holzstab 150x2,2 mm	2.500 St.

Polyesterstäbchen, steril

Einseitiger Polyesterkopf, Plastikstab 150 x 2,5 mm,
einzeln im Peel-Pack eingeschweißt, ETO-sterilisiert.
VE = 100 St./Beutel, 2.500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1030531	PP-Stab	50.000 St.
1030533	PS-Stab	50.000 St.





Holzstäbchen

WA 2

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 10 mm, Länge ca. 35 mm).
VE = 50 St./Beutel, 500 St./Box, 5.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1030718	ca. 150x3 mm	500 St.
1030818	ca. 200x3 mm	500 St.
1030918	ca. 250x3 mm	500 St.
1031018	ca. 300x3 mm	500 St.

Holzstäbchen

WA 2 dünn

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 9 mm, Länge ca. 30 mm).
VE = 50 St./Beutel, 500 St./Karton, 10.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1031118	Holzstab 150x2,2 mm	500 St.

Plastikstäbchen PP

WA 2 PL

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 10 mm, Länge ca. 35 mm).
VE = 50 St./Beutel, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1031128	PP-Stab 150x4 mm	1.000 St.

Plastikstäbchen PP, steril

WA 2 PLs

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 10 mm, Länge ca. 35 mm)
einzeln im Peel-Pack eingeschweißt, ETO-sterilisiert.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1031229	PP-Stab 150x4 mm	500 St./Karton

Plastikstäbchen PP, steril

WA 2 PLs doppelt

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 10 mm, Länge ca. 35 mm).
2 St. im Peel-Pack eingeschweißt, ETO-sterilisiert.
VE = 250 Peel-Pack/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1031227	PP-Stab 150x4 mm	250 Pack

Holzstäbchen

WA 3

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 15–20 mm, Länge ca. 50–60 mm).
100 St./Beutel, 2.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1031318	Holzstab 400x4 mm	100 St./Beutel
1031418	Holzstab 500x4 mm	100 St./Beutel

Holzstäbchen

WA 5

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 5 mm, Länge ca. 35 mm).
VE = 100 St./Beutel, 1.000 St./Karton, 10.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1031618	Holzstab 200x3 mm	1.000 St.
1031718	Holzstab 250x3 mm	1.000 St.
1031818	Holzstab 300x3 mm	1.000 St.

Holzstäbchen

WA 6

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 4–5 mm, Länge ca. 12 mm).
VE = 100 St./Beutel, 1.000 St./Karton, 20.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1031918	Holzstab 230x2,2 mm	1.000 St.

Plastikstäbchen PP

WA 7 PL

Beidseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 4–5 mm, Länge ca. 12 mm).
VE = 100 St./Beutel, 2.000 St./Karton, 20.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032128	PP-Stab ca. 75x2,5 mm	2.000 St.

Nicht für Humanmedizin!

Holzstäbchen

WA 7

Beidseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 4–5 mm, Länge ca. 12 mm).
VE = 100 St./Beutel, 2.000 St./Karton, 20.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032018	Holzstab ca. 80x2,2 mm	2.000 St.

Nicht für Humanmedizin!



Sonderproduktion in
Klarsichtdosen möglich.

Sonderproduktion in
Klarsichtdosen möglich.



Papierstäbchen

WA P

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 2,8 mm, Länge ca. 12 mm).
Biegbares Papierstäbchen.
VE = 100 St./Beutel, 2.000 St./Karton, 40.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032238	Papierstab 150x2 mm	2.000 St.

Nicht für Humanmedizin!

Aluminiumstäbchen

Walu

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 2,0 mm, Länge ca. 12 mm).
VE = 100 St./Beutel, 10.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032648	Alu 150x0,9–1,0 mm	100 St.

Aluminiumstäbchen, steril

Walu-s

Einseitiger Baumwollkopf (Ø ca. 2 mm, Länge ca. 12 mm).
Einzel im Peel-Pack eingeschweißt, ETO sterilisiert,
besonders geeignet z. B. für Urologie.
VE = 100 St./Beutel, 2.500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032749	Alu 150x0,9–1,0 mm	100 St.

Stäbchen für die Mundpflege – Lemon Swabs

Lemon-Glycerine Swabs mit getränkten Baumwollköpfen
(Ø 11 – 12 mm, Länge ca. 30 mm), unsteril, eingeschweißt.
VE = 3 St./Pack, 25 Pack/Box, 250 Pack/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1020007	PP-Stab 150x4 mm	250 Pack

Diabetes

Tests

sonstiges Zubehör



Blutzuckermessgeräte-Set Alphacheck professional

Automatisches Kodieren, Ergebnis in nur 5 Sek., geringe Blutmenge – 0,5 µl, testen an verschiedenen Stellen möglich. Bio-Sensor-Technologie, 500 Speicherplätze, Teststreifenauswurf. Inhalt: Messgerät, 10 Teststreifen, 10 Lanzetten, 1 Stechhilfe, Tasche, 2 Batterien.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133140	Set (mg/dl)	3 St.

Auf Wunsch auch Set für Mmol/l erhältlich.



Blutzuckerteststreifen für Alphacheck professional

VE = 50 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133141	Teststreifen	5 Boxen
1133159	Teststreifen, einzeln in Blister	5 Boxen

Blutlanzetten finden Sie auf Seite 66



Kontrolllösung „A“ + „B“

Für Alphacheck professional, Inhalt: 2 Flaschen à 4 ml (A und B)

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133158	Kontrolllösung	5 Sets



Pen Nadeln – Alphacheck soft

Steril, mit folgenden Pens kompatibel: Novo, Lilly, Sanofi-Aventis, Ypsomed, Berlin Chemie. VE = 100 St./Box, 50 Boxen/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133166	4 mm x 32 G	50 Boxen
1133167	5 mm x 31 G	50 Boxen
1133168	6 mm x 31 G	50 Boxen
1133169	8 mm x 31 G	50 Boxen



Pen Nadeln Plus – Alphacheck professional

Steril, weist eine Nachgebrauchsverriegelung vor, wodurch nach der Benutzung die Kanüle auf der Patientenseite sicher abgeschirmt ist und somit das Risiko der Nadelstichverletzung verringert ist, passt auf alle gängigen Insulin Pens, gemäß Richtlinie TRBA 250, garantierter Einmalgebrauch. VE = 100 St./Pack, 12 Pack/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133149	8 mm x 30 G	12 Pack

Blutzuckermessgeräte-Set Contour next

Mit Stechhilfe, Lanzetten und Teststreifen, mit Etui.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133148	Set (mg/dl)	1 St.

Auf Wunsch auch Set für Mmol/l erhältlich.



Blutzuckermessgeräte-Set Accu-Chek Guide

Mit Stechhilfe inkl. Trommel, 10 Teststreifen, im Etui

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
----------	--------------	-----

Blutzuckermessgeräte-Set, Accu-Chek Guide SET (mg/dl), inkl. 1 FastClix Stechhilfe, 1 Fastclix Lanzettentrommel, 10 Accu-Chek Guide Teststreifen, E-Karte und Etui

1133179	Set (mg/dl)	1 St.
---------	-------------	-------

Accu-Chek Guide

1133180	Teststreifen	50 St./Pack
1133181	Teststreifen	10 St./Pack

Accu-Chek Guide

1133182	Kontrolllösung 2,5 ml	1 St./Pack
---------	-----------------------	------------



Diagnostika Blutzucker Teststreifen

Verschiedene Tests siehe Tabelle.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
----------	--------------	-----

Contour Next Sensoren

1133147	Contour Next Sensoren	50 St./Pack
---------	-----------------------	-------------

Alphacheck professional

1133141	Alphacheck professional Teststreifen	5 Pack
---------	--------------------------------------	--------

FreeStyle™ Teststreifen

1133108	FreeStyle Teststreifen	50 St./Pack
1133109	FreeStyle Teststreifen	100 St./Pack

FreeStyle™ Lite Teststreifen

1133151	FreeStyle Lite Teststreifen	50 St./Pack
1133152	FreeStyle Lite Teststreifen	100 St./Pack

BGStar

1133036	Blutzucker Teststreifen	50 St./Pack
---------	-------------------------	-------------

ONE TOUCH® Verio

1133153	ONE TOUCH Verio	50 St./Pack
---------	-----------------	-------------

ONE TOUCH® Select Plus

1133154	ONE TOUCH Select Plus	50 St./Pack
---------	-----------------------	-------------

Beurer BZ-Teststreifen

1133155	GL44 / GL50, GL50 evo	2x25 St./Pack
---------	-----------------------	---------------

Beurer BZ-Teststreifen

1133156	GL40	2x25 St./Pack
---------	------	---------------





Blutlanzzetten, Kunststoff

Steril, Metallnadel 23 G, für alle gewöhnlichen Blutentnahmegерäte geeignet. VE = 100 St./Box, 5.000 St./Karton

Art.-Nr.	Größe	MOQ
1110104	Nadel 23 G	100 St.



Inzisions-Sicherheitslanzette alphacheck HEEL

Schmerzarme Fersen-Inzisions-Sicherheitslanzette zur optimierten kapillaren Blutgewinnung für Frühgeborene / Neugeborene, verschiedene Nadelgrößen, farbcodiert (colour-coded), steril. VE = 50 St./Box, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Einstich	MOQ
1110140	0,65 mm x 1,50 mm	lila	1,50 mm	500 St.
1110141	0,85 mm x 1,75 mm	grün	1,75 mm	500 St.
1110142	1,00 mm x 2,50 mm	blau	2,50 mm	500 St.
1110143	1,50 mm x 3,00 mm	grau	3,00 mm	500 St.



Sicherheitslanzzetten alphacheck PRO

Sicherheitsblutlanzette zur zuverlässigen, einmaligen Verwendung für die Kapillarblutentnahme mit Kontaktaktivierung, zur Eigenanwendung geeignet, verschiedene Nadelgrößen, farbcodiert (colour-coded), steril.

VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton, 5.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Einstich	MOQ
1110144	21 G	orange	2,40 mm	5.000 St.
1110145	23 G	grau	1,80 mm	5.000 St.
1110146	28 G	lila	1,60 mm	5.000 St.
1110147	30 G	blau	1,50 mm	5.000 St.

Blutentnahme

Injektion

sonstiges Zubehör



TIP TOP TIP-Blutlanzetten – „Made in Germany“

Blutlanzetten schmerzreduziert mit spezial-anatomisch geformten Spitzen, Strahlen-Sterilisation.

VE = 200 St./Box oder 500 St./Box, 10.000 St./Karton, 40.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1110102	Box mit 200 Stück	200 St.
1110108	Box mit 500 Stück	500 St.



Blutlanzetten, Economy – „Made in Germany“

Blutlanzetten aus rostfreiem Stahl, Strahlen-Sterilisation.

VE = 200 St./Box, 10.000 St./Karton, 40.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1110101	Blutlanzetten Economy	200 St.



Blutlanzetten, Kunststoff

Steril, Metallnadel 23 G, für alle gewöhnlichen Blutentnahmeggeräte geeignet. VE = 100 St./Box, 5.000 St./Karton

Art.-Nr.	Größe	MOQ
1110104	Nadel 23 G	100 St.



Allergie-Lanzetten – „Made in Germany“

Mit einer Minispitze, aus rostfreiem Stahl, Strahlen-Sterilisation.

VE = 200 St./Box, 10.000 St./Karton, 40.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1110106	einzelns steril verpackt	200 St.

Blutsammelröhrchen, PP (ohne Vakuum)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
Mit K3 EDTA , Flachboden, grüner Deckel, für 5 ml Blut.		
1130720	16x60 mm	1.500 St./Karton
Mit K3 EDTA , Flachboden, grüner Deckel, für 2,5 ml Blut.		
1130721	12x56 mm	1.500 St./Karton
Mit K3 EDTA , Rundboden, grüner Deckel, für 2,5 ml Blut.		
1130722	12x56 mm	1.000 St./Karton
Mit K3 EDTA , Rundboden, violetter durchstechbarer Gummistopfen, für 3 ml Blut.		
1130723	13x75 mm	1.000 St./Karton
Mit KF und NA2 EDTA , Flachboden, oranger Deckel, für 2,5 ml Blut.		
1130724	16x60 mm	1.500 St./Karton
Mit KF und NA2 EDTA , Rundboden, oranger Deckel, für 2,5 ml Blut.		
1130725	13x75 mm	1.000 St./Karton
Mit 0,25 ml Sodium Citrat , Rundboden, rosa Deckel.		
1130726	12x86 mm	1.000 St./Karton
Mit Lithium Heparin , Rundboden, blauer Deckel, für 2,5 ml Blut.		
1130727	13x75 mm	1.000 St./Karton
Ohne Antikoagulant , Rundboden, PP, weißer Deckel, für 4,5 ml Blut.		
1130728	13x75 mm	1.500 St./Karton
Mit Separations-Granulat und Gerinnungsbeschleuniger , PMMA, Rundboden, blauer Deckel.		
1130744	13x75 mm	1.000 St./Karton
Mit Separations-Gel und Gerinnungsbeschleuniger , PMMA, Rundboden, roter Deckel.		
1130745	13x75 mm	1.000 St./Karton
Mit Spray-Gerinnungsbeschleuniger , PP, Rundboden, roter Deckel.		
1130746	13x75 mm	1.000 St./Karton



Viele andere Größen auf
Anfrage erhältlich!

Vakuum-Blutentnahme Röhrchen, steril

PET, Deckel PP und Butylkautschuk.

VE = 100 St./Rack, 1.200 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
K3 EDTA für 3 ml Blut, violetter Deckel.		
1130670	13x75 mm	1.200 St.

Kalium-Fluorid + K3 EDTA für 2 ml Blut, grauer Deckel.		
1130671	13x75 mm	1.200 St.

Lithium Heparin für 3 ml Blut, grüner Deckel.		
1130672	13x75 mm	1.200 St.

Sodium Citrat 3,2 % , 2,7 ml Blut für Gerinnung, blauer Deckel.		
1130673	13x75 mm	1.200 St.

Gerinnungsbeschleuniger für 4 ml Blut, roter Deckel.		
1130674	13x75 mm	1.200 St.

Separations-Gel und Gerinnungsbeschleuniger für 3,5 ml Blut, roter Deckel.		
1130676	13x75 mm	600 St.

Separations-Gel und Gerinnungsbeschleuniger für 5 ml Blut, roter Deckel.		
1130677	13x100 mm	600 St.



Viele andere Größen auf Anfrage erhältlich!

Einmalhalter für Vakuum Röhrchen

VE = 250 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130678	aus Kunststoff	250 St.



BD Precisionlide, grün – Kanüle

21 G x 1 1/2 (0,8x38 mm), steril. VE = 100 St./Box, 10 Boxen/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130679	Kanüle	1.000 St.



Andere Größen auf Anfrage!

Externe Kappen, PE

Zum Wiederverschließen von Vakuum-Röhrchen, natur.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130689	Ø 12–13 mm	20.000 St./Karton
1130690	Ø 15–16 mm	10.000 St./Karton



Farbige Ausführung auf Anfrage!

Transfusionsbesteck

Für Blut und Blutbestandteile, ohne Belüftung, transparente und flexible Tropfkammer, mit Latex-Membrane sowie weichem und knickbeständigem PVC-Schlauch, mit 200 µ Blutfilter und 18 G hypodermes Kanüle, ca. 20 Tropfen/ml, einzeln steril verpackt.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131919	Transfusionsbesteck	4800 St./Karton

Bitte beachten Sie,
dass die Liefermenge um
+/-10 % variieren kann!



I. V. Katheter

Steril, farbkodiert. VE =100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132216	Größe G 16, grau	1.000 St.
1132218	Größe G 18, grün	1.000 St.
1132220	Größe G 20, pink	1.000 St.

Sicherheitsausführung
auf Anfrage!



Auslaufartikel, nur solange der Vorrat reicht!

Einmalkanülen

Luer, einzeln steril verpackt. VE =100 St./Box., 3.000 St./Karton

Art.-Nr.	Größe	Maße in mm	MOQ
1131854	1, gelb	0,90x40 20 Gx1 1/2"	100 St.
1131855	2, grün	0,80x40 21 Gx1 1/2"	100 St.
1131856	12, schw.	0,70x30 22 Gx1 1/4"	100 St.
1131857	14, blau	0,60x30 23 Gx1 1/4"	100 St.
1131876	16, blau	0,60x25 23 Gx1"	100 St.
1131877	18, braun	0,45x23 26 Gx7/8"	100 St.
1131878	20, grau	0,42x19 27 Gx3/4"	100 St.



Einmalspritzen

Zweiteilig, Luer, einzeln steril verpackt. Hergestellt nach GMP, ISO 9000, DIN 13097-13099.

Art.-Nr.	Volumen	Karton mit	MOQ
1131851	2 ml	2.800 St.	100 St.
1131852	5 ml	1.900 St.	100 St.
1131853	10 ml	1.200 St.	100 St.
1131868	20 ml	960 St.	80 St.



Pumpenspritze

Dreiteilig, Luer-Lock, einzeln steril verpackt, mit 60 ml Markierung, transparent.

Art.-Nr.	Volumen	VE=MOQ
1131871	50 ml	100 St.





Infusionssets

Verschiedene Ausführungen auf Anfrage möglich – auch Latexfrei.



Ganzglasspritzen – nicht für Humanmedizin!

Mit Klarsichtzylinder, Metall-Luer-Lock-Konus, zentrisch.

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
1091720	2 ml	1 St.
1091721	5 ml	1 St.
1091722	10 ml	1 St.
1091723	20 ml	1 St.
1091724	50 ml	1 St.



Alkoholtupfer

Zum Reinigen, 70% Isopropylalkohol, einzeln verpackt, unsteril.
Ungefaltet 6 x 3 cm. VE = 100 St./Box, 2.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Größe gefaltet	MOQ
1131897	3x3 cm	2.000 St.



Alkoholspender

Als Tupferbefeuchter, für Einhandbedienung.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131922	Liquimed® 100 ml, Kunststoff	1 St./Box
1131923	Liquifix, 250 ml, Schraubglas	1 St./Box



Alkoholtupferspender „Quickpad“

150 sterile Alkoholtupfer, getränkt in 70-prozentigem Isopropylalkohol, im praktischen Spender ohne Klemmuntersatz.

Art.-Nr.	Größe	VE=MOQ
1131920	4,4 x 4,4 cm	10 St./Karton

Der leere Spender hat einen Zusatznutzen als Kanülensammler.

Gefahrgut – es entstehen Mehrkosten bei Verpackung und Transport!

– Limited Quantity (LQ): UN 3175, feste Stoffe, die entzündbare flüssige Stoffe enthalten (N.A.G. (Propan-2-ol)), 4.1, VG II, (E)



Zellstofftupfer

Rollenware. VE = 500 St./Rolle, 2 Rollen/Beutel, 10 Beutel/Karton

Art.-Nr.	Größe	MOQ
1131899	4 x 5 cm, unsteril	10.000 St.

Venenstauer – made in Germany

Jetpull® II ohne Metallteile

mit Sicherheitsverschluss in weiß, einzeln verpackt im Polybeutel mit Gebrauchsanweisung. Weiterentwicklung des bewährten Jetpull 2, jetzt ohne Metallteile und mit weicherem Elastikband in den Farben grün oder blau (bitte bei Bestellung angeben; pro VE nur eine Farbe möglich!). VE = 200 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1111009	Jetpull® II	1 St.
1111014	Kinderversion	1 St.



Jetpull® ultimate

mit 2-Schritt-Sicherheitsverschluss in weiß (Öffnen des Schlosses erst nach Entspannen des Bandes möglich), einzeln verpackt im Polybeutel mit Gebrauchsanleitung. VE = 200 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1111006	Jetpull® ultimate	1 St.
1111007	Kinderversion	1 St.



Jetpull® Pro

mit neuartigem Sicherheitsverschluss. Erhältlich mit einem blauen oder grünen Band.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1111008	Jetpull® Pro	1 St.



Jetpull® Shunt Band

Hilfe zur Blutstillung, elastisches hautfreundliches Band ca. 35 cm, aufgenähter Klettverschluss (weiß), versehen mit einer ergonomisch ausgebildeten Kunststoffplatte für optimale Druckverteilung beim Anlegen, insbesondere zur Unterstützung und Blutstillung von Punktionsstellen nach der Behandlung. Erhältlich mit grünem Band. VE = 1 St./Polybeutel, 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1111010	Jetpull® Shunt Band	1 St.





Mikropipetten / Kapillarröhrchen

Glas, 75 mm lang, A.-Ø 1,5–1,6 mm, 75 µl, 100 St. in Glasröhrchen,
blau-codiert: nicht heparinisiert und
rot-codiert: heparinisiert.

VE = 10 x 100 St./Box, 10.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080801	blau-codiert	1.000 St.
1080802	rot-codiert, heparinisiert	1.000 St.



Wachsplatten zur Versiegelung

Von Haematokritröhrchen. VE = 2 St./Beutel, 10 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131821	Wachsplatten	2 St.



Mikropipetten / Ringmarkenkapillaren

Heparinisiert, Länge 125 mm, aus Duran, Kapillaren werden in
Dosen geliefert. VE = 250 St. / Dose, 1.000 St. / Box

Art.-Nr.	Marken bei	MOQ
1080843	44,7 µl – hep.	1.000 St.



Mikropipetten / Ringmarkenkapillaren

Nicht heparinisiert, Länge 125 mm, aus Duran, Kapillaren werden in
Dosen geliefert. VE = 250 St. / Dose, 1.000 St. / Box

Art.-Nr.	Marken bei	MOQ
1080830	1, 2, 3, 4, 5 µl	1.000 St.
1080831	10 µl	1.000 St.
1080832	20 µl	1.000 St.
1080833	25 µl	1.000 St.
1080834	40 µl	1.000 St.
1080835	50 µl	1.000 St.
1080836	100 µl	1.000 St.
1080838	5 und 10 µl	1.000 St.
1080839	20 und 40 µl	1.000 St.
1080840	50 und 100 µl	1.000 St.

Mikropipetten / end-to-end-Kapillaren

Länge 30–32 mm, nicht beschichtet, aus Duran, besonders geeignet für z.B. Dünnschicht-Chromatographie-DC.

Art.-Nr.	Volumen	VE=MOQ
1080805	1 µl	1.000 St./Karton
1080806	2 µl	1.000 St./Karton
1080809	5 µl	1.000 St./Karton
1080810	10 µl	1.000 St./Karton
1080811	20 µl	1.000 St./Karton
1080813	50 µl	1.000 St./Karton



Mikropipetten / end-to-end-Kapillaren

Natrium-Heparin beschichtet, Länge 30–32 mm, aus Duran, besonders geeignet für Kapillarblutentnahme nach Prof. Delbrück-Methode.

Art.-Nr.	Volumen	VE=MOQ
1080814	10 µl, heparinisiert	1.000 St./Karton
1080815	20 µl, heparinisiert	1.000 St./Karton
1080817	50 µl, heparinisiert	1.000 St./Karton

Haemometer

Nach Sahli, mit 2 Farbstäben aus Glas, komplett im Etui, ohne CE (nur für Export außerhalb EU).

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1082801	Haemometer	1 St.



Blutgruppen-Testplatten

Agglutestplatten, aus PS, 10 Vertiefungen, Größe 160 x 40 x 6 mm. VE= 10 St. / Box, 500 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132015	Agglutestplatten	500 St.



Blutsenkungsständer

Mit Metallfuß, ohne Glaspipetten, Röhrchen und Stopfen.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1082506	für 6 Pipetten	1 St.
1082510	für 10 Pipetten	1 St.

Westergrenpipetten

1101301	300 mm	1 St.
---------	--------	-------



Ständer für Blutsenkungssystem

Für Blutsenkungsset 1132030, passend für 10 Tests.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1132031	Ständer für 10 Tests	12 St./Box





Blutsenkungssystem

Set mit Westergrenpipette aus Kunststoff, graduiert, mit Stopfen und Röhrchen, 0,2 ml Na Zitrat. Für den Test wird nur 1 ml Blut gebraucht.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1132030	Blutsenkungs-Set	800 Sets/Box

Blutsenkungspipette AQUISEL® P-2

Einmalpipette für E.S.R., PE, blaue Skala, Länge 230 mm +/- 2 mm, Filter (PE), Gummi (SEBS), VE = 4x200 St. / Karton.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1132034	Aquisel P-2	800 St./Karton

Blutsenkungssystem AQUISEL® P-3

Set mit Westergrenpipette aus Kunststoff, graduiert, mit Stopfen und TAPVAL Röhrchen, 0,25 ml 4NC-Zitrat 3NA für 1 ml Blut. Man sticht mit der Pipette durch den Spezial TAPVAL Stopfen. Durch den Bewegungsdruck wird die Pipette gefüllt.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1132035	Set Sedirate P-3	600 Sets/Box

Blutsenkungssystem AQUISEL® P-4 Micro

Pipetten und Röhrchen, Pipette (PS), Gummi (SEBS), Filter (PE) mit schwarzer Skala, Länge 230 +/- 2 mm, Röhrchen (PP) 12 x 55 mm mit Ventil-Stopfen. VE = 400 Sets / Box

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1132042	Aquisel Pipette P-4 Micro	400 Sets/Karton

Blutgruppenbestimmung-Testplatte

PET beschichtet, mit 12 Vertiefungen, funktioniert ohne Rührspatel, 173 x 45 mm, zum Einmalgebrauch. VE = 400 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1042011	Testplatte	400 Sets/Karton



Inkubationskassette

Für 4 Blutgruppenbestimmung-Testplatten. VE = 4 x 5 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1042012	Inkubationskassette	20 St./Karton

Entsorgung

Vernichtung

Beutel

sonstiges Zubehör



Vernichtungsbeutel milchig

PP, milchig, autoklavierbar bis 134 °C für 20 Min.

(darf nur leicht verschlossen werden), Stärke 0,05 mm (50 µm).

Art.-Nr.	Abmessungen	VE=MOQ
1131826	20x30 cm, ca. 1,5 L	100 St./Karton
1131780	30x50 cm, ca. 6 L	500 St./Karton
1131828	40x78 cm, ca. 22 L	500 St./Karton
1131781	60x80 cm, ca. 32 L	500 St./Karton
1131782	60x80 cm, ca. 32 L	100 St./Karton
1131783	70x110 cm, ca. 72 L	350 St./Karton
1131784	70x110 cm, ca. 72 L	75 St./Karton



Vernichtungsbeutel milchig, extra stark

PP, besonders starke Folie mit breiter Bodennaht, zur Entsorgung

von kontaminiertem Material, autoklavierbar bis 134 °C für 20 Min.

(darf nur leicht verschlossen werden), Stärke 100 µm.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131733	60x80 cm, ca. 32 L	125 St./Karton
1131734	70x110 cm, ca. 72 L	75 St./Karton



Vernichtungsbeutel hochtransparent

PP, hochtransparent, autoklavierbar bis 121 °C, für 20 Min.

(darf nur leicht verschlossen werden), Stärke 0,05 mm (50 µm).

Art.-Nr.	Abmessungen	VE=MOQ
1131785	20x30 cm, ca. 1,5 L	100 St./Karton
1131786	30x50 cm, ca. 6 L	500 St./Karton
1131735	40x78 cm, ca. 22 L	500 St./Karton
1131787	60x80 cm, ca. 32 L	500 St./Karton
1131788	70x110 cm, ca. 72 L	350 St./Karton



Vernichtungsbeutel, BIOHAZARD rot, PE

PE, zur leichten Identifizierung und Entsorgung von kontaminiertem

Material, Warnhinweis mit weißem Indikationsfeld, welches sich

durch den Autoklavierprozess dunkel verfärbt, mit Sicherheitsauf-

druck in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, autoklavierbar

bis 121 °C für 20 Min. (darf nur leicht verschlossen werden),

Folienstärke 20 µm. VE = 10 x 100 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131779	21x29 cm, ca. 1,5 L	1.000 St./Karton



Tischständer

Ständer für Vernichtungsbeutel. Lieferung ohne Beutel.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131793	Höhe 25 cm, für Beutel 20x30 cm	1 St.
1131796	Höhe 35 cm, für Beutel 30x50 cm	1 St.

Vernichtungsbeutel, BIOHAZARD rot, PP

PP, zur leichten Identifizierung und Entsorgung von kontaminiertem Material, Warnhinweis mit weißem Indikationsfeld, welches sich durch den Autoklavierprozess dunkel verfärbt, mit Sicherheitsaufdruck in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, autoklavierbar bis 134 °C für 20 Minuten (darf nur leicht verschlossen werden), Folienstärke 50 µm (0,05 mm).

Art.-Nr.	Abmessungen	VE=MOQ
1131736	30x50 cm, ca. 6 L	500 St./Karton
1131715	40x78 cm, ca. 22 L	500 St./Karton
1131716	60x80 cm, ca. 32 L	500 St./Karton
1131737	70x110 cm, ca. 72 L	350 St./Karton



Vernichtungsbeutel, BIOHAZARD gelb

HD-PE, zur leichten Identifizierung und Entsorgung von kontaminiertem Material, Warnhinweis mit weißem Indikationsfeld, welches sich durch den Autoklavierprozess dunkel verfärbt, mit Sicherheitsaufdruck in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, autoklavierbar bis 121 °C für 20 Min. (darf nur leicht verschlossen werden), Folienstärke 50 µm (0,05 mm).

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131717	30x50 cm, ca. 6 L	500 St./Karton
1131738	40x78 cm, ca. 22 L	500 St./Karton
1131718	60x80 cm, ca. 32 L	500 St./Karton
1131739	70x110 cm, ca. 72 L	350 St./Karton



Vernichtungsbeutel, BIOHAZARD gelb

PP, Folienstärke 50 µm, autoklavierbar, Druck „Biohazard“ in blau.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131778	70x112 cm, ca. 72 L	150 St./Karton



Vernichtungsbeutel mit BIOHAZARD-Symbol

PP, milchig, autoklavierbar bis 134 °C für 20 Min. (darf nur leicht verschlossen werden), Folienstärke 50 µm (0,05 mm), Stärke 50 µm (0,05 mm), Warnhinweis mit Indikationsfeld.

Art.-Nr.	Abmessungen	VE=MOQ
1131789	30x50 cm, ca. 6 L	500 St./Karton
1131790	40x78 cm, ca. 22 L	500 St./Karton
1131791	60x80 cm, ca. 32 L	500 St./Karton
1131792	70x110 cm, ca. 72 L	350 St./Karton
1131711	30x50 cm, ca. 6 L	100 St./Karton
1131712	40x78 cm, ca. 22 L	100 St./Karton
1131713	60x80 cm, ca. 32 L	100 St./Karton
1131714	70x110 cm, ca. 72 L	75 St./Karton





Infektionswäschesäcke

LDPE, 640 x 1.000 mm, 85 my, gelb-transparent, speziell zur Entsorgung von infektiöser Wäsche, mit Druck „Infektionswäsche“, entsprechend der Vorgaben der BGR 250/TRBA 250/DGUV Information 203-084, VE = 20 St./Rolle, 200 St./Karton.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131699	Infektionswäschesäcke	200 St.

Bioabfallbeutel

Biologisch abbaubare Bioabfallbeutel, ecovio® Material, geeignet für feuchte oder nasse Bioabfälle, vollständig (100%) kompostierbar, über 50% aus nachwachsenden Rohstoffen, TÜV geprüft nach EN 13432.



Art.-Nr.	Größe	Stk./Rolle	MOQ
1131150	220 + 180 x 550 mm	20	480 St.
1131151	430 x 500 mm	50	500 St.
1131153	450 x 680 mm	10	500 St.
1131154	500 x 600 mm	20	500 St.
1131155	620 x 800 mm	10	500 St.

Bioabfallsack

Biologisch abbaubare Bioabfallsäcke, ecovio® Material, geeignet für feuchte oder nasse Bioabfälle, vollständig (100%) kompostierbar, über 50% aus nachwachsenden Rohstoffen, TÜV geprüft nach EN 13432.



Art.-Nr.	Größe	Stk./Rolle	MOQ
1131156	700 x 1.100 mm	10	250 St.
1131157	500 + 450 x 1.250 mm	5	100 St.
1131158	650 + 550 x 1.350 mm	5	100 St.

Clinisafe® Entsorgungsbehälter

Nachhaltige Sicherheitslösung für die Entsorgung von perforierenden Gegenständen und Restflüssigkeiten.

Hergestellt aus 30% recyceltem Kunststoff und damit ressourcen- und umweltschonender als herkömmliche Modelle.

Kontrolle für das endgültige Verschließen – optisch und sehr einfach zu kontrollieren. Spezifisches endgültiges Verschließen mit unabhängigen Sicherheitsstiften: Bei ihrer Aktivierung muss keine Reihenfolge eingehalten werden. Stets perfekt ausgerichtetes Dichtungssystem zwischen Deckel und Sockel.

Entsorgungsbehälter sind auf Autoklavierbarkeit überprüft (offener Deckel, vor Gebrauch).

Lieferung ohne Deckel, Deckel muss separat bestellt werden.

VE = MOQ



Vertrieb nur in Deutschland!

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	MOQ
1131080	Clinisafe® Entsorgungsbehälter 30 L	H 326 x L 400 x B 300 mm	1 St.
1131081	Clinisafe® Entsorgungsbehälter 50 L	H 550 x L 400 x B 300 mm	1 St.
1131082	Clinisafe® Entsorgungsbehälter 60 L	H 670 x L 400 x B 300 mm	1 St.

Entsorgungsbehälter Economy

Runde Entsorgungsbehälter aus PP.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131981	0,6 Liter	100 St./Karton
1131982	1,5 Liter	100 St./Karton
1131983	2,0 Liter	75 St./Karton
1131985	5,0 Liter	55 St./Karton
1131986	7,0 Liter	40 St./Karton
1131987	12,0 Liter	25 St./Karton



Clicksmart® BladeFlask Skalpellklingenentferner

Entfernt alle herkömmlichen Skalpellklingen der Griffe Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 7 und Nr. 9 mit nur einer Aktion. In die Box passen 100 Skalpellklingen je nach Größe der Klingen. Ein Zähler zeigt das restliche Volumen an, so dass der Behälter komplett sicher entsorgt werden kann. Klinge einführen bis zum Click -> rausziehen und weiterarbeiten.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1110900	BladeFlask	1 St.





Deckel für Clinisafe® Entsorgungsbehälter

Hergestellt aus 30 % recyceltem Kunststoff und damit ressourcen- und umweltschonender als herkömmliche Modelle.

VE = MOQ

Vertrieb nur in Deutschland!

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	MOQ
1131083	Deckel für Clinisafe® Entsorgungsbehälter 30/50/60 L, mit Öffnung	370 x 270 mm, Öffnung ø 140 mm	1 St.
1131084	Deckel für Clinisafe® Entsorgungsbehälter 30/50/60 L, geschlossen	370 x 270 mm	1 St.



Transportwagen mit Fußpedal für Clinisafe® Entsorgungsbehälter

- Befestigung: Höhe der Behälteröffnung liegt bei 750 mm
- Abmessungen: L 450 x B 450 x H 900 mm
- Material: Edelstahl
- 100% wiederverwertbar
- Rollen aus Stahl mit Verschleißschicht aus Gummi
- Montage und Stabilität: keine Lockerung der Schrauben durch Vibrationen dank lockerungssicheren Schrauben
- Einzeln verpackt

VE = MOQ

Vertrieb nur in Deutschland!

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131085	Transportwagen für Clinisafe® Entsorgungsbehälter 30/50/60 L	1 St.

WoodSafe® Entsorgungsbehälter

WoodSafe® ist eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Entsorgungsbehältern auf fossiler Basis. Er besteht zu 80% aus erneuerbaren Restabfällen aus dem Wald, davon > 40% Holzfasern, >40% PP aus Regenerat und/oder Bio-PP, < 20% Kunststoff aus fossilen Rohstoffen.

WoodSafe® basiert auf einem patentiertem Biokomposit, das optimiert wurde, um eine Vielzahl von Polymeren zu ersetzen und dabei gleichzeitig eine sehr hohe Zugfestigkeit bietet. Es besteht aus einem Polymer- und einem Holzfaseranteil. Das Polymer zeichnet sich durch gute Formbarkeit, Haltbarkeit und Flexibilität aus. Die Vorteile von Holzfasern sind ihre Festigkeit, ihr nachwachsende Rohstoffbasis und der geringe CO₂-Fußabdruck. Darüber hinaus werden die Rohstoffe überwiegend lokal beschafft, um die Transportwege zu minimieren.

WoodSafe-Entsorgungsbehälter erreichen dadurch eine CO₂ Ersparnis von bis zu 66% im Vergleich zu Produkten aus fossiler PP-Typware. WoodSafe® Entsorgungsbehälter bestehen aus einer optimierten Mischung aus Holzfasern und Polymeren mit dem Ziel, die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Entsorgungsbehältern zu erfüllen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf das Klima zu minimieren. Eine Ökobilanz gemäß ISO 14040/114044 ist in englisch verfügbar.

MOQ = 1 Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	MOQ
1131665	WoodSafe® 0,5 Liter Entsorgungsbehälter	Ø 80 x H 145 mm	50 St.
1131666	WoodSafe® 2 Liter Entsorgungsbehälter	Ø 165 x H 150 mm	70 St.
1131667	WoodSafe® 3 Liter Entsorgungsbehälter	Ø 165 x H 200 mm	50 St.
1131668	WoodSafe® 6 Liter Entsorgungsbehälter	H 150 x L 187 x B 315 mm	30 St.
1131669	WoodSafe® 6 Liter Entsorgungsbehälter, mit 2-fach Deckel	H 150 x L 187 x B 315 mm	30 St.
1131670	WoodSafe® 12 Liter Entsorgungsbehälter	H 340 x L 187 x B 315 mm	30 St.
1131671	WoodSafe® 12 Liter Entsorgungsbehälter, mit 2-fach Deckel	H 340 x L 187 x B 315 mm	30 St.
1131672	WoodSafe® 25 Liter Entsorgungsbehälter	H 240 x L 395 x B 395 mm	132 St.
1131673	WoodSafe® 25 Liter Entsorgungsbehälter, mit 2-fach Deckel	H 240 x L 395 x B 395 mm	132 St.
1131674	WoodSafe® 50 Liter Entsorgungsbehälter	H 495 x L 395 x B 395 mm	96 St.
1131675	WoodSafe® 50 Liter Entsorgungsbehälter, mit 2-fach Deckel	H 495 x L 395 x B 395 mm	96 St.



Entsorgungsbehälter Sharpsafe® – GREEN – 5. Generation

Sharpsafe®-Behälter der 5. Generation sind entsprechend den Sicherheits- und Qualitätserfordernissen aus recyceltem Material mit niedrigem CO₂-Fußabdruck hergestellt und für die sichere und nachhaltige Entsorgung scharfer und spitzer medizinischer Abfälle optimiert. Dafür sorgen die Abkopplungsmöglichkeiten für alle Nadeltypen sowie Insulinpens und Klingen. Mit dem provisorischen Verschluss (1 Klickgeräusch) mit nur einem Finger und endgültigem Verschließen (3 Klickgeräusche) werden die Behälter sicher verschlossen. Sharpsafe®-Behälter sind mit einem Tragegriff ausgestattet und einhändig verwendbar. Der maximale Füllstand ist deutlich sichtbar durch eine schwarze Linie auf dem Deckel gekennzeichnet.

VE = MOQ

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131676	Entsorgungsbehälter Sharpsafe® 0,6 L	100 St.
1131677	Entsorgungsbehälter Sharpsafe® 2 L	50 St.
1131678	Entsorgungsbehälter Sharpsafe® 4 L	50 St.
1131679	Entsorgungsbehälter Sharpsafe® 7 L	50 St.
1131680	Entsorgungsbehälter Sharpsafe® 7,5 L	20 St.



melijekt® Kanülen-Entsorgungstrommel

Mit Klappeckel, Plombe und Warnaufkleber, aus Recycling-Pappe und Deckel aus PP. Die Entsorgungstrommel dient zur Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Spritzen und Skalpellklingen.

VE = MOQ

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	MOQ
1131086	melijekt® Kanülen-Entsorgungstrommel 6 L	170 mm Ø x 280 mm Höhe	22 St.
1131087	melijekt® Kanülen-Entsorgungstrommel 10 L	225 mm Ø x 290 mm Höhe	12 St.

Auffangbeutel

Mit Verschlussring, Anwendung: bei Erbrechen, Reisekrankheit und Übelkeit. VE = 25 St./Beutel, 400 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091037	weiß	400 St.



Hygienebeutel

PE, bedruckt, Boxmaße 12,5 x 8,5 x 2 cm.

VE = 30 St./Box, 1.500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091035	Hygienebeutel	1.500 St.



Whirl-Pak® Probenbeutel

PE, steril, mit Drahtverschluss.

Art.-Nr.	Vol./ml	Abmessung/ mm	Dicke µm	VE=MOQ
1131760	118	75x185	57	500 St./Karton
1131730	207	95x180	64	500 St./Karton
1131761	207	95x180	76	500 St./Karton
1131762	384	130x190	76	500 St./Karton
1131763	532	115x230	64	500 St./Karton
1131764	710	150x230	76	500 St./Karton
1131765	1.065	125x380	76	500 St./Karton
1131766	2.041	190x380	76	500 St./Karton



Art.-Nr.	Vol./ml	Abmessung/ mm	Dicke µm	VE=MOQ
mit Beschriftungsfeld				
1131769	29	65x125	57	500 St./Karton
1131759	1.627	190x300	102	500 St./Karton
1131776	5.441	380x508	102	100 St./Karton

Filterbeutel für Homogenisatoren und Dispergiergeräte

1131768	710	150x230	102	250 St./Karton
1131777	1.627	190x300	102	250 St./Karton

hydratisierte Speci-Sponge Beutel, mit sterilem Handschuh

1131767	532	115x230	64	100 St./Karton
---------	-----	---------	----	----------------

docuCARE® med

Folien-Schutzbeutel für den Transport diagnostischer Proben, flüssigkeitsdicht, mit UN 3373 Nummer, geeignet als Sekundärverpackung für den Versand biologischer Stoffe Kategorie B gemäß P650 und ADR, serielle Nr. und Barcode. Manipulationssicherer Selbstklebeverschluss, LDPE transparent, 70 µm.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131794	165x265 mm	500 St./Karton
1131795	225x360 mm	500 St./Karton





Müllbeutel

HDPE, 16 Liter, transparent, ca. 45 x 52 cm.

VE = 50 St./Rolle, 2.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131114	6 µm, 16 Liter	2.000 St.



Müllbeutel

HDPE, 30 Liter, grau, ca. 50 x 60 cm.

VE = 50 St./Beutel oder Rolle, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131116	6 µm, 30 Liter	1.000 St.



Müllbeutel

HDPE, 60 Liter, transparent, ca. 63 x 74 cm.

VE = 50 St./Beutel oder Rolle, 2.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131117	6,5 µm, 60 Liter	2.000 St.



Müllsäcke

HDPE, 18–20 µm, blau, ca. 70 x 110 cm, dünn.

VE = 20 St./Rolle, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131112	18–20 µm	500 St.



Müllsäcke

LDPE, blau, Größe ca. 70 x 110 cm. VE = 25 St./Rolle, 250 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131113	30–40 µm	250 St.
1131118	70–100 µm	250 St.



Müllsäcke, farbig

LDPE, Größe ca. 57,5 x 100 cm. VE = 25 St./Rolle, 250 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131093	gelb, Typ 60	250 St.
1131094	grau, Typ 60	250 St.
1131095	weiss, Typ 60	250 St.
1131096	rot, Typ 60	250 St.

Hygiene

Schutz

sonstiges Zubehör



Besucherkittel

SMS Vlies 3-lagig, schützt vor MRSA und Noro Virus, 40 g, mit Trikotbündchen, blau, zum Binden, Abmessung: 115 cm lang, 150 cm breit. VE = 10 St. / Beutel, 100 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131993	Besucherkittel SMS	100 St.



Personen-Schutzset

Bestehend aus: 1 St. Vlieskittel mit Trikotbündchen (110 x 140 cm, weiß), 1 Paar Nitrilhandschuhe Gr. L (large), 1 St. Mundschutz (3-lagig, weiß), 1 St. Baretthaube (52 cm, weiß), 2 St. CPE Überschuhe. VE = 50 Sets, einzeln im Polybeutel verpackt

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131989	Personen-Schutzset	1 Set



Schürzen in der Spenderbox

PE, gehämmert, latexfrei, einzeln gefaltet, 80 x 125 cm, weiß.
VE = 100 St. / Box, 1.000 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130668	80x125 cm, weiß	1.000 St./Karton



Schürzen

Zum Einmalgebrauch, PE, weiß, 75–80 cm breit, in 3 Längen.
VE = 100 St. / Beutel, 1.000 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131833	ca. 125–130 cm lang	1.000 St.
1131835	ca. 140 cm lang	1.000 St.
1131834	ca. 170 cm lang	1.000 St.



Bouffant Kappe

Aus atmungsaktivem Vliesstoff, Ø 53 cm, Gewicht 16 g/m², 2 Farben.
VE = 100 St. / Box, 500 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131978	grün	100 St.
1131979	weiß	100 St.

Überschuhe

CPE, gehämmerte Oberfläche.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
VE = 100 St. / Beutel, 2.000 St. / Karton		
1131883	ca. 38 cm lang, 2,8 g, blau	100 St.
VE = 5 St. / Rolle, 50 St. / Beutel, 1.000 St. / Karton		
1131889	ca. 42 cm lang, 8 g, blau	50 St.



Überschuhe, Vlies (Non Slip Plus)

Besonders rutschhemmend. VE = 100 St. / Beutel, 1.000 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131880	16x42 cm, weiß	1.000 St.



Rettungsdecke

Einzel verpackt im Druckverschlußbeutel.

Eine Seite goldfarben, die andere Seite silberfarben.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1091036	210x160 cm	200 St./Karton



Ärmelschoner, PE

Weiß, Länge ca. 40 cm. VE = 100 St. / Beutel, 2.000 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131822	ca. 20 µm	2.000 St.



Ärmelschoner, PP

Blau, 40 gr/m². VE = 100 St. / Beutel, 1.000 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131823	220x440 mm	1.000 St.



Bartmaske, PP

Vliesstoff, weiß, mit Elastikband, 54 x 24 cm, leicht und atmungsaktiv.

VE = 100 St. / Beutel, 1.000 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131820	Bartmasken, PP	1.000 St.





Patientenarmbänder, PVC

Identifikationsbänder, latexfrei, mit Papiereinlage, 1,5 x 8,5 cm und folgendem Vordruck: patient name, file name, age, sex.

VE = 100 St./Box, 5000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091033	Erwachsene, 24x2 cm	100 St.
1091034	Baby, pink, 16x2 cm	100 St.
1091038	Baby, blau, 16x2 cm	100 St.



Abdecktücher, steril

Für Operationen, aus foliertem Vlies, einzeln steril verpackt, 45 x 75 cm.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131103	mit Loch Ø 6 cm	125 St./Box
1131102	ohne Loch	125 St./Box



Filterierende Halbmaske ohne Ventil

CE EN 149:2001, gegen feste und flüssige Partikel.

VE = 20 St./Box, 240 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131947	ohne Ventil, FFP2	20 St.



Filterierende Halbmaske mit Ventil

EN 149:2001 + A1:2009, Partikelmasken, vorgeformter Maskenkörper aus Vlies

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1200410	mit Ventil, FFP2 NR D / P2, gegen Partikel bis zum 10-fachen MAK-Wert VE = 10 St./Box, 120 St./Karton	120 St.
1131948	mit Ventil, FFP3 NR D / P3, umlaufende Gummilippe, Dolomitstaub geprüft, gegen Partikel bis zum 30-fachen MAK-Wert VE = 5 St./Box, 60 St./Karton	60 St.

Mundschutz

4-lagig, PP-Vlies, Elastikband, latexfrei.

VE = 50 St./Box, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Farbe	MOQ
1200397	Grün	500 St.
1200398	Platinum grau	500 St.

Mundschutz werden nicht in alle Länder verkauft
(Geographische Restriktion).



Filtrierende Halbmaske – Economy made in Europe

CE EN 149:2001, gegen feste und flüssige Partikel, flach gefaltet

VE = 20 St./Beutel, 800 St./Karton (1132082 + 1132083)

VE = 20 St./Beutel, 500 St./Karton (1132080 + 1132081)

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132080	mit blauem Ventil, FFP2	20 St.
1132081	mit rotem Ventil, FFP3	20 St.
1132082	ohne Ventil, FFP1	20 St.
1132083	ohne Ventil, FFP2	20 St.



Schutz- und Freizeitbrillen, sowie Folien-Schutzbrillen finden Sie im Bereich Laborbedarf!

Krankenunterlagen


Saugkörper aus weichem Zellstoff-Flocken-Superabsorber Gemisch, Trägertissue, vollflächige Abdeckung mit textilem Trockenvlies auch über die Folienränder, rundum geschlossen, undurchlässige, rutsch-feste Außenfolie, schrankfertig vorgefaltet
Wäscheschutz: PE Folie, blau, rutschhemmend geprägt mit Diamant-Dekor; Vlies: PP, hydrophil; Kleber: Heißkleber.

Art.-Nr.	Gewicht	Format	MOQ
SAP Plus Premium			
Saugkörper: Trägertissue SAP-Gemisch, Tissue und Flocken sind chlorfrei gebleicht			
1091021	+/- 30 g inkl. SAP	40x60 cm	20x15 St./Karton
1091022	+/- 40 g inkl. SAP	60x60 cm	10x15 St./Karton
1200069	+/- 58 g inkl. SAP	60x90 cm	4x25 St./Karton

SAP Plus

Saugkörper: Trägertissue mit Flocken/SAP-Gemisch, Tissue und Flocken chlorfrei gebleicht.

1091023	+/- 16 g inkl. SAP	20x40 cm	40x15 St./Karton
1091024	+/- 103 g inkl. SAP	70x175 cm	6x15 St./Karton





Patientenumhang

Patientenumhang auf Rolle, diverse Farben, Tissue mit Polyethylen beschichtet, ca. 50 x 60 cm perforiert, Rolle = 80 Stück.
9 Rollen a 80 Stück/Umkarton

Art.-Nr.	Farbe	MOQ
1132164	diverse	1 Rolle



Matratzenschoner

Aus CPE, blau, mit Gummizug. Abmessungen 210 x 90 x 20 cm.
VE = 10 St./Beutel, 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091020	Matratzenschoner	100 St.



Bergungstuch

blau, 6 Tragegriffe, 2 Sicherheitsgurte, tragfähig bis 250 kg, temperaturbeständig, reißfest, 100% Polyester, schwer entflammbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1091052	200x90 cm	10 St./Karton



Unsere Desinfektionsmittel können aktiven Schutz gegen Vogelgrippe (H5N1) und Schweinegrippe (H1N1) gewährleisten!

Schnelldesinfektion

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel. Gebrauchsfertig. Zur Desinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten und Flächen aller Art. Frei von Aldehyden. Besonders für schwer zugängliche Flächen und alle Bereiche, wo eine schnelle Wirksamkeit erforderlich ist. VAH-gelistet.

Art.-Nr.	Beschreibung	Palette mit	MOQ
1133781	Sprühfl. 1 Liter*	32 Kart. à 12 Fl.	1 St.
1133797	Sprühkopf für 1 Liter Flaschen		1 St.
1133782	Kanister 5 Liter	96 Kanister	1 St.
1133783	Kanister 10 Liter	60 Kanister	1 St.

*exkl. Sprühkopf

Gefahrgut – es entstehen Mehrkosten bei Verpackung und Transport!

– UN 1170 Ethanol, Lösung (Ethylalkohol, Lösung), 3, VG III, (D/E)

Desinfektionskonzentrat für Flächen

Aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen aller Art. Das Produkt ist parfümfrei und eignet sich daher auch zur Verwendung im Lebensmittelbereich. VAH-gelistet.

Art.-Nr.	Beschreibung	Palette mit	MOQ
1133784	Kanister 5 Liter	96 Kanister	1 St.

Gefahrgut – es entstehen Mehrkosten bei Verpackung und Transport!

– Limited Quantity (LQ): UN 3082 umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G. (quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride), 9, VG III, (-)



Desinfektionslösung für Hände

Alkoholische Lösung zur Desinfektion der Hände mit hochwertigen Inhaltsstoffen. VAH-gelistet.

Art.-Nr.	Beschreibung	Palette mit	MOQ
1133788	Spenderfl. 500 ml	45 Kart. à 20 Flaschen	1 St.
1133789	Spenderfl. 1 Liter	50 Kart. à 12 Flaschen	1 St.
1133790	Kanister 5 Liter	96 Kanister	1 St.

Gefahrgut – es entstehen Mehrkosten bei Verpackung und Transport!

– UN 1987 Alkohole, N.A.G. (Ethanol), 3, VG II, (D/E)



Nur für den deutschen Markt!

Desinfektionstücher alkoholisch

Mit alkoholischem Schnelldesinfektionsmittel getränkte Tücher, gebrauchsfertig, zur Desinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten und Flächen aller Art, frei von Aldehyden, besonders geeignet für alle Bereiche, in denen eine schnelle Wirksamkeit erforderlich ist.

VE = Set mit Nachfülldose und Refill à 120 Tücher. VAH-gelistet.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133792	Dose, Refill 120 Tücher	1 Set

Gefahrgut – es entstehen Mehrkosten bei Verpackung und Transport!

– Limited Quantity (LQ): UN 3175, feste Stoffe, die entzündbare flüssige Stoffe enthalten, N.A.G. (Propan-2-ol), 4.1, VG II, (E)



Refill Desinfektionstücher

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133793	Packung à 120 Stück	1 Packung

Gefahrgut – es entstehen Mehrkosten bei Verpackung und Transport!

– Limited Quantity (LQ): UN 3175, feste Stoffe, die entzündbare flüssige Stoffe enthalten, N.A.G. (Propan-2-ol), 4.1, VG II, (E)





AQUA DEST

Gereinigtes Wasser – Geeignet für technische Zwecke.
Nicht geeignet für Injektionen, Infusionen und Augentropfen.
Nicht steril Vorsicht! Nicht trinken!

Art.-Nr.	Beschreibung	Palette mit	MOQ
1133775	Flasche 1 Liter	24 Kart. à 23 Flaschen	1 St.
1133776	Kanister 5 Liter	96 Kanister	1 St.
1133777	Kanister 10 Liter	60 Kanister	1 St.



Waschlotion

ph-hautneutrale Waschlotion mit rückfettenden Substanzen und frei von Parfüm, eignet sich daher besonders für die Anwendung bei empfindlicher Haut.

Art.-Nr.	Beschreibung	Palette mit	MOQ
1133769	Flasche 500 ml	72 Kart. à 12 Flaschen	1 St.
1133773	Flasche 1 Liter	40 Kart. à 12 Flaschen	12 St.
1133774	Kanister 5 Liter	96 Kanister	1 St.



Wandspender

Für 500 ml Flaschen, Lieferung Montagefertig.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1133795	Kunststoff	10 St./Karton
1133796	Aluminium	10 St./Karton

Handschuhe

sonstiges Zubehör



Latex-Untersuchungshandschuhe, weiss

Gepudert, AQL 1.5, Länge: 240 mm, Schichtstärken: Stulpe 0,08 mm, Handfläche: 0,09 mm, Fingerspitzen: 0,11 mm, VE = 100 St./Box, 1000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1135053	gepudert, Größe S	1.000 St.
1135054	gepudert, Größe M	1.000 St.
1135055	gepudert, Größe L	1.000 St.
1135056	gepudert, Größe XL	1.000 St.



Latex-Untersuchungshandschuhe

Beste Qualität, AQL 1,5, TÜV geprüft. VE = 100 St. / Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130493	puderfrei, Größe S	1.000 St.
1130494	puderfrei, Größe M	1.000 St.
1130495	puderfrei, Größe L	1.000 St.
1130481	puderfrei, Größe XL	1.000 St.



Größe XS auf Anfrage!

Vinyl-Untersuchungshandschuhe

VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130490	puderfrei, Größe S	1.000 St.
1130491	puderfrei, Größe M	1.000 St.
1130492	puderfrei, Größe L	1.000 St.
1130539	puderfrei, Größe XL	1.000 St.



Vitril Handschuhe

Vitril-Handschuh blau, Vinyl-Nitril Gemisch, 240 mm Länge, AQL 1,5, EN 455, unsteril, puderfrei, VE = 100 pro Box. 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Größe	Farbe	MOQ
1135027	S	blau	1.000 St.
1135028	M	blau	1.000 St.
1135029	L	blau	1.000 St.
1135030	XL	blau	1.000 St.

Nature-Gloves

Nature-Gloves, Nitril-Untersuchungshandschuh, grün, unsteril, puderfrei, biologisch abbaubar, 100 Stück pro Box. 100 St./Box, 1.000 St./Karton, 72.000 St./ Palette



Art.-Nr.	Größe	Farbe	MOQ
1135031	S	grün	1.000 St.
1135032	M	grün	1.000 St.
1135033	L	grün	1.000 St.
1135034	XL	grün	1.000 St.

Nitril-Handschuhe, natur

Puderfrei. VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130535	Größe S	1.000 St.
1130536	Größe M	1.000 St.
1130537	Größe L	1.000 St.



Nitril-Handschuhe, blau

Puderfrei. VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130530	Größe S	1.000 St.
1130531	Größe M	1.000 St.
1130532	Größe L	1.000 St.
1130533	Größe XL	1.000 St.
1130534	Größe XXL	1.000 St.

Lange Ausführung 30 cm

1130550	Größe S	1.000 St.
1130551	Größe M	1.000 St.
1130552	Größe L	1.000 St.

Extra lange Ausführung 40 cm, 50 St./Box

1130647	Größe S	1.000 St.
1130648	Größe M	1.000 St.
1130649	Größe L	1.000 St.
1130650	Größe XL	1.000 St.
1130651	Größe XXL	1.000 St.



Nitril-Handschuhe WHITE Basic Plus

Puderfrei, unsteril, AQL 1.5, EN 455, EN 374.

VE = 200 St. / Box, 2.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130610	Größe XS	2.000 St.
1130611	Größe S	2.000 St.
1130612	Größe M	2.000 St.
1130613	Größe L	2.000 St.
1130614	Größe XL	2.000 St.



Nitril-Handschuhe BLUE Basic Plus

Puderfrei, unsteril, AQL 1.5, EN 455, EN 374.

VE = 200 St. / Box, 2.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130619	Größe S	2.000 St.
1130620	Größe M	2.000 St.
1130621	Größe L	2.000 St.
1130622	Größe XL	2.000 St.





Nitril-Handschuhe für den technischen Handel

Puderfrei, AQL 1,5, EN 455. VE = 100 Stück/Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
natur		
1130581	Größe S	1.000 St./Karton
1130582	Größe M	1.000 St./Karton
1130583	Größe L	1.000 St./Karton
1130584	Größe XL	1.000 St./Karton
blau		
1130585	Größe S	1.000 St./Karton
1130586	Größe M	1.000 St./Karton
1130587	Größe L	1.000 St./Karton
1130588	Größe XL	1.000 St./Karton



Nitril-Untersuchungshandschuhe – schwarz

Puderfrei, Oberfläche: Finger angeraut, polymerbeschichtet, innen chloriert, schwarz, AQL 1,5. VE = 100 St. / Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130652	Größe XS	1.000 St./Karton
1130653	Größe S	1.000 St./Karton
1130654	Größe M	1.000 St./Karton
1130655	Größe L	1.000 St./Karton
1130656	Größe XL	1.000 St./Karton
1130657	Größe XXL	1.000 St./Karton



Latex-Untersuchungshandschuhe – schwarz

Puderfrei, Schwarz, angeraut und polymerbeschichtet, innen chloriert, AQL 1,5, TÜV geprüft. VE = 100 St. / Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130624	Größe S	1.000 St./Karton
1130625	Größe M	1.000 St./Karton
1130626	Größe L	1.000 St./Karton
1130627	Größe XL	1.000 St./Karton

Untersuchungshandschuhe – Economy

Vinyl-Handschuhe Stretch

Puderfrei, Grammatur ca. 5 g, Materialstärke: ca. 0,08 mm, AQL 1.5, EN 455. VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130606	Größe S	1.000 St./Karton
1130607	Größe M	1.000 St./Karton
1130608	Größe L	1.000 St./Karton
1130609	Größe XL	1.000 St./Karton



Nitril-Handschuhe, natur / blau Soft

Puderfrei, Grammatur ca. 3 g, Materialstärke: Finger ca. 0,09 mm, Handfläche ca. 0,07 mm. VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
natur		
1130658	Größe S	1.000 St./Karton
1130659	Größe M	1.000 St./Karton
1130660	Größe L	1.000 St./Karton
1130661	Größe XL	1.000 St./Karton
blau		
1130662	Größe S	1.000 St./Karton
1130663	Größe M	1.000 St./Karton
1130664	Größe L	1.000 St./Karton
1130665	Größe XL	1.000 St./Karton



Nitril-Handschuhe, blau 30 cm

Länge 30 cm, Puderfrei, Grammatur ca. 6,6 g, Materialstärke: Finger ca. 0,12 mm, Handfläche ca. 0,10 mm.
VE = 100 St./Box, 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130628	Größe S	1.000 St./Karton
1130629	Größe M	1.000 St./Karton
1130630	Größe L	1.000 St./Karton
1130631	Größe XL	1.000 St./Karton



Nitril-Handschuhe High Risk

Puderfrei, 30 cm lang, Grammatur ca. 16 g, Materialstärke: Finger ca. 0,32 mm, Handfläche ca. 0,26 mm. Ideal für die Handhabung von Laborchemikalien, außerordentlicher Schutz vor Chemikalien-einwirkung, AQL 1,5, EN 455 1-4 & ASTM D-6319, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 1.0.0.0, EN 374-1:2003 & EN 374-2:2003 Level 2, EN 374-3:2003 JKL, CE CAT III gemäß PSA,
VE = 50 St./Box, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130485	Größe S	500 St.
1130486	Größe M	500 St.
1130487	Größe L	500 St.



Nitril-Handschuhe natur

Puderfrei, unsteril, Grammatur ca. 3,5 g, Materialstärke: Finger ca. 0,07 mm, Handfläche ca. 0,05 mm. AQL 1.5, EN 455, EN 374.
VE = 200 St. / Box, 2.000 St. / Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130632	Größe S	2.000 St.
1130633	Größe M	2.000 St.
1130634	Größe L	2.000 St.
1130635	Größe XL	2.000 St.

Nitril-Handschuhe blau

Puderfrei, unsteril, Grammatur ca. 3,5 g, Materialstärke: Finger ca. 0,07 mm, Handfläche ca. 0,05 mm. AQL 1.5, EN 455, EN 374.
VE = 200 St. / Box, 2.000 St. / Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130636	Größe S	2.000 St.
1130637	Größe M	2.000 St.
1130638	Größe L	2.000 St.
1130639	Größe XL	2.000 St.

Nitril-Untersuchungshandschuhe, schwarz

Puderfrei, unsteril, Oberfläche: Finger angeraut, polymerbeschichtet, innen chloriert, AQL 1,5. VE = 100 St. / Box, 1.000 St. / Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130446	Größe S	1.000 St.
1130447	Größe M	1.000 St.
1130448	Größe L	1.000 St.
1130479	Größe XL	1.000 St.

OP-Handschuhe, puderfrei

Latex, steril, 295 mm lang, paarweise verpackt.
VE = 50 Paar/Box, 200 Paar/Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130472	Größe 6	200 Paar
1130473	Größe 6,5	200 Paar
1130474	Größe 7	200 Paar
1130475	Größe 7,5	200 Paar
1130476	Größe 8	200 Paar
1130477	Größe 8,5	200 Paar
1130478	Größe 9	200 Paar

OP-Handschuhe, gepudert

Latex, steril, paarweise verpackt. VE = 50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
(Verpackungseinheiten können sich ändern)

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130511	Größe 6,5	200 Paar
1130512	Größe 7	200 Paar
1130513	Größe 7,5	200 Paar
1130514	Größe 8	200 Paar
1130515	Größe 8,5	200 Paar



Veterinärhandschuhe, PE

Glatt, ca. 28 µm stark, Farbe rot-orange.
VE = 50 St. / Beutel, 2.000 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130517	ca. 90 cm lang	2.000 St.



PE-Untersuchungshandschuhe

Gehämmert, mit 5 Fingern, in zwei verschiedenen Verpackungen.
VE = 100 St./Pappspender/Beutel, 10.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130503	für Damen, Pappspender	100 St.
1130496	für Herren, Pappspender	100 St.
1130519	für Damen, PE-Beutel	100 St.
1130518	für Herren, PE-Beutel	100 St.



Industrie-Handschuhe

Nitril, CE-CAT III (3.0.0.1), grün, 32 cm lang, TOP-Qualität,
anatomisch geformt, strukturierte Handschuhinnenoberfläche,
lebensmittelgeeignet, für chemische Industrie und als
Arbeitsschutzhandschuh einsetzbar. VE = 144 Paar/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130589	Größe S (7)	144 Paar
1130590	Größe M (8)	144 Paar
1130591	Größe L (9)	144 Paar
1130592	Größe XL (10)	144 Paar
1130593	Größe XXL (11)	144 Paar



Baumwoll-Trikot-Handschuhe

Weiß gebleicht, geschichtet, hochwertige Qualität,
Länge ca. 20,5–27 cm.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130553	Gr. 8, 9,10,11,12,13	600 Paar / Karton



Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhandschuh „Go Green“, recycler Liner

GO GREEN Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhandschuh, grün / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit biologisch abbaubarer, geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, recycler Polyester-/Baumwoll-/Spandex-Liner, Rundstrick – nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, exzellente Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, ölicher, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, nach OEKO-TEX®-Standard 100 zertifiziert, plastikfrei verpackt.

PSA-Kat. II – Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren

VE = 12 Paar / Box, 144 Paar / Karton



Art.-Nr.	Größe	Farbe	MOQ
1135043	7	grün/schwarz	144 Paar
1135044	8	grün/schwarz	144 Paar
1135045	9	grün/schwarz	144 Paar
1135046	10	grün/schwarz	144 Paar
1135047	11	grün/schwarz	144 Paar

Pro Paar: 1 x 500 ml Plastikflasche recycelt, 227 g weniger CO₂ erzeugt, 0,39 kWh Strom eingespart, 5,15 L Wasser eingespart, 35% der Beschichtung werden innerhalb von 60 Tagen biologisch abgebaut (ASTM D5511)

Nitril Schnittschutzhandschuh „Green Cut D“, recycler Liner

Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mirco-Nitril-schaumbeschichtung, HPPE/SteelFiber/recyceltes Polyester/Spandex – Liner -Rundstrick – nahtlos, Strickbund, herausragender Tragekomfort durch die neue ERGO-FIT Passform, atmungsaktiv, sicherer Griff in trockener, ölicher, fettiger und leicht feuchter Umgebung, gute Passform, hohe Abrieb-, Schnitt-, Weiterreißbarkeitswerte, Guter Schnittschutz der Stufe D – trotzdem flexibel und weich. Das Grün des Handschuhes kommt von grünen recycelten Flaschen.

PSA-Kat. II – Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren

VE = 12 Paar / Box, 144 Paar / Karton



Art.-Nr.	Größe	Farbe	MOQ
1135048	7	grün/schwarz	144 Paar
1135049	8	grün/schwarz	144 Paar
1135050	9	grün/schwarz	144 Paar
1135051	10	grün/schwarz	144 Paar
1135052	11	grün/schwarz	144 Paar

Pro Paar: 1 x 500 ml Plastikflasche recycelt, 227 g weniger CO₂ erzeugt, 0,39 kWh Strom eingespart, 5,15 L Wasser eingespart, 30% recyceltes Polyester

Haushaltshandschuhe

Aus Latex, baumwollgefüllt, ca. 30 cm lang, lebensmittelgeeignet.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
gelb		
1130540	Größe S	144 Paar / Karton
1130541	Größe M	144 Paar / Karton
1130542	Größe L	144 Paar / Karton
1130543	Größe XL	144 Paar / Karton
blau		
1130544	Größe S	144 Paar / Karton
1130545	Größe M	144 Paar / Karton
1130546	Größe L	144 Paar / Karton
1130547	Größe XL	144 Paar / Karton



Handschuh-Dispenserhalter

Transparentes Plexiglas/Acryl, Innenmaße: 250 x 135 x 95 mm.

VE = 1 St./Beutel, 60 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130471	Dispenserhalter	1 St.



Dispenserhalter f. Handschuhe / Tissuepackungen

DRACULA® Universalboxhalter, mit 3M Klebeband auf der Rückseite zum Anbringen an der Wand, VE = 1 St./Beutel, 50 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130469	9,5x16,5x2 cm	1 St.



Handschuhboxenhalter aus Edelstahl

Zur Wandmontage, nicht rostend, inkl. Befestigungsmaterial.

Art.-Nr.	Abmessung	MOQ
passend für Boxen mit Mindestbreite 100 mm		
1130468	220x125x73 mm	1 St.



passend für Boxen mit Mindestbreite 120 mm		
1130470	250x130x83 mm	1 St.



Halter für 3 Boxen – Universalgröße (S, M, L)		
1130467	390x255x98 mm	1 St.



UNSERE HIGHLIGHTS

Liquidswabs

Abstrich- und Transportsystem mit flüssigem Medium

Unsere universellen Entnahme- und Transportsysteme für mikrobiologische Proben bestehen aus speziellen Tupfern sowie Röhrchen mit verschiedenen flüssigen Medien. Es ermöglicht die Aufteilung des Probenmaterials und somit mehrere Testungen aus einer Probe. Die gebrauchsfertigen Abstrichsysteme werden im leicht zu öffnenden Peelpack geliefert. Eine Sollbruchstelle im Tupfer ermöglicht einen hygienischen und sicheren Arbeitsablauf. Die standardisierten Abmessungen der Röhrchen erlauben die Nutzung in gängigen Automaten. Zur Identifizierung der Proben befinden sich Aufkleber auf den Röhrchen. Die Produktion nach GMP (Good Manufacturing Practice) und die Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485 stellen die hohe Qualität sicher. Natürlich sind die Systeme steril ($SAL 10^{-6}$), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch.

Mehr hierzu finden Sie auf den Seiten 50-54.

Instrumente

Chirurgie

Sterilisation

Endoskopie

sonstiges Zubehör



Skalpelli-Klingen

Einzeln steril verpackt, aus Karbonstahl.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1110910	Größe 10 für Griff 3	100 St./Box
1110910A	Größe 10A für Griff 3	100 St./Box
1110911	Größe 11 für Griff 3	100 St./Box
1110912	Größe 12 für Griff 3	100 St./Box
1110913	Größe 13 für Griff 3	100 St./Box
1110915	Größe 15 für Griff 3	100 St./Box
1110918	Größe 18 für Griff 4	100 St./Box
1110920	Größe 20 für Griff 4	100 St./Box
1110921	Größe 21 für Griff 4	100 St./Box
1110922	Größe 22 für Griff 4	100 St./Box
1110923	Größe 23 für Griff 4	100 St./Box
1110924	Größe 24 für Griff 4	100 St./Box
1110925	Größe 25 für Griff 4	100 St./Box

Skalpellgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1110706	Nr. 3	10 St.
1110705	Nr. 4	10 St.

Einmal-Skalpelle

Einzeln steril verpackt, Klinge aus rostfreiem Stahl, mit Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1110810	Größe 10	10 St./Box
1110811	Größe 11	10 St./Box
1110812	Größe 12	10 St./Box
1110815	Größe 15	10 St./Box
1110820	Größe 20	10 St./Box
1110821	Größe 21	10 St./Box
1110822	Größe 22	10 St./Box
1110823	Größe 23	10 St./Box
1110824	Größe 24	10 St./Box

Fadenmesser

Einzeln steril verpackt.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1110710	Standard, ca. 6,5 cm, Karbonstahl	100 St./Box
1110711	lang, ca. 11 cm, rostfreier Stahl	100 St./Box

Auslaufartikel, nur solange der Vorrat reicht!

Fadenmesser, mini

Rostfreier Stahl, mit Plastikgriff, einzeln steril verpackt.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1110712	mini, Länge: 43 mm	10 St./Box

Auslaufartikel, nur solange der Vorrat reicht!

Präparierbesteck im Holzkasten

Stabiler Holzkasten 19 x 9 x 3,5 cm, verschließbar, bestückt mit:
1 Skalpellgriff Nr. 4 mit 2 Klingen, 1 Skalpellgriff Nr. 3 mit 2 Klingen,
je 1 Präpariernadel spitz und lanzettförmig, 1 Pinzette, 1 Skalpell,
1 Schere spitz.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1110401	Holzkasten gefüllt	1 St.
1110501	Holzkasten leer	1 St.

Andere Bestückung auf Wunsch möglich!

Präparierbesteck im Kunststoff-Etui

Kunstleder-Etui 30 x 21 x 3 cm, mit Reißverschluß, bestückt mit:
1 Skalpellgriff Nr. 4 mit 1 Klinge, je 1 Präpariernadel spitz und
lanzettförmig, 1 Pinzette, 1 Skalpell, 1 Schere spitz.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1110502	Kunststoff-Etui gefüllt	1 St.
1110503	Kunststoff-Etui leer	1 St.

Andere Bestückung auf Wunsch möglich!

Skalpelle

Kein Medizinprodukt – Nicht für die Humanmedizin!

Nur für Präparier- und Schulungszwecke!

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1200135	35 mm, spitz, mit Metallgriff	10 St.
1200136	35 mm, geballt, mit Metallgriff	10 St.

Instrumentenschalen

Aus Stahl gemäß AISI 202, mit Knopfdeckel.

Art.-Nr.	LxBxH	MOQ
1081051	ca. 16x9x3,5 cm	1 St.
1081052	ca. 18x8x4 cm	1 St.
1081053	ca. 18x12x5 cm	1 St.
1081054	ca. 20x10x5 cm	1 St.
1081055	ca. 23x15x5 cm	1 St.
1081056	ca. 26x15x5 cm	1 St.
1081057	ca. 30x18x5 cm	1 St.
1081058	ca. 30x20x5 cm	1 St.

Pinzetten, rostfrei, ohne CE

In verschiedenen Ausführungen, nur Stationsbedarf.

Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
Pinzette mit 1:2 Zähnen.		
1110203	14,5 cm	10 St.
Deckglaspinzette.		
1110204	11,0 cm	10 St.
Allzweckpinzette, matt, spitz, extra fein.		
1110208	ca. 11,5 cm	10 St.
Uhrfederpinzette.		
1110209	ca. 10,0 cm	10 St.



Uhrmacherpinzetten – Mikroskopierpinzetten

A1 Qualität, verschiedene Spitzen.



Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
1110310	1: ca. 11,5 cm	10 St.
1110312	3: ca. 11,5 cm	10 St.
1110313	4: ca. 11,5 cm	10 St.
1110314	5: ca. 11,5 cm	10 St.
1110315	6: ca. 11,5 cm	10 St.
1110316	7: ca. 11,5 cm	10 St.
1110319	10: ca. 11,5 cm	10 St.
1110321	12: ca. 11,5 cm	10 St.
1110322	13: ca. 11,5 cm	10 St.
1110323	14: ca. 11,5 cm	10 St.
1110326	17: ca. 11,5 cm	10 St.

Spatel

In verschiedenen Ausführungen 18/8 Stahl.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
Löffelspatel		
1110222	150 mm lang	10 St.
1110224	180 mm lang	10 St.
1081040	210 mm lang	10 St.
1081041	250 mm lang	10 St.
Mikrolöffelspatel		
1081045	140 mm lang, Spatelbreite 5 mm	10 St.
1110221	150 mm lang	10 St.
1081046	180 mm lang, Spatelbreite 7 mm	10 St.
Mikrodoppelspatel		
1081020	100x3 mm	10 St.
1110220	130x3 mm	10 St.
1081021	130x5 mm	10 St.
1110223	150x5 mm	10 St.
Doppelspatel		
1081008	130x7 mm	10 St.
1081009	130x9 mm	10 St.
1081010	150x9 mm	10 St.
1081013	180x9 mm	10 St.
1081011	185x9 mm	10 St.
1081014	210x5 mm	10 St.
1081015	210x9 mm	10 St.
1081012	210x11 mm	10 St.
1081016	250x12 mm	10 St.
Pulverspatel		
1081030	130x7 mm	10 St.
1081031	150x6 mm	10 St.
1081032	150x9 mm	10 St.
1081033	180x8 mm	10 St.
1081034	185x6 mm	10 St.



Spatel, PA

Glasfaserverstärkt, mit stabilem, handlichen Griff in der Mitte.

VE = 10 St./Beutel

Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
Doppelspatel		
1083706	150 mm	10 St.
1083707	180 mm	10 St.
Löffelspatel		
1083708	180 mm	10 St.
1083709	210 mm	10 St.



Apotheker Löffel

18/8 Stahl.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1081025	200 mm lang	10 St.





Klemme, rostfrei

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1111001	14 cm	10 St.

Nicht für Humanmedizin!



Zeckenzangen

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1110380	ohne Griff, ca. 9 cm, flach	1 St.
1110383	mit Griff, ca. 8,5 cm, spitz	1 St.
1110384	mit Griff, ca. 8,5 cm, flach	1 St.



Sonden

Art.-Nr.	Länge x Ø	MOQ
1110611	160x2 mm	1 St.



Reflexhammer

Art.-Nr.	Länge	MOQ
nach Taylor, mit massivem Griff.		
1110370	ca. 19 cm	1 St.
nach Buck, komplett mit Pinsel und Nadel.		
1110371	ca. 17–19 cm	1 St.
nach Troemner.		
1110372	ca. 24 cm	1 St.

Nicht für Humanmedizin!



Nervenrädchen nach Wartenberg

Länge ca. 18,5 cm, mit einem oder drei Rädern.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1110291	mit einem Rad	1 St.
1110298	mit drei Rädern	1 St.

Nicht für Humanmedizin!



Scheren, rostfrei, ohne CE

Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
Mikroskopierschere.		
1110607	11,5 cm	10 St.
Nagelschere, gebogen.		
1110608	9,0 cm	10 St.
Haaltsschere		
1110609	18,0 cm	10 St.



Universalschere

Mit Kunststoffgriff, gebogen, autoklavierbar.

Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
1110610	ca. 18,0 cm	10 St.
1110617	ca. 14,5 cm	10 St.

Gipsschere nach Bruns, gezahnt

Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
1110625	23 cm	10 St.



Taschenschere

Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
1110626	12 cm	10 St.



Textilschere

Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
1110627	11 cm	10 St.



Fingerringsäge

Edelstahl, zum Durchtrennen von Fingerringen.

Art.-Nr.	Länge	MOQ
1110637	17 cm	1 St.



Spatel mit Holzgriff

150 mm, Klinge 55 mm lang und 12 mm breit, elastisch.

Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
1110409	ca. 16 cm	10 St.



Präpariernadeln mit Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1110301	spitz, ca. 14 cm	10 St.
1110302	lanzettförmig, ca. 14 cm	10 St.



Präpariernadel mit Metallgriff, spitz, gerade

Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
1110303	ca. 12 cm	10 St.



Präpariernadel mit Metallgriff, lanzettenförmig

Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
1110304	ca. 12 cm	10 St.



Präpariernadel mit Metallgriff, spitz, gebogen

Art.-Nr.	Länge	VE=MOQ
1110300	ca. 14,5 cm	10 St.



Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte (KBOS)

Aus Papier und Folie, CE, EN 868, drei Indikatoren für Dampf-, EO- und FORM-Sterilisation.



Art.-Nr.	Größe in cm	VE=MOQ
1080505	5,5x20	2.000 St.
1080506	5,5x25	2.000 St.
1080507	7,5x15	2.000 St.
1080508	7,5x20	2.000 St.
1080509	7,5x25	2.000 St.
1080510	7,5x30	2.000 St.
1080511	10,0x15	2.000 St.
1080512	10,0x20	2.000 St.
1080513	10,0x25	2.000 St.
1080514	10,0x30	2.000 St.
1080516	10,0x40	1.000 St.
1080518	12,5x25	2.000 St.
1080522	15,0x20	1.000 St.
1080523	15,0x27	1.000 St.
1080524	15,0x30	1.000 St.
1080525	15,0x38	1.000 St.
1080528	20,0x27	1.000 St.
1080529	20,0x40	1.000 St.
1080531	21,0x33	1.000 St.
1080534	22,0x42	1.000 St.
1080535	25,0x38	1.000 St.
1080536	25,0x40	1.000 St.
1080538	25,0x48	500 St.
1080539	27,0x45	500 St.
1080540	30,0x42	500 St.
1080541	30,0x57	500 St.
1080542	32,0x50	500 St.
1080543	36,0x58	500 St.
1080544	38,0x50	500 St.
1080545	42,0x50	500 St.
1080546	42,0x61	500 St.

Siegelgeräte auf Anfrage lieferbar.

Klarsichtschläuche mit Seitenfalte (KSMS)

Aus Papier und Folie, CE, EN 868 mit drei Indikatoren für Dampf-, EO- und FORM-Sterilisation. Länge: 100 m.



Art.-Nr.	Breite in cm	VE=MOQ
1080580	7,5x2,5	4 Rollen
1080581	10,0x5,0	3 Rollen
1080582	15,0x5,0	2 Rollen
1080583	20,0x5,0	2 Rollen
1080584	25,0x6,5	2 Rollen
1080585	30,0x6,5	1 Rolle
1080586	38,0x8,0	1 Rolle

Siegelgeräte auf Anfrage lieferbar.

Klarsichtschläuche ohne Seitenfalte (KSOS)

Aus Papier und Folie, CE, EN 868 mit drei Indikatoren für Dampf-, EO- und FORM-Sterilisation. Länge: 200 m.

Art.-Nr.	Breite in cm	VE=MOQ
1080570	5,0	6 Rollen
1080571	7,5	4 Rollen
1080572	10,0	3 Rollen
1080573	12,5	2 Rollen
1080574	15,0	2 Rollen
1080575	20,0	2 Rollen
1080576	25,0	2 Rollen
1080577	30,0	1 Rolle
1080578	38,0	1 Rolle
1080579	42,0	1 Rolle



Siegelgeräte auf Anfrage lieferbar.

Indikatorstreifen

Größe 150 x 30 mm, zur Sterilisationskontrolle und Dokumentation, gehören zu den Prozessindikatoren des Typs 1 nach ISO 11140-1, mit Beschriftungsfeldern für Charge, Autoclave, Inhalt, Verfalldatum, OK/Fail und ein Unterschriftsfeld, zweisprachig (deutsch/englisch).

Art.-Nr.	Beschreibung	Färbung	MOQ
1080555	Dampf, selbstklebend	pink > braun/schwarz	250 St./Karton
1080556	Dampf	pink > braun/schwarz	250 St./Karton
1080557	Gas	lila > grün	250 St./Karton



Sterilisationsklebebänder

Indikatorklebebänder.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Rolle à 19 mm x 50 m. VE = 48 Rollen/Karton		
1080550	Dampfsterilisation, beige	1 Rolle
1080554	Dampfsterilisation, blau, stark klebend	1 Rolle
Rolle à 19 mm x 50 m, braun. VE = 48 Rollen/Karton		
1080551	Gassterilisation	1 Rolle
Rolle à 25 mm x 25 m, weiß. VE = 12 Rollen/Karton		
1080553	mit PLASMA-Indikator	1 Rolle
Rolle à 19 mm x 50 m, beige. VE = 48 Rollen/Karton		
1080552	mit Heißluft-Indikator	1 Rolle



Tischabroller für Sterilisationsklebebänder

Aus Metall. VE = 1 St./Karton

Art.-Nr.	Länge	MOQ
1080559	Metall	1 St.





Sterilisationsfeste Faserschreiber

Spezielle stericlin® Faserschreiber zum Beschriften sämtlicher Einwegartikel (Sterilbarrieresysteme, Klebebänder, Etiketten, ...) geeignet. Strichbreite „F“ (ca. 0,6 mm).

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1080414	schwarz	10 St./Packing
1080415	blau	10 St./Packing

Reinigungsbürsten für Hohlrauminstrumente

Reinigungsbürsten für Hohlrauminstrumente in verschiedenen Ausführungen, VE = 5 St./Beutel



Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	MOQ
1133815	Durchziehbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft	0,6 x 10 x 450 mm	5 St.
1133816	Durchziehbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft	1,4 x 100 x 450 mm	5 St.
1133817	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	1,0 x 13 x 450 mm	5 St.
1133818	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	1,4 x 13 x 450 mm	5 St.
1133819	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	1,6 x 13 x 450 mm	5 St.
1133820	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	1,8 x 13 x 450 mm	5 St.
1133821	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	2,0 x 100 x 300 mm	5 St.
1133822	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	2,0 x 60 x 350 mm	5 St.
1133823	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	2,5 x 50 x 300 mm	5 St.
1133824	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	2,5 x 50 x 610 mm	5 St.
1133825	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	3,0 x 100 x 300 mm	5 St.

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	MOQ
1133826	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	3,5x100x250 mm	5 St.
1133827	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	3,5x60x265 mm	5 St.
1133828	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, aufbereitbar	3,5x35x500 mm	5 St.
1133829	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	3,5x35x500 mm	5 St.
1133830	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	5,0x100x300 mm	5 St.
1133831	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	5,0x80x405 mm	5 St.
1133832	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	5,0x100x650 mm	5 St.
1133833	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	6,0x100x300 mm	5 St.
1133834	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	7,0x80x350 mm	5 St.
1133835	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	7,0x100x650 mm	5 St.
1133836	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	8,0x100x300 mm	5 St.
1133837	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	10,0x100x300 mm	5 St.
1133838	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	10,0x100x650 mm	5 St.





Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	MOQ
1133839	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	12,0x100x650 mm	5 St.
1133840	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	15,0x100x300 mm	5 St.
1133841	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	20,0x150x450 mm	5 St.
1133842	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	20,0x100x500 mm	5 St.
1133843	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Edelstahlschaft, Spitzenschutz, aufbereitbar	40,0x60x500 mm	5 St.
1133844	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Kunststoffschaft	3,0x20x600 mm	5 St.
1133845	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Kunststoffschaft blau	4,0x20x600 mm	5 St.
1133846	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Kunststoffschaft gelb	5,0x50x600 mm	5 St.
1133847	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Kunststoffschaft weiß	7,0x50x600 mm	5 St.
1133848	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Kunststoffschaft blau	10,0x50x600 mm	5 St.
1133849	Reinigungsbürste für Hohlrauminstrumente, Kunststoffschaft grün	15,0x50x600 mm	5 St.

Reinigungsbürsten für Oberflächen

Reinigungsbürsten f. Oberflächen in verschied. Ausführungen. VE = MOQ

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	MOQ
1133804	Reinigungsbürsten für Oberflächen doppelseitig, mit weichen Kunststoffborsten	–	25/35x175 mm	5 St.
1133805	Reinigungsbürsten für Oberflächen doppelseitig, mit mittelharten Kunststoffborsten	–	25/35x175 mm	5 St.
1133806	Reinigungsbürsten für Oberflächen doppelseitig, mit extra harten Kunststoffborsten, aufbereitbar	–	25/30x175 mm	5 St.
1133807	Reinigungsbürsten für Oberflächen mit harten Kunststoffborsten	Grün	80x18x15x220mm	10 St.
1133808	Reinigungsbürsten für Oberflächen mit weichen Kunststoffborsten	Gelb	80x18x15x220mm	10 St.
1133809	Reinigungsbürsten für Oberflächen mit extra harten Kunststoffborsten	Blau	80x18x10x220mm	10 St.
1133810	Reinigungsbürsten für Oberflächen mit extra harten Kunststoffborsten	Blau	30/45x165 mm	5 St.
1133811	Reinigungsbürsten für Oberflächen mit extra harten Kunststoffborsten, aufbereitbar	Blau	75x215 mm	5 St.
1133812	Reinigungsbürsten für Oberflächen mit weichen Kunststoffborsten, aufbereitbar	Blau	75x215 mm	5 St.
1133813	Reinigungsbürsten für Oberflächen mit extra harten Kunststoffborsten, aufbereitbar	Blau	75x235 mm	5 St.
1133814	Reinigungsbürsten für Oberflächen mit Edelstahlborsten	Blau	40x178 mm	5 St.



Reinigungsbürsten für Endoskope

Reinigungsbürsten für Endoskope in verschiedenen Größen und Farben.

VE = 1 St./Beutel, 50 St./Box

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	MOQ
1133858	Reinigungsbürsten für Endoskope	Gelb	2,0x1.000 mm	50 St.
1133859	Reinigungsbürsten für Endoskope	Weiß	3,0x1.000 mm	50 St.
1133860	Reinigungsbürsten für Endoskope	Rot	2,5x2.300 mm	50 St.
1133861	Reinigungsbürsten für Endoskope	Blau	3,0x2.300 mm	50 St.
1133862	Reinigungsbürsten für Endoskope	Rot	5,0x2.300 mm	50 St.
1133863	Reinigungsbürsten für Endoskope	Grün	6,0x2.300 mm	50 St.
1133864	Reinigungsbürsten für Endoskope	Gelb	3,0 – 5,0 / 4,0 – 6,0x2.300 mm	50 St.
1133865	Reinigungsbürsten für Endoskope	türkis	5,5/10x2.300 mm	50 St.
1133866	Reinigungsbürsten für Endoskope, 280 mm Pfeifenreiniger	Gelb	5,0x2.650 mm	50 St.
1133867	Reinigungsbürsten für Endoskope, Verteilreinigungsbürste	Rot	5,2/11x156 mm	100 St.
1133868	Reinigungsbürsten Set für Endoskope	Blau + Rot	6,5; 5,2/11 mm, 2570;156 mm	50 St.
1133869	Reinigungsbürsten Set für Endoskope	Blau + Rot	5,0 mm; 5,2/11, 2.300; 156 mm	50 St.
1133870	2 Bürstenköpfe + 1 zentrierte Bürste	Rot	3,0x2.500 mm	50 St.
1133871	2 Bürstenköpfe + 1 zentrierte Bürste	Blau	6,0x2.500 mm	50 St.



Mikrobiologie

Histologie

Vertrauen Sie nur dem Original:

Steristopfen®

von Heinz Herenz Hamburg!

- ... sind autoklavierbar bis 200 °C
- ... sind bakterienfilternd
- ... sind sterilisierfähig
- ... sind luftdurchlässig
- ... rationalisieren die Arbeit im Labor
- ... sind trotzdem preiswert!
- ... sind für den Einmalgebrauch konzipiert

Steristopfen®

aus Zellstoff haben sich zum sterilen Verschluss von Bakterienkulturen in Reagenzgläsern, Erlenmeyer- und Kulturkolben in vielen bedeutenden Instituten seit Jahren bestens bewährt.

Steristopfen®

sind Erfindungen der Firma Heinz Herenz mit Schutzrechten im In- und Ausland.



Original Herenz Steristopfen®

Art.-Nr.	Nr.	für Gläser mit Halsinnen-Ø	VE=MOQ ca. Angaben
1010400	4	6,5–7,0 mm	5.000 St./Karton
1010502	5 s	5,5–6,5 mm	5.000 St./Karton
1010503	5 sk	4,5–6,5 mm	5.000 St./Karton
1010604	6 F	6,5–7,5 mm	5.000 St./Karton
1010700	7	8,5–9,5 mm	2.000 St./Karton
1010715	7 d	7,5–8,5 mm	4.000 St./Karton
1010800	8	9,5 mm	2.000 St./Karton
1010801	8 P Universal	7,5–10,5 mm	1.800 St./Karton
1010900	9	10,5–11,5 mm	2.000 St./Karton
1010901	9 P	9,0–10,5 mm	2.000 St./Karton
1010905	9 k	8,5–10,2 mm	2.000 St./Karton
1010906	9 d	7,0–9,5 mm	2.000 St./Karton
1011000	10	9,5–11,5 mm	1.000 St./Karton
1011100	11	12,0–14,5 mm	1.000 St./Karton
1011200	12	11,5–13,5 mm	1.000 St./Karton
1011201	12 P	11,5–13,0 mm	1.000 St./Karton
1011250	12,5	10,5–12,5 mm	1.000 St./Karton
1011300	13	12,5–14,5 mm	1.000 St./Karton
1011307	13 H	12,5–13,5 mm	1.000 St./Karton
1011350	13,5 P	13,5–14,5 mm	1.000 St./Karton
1011400	14	13,0–14,5 mm	1.000 St./Karton
1011401	14 P*	12,0–14,0 mm	1.000 St./Karton
1011406	14 d	11,5–13,0 mm	1.000 St./Karton
1011409	14 LF	14,0–16,0 mm	4.000 St./Karton
1011410	14 LD	12,0–14,5 mm	4.000 St./Karton
1011424	14 Lvu	13,0–14,5 mm	1.000 St./Karton
1011450	14,5	14,0–16,0 mm	1.000 St./Karton
1011500	15	13,5–15,5 mm	500 St./Karton
1011501	15 P**	14,0–16,5 mm	5.000 St./Karton
1011513	15 PB	14,5–15,5 mm	4.000 St./Karton
1011514	15 P (lang)	14,7–15,5 mm	4.000 St./Karton
1011515	15 D	13,5–16,0 mm	5.000 St./Karton
1011516	15 E	15,5–17,0 mm	5.000 St./Karton
1011517	15 DD	14,0–16,5 mm	5.000 St./Karton
1011518	15 Lvu	13,5–15,5 mm	1.000 St./Karton
1011600	16	16,5–18,0 mm	5.000 St./Karton
1011700	17	13,0–16,0 mm	1.000 St./Karton
1011800	18	17,5–18,5 mm	500 St./Karton
1011801	18 P	17,5–19,5 mm	500 St./Karton
1011806	18 D	17,5–19,5 mm	500 St./Karton
1011808	18 I	17,0–19,0 mm	3.000 St./Karton
1011900	19	19,0–22,0 mm	2.500 St./Karton
1012000	20 ***	20,5–22,0 mm	400 St./Karton
1012018	20 M	18,5–19,5 mm	500 St./Karton
1012001	20 P	19,0–22,5 mm	2.500 St./Karton
1012019	20 A	20,5–22,5 mm	500 St./Karton
1012150	21,5	17,5–21,5 mm	3.000 St./Karton

(20 A = kürzer und dicker als 20 und 20 P)

Andere Verpackungseinheiten auf Anfrage!



Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Andere Verpackungseinheiten auf Anfrage!



Original Herenz Steristopfen®

Art.-Nr.	Nr.	für Gläser mit Halsinnen-Ø	VE= MOQ ca. Angaben
1012205	22 k	21,5–23,0 mm	500 St./Karton
1012208	22 l	22,0–24,0 mm	2.000 St./Karton
1012350	23,5 P	25,0–27,0 mm	2.000 St./Karton
1012600	26	26,0–27,0 mm	2.000 St./Karton
1012700	27	27,0–32,5 mm	1.000 St./Karton
1012705	27 k	26,0–26,5 mm	2.500 St./Karton
1012900	29 ****	29,5–31,0 mm	850 St./Karton
1012919	29 A (< als 29)	29,0–30,0 mm	1.500 St./Karton
1012905	29 k	26,5–27,5 mm	2.500 St./Karton
1013200	32	32,5–35,0 mm	800 St./Karton
1013201	32 P	32,0–33,0 mm	750 St./Karton
1013225	32 PD	30,0–32,5 mm	750 St./Karton
1013400	34	33,5–36,5 mm	750 St./Karton
1013600	36	35,5–39,5 mm	600 St./Karton
1013700	37	37,5–41,5 mm	600 St./Karton
1013800	38	40,0–43,5 mm	500 St./Karton
1014001	40 P	42,0–46,5 mm	500 St./Karton
1014501	45 P	47,0–48,0 mm	300 St./Karton
1014504	45 PDL	47,0–48,0 mm	300 St./Karton
1014800	48 *****	47,0–49,0 mm	400 St./Karton
1015003	50 Z	47,0–49,0 mm	200 St./Karton
1016001	60 P	57,0–60,0 mm	200 St./Karton
1017005	70 k	69,0–71,0 mm	100 St./Karton



- * = für starkwandige Reagenzgläser
- ** = für dünnwandige Reagenzgläser
- *** = für kleine Erlenmeyerkolben
- **** = für große Erlenmeyerkolben
- ***** = für Erlenmeyerkolben Weithals



Original Herenz Steristopfen® Magnum

Für stark tolerierende Gläser in zwei Ausführungen.

Art.-Nr.	Beschreibung	für Gläser mit Halsinnen-Ø	VE= MOQ ca. Angaben
1012721	Magnum	26,0–30,0 mm	800 St./Karton
1012723	MA 2/3 kurz	25,5–29,0 mm	250 St./Karton

Holzträger

WA 11

Mit vorgefertigtem, fixierten Zellstoffkopf, **nicht für Humanmedizin**, Kopf ca. 35 x 5–6 mm. VE = 100 St./Beutel, 5.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032318	Holzstab 250x3 mm	100 St.
1032418	Holzstab 300x3 mm	100 St.

Holzträger

WA 11 dünn

Mit vorgefertigtem, fixierten Zellstoffkopf, **nicht für Humanmedizin**, Kopf ca. 35 x 4–5 mm. VE = 100 St./Beutel, 5.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1032519	Holzstab 250x3 mm	100 St.
1032518	Holzstab 300x3 mm	100 St.

Original Herenz Steristoppers®-Kappen

Für Gläser ohne Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1011411	Außen-Ø ca. 14,0	5.000 St./Karton

Abstrichstäbchen mit original Steristopfen® ABS

Zum Verschließen von Reagenzgläsern (auch mit Korkstopfen lieferbar),
nicht für Humanmedizin.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1020006	ABS-Abstrichstäbchen	100 St./Beutel

Kapsenbergkappen

Reagenzglasverschlüsse aus Aluminium.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1080902	mit Griff für 16 mm	100 St./Beutel

Nur solange der Vorrat reicht!

Erlenmeyer-Cap-Kappen

Ohne Griff, aus Aluminium, zum sterilen Verschließen von Kulturkolben
und Nährbodenflaschen mit geradem randlosem Hals, Ø 38 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1080924	silber	10 St./Karton
1080925	blau	10 St./Karton
1080926	rot	10 St./Karton

LABOCAP-Kappen

Silber, aus Aluminium, zum sterilen Verschließen von Reagenzgläsern
und Kulturröhrchen.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
Mit Griff		
1080921	Ø 15/16 mm	100 St./Karton
1080922	Ø 17/18 mm	100 St./Karton
Ohne Griff		
1080910	Ø 9/10 mm	100 St./Karton
1080911	Ø 12/13 mm	100 St./Karton
1080912	Ø 14/15 mm	100 St./Karton
1080913	Ø 15/16 mm	100 St./Karton
1080914	Ø 17/18 mm	100 St./Karton
1080915	Ø 19/20 mm	100 St./Karton
1080916	Ø 21/23 mm	100 St./Karton
1080917	Ø 24/26 mm	100 St./Karton
1080918	Ø 28/30 mm	100 St./Karton



**Farbige Ausführung
auf Anfrage.**





Impfösen

PP, steril verpackt, EO sterilisiert.

VE = 20 St./Peel Pack., 2.000 St./Beutel, 10.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131403	1 µl, weiß	2.000 St.
1131404	10 µl, blau	2.000 St.

Kolle-Nadelhalter

Messing verchromt, mit Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1081001	Länge ca. 25 cm	1 St.

Kolle-Ösen

Platinersatzösen aus Stahldraht mit einem Ø von ca. 0,5 mm.

Art.-Nr.	Ø Öse	Länge	MOQ
1081101	ca. 5 mm	ca. 35 mm	1 St.
1081102	ca. 2 mm	ca. 40 mm	1 St.

Drigalskispatel

AR-Glas.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080501	Länge ca. 15 cm	1 St.

Drigalskispatel, PS

zum gleichmäßigen Verteilen des bakteriologischen Materials

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
----------	--------------	--------

L Form, weiß, 14 cm.

1080502	einzeln steril verpackt	500 St./Karton
1080503	5 St. steril verpackt	2.000 St./Karton

T Form, blau, 14 cm.

1080499	einzeln steril verpackt	500 St./Karton
1080500	5 St. steril verpackt	2.000 St./Karton

Rührstäbe aus AR-Glas

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
glatt		

1082313	100x3 mm	1 St.
1082323	200x3 mm	1 St.
1082324	200x4 mm	1 St.
1082326	200x6 mm	1 St.

mit Knopf und Spatel

1090201	100x3 mm	1 St.
---------	----------	-------

Rührspatel aus Polystyrol

Länge ca. 12 cm.

VE = 1131824: 500 St./Beutel, 10.000 St./Karton

VE = 1131800: 500 St./Beutel, 6.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131824	mit Spatel	500 St.
1131800	mit Quirl (Mischplatte) und Spatel	500 St.

Petrischalen

PS glasklar, unsteril

VE = 1130316: 15 St./Beutel, 1.005 St./Karton

VE = 1130302 & 1130303: 20 St./Beutel, 480 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130316	ca. 55x14,2 mm ohne Nocken	1.005 St.
1130302	ca. 94x16 mm ohne Nocken	480 St.
1130303	ca. 94x16 mm mit Nocken	480 St.



Petrischalen, steril

PS glasklar, strahlensteril. VE = 20 St./Beutel, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130311	ca. 90x14,5 mm, mit Nocken	500 St.
1130310	ca. 90x14,5 mm, ohne Nocken	500 St.

Petrischalen

Mit Nocken, PS glasklar, maschinensteril verpackt.

VE = 20 St./Beutel, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130304	ca. 90x14,5 mm, 2-geteilt	500 St.
1130305	ca. 90x14,5 mm, 3-geteilt	500 St.
1130306	ca. 90x14,5 mm, 4-geteilt	500 St.



Petrischalen, steril

Mit Nocken, PS glasklar, strahlensteril.

VE = 20 St./Beutel, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130312	ca. 90x14,5 mm, 2-geteilt	500 St.
1130313	ca. 90x14,5 mm, 3-geteilt	500 St.
1130314	ca. 90x14,5 mm, 4-geteilt	500 St.

Kontaktschalen

10x10 mm Netzgitter, alphanumerisch, hochwertige Qualität, steril.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130307	Schale Ø 60 mm	690 St./Karton



Mikrotestplatten

Aus PS, 96 Vertiefungen.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131206	U-Form	100 St./Karton
1131207	V-Form	100 St./Karton
1131208	F-Form	100 St./Karton
1131209	Deckel	100 St./Karton





Macroplatte

PS, 15 ml, 6 Vertiefungen, alpha-numerische Beschriftung, mit Deckel, für bakteriologische Arbeiten mit Mehrfach-Unterteilung der Kulturschale, einfache und platzsparende Alternative zu sechs herkömmlichen 35mm Petrischalen. VE = 2 St./Beutel, 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131183	Macroplatte F-Form	4.800 St.

Gewebe-Einbettungskassetten, Economy

Auch benutzbar mit unserem wiederverwendbarem Edelstahldeckel Art.-Nr. 1131275.

Standard, runde Löcher.

POM, mit 3 Beschriftungsfeldern. VE = 500 St./Box, 4.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131240	weiß	4.000 St.
1131241	gelb	4.000 St.
1131242	grün	4.000 St.
1131243	pink	4.000 St.
1131244	blau	4.000 St.
1131245	hellbraun	4.000 St.
1131246	violett	4.000 St.

Standard, quadratische Löcher.

POM, mit 3 Beschriftungsfeldern. VE = 500 St./Box, 4.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131247	weiß	4.000 St.
1131248	gelb	4.000 St.
1131249	grün	4.000 St.
1131250	pink	4.000 St.
1131251	blau	4.000 St.
1131252	hellbraun	4.000 St.
1131253	violett	4.000 St.

Standard, rechteckige Löcher.

POM, mit 3 Beschriftungsfeldern. VE = 500 St./Box, 4.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131254	weiß	4.000 St.
1131255	gelb	4.000 St.
1131256	grün	4.000 St.
1131257	pink	4.000 St.
1131258	blau	4.000 St.
1131259	hellbraun	4.000 St.
1131260	violett	4.000 St.

Paraffin für Histologie, Pastillen, 56–58 °C

DAB-Qualität, Reinheit gem. PHEUR + BfR, Erstarrungspunkt gem. ISO2207 56–58 °C, Nadelpenetration 25 °C / mm/10 14–20. VE = 25 kg/Sack

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131179	Paraffin	25 kg



HistoPlast Paraffin Wachs

Entwickelt für eine verbesserte Infiltration und Einbettung von Gewebeschnitten, geliefert in praktischer Perlenform. Verbindung aus gereinigtem Paraffin und Kunststoffpolymeren, ohne Dimethylsulfoxid (DMSO), sorgt für reibungsloses Schneiden, minimierte Kompression und Zellzerstörung, Schnittstärke auf 2 µm gesenkt, mit verschiedenen Schmelzpunkten von 52 °C bis 62 °C erhältlich. VE = 1 kg/Beutel, 10 Beutel/Karton

Art.-Nr.	Schmelzpunkt	MOQ
1131238	52 – 54 °C	1 Karton
1131239	54 – 56 °C	1 Karton
1131235	56 – 58 °C	1 Karton
1131236	58 – 60 °C	1 Karton
1131237	60 – 62 °C	1 Karton



Deckel für Gewebe-Einbettungskassetten Economy

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131275	Edelstahl, poliert	10 St./Box



Gewebe-Einbettungskassetten, Economy

Biopsie-Ausführung, quadratische Löcher.

POM, mit Scharnierdeckel (vormontiert).

VE = 500 St./Box, 2.000 St./Karton




Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131261	weiß	2.000 St.
1131262	gelb	2.000 St.
1131263	grün	2.000 St.
1131264	pink	2.000 St.
1131265	blau	2.000 St.
1131266	hellbraun	2.000 St.
1131267	violett	2.000 St.

Histologie-Ausführung, rechteckige Löcher.

POM, mit Scharnierdeckel (vormontiert).

VE = 500 St./Box, 2.000 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131268	weiß	2.000 St.
1131269	gelb	2.000 St.
1131270	grün	2.000 St.
1131271	pink	2.000 St.
1131272	blau	2.000 St.
1131273	hellbraun	2.000 St.
1131274	violett	2.000 St.

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

Gewebe-Einbettungskassetten – Economy

Biopsie-Ausführung, POM, mit quadratischen Löchern 0,9 x 0,9 mm, mit zwei großen Beschriftungsflächen an den Seiten der Kassetten und einer verbesserten, schrägen vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, speziell für das **Thermotransferdrucker-System**.

VE = 250 St./Dispenserbox, 2.000 St./Karton



Art.-Nr.	Farbe	VE=MOQ
1131283	weiß	2.000 St.
1131284	gelb	2.000 St.
1131285	grün	2.000 St.
1131286	pink	2.000 St.
1131287	blau	2.000 St.
1131288	hellbraun	2.000 St.
1131289	lila	2.000 St.
1131290	pfirsich	2.000 St.
1131291	orange	2.000 St.
1131292	aqua	2.000 St.

Gewebe-Einbettungskassetten – Economy

Biopsie-Ausführung, POM, mit quadratischen Löchern 0,9 x 0,9 mm, mit zwei großen Beschriftungsflächen an den Seiten der Kassetten und einer verbesserten, schrägen vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, **adaptierbar an die meisten Kassettendrucker.**

VE = 500 Sets/Dispenserbox, 2.000 Sets/Karton

Art.-Nr.	Farbe	VE=MOQ
1131293	weiß	2.000 Sets
1131294	gelb	2.000 Sets
1131295	grün	2.000 Sets
1131296	pink	2.000 Sets
1131297	blau	2.000 Sets
1131298	hellbraun	2.000 Sets
1131299	lila	2.000 Sets
1131327	pfirsich	2.000 Sets
1131328	orange	2.000 Sets
1131329	aqua	2.000 Sets



Gewebe-Einbettungskassetten – Economy

Histologie-Ausführung, POM, mit rechteckigen Löchern 5 x 1 mm, mit zwei großen Beschriftungsflächen an den Seiten der Kassetten und einer schrägen vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, speziell für das **Thermotransferdrucker-System.**

VE = 250 St./Dispenserbox, 2.000 St./Karton

Art.-Nr.	Farbe	VE=MOQ
1131340	weiß	2.000 St.
1131341	gelb	2.000 St.
1131342	grün	2.000 St.
1131343	pink	2.000 St.
1131344	blau	2.000 St.
1131345	hellbraun	2.000 St.
1131346	lila	2.000 St.
1131347	pfirsich	2.000 St.
1131348	orange	2.000 St.
1131349	aqua	2.000 St.



Gewebe-Einbettungskassetten – Economy

Histologie-Ausführung, POM, mit rechteckigen Löchern 5 x 1 mm, mit zwei großen Beschriftungsflächen an den Seiten der Kassetten und einer schrägen vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, **adaptierbar an die meisten Kassettendrucker**.

VE = 500 Sets/Dispenserbox, 2.000 Sets/Karton



Art.-Nr.	Farbe	VE= MOQ
1131330	weiß	2.000 St.
1131331	gelb	2.000 St.
1131332	grün	2.000 St.
1131333	pink	2.000 St.
1131334	blau	2.000 St.
1131335	hellbraun	2.000 St.
1131336	lila	2.000 St.
1131337	pfirsich	2.000 St.
1131338	orange	2.000 St.
1131339	aqua	2.000 St.



Parafilm®

Wasserdichte, gasdurchlässige Verschlussfolie zum Verschließen von Laborgeräten.

VE = 1131912: 12 Rollen / Karton 1131913: 24 Rollen / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131912	10 cm x 38 m	1 Rolle
1131913	5 cm x 75 m	1 Rolle

Microscopy



Microscopic slides, cut edges

Washed and cleaned, 76 x 26 x 1 mm, extra white glass, in abrasion-proof boxes. PU = 50 pcs/box, 5,000 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1041000	cellophanized	50 pcs
1041100	cellophanized, frosted field	50 pcs



Microscopic slides, ground edges 90°

Washed and cleaned, 76 x 26 x 1 mm, extra white glass, in abrasion-proof boxes. PU = 50 pcs/box, 5,000 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1042000	cellophanized	50 pcs
1042100	cellophanized, frosted field	50 pcs



Microscopic slides, Economy, cut edges

Appr. 75 x 25 x 1 mm, transparent green glass. PU = 50 pcs/box, 5,000 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1041050	box cellophanized	50 pcs
1041150	box cellophanized, frosted field	50 pcs



Microscopic slides, Economy, ground edges 90°

Appr. 75 x 25 x 1 mm, transparent green glass. PU = 50 pcs/box, 5,000 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1042050	box cellophanized	50 pcs
1042150	box cellophanized, frosted field	50 pcs



Microscopic slides Economy, coloured writing field

Ground edges 90°, appr. 75 x 25 x 1 mm, transparent green glass, box cellophanized. PU = 50 pcs/box, 5,000 pcs/carton

Item	Colour	MOQ
1041070	white	5,000 pcs
1041071	orange	5,000 pcs
1041072	yellow	5,000 pcs
1041073	green	5,000 pcs
1041074	pink	5,000 pcs
1041075	blue	5,000 pcs
1041076	violet	5,000 pcs
1041077	tan (brown)	5,000 pcs

Microscopic slides, PrintAID™ – Economy

25 x 75 mm, thickness: 1.0–1.2 mm, ground edges 45°, green glass, coloured writing field, **printable (Thermo Slide-Mate Slide Printer and Primera Slide Printers)**

PU = 50 pcs/box, 1,000 pcs/carton, 2,000 pcs/outer carton

Item	Colour	MOQ
1042052	blue	2,000 pcs/carton
1042053	green	2,000 pcs/carton
1042054	purple	2,000 pcs/carton
1042055	orange	2,000 pcs/carton
1042056	pink	2,000 pcs/carton
1042057	tan (brown)	2,000 pcs/carton
1042058	white	2,000 pcs/carton
1042059	yellow	2,000 pcs/carton



Microscopic slides, PrintAID™ – Economy

25 x 75 mm, thickness: 1.0–1.2 mm, ground edges 45°, green glass, coloured writing field, **printable (Inkjet Printer (Leica Printer))**

PU = 50 pcs/box, 1,000 pcs/carton, 2,000 pcs/outer carton

Item	Colour	MOQ
1042080	blue	2,000 pcs/carton
1042081	green	2,000 pcs/carton
1042082	violet	2,000 pcs/carton
1042083	orange	2,000 pcs/carton
1042084	pink	2,000 pcs/carton
1042085	tan (brown)	2,000 pcs/carton
1042086	white	2,000 pcs/carton
1042087	yellow	2,000 pcs/carton



Microscopic slides, Photosensitive – Economy

25 x 75 mm, thickness: 1.0–1.2 mm, ground edges 45°, green glass, coloured writing field, **printable (Laser Printer)**

PU = 50 pcs/box, 1,000 pcs/carton, 2,000 pcs/outer carton

Item	Colour	MOQ
1042088	blue	2,000 pcs/carton
1042089	green	2,000 pcs/carton
1042090	violet	2,000 pcs/carton
1042091	orange	2,000 pcs/carton
1042092	pink	2,000 pcs/carton
1042093	tan (brown)	2,000 pcs/carton
1042094	white	2,000 pcs/carton
1042095	yellow	2,000 pcs/carton



Microscopic slides Superfrost®

With cellophane, cut edges or ground edges.

Colours: white, blue, pink, yellow, green, orange, violet.

PU = 50 pcs/box, 5,000 pcs/carton



Item	Description	MOQ
1041002	white, cut edges	5,000 pcs
1041002B	blue, cut edges	5,000 pcs
1041002P	pink, cut edges	5,000 pcs
1041002Y	yellow, cut edges	5,000 pcs
1041002G	green, cut edges	5,000 pcs
1041002O	orange, cut edges	5,000 pcs
1041002V	violet, cut edges	5,000 pcs
1041006	coloured, ground edges, 90°	5,000 pcs per colour



Blood Smear spatula – Economy

PS, for spreading of blood onto the microscopic slide,

75 x 26 x 1 mm, double sided usable.

PU = 50 pcs/box, 2.500 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1131401	Blood smear spatula	50 pcs



Dispenser for slides

ABS made, for max. 72 slides. PU = 20 pcs/box

Item	Description	MOQ
1081603	dispenser	1 pc



Other versions
on request!

EUKITT® UV

A UV-curing mounting medium for microscopy, contains no solvents. Therefore, only 50% of the typical amount needs to be used. Suitable for all types of tissue, neutral and colourless, stable for long periods of storage after curing without brittle fracture, no yellowing, refractive index n[20 °C]: 1.48, viscosity: 350–550 mPa*s, curing time: 10–30 seconds.

Item	Description	MOQ
1032918	100 ml	1 pc
1032919	100 ml, incl. light curing device	1 pc



Histokitt, 500 ml

Mounting medium for histology/microscopy. Light-resistant, neutral, colourless, does not affect colour of the specimen, soluble e.g. in benzene, chloroform, dioxane, xylene, PU = 500 ml/bottle

Item	Description	MOQ
1133856	Histokitt	500 ml/bottle

HAZMAT (hazardous materials) – additional costs for packing and transport do incur!
– Limited Quantity (LQ): UN 1307 Xylenes, 3, packing group III, (D/E)

Microscopic slide drying hotplate – Slimline

For 28 slides, variable temperature control, moveable slide support rails to cater for different slide sizes, anti-bacterial paint finish to inhibit bacteria and virus growth, memory function for desired temperature at start-up, Power supply: dual voltage 220–240V or 110–120V, 50/60Hz, AC/100 watts.

Item	Description	PU=MOQ
1151090	Hotplate Slimline	1 pc



Section dryer for microscopic slides – Mini

Drying time approx. 10–20 minutes, ultra-fast heating system for rapid warm up, digital temperature control guarantees heat accuracy within the chamber, anti-microbial finish (Silver Ion), power-supply: 220–240V, 50/60Hz, heater power: 400 watts.

Item	Description	PU=MOQ
1151091	Section dryer - Mini	1 pc



Adhesive microscopic slides

Adhesive microscopic slides are manufactured using specially developed process technologies which ensure excellent adhesion of cells and tissue cuts. Depending on the application, extensive coating techniques are obsolete. Desired results can be reached with less efforts. Please ask for further specification details.

Superfrost® field for writing available upon request, colours: **blue, pink, yellow or green**

Superfrost® Plus Gold

75 x 25 x 1 mm, extra white glass, ground 90°, white field for writing, packed 72 pcs, glass and box in cellophane.

PU = 72 pcs/box, 1,440 pcs/carton

Item	Description	PU=MOQ
1043002	Superfrost® Plus Gold	1,440 pcs



Superfrost® Plus

75 x 25 x 1 mm, white field for writing, extra white glass, ground 90°.

PU = 72 pcs/box, 1,440 pcs/carton

Item	Description	PU=MOQ
1043001	Superfrost® Plus	1,440 pcs



Polysine™

75 x 25 x 1 mm, white field for writing, extra white glass, ground 90°.

PU = 72 pcs/box, 1,440 pcs/carton

Item	Description	PU=MOQ
1043000	Polysine	1,440 pcs



Microscopic slides and cover glasses for DNA-test (Microarray Technology) available upon request!



Lens paper (Josefpaper)

Extremely thin, soft and non-fluffing special tissue-paper for cleaning of optical glasses, lenses, cuvettes and as protection for metallographic sections.

Item	Description	PU=MOQ
1131873	12 x 12 cm	500 sheets/pack



Spot test plate

White, PS, 12 moulds, 135 x 109 x 10 mm.

PU = 100 pcs/box, 2,000 pcs/carton

Item	Description	PU=MOQ
1042013	Spot test plate	100 pcs



Colorimetric tray, PE

With 3 round depressions Ø 21 mm. PU = 10 pcs/bag, 1,200 pcs/carton


Item	Description	PU=MOQ
1042014	28 x 58 mm	10 pcs



Colorimetric tray, PS

With 8 round depressions Ø 15 mm. PU = 10 pcs/bag, 2,400 pcs/carton

Item	Description	PU=MOQ
1042015	95 x 57 mm	10 pcs



Microscopic slides with cavity

Ground edges, 76 x 26 mm. PU = 50 pcs/box, 2,500 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1042001	with 1 cavity	1 pc
1042002	with 2 cavities	1 pc
1042003	with 3 cavities	1 pc

Microscopic slides acc. to Börner for staining

Clear pressed glass, 10 cavities, appr. 107 x 57 x 4 mm.


Item	Description	PU=MOQ
1042005	for staining	6 pcs/box



Microscopic slides for microtest

Smooth surface, appr. 89 x 57 x 4.5 mm, 12 cavities (Ø appr. 15 mm), overflow grooves.

Item	Description	PU=MOQ
1042007	for microtest	12 pcs/box



Diagnostic cell slides

PTFE coated, wettable, with or without ground edges, black colour, various standard designs.

Item	Description	PU=MOQ
1041014	different standard sizes	500 pcs/box
1041015	10 wells, 8 mm	100 pcs/box
1041016	10 wells, 6 mm	100 pcs/box



Special design / special sizes available upon request
min. 2,000 pcs.

Diamond writers

Writers to mark glass, in etui.

Item	Description	MOQ
1080401	wooden handle	1 pc
1080402	appearance like a pen	1 pc



Permanent marker for microscopic slides

Waterproof, lightfast, incl. eraser, also suitable for glass, plastic, metal, OHP, CD, etc., colour: blue.

Item	Description	MOQ
1080404	permanent marker	1 pc



Immersion oil

Dropping bottle (plastic) for microscopy.

Item	Description	PU=MOQ
1133853	Immersion oil, 100 ml	1 pc



**Upon request:**

size 0 (0.08–0.12 mm)

size 1.5 (0.16–0.19 mm)

size 2 (0.19–0.23 mm)

Cover glasses, non-groundNo. 1 (0.13–0.16 mm thickness), **Borosilicate glass**.

PU = 100 pcs/plastic box, 10 plastic boxes/carton

Item	Description	MOQ
1051801	18x18 mm	1,000 pcs
1052001	20x20 mm	1,000 pcs
1052201	22x22 mm	1,000 pcs
1052221	22x32 mm	1,000 pcs
1052210	22x40 mm	1,000 pcs
1052211	22x50 mm	1,000 pcs
1052212	22x60 mm	1,000 pcs
1052401	24x24 mm	1,000 pcs
1052411	24x32 mm	1,000 pcs
1052421	24x40 mm	1,000 pcs
1052431	24x50 mm	1,000 pcs
1052441	24x60 mm	1,000 pcs

Other sizes available
upon request!**Cover glasses, Economy, non-ground**No. 1 (0.13–0.16 mm thickness), **borosilicate glass**, suitable for auto-mats. PU = 200 pcs/box, 2,000 pcs/carton, 20,000 pcs/outer carton

Item	Description	MOQ
1051860	18x18 mm	2,000 pcs
1052060	20x20 mm	2,000 pcs
1052260	22x22 mm	2,000 pcs
1052460	24x24 mm	2,000 pcs

PU = 100 pcs/box, 1,000 pcs/carton, 20,000 pcs/outer carton

1052261	22x32 mm	1,000 pcs
1052262	22x40 mm	1,000 pcs
1052263	22x50 mm	1,000 pcs
1052264	22x60 mm	1,000 pcs
1052461	24x32 mm	1,000 pcs
1052462	24x40 mm	1,000 pcs
1052463	24x50 mm	1,000 pcs
1052464	24x60 mm	1,000 pcs

Other sizes available
upon request!**Cover glasses, Economy, non-ground**No. 1 (0.13–0.16 mm thickness), **AR-glass**, for manual use

PU = 200 pcs/tropical packing (vacuum sealed), 2,000 pcs/carton, 40,000 pcs/outer carton

Item	Description	MOQ
1051850	18x18 mm	2,000 pcs
1052050	20x20 mm	2,000 pcs
1052250	22x22 mm	2,000 pcs
1052450	24x24 mm	2,000 pcs

Cover glasses, Economy, non-ground

No. 1 (0.13–0.16 mm thickness), **AR-glass**, for manual use.

PU = 100 pcs/tropical packing (vacuum sealed), 1,000 pcs/carton, 20,000 pcs/outer carton

Item	Description	MOQ
1052255	22x32 mm	1,000 pcs
1052252	22x40 mm	1,000 pcs
1052253	22x50 mm	1,000 pcs
1052254	22x60 mm	1,000 pcs
1052451	24x32 mm	1,000 pcs
1052452	24x40 mm	1,000 pcs
1052453	24x50 mm	1,000 pcs
1052454	24x60 mm	1,000 pcs



Other sizes available upon request!

Cover glasses, circular, cut edges

Borosilicate glass, thickness 1. PU = 100 pcs/plastic box, 10 pcs/carton.

Item	Description	MOQ
1051199	Ø 10 mm	1,000 pcs
1051200	Ø 11 mm	1,000 pcs
1051201	Ø 12 mm	1,000 pcs
1051204	Ø 13 mm	1,000 pcs
1051205	Ø 14 mm	1,000 pcs
1051206	Ø 15 mm	1,000 pcs
1051202	Ø 18 mm	1,000 pcs
1051207	Ø 20 mm	1,000 pcs
1051203	Ø 22 mm	1,000 pcs
1051208	Ø 24 mm	1,000 pcs
1051209	Ø 25 mm	1,000 pcs
1051210	Ø 30 mm	1,000 pcs
1051211	Ø 32 mm	1,000 pcs



Other sizes, shapes and thicknesses on request available!

Cover glasses, ground without CE

Thickness 0.4 mm, **for haemocytometer**.

PU = 1 pc/bag, 100 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1052013	20x26 mm	100 pcs



Discontinued items while stocks last.

Cover glasses, ground edges, CE certified

Thickness 0.4 mm, **for haemocytometer**.

PU = 1 pc/bag, 100 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1052605	20x26 mm	100 pcs






Disposable counting chambers upon request!


Haemacytometer without €

Double ruling, incl. 2 cover glasses, packed in plastic box.


Item	Description	PU=MOQ
1080303	Neubauer	1 pc/box
1080314	Neubauer w/clamps	1 pc/box
1080320	Neubauer improved	1 pc/box
1080315	Neubauer improved w/clamps	1 pc/box
1080330	Neubauer improved, brightline	1 pc/box
1080304	Thoma	1 pc/box
1080316	Thoma w/clamps	1 pc/box
1080302	Fuchs-Rosenthal	1 pc/box
1080313	Fuchs-Rosenthal w/clamps	1 pc/box
1080301	Bürker	1 pc/box
1080312	Bürker w/clamps	1 pc/box
1080306	Nageotte	1 pc/box
1080317	Nageotte w/clamps	1 pc/box
1080335	Malassez	1 pc/box




Neubauer



Neubauer impr.




Neubauer brightline




Thoma




Thoma new/new



Fuchs-Rosenthal



Bürker



Malassez



Nageotte

Haemacytometer with €

Double ruling, incl. 2 cover glasses, packed in plastic box.

Item	Description	PU=MOQ
1080340	Neubauer	1 pc/box
1080347	Neubauer w/clamps	1 pc/box
1080339	Neubauer improved	1 pc/box
1080346	Neubauer improved w/clamps	1 pc/box
1080343	Thoma	1 pc/box
1080342	Thoma new	1 pc/box
1080341	Fuchs-Rosenthal	1 pc/box
1080348	Fuchs-Rosenthal w/clamps	1 pc/box
1080344	Bürker	1 pc/box
1080349	Bürker w/clamps	1 pc/box

The application range of our counting chambers reaches from the counting of erythrocytes and leucocytes to the analysis of urinal and cerebrospinal liquids. Our standard assortment comprises of the counting chamber systems specified above. Other systems and applications, which are not enumerated like Schilling, Lemauer, Agasse, Jessen, Helbert etc. may be delivered on demand.

Haemacytometer-Set without €

Complete with etui, incl. Neubauer double chamber, 2 cover glasses, each 1x red and 1x white blood-diluting-pipette with tubing and mouthpiece.

Item	Description	PU=MOQ
1080305	Neubauer-Set	1 pc
1080308	Neubauer improved	1 pc
1080309	Neubauer improved brightline	1 pc

Discontinued items, supply as long as stock lasts!

Haemacytometer Economy without C€

Double ruling, uncalibrated, incl. 2 cover glasses.

Item	Description	PU=MOQ
1080355	Neubauer improved	1 pc/box
1080356	Neubauer improved, brightline	1 pc/box
1080358	Thoma	1 pc/box
1080359	Fuchs-Rosenthal	1 pc/box
1080357	Malassez	1 pc/box



McMaster counting chamber

2 parts, English model, with fixed cover slide, suitable for counting of worm eggs.

Item	Description	PU=MOQ
1080307	McMaster counting chamber	1 pc



Storage case

Black, wooden frame with plastic register.

PU = 10 pcs/pack

Item	Description	MOQ
1060025	for 25 slides	1 pc
1060050	for 50 slides	1 pc
1060100	for 100 slides	1 pc



Storage case made of ABS

Black, with cork inlay, incl. register and lid.

Item	Description	PU=MOQ
1061100	for 100 slides	1 pc



Slide storage map

Cardboard, with cover.

Item	Description	Carton with	MOQ
1062020	for 20 slides	50 pcs	1 pc
1062026	for 10 slides	50 pcs	1 pc
1062023	for 5 slides	150 pcs	1 pc
1062024	for 3 slides	150 pcs	1 pc
1062022	for 2 slides	150 pcs	1 pc




Storage case made of polystyrol

Black, high impact PS, 230 x 97 x 35 mm, for microscopic slides

76 x 26 mm, numbered, incl. index card.

PU = 1 pc/bag, 40 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1061051	for 50 slides	1 pc





Slide storage tray

Cardboard, without cover.

Item	Description	Carton with	MOQ
1062021	for 20 slides	100 pcs	1 pc
1062025	for 10 slides	50 pcs	1 pc



Storage- and transport box

Plastic (PP), transparent, square form, for 5 slides.

Item	Description	PU=MOQ
1063005	for 5 slides	100 pcs/bag



Storage- and transport box

For 2 slides, plastic (PE), with lid, oval, white.

Item	Description	PU=MOQ
1063002	without vent	100 pcs/bag
1063003	with vent	500 pcs/bag



Storage- and transport box

For 1 slide, flat, PP, measurements 98 x 50 x 6 mm, with snap-on cap.

PU = 10 pcs/bag, 500 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1063006	for 1 slide	100 pcs



Storage- and transport box

For 2 slides, flat, PP, measurements 86 x 72 x 6 mm, with snap-on cap.

PU = 10 pcs/bag, 500 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1063007	for 2 slides	10 pcs



Storage- and transport box

For 3 slides, flat, PP, measurements 84 x 100 x 6 mm, with snap-on cap.

PU = 10 pcs/bag, 500 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1063008	for 3 slides	10 pcs

Serological trough, soda glass

Clear crystal glass, 40 x 40 x 20 mm, with Cover slide (accessory).

Item	Description	PU=MOQ
1080201	serological trough	1 pc
1080202	cover slide	1 pc



Staining glass box

With cover, for staining tray, h x l x w appr. 70 x 105 x 85 mm.

PU = 10 pcs/carton.

Item	Description	MOQ
1056000	Staining glass box, soda glass	1 pc



Staining tray and handle (for staining glass box)

Staining tray for 20 slides 76 x 26 mm (back to back),

h x l x w appr. 45 x 85 x 65 mm, with handle as accessories.

PU = 10 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1056001	Staining tray, soda glass	1 pc
1056002	handle	1 pc



Hellendahl staining dish

For 16 slides 76 x 26 mm (back to back), with cover,

h x l x w appr. 105 x 60 x 55 mm. PU = 10 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1056003	with wide upper section, soda glass	1 pc
1056006	without wide upper section, soda glass	1 pc



Schiefferdecker staining dish

For 20 slides 76 x 26 mm (back to back), with cover,

h x l x w appr. 45 x 85 x 70 mm. PU = 10 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1056004	for 20 slides, soda glass	1 pc



Coplin staining dish

For 10 slides 76 x 26 mm (back to back), with cover,

h x l x w appr. 105 x 45 x 45 mm. PU = 10 pcs/carton

Item	Description	MOQ
1056005	for 10 slides, soda glass	1 pc





Staining jar (PMP (TPX®))

For use with Item 1056011. With two lids - one lid, when dish is not in use, providing evaporation-free storage of staining liquid – the other lid with special opening to allow handle of staining rack to be inserted. Xylene can cause etching after 2 days at room temperature. PU = 4 pcs/box, 80 pcs/carton

Item	Internal Dimensions	MOQ
1056010	74x95x63 mm	4 pcs



Staining rack, PP

Mit Staining rack made of PP with horizontal tray, holds 20 slides 76x26 mm (3"x1"). For use with Item 1056010. PU = 2 pcs/box, 76 pcs/carton

Item	Rack dimensions	MOQ
1056011	86x70x21 mm	2 pcs



Hellendahl staining jar (PMP (TPX®))

For 8 slides 76x26 mm (3"x1") vertically or can accommodate 16 slides back to back, incl. cover, Xylene can cause etching after 2 days at room temperature. PU = 4 pcs/box, 144 pcs/carton

Item	Internal Dimensions	MOQ
1056012	58x53.5x86 mm	4 pcs



Schiefferdecker staining jar (PMP (TPX®))

For 10 slides 76x26 mm (3"x1") or 20 slides back to back, incl. cover. Xylene can cause etching after 2 days at room temperature. PU = 4 pcs/box, 152 pcs/carton

Item	Internal Dimensions	MOQ
1056013	76x65x45 mm	4 pcs



Colouring box with lid made of porcelain

For 12 slides 76 x 26 mm.

Item	Internal Dimensions	MOQ
1056030	70x40x86 mm	2 pcs/carton

These microscopes are produced for Heinz Herenz by Euromex Microscopes bv based in the Netherlands. The company was founded in 1966 and has delivered more than 1.000.000 microscopes over the past 52 years. Around the world, Euromex operates in more than 70 countries distributing Euromex and Novex microscopes. Euromex ensures to keep spare parts for all microscopes for a period of 20 years. In Netherlands-based workshop the microscopes are assembled according to our specifications. Euromex is ISO 9001:2008 certified.

Stereo microscope, EduBlue

The outstanding optical performance of the ergonomic Euromex BlueLine stereo microscopes enables long productive working sessions for students, for beginner or advanced science teaching classes.

The EduBlue microscopes are ideal for educational purposes and are available with dual or triple pair of objectives for 5x up to 80x magnifications and equipped with LED incident and transmitted illuminations. The two parallel optical trains allow the three dimensional observation of small insects, plants, stones and minerals.

Example: **EduBlue ED.1302-P**

Binohead, eyepieces WF10x/20, dual magnification, objectives 1x/3x, 1W LED, incident & transmitted illumination, Field of View 20 mm and 6.7 mm, pillar stand.

Example: **EduBlue ED.1402-P**

Binohead, eyepieces WF10x/20, dual magnification, objectives 2x/4x, 1W LED, incident & transmitted illumination, Field of View 10 mm and 5 mm, pillar stand.

Item	Description	MOQ
1151069	EduBlue ED.1302-P	1 pc
1151070	EduBlue ED.1402-P	1 pc

Microscope cleaning kit

Cleaning kit: lens cleaning fluid, lint free lens, tissue, brush, air blower, cotton swabs.

Item	Description	PU=MOQ
1151035	Cleaning kit	1 pc/pack

*Other configurations
available please ask for
specifications*





*Other configurations
available please ask for
specifications!*

Microscope, bScope

The well-equipped microscopes of the bScope series are intensively used in secondary schools, universities, small and mid-sized laboratories and for veterinary applications. Apart from excellent ergonomical design, these robust and attractively priced microscopes are available in several configurations with HWF 10x/20 mm eyepieces and objectives for bright field and phase contrast.

The design of the bScope is both ergonomic and evolutive. Height adjustable eyepieces and low stage controls minimize fatigue during long working sessions and therefore providing more comfort for microscopists. The robust and compact size of the bScope with its Cable Storage System allows more working space, safer operation and easy storage.

Example: **bScope BS.1152-EPL**

Binohead, 360° rotatable, eyepiece HWF10x/20, objectives 4x, 10x, S40x, S100x, Abbe condenser, stage 131 x 152 – 197 mm, NeoLED™ Illumination.

Item	Description	MOQ
1151071	b-Scope BS.1152-EPL	1 pc



Biological microscope, BioBlue series

For education & research. The beautiful stylish design of the Euromex BioBlue series stands out among all other microscopes of this kind. It has been especially designed for biology classes of educational institutes and small laboratories for research. With a special attention for ergonomomy and quality. The eyepieces are secured and equipped with an adjustable specimen protection. A comfortable handgrip enables easy transportation. Ergonomically placed adjustment knobs minimize fatigue during long microscopy sessions. The BioBlue is equipped with adjustable LED illumination, which produces no heat.

Example: **Euromex BioBlue**

360° rotatable, eyepiece WF10x/18, DIN Semi-Plan Objectives 4x, 10x, S40x, S100x, Abbe Condenser, Stage 120 x 120 mm, battery pack.

Item	Description	MOQ
1151022	BioBlue Monocular	1 pc
1151030	BioBlue Binocular	1 pc
1151031	BioBlue Trinocular	1 pc

Microscope, iScope

The iScope is available in various configurations suitable for Life and Biomedical Sciences, high schools, universities but also for routine medical applications.

Besides the brightfield contrast method, configurations for phase contrast, cardioid mirror darkfield, basic polarization and several epi-illumination sources for fluorescence applications can be used. iScope models with multiheads are also available for teaching purposes.

Examples:

iScope IS.1153-EPLI

Trinohead, eyepieces EWF10x/20, objectives 4x, 10x, S40x, S100x-oil, 3W NeoLED™ illumination with internal 100–240V power supply (CE), iCare sensor, CSS-cable storage system, mechanical stage 187/230 x 140 mm with XY range 79 x 52 mm, Abbe condenser.

Item	Description	MOQ
1151072	iScope IS.1153-EPLI	1 pc

Other configurations
available please ask for
specifications!



Fluorescence

Today, fluorescence microscopy offers a faster and reliable identification of infectious diseases and allows observation of complex interactions in unstained living cells. The high contrast plan semi-apochromatic Fluarex objectives combined with the 22 mm eyepieces of the Oxion offer the necessary resolution and field of view for fast detection of small pathogens. The special fluorescence LED Unit is the flexible solution for tuberculosis analysis with LED fluorescence excitation and transmitted-light bright field illumination.

Example: Euromex Oxion Binocular with fluorescence LED

Binohead, eyepieces WF10x/22, Inf. Plan semi-apochromatic Fluarex objectives 4x, 10x, S40x, S100x, mechanical stage 150 x 140 mm with XY range 76 x 50 mm, LED fluorescence illuminator.

Item	Description	MOQ
1151028	Oxion Binocular with fluorescence LED	1 pc





Digital camera, CMEX-series

The Euromex USB-2 CMOS camera and ImageFocus 4 analysing software are the perfect solution for modern digital microscopy for teaching, basic industrial applications and for demanding amateurs. Suitable for biological and metallurgical microscopes as well as for stereomicroscopes.



Example: CMEX 5

Sensor CMOS 1/2.8 inch, Pixel 2,560 x 1,920 (2.0 μm x 2.0 μm),
 5.0 Mpix, Sensitivity: > 2.0 V/Lux-sec @ 550 nm,
 Interface: USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s).

Item	Description	MOQ
1151033	CMEX 5	1 pc

Laborglas & Zubehör

Laborporzellan

Bechergläser

Borosilikatglas, graduiert, mit Ausguss. VE = 10 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Hohe Form		
1070101	25 ml	1 St.
1070102	50 ml	1 St.
1070103	100 ml	1 St.
1070104	150 ml	1 St.
1070105	250 ml	1 St.
1070106	400 ml	1 St.
1070107	600 ml	1 St.
1070108	800 ml	1 St.
1070109	1.000 ml	1 St.
1070110	2.000 ml (VE = 6 St./Karton)	1 St.



Niedere Form		
1070129	10 ml	1 St.
1070130	25 ml	1 St.
1070131	50 ml	1 St.
1070132	100 ml	1 St.
1070133	150 ml	1 St.
1070134	250 ml	1 St.
1070135	400 ml	1 St.
1070136	600 ml	1 St.
1070137	800 ml	1 St.
1070138	1.000 ml	1 St.
1070139	2.000 ml (VE = 4 St./Karton)	1 St.
1070140	3.000 ml (VE = 4 St./Karton)	1 St.
1070141	5.000 ml (VE = 2 St./Karton)	1 St.
1070142	10.000 ml (VE = 1 St./Karton)	1 St.

Erlenmeyerkolben, enghals

Borosilikatglas, graduiert. VE = 10 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1070201	25 ml	1 St.
1070202	50 ml	1 St.
1070203	100 ml	1 St.
1070204	200 ml	1 St.
1070205	250 ml	1 St.
1070206	300 ml	1 St.
1070207	500 ml	1 St.
1070208	1.000 ml	1 St.
1070209	2.000 ml (VE = 6 St./Karton)	1 St.
1070210	3.000 ml (VE = 6 St./Karton)	1 St.
1070211	5.000 ml (VE = 2 St./Karton)	1 St.
1070212	20.000 ml (VE = 1 St./Karton)	1 St.

Erlenmeyerkolben, weithals

Borosilikatglas, graduiert. VE = 10 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1070230	25 ml	1 St.
1070231	50 ml	1 St.
1070232	100 ml	1 St.
1070233	200 ml	1 St.
1070234	250 ml	1 St.
1070235	300 ml	1 St.
1070236	500 ml	1 St.
1070237	1.000 ml	1 St.
1070238	2.000 ml (VE = 6 St./Karton)	1 St.



Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss

Borosilikatglas, graduiert, Enghals, Schraubverschluss autoklavierbar bis 140 °C. VE = 10 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1070250	100 ml-GL25	1 St.
1070251	250 ml-GL32	1 St.
1070252	500 ml-GL32	1 St.
1070253	1.000 ml-GL32	1 St.



Erlenmeyerkolben

Borosilikatglas, mit NS-Schliff, VE = 10 St./Karton
(außer 1070268 VE= 6 St./Karton)

Art.-Nr.	Vol. ml	Ø ml	Höhe mm	NS	VE=MOQ
1070260	25	42	70	19/26	10 St.
1070261	50	51	85	29/32	10 St.
1070262	100	64	105	29/32	10 St.
1070263	200	79	130	29/32	10 St.
1070264	250	85	140	29/32	10 St.
1070265	300	87	155	29/32	10 St.
1070266	500	105	175	29/32	10 St.
1070267	1.000	131	215	29/32	10 St.
1070268	2.000	166	275	29/32	6 St.



Erlenmeyerkolben mit Schikanen

Mit Schraubverschluss, GL 45.

Art.-Nr.	Inhalt	Höhe	Ø	VE=MOQ
1070244	250 ml	150 mm	85 mm	10 St./Karton
1070245	500 ml	185 mm	105 mm	10 St./Karton
1070246	1.000 ml	225 mm	131 mm	10 St./Karton
1070247	2.000 ml	290 mm	160 mm	6 St./Karton





Erlenmeyerkolben – GL 45

Mit Schraubverschluss, GL 45.

Art.-Nr.	Inhalt	Höhe	Ø	VE=MOQ
1070240	250 ml	150 mm	85 mm	10 St./Karton
1070241	500 ml	185 mm	105 mm	10 St./Karton
1070242	1.000 ml	225 mm	131 mm	10 St./Karton
1070243	2.000 ml	290 mm	160 mm	10 St./Karton

Messkolben

Klasse A, Borosilikatglas, graduiert, mit Normalschliff und Rotpunkt PE-Stopfen. VE = 10 St./Karton



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1070301	10 ml NS 7/16	1 St.
1070302	25 ml NS 10/19	1 St.
1070303	50 ml NS 12/21	1 St.
1070304	100 ml NS 12/21	1 St.
1070305	200 ml NS 14/23	1 St.
1070306	250 ml NS 14/23	1 St.
1070307	500 ml NS 19/26	1 St.
1070308	1.000 ml NS 24/29	1 St.
1070309	2.000 ml NS 29/32 (VE=6 St./Karton)	1 St.

Messkolben – Braunglas

Klasse A, Borosilikatglas, graduiert, mit Normalschliff und Rotpunkt PE-Stopfen.



Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1070311	10 ml NS 7/16	10 St./Box
1070312	25 ml NS 10/19	10 St./Box
1070313	50 ml NS 12/21	10 St./Box
1070314	100 ml NS 12/21	10 St./Box
1070315	200 ml NS 14/23	10 St./Box
1070316	250 ml NS 14/23	10 St./Box
1070317	500 ml NS 19/26	10 St./Box
1070318	1.000 ml NS 24/29	10 St./Box
1070319	2.000 ml NS 29/32	10 St./Box

Messzylinder

Glaszylinder mit eingetragener brauner Graduierung, mit Ausguss und Sechskantfuß, Borosilikatglas Klasse B. VE= 10 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Niedere Form		
1070401	10 ml	1 St.
1070402	25 ml	1 St.
1070403	50 ml	1 St.
1070404	100 ml	1 St.
1070405	250 ml	1 St.
1070406	500 ml (VE=8 St./Karton)	1 St.
1070407	1.000 ml (VE=5 St./Karton)	1 St.
Hohe Form		
1070430	10 ml	1 St.
1070431	25 ml	1 St.
1070432	50 ml	1 St.
1070433	100 ml (VE=1 St./Karton)	1 St.
1070434	250 ml (VE=1 St./Karton)	1 St.
1070435	500 ml (VE=1 St./Karton)	1 St.
1070436	1.000 ml (VE=1 St./Karton)	1 St.
1070437	2.000 ml (VE=1 St./Karton)	1 St.



Mischzylinder – Klasse B

Hohe Form, mit Sechskantfuß, NS-Kunststoffstopfen, braun graduert. VE = 10 St./Karton außer 1070427 (4 St./Kart.), 1070428 (3 St./Kart.)

Art.-Nr.	Inhalt	Teilung	Höhe mm	Ø mm	NS	MOQ
1070420	5 ml	0,1 ml	115 mm	12,9	10/19	10 St.
1070421	10 ml	0,2 ml	135 mm	15,5	10/19	10 St.
1070422	25 ml	0,5 ml	160 mm	21,3	14/23	10 St.
1070423	50 ml	1,0 ml	195 mm	26	19/26	10 St.
1070424	100 ml	1,0 ml	240 mm	31,3	24/29	10 St.
1070425	250 ml	2,0 ml	320 mm	41	29/32	10 St.
1070426	500 ml	5,0 ml	380 mm	53,2	34/35	10 St.
1070427	1.000 ml	10,0 ml	465 mm	67	45/40	4 St.
1070428	2.000 ml	10,0 ml	565 mm	83,5	45/40	3 St.



Stehkolben

Enghals mit Bördelrand aus Borosilikatglas. VE = 10 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1070361	50 ml	1 St.
1070362	100 ml	1 St.
1070363	250 ml	1 St.
1070364	500 ml	1 St.
1070366	1.000 ml	1 St.
1070367	2.000 ml (VE=6 St./Karton)	1 St.





Rundkolben

Enghals mit Bördelrand aus Borosilikatglas. VE = 10 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1070371	50 ml	1 St.
1070372	100 ml	1 St.
1070373	250 ml	1 St.
1070374	500 ml	1 St.
1070375	1.000 ml	1 St.
1070376	2.000 ml (VE= 6 St./Karton)	1 St.



Rundkolbenständer

PP, mit stufiger Innengestaltung (Stufenanzahl 10) für Rundkolben aller Größen bis 10 Liter Inhalt, verwendbar für heiße Rundkolben bis 100 °C, autoklavierbar, Ø 160 mm, Höhe 49 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1083622	Rundkolbenständer	5 St./Karton



Schraubkappen und Ausgießringe aus PBT, rot

GL 45, Temperaturbeständig bis 180 °C.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1070480	Ausgießringe rot	10 St.
1070481	Schraubkappen rot	10 St.



Schraubkappen

Aus PP, GL 45, autoklavierbar (140 °C).

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1070470	rot	10 St.
1070471	blau	10 St.
1070472	gelb	10 St.
1070473	grün	10 St.
1070474	natur	10 St.



Ausgießringe

Aus PP, GL 45, autoklavierbar (140 °C).

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1070475	rot	10 St.
1070476	blau	10 St.
1070477	gelb	10 St.
1070478	grün	10 St.
1070479	natur	10 St.

Laborflaschen mit Schraubverschluss

Rund, Borosilikatglas 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, ISO 4796, komplett mit **blauem** Schraubverschluss und Ausgussring, erhitzen bis ca. **140 °C**. VE = 10 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1070468	50 ml (GL 32)	10 St.
1070460	100 ml	1 St.
1070461	250 ml	1 St.
1070462	500 ml	1 St.
1070463	1.000 ml	1 St.
1070464	2.000 ml	1 St.
1070465	5.000 ml (VE= 6 St./Karton)	1 St.
1070466	10.000 ml (VE= 1 St./Karton)	1 St.



Laborflaschen mit Schraubverschluss

Rund, Borosilikatglas 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, ISO 4796, komplett mit **rotem** Schraubverschluss PBTP, Silikondichtung PTFE beschichtet, Ausgussring ETFE, erhitzen bis ca. **200 °C**.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1070451	100 ml	10 St./Karton
1070452	250 ml	10 St./Karton
1070453	500 ml	10 St./Karton
1070454	1.000 ml	10 St./Karton
1070455	2.000 ml	10 St./Karton
1070456	5.000 ml	6 St./Karton



Laborflaschen mit Schraubverschluss – Braunglas

Mit Schraubverschluss, rund, Borosilikatglas 3.3, mit DIN Gewinde GL 45, komplett mit Schraubverschluss und Ausgussring in **blau** (erhitzen bis 140 °C).

Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1070446	50 ml (GL 32)	10 St./Karton
1070440	100 ml	10 St./Karton
1070441	250 ml	10 St./Karton
1070442	500 ml	10 St./Karton
1070443	1.000 ml	10 St./Karton
1070444	2.000 ml	10 St./Karton
1070445	5.000 ml	6 St./Karton



Sicherheitslaborflaschen – Klarglas

Rund, Borosilikatglas 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, ISO 4796, komplett mit **blauem** Schraubverschluss und Ausgussring (erhitzen bis ca. 140 °C), mit **Kunststoffbeschichtung**.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE = MOQ
1070270	100 ml	10 St./Karton
1070271	250 ml	10 St./Karton
1070272	500 ml	10 St./Karton
1070273	1.000 ml	10 St./Karton
1070274	2.000 ml	10 St./Karton
1070275	5.000 ml	6 St./Karton



Sicherheitslaborflaschen – Braunglas

Rund, Borosilikatglas 3.3, mit DIN Gewinde GL 45, komplett mit Schraubverschluss und Ausgussring in **blau** (erhitzbar bis 140 °C), **mit Kunststoffbeschichtung**.



Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1070276	100 ml	10 St./Karton
1070277	250 ml	10 St./Karton
1070278	500 ml	10 St./Karton
1070279	1.000 ml	10 St./Karton
1070280	2.000 ml	10 St./Karton
1070281	5.000 ml	6 St./Karton

Laborgewindeflaschen, Vierkant – Klarglas

Eckig, Borosilikatglas 3.3, mit DIN Gewinde GL 80, komplett mit Schraubverschluss und Ausgussring in **blau** (erhitzbar bis 140 °C).



Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1070282	500 ml	10 St./Karton
1070283	1.000 ml	10 St./Karton
1070284	2.000 ml	10 St./Karton
1070285	5.000 ml	6 St./Karton

Laborgewindeflaschen, Vierkant – Braunglas

Eckig, Borosilikatglas 3.3, mit DIN Gewinde GL 80, komplett mit Schraubverschluss und Ausgussring in **blau** (erhitzbar bis 140 °C).



Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1070286	500 ml	10 St./Karton
1070287	1.000 ml	10 St./Karton
1070288	2.000 ml	10 St./Karton
1070289	5.000 ml	6 St./Karton

Handprotektor, Kälte- und Hitzeschutz

Silikonummi, schützt die Hände beim Ergreifen heißer (bis +260 °C) und kalter (bis –57 °C) Behälter. Rutschfeste Innenfläche.



Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1080209	Handprotektor	1 St./Karton

Steilbrustflaschen, enghalsig

Mit NS-Glasstopfen.

Art.-Nr.	Vol. ml	Ø mm	Höhe mm	NS	VE=MOQ
Klarglas.					
1070377	50	41,5	77	14,5/15	10 St./Karton
1070378	100	51,5	103	14/23	10 St./Karton
1070379	250	69	131	19/26	10 St./Karton
1070380	500	85	163	24/29	10 St./Karton
1070381	1.000	106,5	199	29/32	10 St./Karton
1070382	2.000	133	245	29/32	6 St./Karton
Braunglas.					
1070383	50	41,5	77	14,5/15	10 St./Karton
1070384	100	51,5	103	14/23	10 St./Karton
1070385	250	69	131	19/26	10 St./Karton
1070386	500	85	163	24/29	10 St./Karton
1070387	1.000	106,5	199	29/32	10 St./Karton
1070388	2.000	133	245	29/32	6 St./Karton



Rundschulterflaschen, weithalsig

Mit NS-Glasstopfen.

Art.-Nr.	Vol. ml	Ø mm	Höhe mm	NS	VE=MOQ
Klarglas.					
1200331	50	41,5	88	24/20	10 St./Karton
1200332	100	51,5	106	29/22	10 St./Karton
1200333	250	69	142	34,5/24	10 St./Karton
1200334	500	85	176	45/27	10 St./Karton
1200335	1.000	106,5	203	60/46	10 St./Karton
Braunglas.					
1200336	50	41,5	88	24/20	10 St./Karton
1200337	100	51,5	106	29/22	10 St./Karton
1070482	250	69	142	34,5/24	10 St./Karton
1200338	500	85	176	45/27	10 St./Karton
1200339	1.000	106,5	203	60/46	6 St./Karton



Rundschulterflaschen,
enghalsig auf Anfrage
erhältlich!

BOLA-Kultur-Flaschen

Aus Borosilikatglas, Mittelhals-Schraubdeckel aus PP/Glasfaser, Schraub-Verschlusskappen Seitenhülse aus PPS, von außen in Höhe stufenlos verstellbarer Rührreinsatz aus PTFE + Edelstahl
Zum schonenden Durchmischen von Zellkulturen, komplette Einheit ist sterilisierbar, universelle chemische Beständigkeit, für kleine wie große Drehzahlen geeignet (max. 1.000 U/min), Temperaturbeständigkeit -0 °C bis +250 °C.

VE = 1 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	Flaschen Gewinde	Seitenhals Gewinde	MOQ
1070216	BOLA-Kultur-Flasche 50 ml	GL 45	2 x GL14	1 St.
1070217	BOLA-Kultur-Flasche 125 ml	GL 45	2 x GL18	1 St.





Tropfflasche

Aus Kaliglas (Soda-lime Glas). Mit austauschbarer Pipette NS, Klarglas.
VE = MOQ

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Karton
1101570	Tropfflasche 50 ml	42 mm (D) x 107 mm (H), NS 14/15	10 St.
1101571	Tropfflasche 100 ml	52 mm (D) x 133 mm (H), NS 14/23	10 St.



Tropfflasche

Aus Kaliglas (Soda-lime Glas). Mit austauschbarer Pipette NS, Braunglas.
VE = MOQ

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Karton
1101572	Tropfflasche 50 ml	42 mm (D) x 107 mm (H), NS 14/15	10 St.
1101573	Tropfflasche 100 ml	52 mm (D) x 133 mm (H), NS 14/23	10 St.



Pipetten für Tropfflaschen

Aus Borosilikatglas. Pipette mit NS 14/15.
VE = MOQ

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge	Karton
1101574	Pipette für Tropfflasche 50 ml	97 mm	10 St.
1101575	Pipette für Tropfflasche 100 ml	122 mm	10 St.

Reagenzgläser mit GL 18-Gewinde

GL 18, mit Schraubkappe, runder Boden, der gerade Rand ist für den Kapsenberg-Verschluss geeignet, Gewinde für Kunststoffschraubverschluss, Verwendung: Kultivierung und Aufbewahrung von Mikroorganismen. VE = 100 St. / Karton

Art.-Nr.	Länge	Ø	Stärke	VE=MOQ
1070646	100 mm	16 mm	1,8 mm	100 St./Karton
1070647	120 mm	16 mm	1,8 mm	100 St./Karton
1070648	160 mm	16 mm	1,8 mm	100 St./Karton
1070649	180 mm	16 mm	1,8 mm	100 St./Karton



Reagenzgläser

Reagenzgläser in verschiedenen Wandstärken.

Art.-Nr.	Wandstärke	Karton mit	MOQ
R 1 AR-Glas, mit Rand, 160x15/16 mm, ca. 25 ml			
1070601	0,5–0,6 mm	100 St.	100 St.
R 2 kochfestes Fiolaxglas, mit Rand, 160x15/16 mm, ca. 22 ml			
1070602	0,6–0,8 mm	100 St.	100 St.
R 3 AR-Glas, sehr starkwandig, ohne Rand, 160x15/16 mm, ca. 20 ml			
1070603	1,2 mm	100 St.	100 St.
R 4 AR-Glas, starkwandig, ohne Rand, 160x15/16 mm, ca. 21 ml			
1070604	0,8–1,0 mm	780 St.	780 St.
R 5 AR-Glas, ohne Rand, 75x10 mm, ca. 4 ml			
1070605	0,5–0,6 mm	250 St.	1.000 St.
R 6 AR-Glas, ohne Rand, 75x12 mm, ca. 6 ml			
1070606	0,5–0,6 mm	250 St.	1.000 St.
R 7 Borosilikatglas 3.3, ohne Rand, 160x15/16 mm, ca. 20 ml			
1070609	1,1–1,2 mm	100 St.	100 St.
R 8 AR-Glas, ohne Rand, 135x15/16 mm, ca. 19 ml			
1070610	0,7–0,8 mm	300 St.	300 St.



Andere Größen
und Ausführungen
auf Anfrage.

Reagenzgläser AR-Glas

Runder Boden, ohne Rand.

VE = 250 St./Karton, 1.000 St./Umkarton (1070625 = 100 St./Kart.)

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1070612	R 11, 100x12x0,5–0,6 mm, ca. 8 ml	1.000 St.
1070614	R 12, 100x13x0,5–0,6 mm, ca. 10 ml	1.000 St.
1070615	R 13, 100x16x0,6–0,7 mm, ca. 15 ml	1.000 St.
1070616	R 14, 125x16x0,6–0,7 mm, ca. 20 ml	1.000 St.
1070617	R 15, 150x16x0,6–0,7 mm, ca. 24 ml	1.000 St.
1070625	R 16, 180x18x0,7–0,8 mm, ca. 32 ml	100 St.

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1

Runder Boden, ohne Rand. VE = 250 St./Karton, 1.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1070607	R 17, 75x10x0,58 mm, ca. 4 ml	1.000 St.
1070608	R 18, 75x12x0,58 mm, ca. 6 ml	1.000 St.
1070618	R 19, 100x13x0,5–0,6 mm, ca. 10 ml	1.000 St.
1070619	R 20, 100x16x0,6–0,7 mm, ca. 15 ml	1.000 St.
1070620	R 21, 125x16x0,6–0,7 mm, ca. 20 ml	1.000 St.
1070621	R 22, 150x16x0,6–0,7 mm, ca. 24 ml	1.000 St.



Andere Größen
und Ausführungen
auf Anfrage.

Durham Reagenzgläser, AR-Glas

Runder Boden, glatter Rand.



Art.-Nr.	Wandstärke	Abmessung	MOQ
VE = 100 St./Beutel, 500 St./Karton			
1070641	0,65 mm	35 x 6,35 mm	100 St.
VE = 100 St./Beutel, 500 St./Karton			
1070642	0,65 mm	50 x 6,35 mm	100 St.

Zentrifugengläser AR-Glas



Art.-Nr.	Rand	VE=MOQ
Z 1 starkwandig, ungraduiert, konisch, 15 ml 110/112 x 16/ 17 x 0,9–1 mm.		
1070901	doppelt verstärkter Rand	100 St./Karton
Z 2 starkwandig, ungraduiert, runder Boden, ca. 13 ml, 98 x 16/17 x 0,9–1 mm.		
1070902	ohne Rand	100 St./Karton
Z 3 starkwandig, ungraduiert, runder Boden, 15 ml, 110 x 16/17 x 0,9–1 mm.		
1070903	ohne Rand	100 St./Karton
Z 4 starkwandig, konisch, graduiert, 15 ml, 112 x 17 x 0,9-1 mm.		
1070904	mit Rand	100 St./Karton

Gewindeschraubgläser (Kulturröhrchen) auf Anfrage.

Reagenzglasständer

Aus Kunststoff, stapelbar, 235 x 110 x 75 mm, mit alphanumerischer Bezeichnung, 50 Öffnungen, autoklavierbar.



Art.-Nr.	Farbe	Ø	VE=MOQ
1131961	weiss	12 mm	1 St.
1131961B	blau	12 mm	1 St.
1131961G	grün	12 mm	1 St.
1131961P	rosa	12 mm	1 St.
1131961Y	gelb	12 mm	1 St.
1131962	weiss	16 mm	1 St.
1131962B	blau	16 mm	1 St.
1131962G	grün	16 mm	1 St.
1131962P	rosa	16 mm	1 St.
1131962Y	gelb	16 mm	1 St.
1131963	weiss	18 mm	1 St.
1131963B	blau	18 mm	1 St.
1131963G	grün	18 mm	1 St.
1131963P	rosa	18 mm	1 St.
1131963Y	gelb	18 mm	1 St.

Gestell für Reagenzgläser, universal

PP, autoklavierbar bis +121°C für 20 Min., verwendbar im Trockenen, im Wasserbad oder im Gefrierschrank, mit alphanumerischem Raster, platzsparend, stapelbar, lieferbar in weiß, blau, gelb, rot.

Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Anzahl Löcher	Abmessungen mm	VE=MOQ
1131955	rot	13	90	105x246x64	20 St./Karton
1131955B	blau	13	90	105x246x64	20 St./Karton
1131955W	weiss	13	90	105x246x64	20 St./Karton
1131955Y	gelb	13	90	105x246x64	20 St./Karton
1131956	rot	16	60	105x246x72	20 St./Karton
1131956B	blau	16	60	105x246x72	20 St./Karton
1131956W	weiss	16	60	105x246x72	20 St./Karton
1131956Y	gelb	16	60	105x246x72	20 St./Karton
1131957	rot	20	40	105x246x72	20 St./Karton
1131957B	blau	20	40	105x246x72	20 St./Karton
1131957W	weiss	20	40	105x246x72	20 St./Karton
1131957Y	gelb	20	40	105x246x72	20 St./Karton
1131958	rot	25	40	125x295x85	20 St./Karton
1131958B	blau	25	40	125x295x85	20 St./Karton
1131958W	weiss	25	40	125x295x85	20 St./Karton
1131958Y	gelb	25	40	125x295x85	20 St./Karton
1131959	rot	30	24	112x300x85	20 St./Karton
1131959B	blau	30	24	112x300x85	20 St./Karton
1131959W	weiss	30	24	112x300x85	20 St./Karton
1131959Y	gelb	30	24	112x300x85	20 St./Karton



Reagenzglasklemmen Holz

Bis Ø 20 mm. VE = 12 St./Beutel, 288 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1082201	aus Holz	12 St.



Reagenzglasklemmen aus PEFC-zertifiziertem Buchenholz

Holzklammern aus robustem und langlebigem Buchenholz aus PEFC-zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft mit Federn aus rostfreiem Stahl.

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe Griff	Größe	MOQ
1082197	konisch, für Reagenzgläser bis ø 20 mm	Buche natur	Länge ca. 135 mm	1.000 St. lose
1082198	für Reagenzgläser bis ø 35 mm	Buche natur	Länge ca. 175-180 mm	300 St. lose
1082199	XXL-Größe für Reagenzgläser bis ø 50 mm	Buche natur	Länge ca. 230 mm	100 St. lose





Reagenzglasklemmen Metall

Aus rostfreiem Metall.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1082202	aus Metall	10 St.




Normalschliff-Stopfen

Kunststoff-Stopfen mit Rotpunkt.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1081207	NS 7,5	1 St.
1081210	NS 10/19	1 St.
1081219	NS 19/26	1 St.

Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Farbige Ausführung
auf Anfrage.

Lamellenstopfen

Art.-Nr.	Farbe	Beschreibung	VE=MOQ
1131825	natur	16 mm, PE	10.000 St./Karton
1200323	rot	16 mm, PE	10.000 St./Karton
1200324	grün	16 mm, PE	10.000 St./Karton
1131879	natur	12 mm, PE	20.000 St./Karton
1200394	rot	12 mm, PE	20.000 St./Karton
1200395	grün	12 mm, PE	20.000 St./Karton

Korkstopfen/Medizinkorken

1a-Qualität



Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1134620	20x12/9 mm	100 St./Beutel
1134621	22x13/10 mm	100 St./Beutel
1134622	22x14/11 mm	100 St./Beutel
1134623	22x15/12 mm	100 St./Beutel
1134624	22x16/13 mm	100 St./Beutel
1134625	22x17/14 mm	100 St./Beutel
1134626	22x18/15 mm	100 St./Beutel
1134627	23x19/16 mm	100 St./Beutel
1134628	26x20/17 mm	100 St./Beutel

Ausführungen aus Silikon oder Naturkautschuk auf Anfrage.

Reagenzglasbürsten

Fibre.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131836F	220x70x18 mm, klein	1 St.
1131837F	300x100x30 mm, mittel	1 St.
1131838F	360x120x50 mm, groß	1 St.
1131840F	270x70x10 mm, klein 1, mit Wollspitze	1 St.
1131841F	270x80x15 mm, klein 2, mit Wollspitze	1 St.
1131842F	270x90x20 mm, mittel, mit Wollspitze	1 St.
1131843F	280x100x30 mm, groß, mit Wollspitze	1 St.
1131844F	300x120x50 mm, sehr groß, mit Wollspitze	1 St.



Pipettenbürsten

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131845	klein, 290x60x3 mm, Nylon	1 St.
1131846F	mittel, 400x75x8 mm, Fibre	1 St.
1131847F	groß, 400x100x12 mm, Fibre	1 St.



Bürettenbürste

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131848	1.000x110x30 mm, Nylon	1 St.



Zentrifugenglasbürste mit Wollspitze

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131849F	300x95x8–35 mm, Fibre	1 St.



Erlenmeyerbürste aus Bionifil

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131829B	380x170x80–40 mm	1 St.



Flaschenbürste, mit Pinsel

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131830F	500x110x60 mm, Fibre	1 St.



Gläserbürste, mit Holzstiel

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131811	430x140x85–60 mm	1 St.





Liebig-Kühler mit NS-Kern

Kühler mit niedrigerer Wirksamkeit. Typische Verwendung: absteigender Kühler

Art.-Nr.	SJ / NS	Länge	Ø	VE=MOQ
1070520	14/23	200 mm	24 mm	1 St./Karton
1070521	29/32	200 mm	24 mm	1 St./Karton
1070522	14/23	300 mm	24 mm	1 St./Karton
1070523	29/32	300 mm	24 mm	1 St./Karton
1070524	14/23	400 mm	24 mm	1 St./Karton
1070525	29/32	400 mm	24 mm	1 St./Karton
1070526	29/32	700 mm	32 mm	1 St./Karton
1070527	29/32	1.000 mm	32 mm	1 St./Karton

Liebig-Kühler mit 2 NS

Kühler mit niedrigerer Wirksamkeit. Typische Verwendung: absteigender Kühler

Art.-Nr.	SJ / NS	Länge	Ø	VE=MOQ
1070530	14/23	160 mm	20 mm	1 St./Karton
1070531	29/32	160 mm	24 mm	1 St./Karton
1070532	14/23	200 mm	24 mm	1 St./Karton
1070533	14/23	250 mm	20 mm	1 St./Karton
1070534	14/23	400 mm	24 mm	1 St./Karton
1070535	29/32	400 mm	24 mm	1 St./Karton
1070536	29/32	200 mm	24 mm	1 St./Karton
1070537	29/32	300 mm	24 mm	1 St./Karton
1070538	29/32	700 mm	32 mm	1 St./Karton



Tropftrichter

Zylindrisch, aus Borosilikatglas mit NS Teflonküken
VE = MOQ

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Karton
1101576	Tropftrichter 25 ml	NS 14/23, Skala 0,5 ml	3 St.
1101577	Tropftrichter 50 ml	NS 14/23, Skala 1 ml	3 St.
1101578	Tropftrichter 50 ml	NS 14/23, Skala 1 ml	3 St.
1101579	Tropftrichter 100 ml	NS 14/15, Skala 2 ml	3 St.
1101580	Tropftrichter 100 ml	NS 29/32, Skala 2 ml	3 St.
1101581	Tropftrichter 250 ml	NS 29/32, Skala 5 ml	3 St.
1101582	Tropftrichter 500 ml	NS 29/32, Skala 10 ml	3 St.
1101583	Tropftrichter 1.000 ml	NS 29/32, Skala 20 ml	3 St.

Glas-Filtrationsset VF3

komplett: Glasrichter 300 ml, Glasfilter Ø 47 mm, Glas-Saugkappe mit NS-Hülse (Filterunterteil), Klammer, Stopfen, Glas-Auffangkolben 1.000 ml und Fixiersaugnapf.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151062	Glas-Filtrationsset VF3	1 St.



Chromatographiesäule

Chromatographiesäule, aus Borosilikat, mit Vertiefung und Hahn, sowie PTFE-Küken. VE = 1 St./Beutel

Art.-Nr.	Volumen	MOQ = 5 St.
1101541	15 ml	5 St.
1101542	35 ml	5 St.
1101543	70 ml	5 St.
1101544	125 ml	5 St.
1101545	430 ml	5 St.
1101546	1.000 ml	5 St.



Chromatographiesäule

Chromatographiesäule, aus Borosilikat, mit Einstichen und NS Hülse, mit Hahn und PTFE-Küken. VE = 1 St./Beutel

Art.-Nr.	Volumen	MOQ = 5 St.
1101547	15 ml – NS 14/23	5 St.
1101548	35 ml – NS 14/23	5 St.
1101549	70 ml – NS 14/23	5 St.
1101550	125 ml – NS 29/32	5 St.
1101551	430 ml – NS 29/32	5 St.
1101552	1.000 ml – NS 29/32	5 St.



Chromatographiesäule


Chromatographiesäule, aus Borosilikat, mit Fritte (Porosität 0), Hahn mit PTFE-Küken. VE = 1 St./Beutel

Art.-Nr.	Volumen	MOQ = 5 St.
1101553	15 ml	5 St.
1101554	35 ml	5 St.
1101555	70 ml	5 St.
1101556	125 ml	5 St.
1101557	430 ml	5 St.
1101558	1.000 ml	5 St.



Chromatographiesäule

Chromatographiesäule, aus Borosilikatglas, mit Fritte (Porosität 0), NS Muffe, Hahn mit PTFE-Küken. VE = 1 St./Beutel




Art.-Nr.	Volumen	MOQ = 5 St.
1101559	15 ml – NS 14/23	5 St.
1101560	35 ml – NS 14/23	5 St.
1101561	70 ml – NS 14/23	5 St.
1101562	125 ml – NS 29/32	5 St.
1101563	430 ml – NS 29/32	5 St.
1101564	1.000 ml – NS 29/32	5 St.

Chromatographiesäule

Chromatographiesäule, aus Borosilikatglas, mit Fritte (Porosität 0), NS Muffe, Hahn mit PTFE-Küken und Ansauganschluss GL 18.

VE = 1 St./Beutel



Art.-Nr.	Volumen	MOQ = 5 St.
1101565	35 ml – NS 14/23	5 St.
1101566	70 ml – NS 14/23	5 St.
1101567	125 ml – NS 14/23	5 St.
1101568	280 ml – NS 29/32	5 St.
1101569	430 ml – NS 29/32	5 St.

Trichter aus Glas



Art.-Nr.	Ø	Glasart	MOQ
1070703	30 mm	AR	1 St.
1070704	40 mm	AR	1 St.
1070705	50 mm	AR	1 St.
1070706	60 mm	AR	1 St.
1070707	70 mm	AR	1 St.
1070708	80 mm	AR	1 St.
1070710	100 mm	AR	1 St.
1070712	120 mm	Borosilikat	1 St.
1070715	150 mm	Borosilikat	1 St.
1070720	200 mm	AR	1 St.

Uhrglasschalen

Abdampfschalen, gewölbt, gesäumter Rand. VE = 10 St./Karton



Andere Größen
auf Anfrage!

Art.-Nr.	Ø	MOQ
1070803	30 mm	1 St.
1070804	40 mm	1 St.
1070805	50 mm	1 St.
1070806	60 mm	1 St.
1070807	70 mm	1 St.
1070808	80 mm	1 St.
1070809	90 mm	1 St.
1070810	100 mm	1 St.
1070812	120 mm	1 St.
1070815	150 mm	1 St.
1070816	200 mm	1 St.
1070817	250 mm (VE = 1 St./Karton)	1 St.

Petrischalen

Aus Glas „wie mundgeblasen“, völlig schlierenfrei, hervorragende Qualität, ebene Oberfläche, 2-teilig (mit Deckel).

VE = 18 St./Box, (außer 1070516 VE = 10 St./Box)

Art.-Nr.	Abmessung	Karton mit	MOQ
1070506	60 x 15 mm	144 St.	1 St.
1070508	80 x 15 mm	144 St.	1 St.
1070509	100 x 15 mm	72 St.	1 St.
1070510	100 x 20 mm	72 St.	1 St.
1070512	120 x 20 mm	72 St.	1 St.
1070515	150 x 25 mm	72 St.	1 St.
1070516	200 x 30 mm	10 St.	1 St.



Kristallisierschalen

Schalen mit Ausguss (ohne Ausguss auf Nachfrage lieferbar), Labor-Kochglas

Art.-Nr.	Volumen	Ø	Höhe	VE=MOQ
1070562	50 ml	70 mm	40 mm	10 St./Karton
1070563	90 ml	80 mm	45 mm	10 St./Karton
1070564	200 ml	95 mm	55 mm	10 St./Karton



Mörser mit Pistill und Ausguss

Innen glatt (rauhe Oberfläche auf Anfrage), Labor-Hüttenglas.

Art.-Nr.	Außen-Ø bis Mitte	Ø-Stand-Ausguss	Höhe fläche	VE=MOQ
1070580	80 mm	50 mm	60 mm	12 St./Karton
1070582	120 mm	70 mm	90 mm	10 St./Karton



Exsikkatoren

Glasdeckel mit Kunststoffknopf und Porzellanplatte, Borosilikatglas.

Art.-Nr.	Ø-Auflage Porzellansch.	Außen-Ø Kante	Ø-Stand-fläche	MOQ
1070586	100 mm	151 mm	90 mm	1 St.
1070587	150 mm	210 mm	140 mm	1 St.
1070588	200 mm	269 mm	190 mm	1 St.
1070589	250 mm	329 mm	240 mm	1 St.
1070585	300 mm	392 mm	290 mm	1 St.



Scheidetrichter

Birnenförmig mit NS-Stopfen, Glashahn.

Art.-Nr.	Vol. ml	NS	Ø Auslass	Auslass-länge	MOQ
1070590	50	19/26	9 mm	70 mm	1 St.
1070591	100	19/26	9 mm	70 mm	1 St.
1070592	250	29/32	9 mm	70 mm	1 St.
1070593	500	29/32	10 mm	70 mm	1 St.
1070594	1000	29/32	10 mm	70 mm	1 St.
1070595	2000	29/32	13 mm	70 mm	1 St.



Schmelztiegel

Schmelztiegel aus Laboratoriumsporzellan, **mittelhoch**, ohne Deckel.



Art.-Nr.	Volumen	Außen-Ø	Höhe	VE=MOQ
1070940	20 ml	40 mm	32 mm	5 St./Karton
1070941	30 ml	45 mm	36 mm	5 St./Karton
1070942	45 ml	50 mm	40 mm	5 St./Karton
1070943	80 ml	60 mm	48 mm	5 St./Karton
1070910	120 ml	70 mm	56 mm	5 St./Karton
1070911	200 ml	80 mm	62 mm	5 St./Karton

Schmelztiegel

Aus Laboratoriumsporzellan, **niedrige Form**, ohne Deckel.



Art.-Nr.	Volumen	Außen-Ø	Höhe	VE=MOQ
1070937	17 ml	40 mm	25 mm	5 St./Karton
1070938	21 ml	45 mm	28 mm	5 St./Karton
1070939	34 ml	50 mm	32 mm	5 St./Karton
1070912	62 ml	60 mm	38 mm	5 St./Karton
1070913	91 ml	70 mm	44 mm	5 St./Karton

Schmelztiegel

Aus Laboratoriumsporzellan, **hohe Form**, ohne Deckel.



Art.-Nr.	Volumen	Außen-Ø	Höhe	VE=MOQ
1070944	15 ml	30 mm	38 mm	5 St./Karton
1070945	26 ml	35 mm	44 mm	5 St./Karton
1070946	35 ml	40 mm	50 mm	5 St./Karton
1070947	50 ml	45 mm	56 mm	5 St./Karton
1070914	72 ml	50 mm	62 mm	5 St./Karton
1070915	120 ml	60 mm	75 mm	5 St./Karton

Deckel für Schmelztiegel

Aus Laboratoriumsporzellan



Art.-Nr.	Innen-Ø	Außen-Ø	VE=MOQ
1070916	30 mm	34 mm	5 St./Karton
1070917	35 mm	39 mm	5 St./Karton
1070918	40 mm	44 mm	5 St./Karton
1070923	45 mm	49 mm	5 St./Karton
1070919	50 mm	54 mm	5 St./Karton
1070920	60 mm	64 mm	5 St./Karton
1070921	70 mm	74 mm	5 St./Karton
1070922	80 mm	84 mm	5 St./Karton

Verbrenungsschiffchen mit Henkel

Aus Laboratoriumsporzellan.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE=MOQ
1070932	105 mm	14 mm	9 mm	50 St./Karton
1070933	85 mm	13 mm	8 mm	50 St./Karton
1070935	90 mm	13 mm	8 mm	50 St./Karton



Abdampfschalen

Abdampfschalen aus Laboratoriumsporzellan, **halbtief, Rundboden**.

Art.-Nr.	Volumen	Außen-Ø	Höhe	VE=MOQ
1071003	41 ml	72 mm	26 mm	5 St./Karton
1070950	62 ml	83 mm	27 mm	5 St./Karton
1070951	110 ml	96 mm	30 mm	5 St./Karton
1070952	160 ml	110 mm	37 mm	5 St./Karton
1070953	215 ml	117 mm	41 mm	5 St./Karton
1070954	325 ml	142 mm	46 mm	5 St./Karton



Abdampfschalen

Aus Laboratoriumsporzellan, **tief, Rundboden**.

Art.-Nr.	Volumen	Außen-Ø	Höhe	VE=MOQ
1071002	10 ml	40 mm	16 mm	5 St./Karton
1070993	20 ml	50 mm	20 mm	5 St./Karton
1070994	30 ml	63 mm	25 mm	5 St./Karton
1070995	60 ml	80 mm	32 mm	5 St./Karton
1070996	107 ml	81 mm	38 mm	5 St./Karton
1071001	150 ml	100 mm	40 mm	5 St./Karton
1070997	285 ml	125 mm	50 mm	5 St./Karton
1070998	300 ml	132 mm	55 mm	5 St./Karton
1070999	580 ml	160 mm	64 mm	5 St./Karton
1071000	1.000 ml	200 mm	80 mm	1 St./Karton



Abdampfschalen


Aus Laboratoriumsporzellan, **tief, Flachboden**.

Art.-Nr.	Volumen	Außen-Ø	Höhe	VE=MOQ
1070955	22 ml	54 mm	22 mm	5 St./Karton
1070956	62 ml	70 mm	30 mm	5 St./Karton
1070957	93 ml	86 mm	33 mm	5 St./Karton



Büchnertrichter


Aus Laboratoriumsporzellan, verschiedene Ausführungen.



Art.-Nr.	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H1 mm	H2 mm	VE=MOQ
1070985	48	38	1	24	43	1 St./Karton
1070980	62	45	1	30	64	1 St./Karton
1070981	97	70	2	40	71	1 St./Karton
1070982	130	110	2	52	85	1 St./Karton
1070984	156	130	2	59	96	1 St./Karton
1070983	192	160	2	74	117	1 St./Karton

Vierkant GlühSchale


Aus Laboratoriumsporzellan.



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Vol.	VE=MOQ
1070948	50 mm	35 mm	12 mm	6 ml	5 St./Karton
1070949	74 mm	49 mm	14 mm	28 ml	5 St./Karton

Platte mit Vertiefung

Aus Laboratoriumsporzellan, mit 6 oder 12 Vertiefungen.



Art.-Nr.	Beschreibung	Ø-Loch	VE=MOQ
1070930	6 Vert. 112x81 mm	25 mm	1 St.
1070931	12 Vert. 115x91 mm	17 mm	1 St.

Mörser

Mörser in zwei Ausführungen aus Laboratoriumsporzellan, ohne Pistill.



Art.-Nr.	Volumen	Innen-Ø	Höhe	VE	MOQ
innen glasiert					
1071064	25 ml	51 mm	32 mm	5 St./Box	1 St.
1070958	30 ml	56 mm	36 mm	2 St./Box	1 St.
1070959	70 ml	63 mm	41 mm	2 St./Box	1 St.
1070960	75 ml	79 mm	45 mm	2 St./Box	1 St.
1070961	110 ml	83 mm	50 mm	2 St./Box	1 St.
1070962	160 ml	90 mm	56 mm	1 St./Box	1 St.
1070963	220 ml	105 mm	64 mm	1 St./Box	1 St.
1071065	400 ml	125 mm	71 mm	1 St./Box	1 St.
1071066	500 ml	139 mm	82 mm	1 St./Box	1 St.
1071067	650 ml	150 mm	90 mm	1 St./Box	1 St.
1071068	1.000 ml	180 mm	104 mm	1 St./Box	1 St.
1071069	2.250 ml	224 mm	127 mm	1 St./Box	1 St.
1071070	4.300 ml	268 mm	160 mm	1 St./Box	1 St.

Mörser

Mörser in zwei Ausführungen aus Laboratoriumsporzellan, ohne Pistill.

Art.-Nr.	Volumen	Innen-Ø	Höhe	VE	MOQ
innen rau					
1071076	25 ml	51 mm	32 mm	5 St./Box	1 St.
1070969	30 ml	56 mm	36 mm	2 St./Box	1 St.
1070964	70 ml	63 mm	41 mm	2 St./Box	1 St.
1070965	75 ml	76 mm	45 mm	2 St./Box	1 St.
1070966	110 ml	83 mm	50 mm	2 St./Box	1 St.
1070967	160 ml	90 mm	56 mm	1 St./Box	1 St.
1070968	220 ml	105 mm	64 mm	1 St./Box	1 St.
1200050	400 ml	125 mm	71 mm	1 St./Box	1 St.
1071071	500 ml	139 mm	82 mm	1 St./Box	1 St.
1071072	650 ml	150 mm	90 mm	1 St./Box	1 St.
1071073	1.000 ml	180 mm	104 mm	1 St./Box	1 St.
1071074	2.250 ml	224 mm	127 mm	1 St./Box	1 St.
1071075	4.300 ml	268 mm	160 mm	1 St./Box	1 St.



Pistill

Pistill aus Laboratoriumsporzellan, Reibfläche glasiert oder rau.

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE	MOQ
glasiert				
1070970	14 mm	54 mm	5 St./Box	1 St.
1070974	24 mm	115 mm	2 St./Box	1 St.
1070971	30 mm	135 mm	2 St./Box	1 St.
1070972	36 mm	150 mm	2 St./Box	1 St.
1070973	42 mm	175 mm	1 St./Box	1 St.
1071077	55 mm	210 mm	1 St./Box	1 St.
1071078	74 mm	250 mm	1 St./Box	1 St.
1071079	85 mm	280 mm	1 St./Box	1 St.
1071080	101 mm	370 mm	1 St./Box	1 St.
rau				
1070975	14 mm	54 mm	5 St./Box	1 St.
1070979	24 mm	115 mm	2 St./Box	1 St.
1070976	30 mm	135 mm	2 St./Box	1 St.
1070977	36 mm	150 mm	2 St./Box	1 St.
1070978	42 mm	175 mm	1 St./Box	1 St.
1071081	55 mm	210 mm	1 St./Box	1 St.
1071082	74 mm	250 mm	1 St./Box	1 St.
1071083	85 mm	280 mm	1 St./Box	1 St.
1200043	101 mm	370 mm	1 St./Box	1 St.



UNSERE HIGHLIGHTS

Liquidswabs

Abstrich- und Transportsystem mit flüssigem Medium

Unsere universellen Entnahme- und Transportsysteme für mikrobiologische Proben bestehen aus speziellen Tupfern sowie Röhrchen mit verschiedenen flüssigen Medien. Es ermöglicht die Aufteilung des Probenmaterials und somit mehrere Testungen aus einer Probe. Die gebrauchsfertigen Abstrichsysteme werden im leicht zu öffnenden Peelpack geliefert. Eine Sollbruchstelle im Tupfer ermöglicht einen hygienischen und sicheren Arbeitsablauf. Die standardisierten Abmessungen der Röhrchen erlauben die Nutzung in gängigen Automaten. Zur Identifizierung der Proben befinden sich Aufkleber auf den Röhrchen. Die Produktion nach GMP (Good Manufacturing Practice) und die Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485 stellen die hohe Qualität sicher. Natürlich sind die Systeme steril ($SAL 10^{-6}$), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch.

Mehr hierzu finden Sie auf den Seiten 50-54.

Pipetten & Zubehör

Liquidhandling



Pipettenspitze für Eppendorf

Bis 1.000 µl. VE = 1.000 St./Beutel, 10.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130401	≤ 1.000 µl, blau	1.000 St.

Pipettenspitze für Eppendorf

Bis 200 µl. VE = 1.000 St./Beutel, 25.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130402	≤ 200 µl, gelb	1.000 St.



Pipettenspitze für Eppendorf

Farbe natur. Für verschiedene Größen laut Tabelle.

VE = 1.000 St./Beutel (1130409: 250 St./Beutel)

Art.-Nr.	Beschreibung	Karton	MOQ
1130403	0: ≤ 10 µl kurze Form Nanotip®	20.000 St.	1.000 St.
1130404	1: ≤ 10 µl cristall	10.000 St.	1.000 St.
1130405	2: ≤ 200 µl	25.000 St.	1.000 St.
1130406	3: ≤ 250 µl universal	24.000 St.	1.000 St.
1130407	4: ≤ 300 µl graduiert	24.000 St.	1.000 St.
1130408	5: ≤ 1.000 µl	10.000 St.	1.000 St.
1130409	6: ≤ 5.000 µl	2.000 St.	250 St.
1130410	7: ≤ 200 µl XL	10.000 St.	1.000 St.
1130411	8: ≤ 1.000 µl XL, blau	10.000 St.	1.000 St.

Pipettenspitze für Brand auf Anfrage.



Pipettenspitze für Diamed – ID

VE = 1.000 St./Beutel, 12.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130414	≤ 200 µl, natur/transp.	1.000 St.

Geloader Spitzen

Für Elektrophorese oder PCR, Spitzen für Eppendorf, Gilson, Socorex, Biohit, Finn, Volac. VE = 1.000 St./Beutel, 10.000 St./Karton


Art.-Nr.	Beschreibung	Volumen	MOQ
1130415	Zum Beladen von Gelen	200 µl	1.000 St.



Pipettenspitzen für Gilson

Für verschiedene Größen laut Tabelle. VE = 1.000 St./Beutel
(1130425: 250 St./Beutel, 1130426: 100 St./Beutel)

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Karton	MOQ
1130420	1: ≤ 10 µl P2/P10	natur	20.000 St.	1.000 St.
1130421	2: ≤ 200 µl	gelb	25.000 St.	1.000 St.
1130422	3: ≤ 200 µl graduert	natur	25.000 St.	1.000 St.
1130424	4: ≤ 1.000 µl	blau	10.000 St.	1.000 St.
1130425	5: ≤ 5.000 µl	blau	2.000 St.	250 St.
1130426	6: ≤ 10 ml	natur	1.000 St.	100 St.



Filterspitzen Universal

Filterspitzen **universal**, im Rack, 1x 96 Spitzen per Rack, steril,
Farbe: Natur. VE = 96 St./Rack, 10 Racks/Karton

Art.-Nr.	Größe	Farbe	MOQ
1200354	10 µl	natur/transparent	960 St.
1200346	200 µl	natur/transparent	960 St.
1200347	1.000 µl	natur/transparent	960 St.






Einsatz für Spitzen Gilson, leer

Weißer Einsatz für verschiedene Pipettenspitzen.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130435	Einsatz für gelb (1130421)	1 St.
1130435	Einsatz für natur (1130422)	1 St.
1130436	Einsatz für blau (1130424)	1 St.



Einsatz für Spitzen Gilson, gefüllt

Einsatz gefüllt mit 5x96 Spitzen, entspricht 1 Pack.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130437	Einsatz mit P2/P10 (1130420)	1 Pack
1130438	Einsatz mit gelb (1130421)	1 Pack
1130439	Einsatz mit natur (1130422)	1 Pack
1130440	Einsatz mit blau (1130424)	1 Pack


Leere Racks für
Pipettenspitzen auf Anfrage



Einsatz für Spitzen Eppendorf, leer

Weißer Einsatz für verschiedene Pipettenspitzen.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130453	Einsatz für gelb (1130402)	1 St.
1130453	Einsatz für natur (1130405)	1 St.
1130454	Einsatz für blau (1130401)	1 St.
1130454	Einsatz für natur (1130408)	1 St.



Einsatz für Spitzen Eppendorf, gefüllt

Einsatz gefüllt mit 5x96 Spitzen, entspricht 1 Pack.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130455	Einsatz mit cristall (1130404)	1 Pack
1130456	Einsatz mit gelb (1130402)	1 Pack
1130457	Einsatz mit blau (1130401)	1 Pack
1130458	Einsatz mit natur bis 200 µl (1130405)	1 Pack
1130459	Einsatz mit natur bis 1.000 µl (1130408)	1 Pack

Rack mit sterilen Spitzen gefüllt

Sterile Spitzen aus hochtransparentem PP, RNase/Dnase frei, gesteckt im Rack zu 96 Stück, Rack mit einem Scharnierdeckel komplett aus PP, autoklavierbar, wiederverwendbar. VE = 10 Racks/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	Volumen	MOQ
mit sterilen Spitzen Eppendorf			
1130460	Spitzen cristall	≤ 10 µl	10 Racks
1130461	Spitzen gelb	≤ 200 µl	10 Racks
1130462	Spitzen blau	≤ 1.000 µl	10 Racks
mit sterilen Filterspitzen			
1130463	Gilson P2/P10XL	≤ 10 µl	10 Racks
1130464	Eppendorf	≤ 10 µl	10 Racks
1130465	Gilson/Eppend. cristall	≤ 20 µl	10 Racks
1130466	Eppendorf	≤ 100 µl	10 Racks



Andere Ausführungen
und Filterspitzen
auf Anfrage.

Mikroliterpipetten Multikanal

Art.-Nr.	Volumenbereiche	Kanäle	MOQ
1130810	20–200 µl	8	1 St.
1130811	50–300 µl	8	1 St.
1130815	20–200 µl	12	1 St.
1130816	50–300 µl	12	1 St.



Weitere Volumina
im Bereich bis 300 µl
auf Anfrage lieferbar!

Mikroliterpipetten digital – Made in Germany –

Konformitätsbescheinigt, mit individuellem Qualitätszertifikat, mit stufenloser Volumeneinstellung und Spitzenabwerfer.

Art.-Nr.	Volumenbereich	MOQ
1080860	0,2–2 µl	1 St.
1080861	0,5–10 µl	1 St.
1080862	2–20 µl	1 St.
1080863	10–100 µl	1 St.
1080864	20–200 µl	1 St.
1080865	100–1.000 µl	1 St.
1080866	1.000–5.000 µl	1 St.



Mikroliterpipetten für Festvolumen

Mit Spitzenabwerfer, ganz autoklavierbar.

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
1130776	10 µl	1 St.
1130777	100 µl	1 St.
1130778	1.000 µl	1 St.



Weitere Volumina
im Bereich bis 1000 µl
auf Anfrage lieferbar!



Mikroliterpipette – Economy

Mit **stufenloser** Volumeneinstellung und Spitzenabwerfer, **ganz autoklavierbar**, gute Qualität zu einem sehr interessanten Preis.

Art.-Nr.	Volumenbereich	MOQ
1080880	0,1–2,5 µl	1 St.
1080881	0,5–10 µl	1 St.
1080882	2–20 µl	1 St.
1080883	5–50 µl	1 St.
1080884	10–100 µl	1 St.
1080885	20–200 µl	1 St.
1080889	50–200 µl	1 St.
1080886	100–1.000 µl	1 St.
1080890	200–1.000 µl	1 St.
1080887	1.000–5.000 µl	1 St.

1080887 Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Mikroliterpipette für Festvolumen – Economy

Mit Spitzenabwerfer, **ganz autoklavierbar**, gute Qualität zu einem sehr interessanten Preis.

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
1130840	10 µl	1 St.
1130845	25 µl	1 St.
1130846	50 µl	1 St.
1130841	100 µl	1 St.
1130842	200 µl	1 St.
1130847	500 µl	1 St.
1130843	1.000 µl	1 St.
1130848	2.000 µl	1 St.
1130844	5.000 µl	1 St.



Mikroliterpipette – Multikanal – Economy

Art.-Nr.	Volumenbereiche	Kanäle	MOQ
1130806	0,5–10 µl	8	1 St.
1130807	5–50 µl	8	1 St.
1130808	50–300 µl	8	1 St.
1130817	0,5–10 µl	12	1 St.
1130818	5–50 µl	12	1 St.
1130819	50–300 µl	12	1 St.

Pipettengestell

Pipettengestell für 7 Mikroliterpipetten digital, nicht drehbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080857	Pipettengestell	1 St.



Pipettengestell – Economy

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080858	für 6 Mikroliterpipetten	1 St.



Dispenser-Pipette

Für Dispenser-Tips von 0,5 ml–50 ml, für Serierendosierungen, Volumenbereich 1 µl–5.000 µl

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080855	Dispenser-Pipette	1 St.



Dispenser-Tips

Nach DIN 12650, passend für Eppendorf-Multipette 4780 und unsere Dispenser-Pipette 1080855.

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
Hausmarke		
1130850	0,5 ml	100 St./Karton
1130851	1,25 ml	100 St./Karton
1130852	2,5 ml	100 St./Karton
1130853	5,0 ml	100 St./Karton
1130854	12,5 ml	100 St./Karton
1130855	25 ml	25 St./Karton
1130856	50 ml	25 St./Karton





Flaschendispenser

Mit PTFE-Kolben, komplett mit allem Zubehör, betriebsfertig, mit Qualitäts-Einzelzertifikat, säure- und laugenfest, bis 121 °C autoklavierbar, **Lieferung ohne Flasche**. Bei Flusssäure Sonderanfertigung mit Glaskolben notwendig.

Art.-Nr.	Volumen	Dosierschritt	MOQ
1130784	0,25–2,5 ml	0,05 ml	1 St.
1130785	0,5–5,0 ml	0,1 ml	1 St.
1130786	1,0–10 ml	0,2 ml	1 St.
1130787	2,5–25 ml	0,5 ml	1 St.
1130788	5,0–50 ml	1,0 ml	1 St.
1130789	10,0–100 ml	2,0 ml	1 St.



Flaschendispenser mit automatischer Entlüftung

Mit PTFE-Kolben, komplett mit allem Zubehör, betriebsfertig, mit Qualitäts-Einzelzertifikat, säure- und laugenfest, bis 121 °C autoklavierbar, **Lieferung ohne Flasche**. Bei Flusssäure Sonderanfertigung mit Glaskolben notwendig.

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
1130824	0,25–2,5 ml	1 St.
1130825	0,5–5 ml	1 St.
1130826	1–10 ml	1 St.
1130827	2,5–25 ml	1 St.
1130828	5–50 ml	1 St.
1130829	10–100 ml	1 St.



Flaschen für Dispenser

Braunglas, mit Kunststoffüberzug, quadratisch (2.500 ml rund), mit Ausgussring und Staubschutzkappe PP, für Dispenser 1130784–1130789 und 1130824–1130829. VE = 10 St./Karton

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
1130790	100 ml–GL 32	10 St.
1130791	250 ml–GL 32	10 St.
1130792	500 ml–GL 32	10 St.
1130793	1.000 ml–GL 45	10 St.
1130794	2.500 ml–GL 45	10 St.

Pipetten

Alle Pipetten sind sauber und sorgfältig graduert und mit modernen Justiergeräten ausgemessen. Die Graduierung ist bei hoher Temperatur eingebrannt (Color-Code).

Blutmischpipetten

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Erypipetten, rot.		
1100101	ungeeicht, ohne CE	1 St.
1100103	amtlich geeicht	1 St.
1100109	mit CE-Zertifizierung	1 St.
Leucopipetten, weiß.		
1100102	ungeeicht, ohne CE	1 St.

Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht!

Enzymtestpipetten

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1100402	1 ml in 1/100	1 St.
1100405	10 ml in 1/10	1 St.

Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Westergrenpipetten

Weiß graduert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1101301	300 mm	1 St.

Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Wasserpipetten

Außen-Ø: ca. 7 mm, Innen-Ø: ca. 5,6 mm, Wandung: ca. 0,7 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1101201	20 cm lang	1 St.



Hb-Pipetten

Haemometerpipetten nach Sahli, 0,02 ml.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1100501	ungeeicht, ohne CE	1 St.
1100504	mit CE-Zertifizierung	1 St.

Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht!

Hb-Röhrchen

Rot und gelb graduierte Haemometer Röhrchen, doppelt graduiert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1100601	Haemometer Röhrchen	1 St.

Wintrobe-Röhrchen

100 mm graduiert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1101401	blau graduiert, AR-Glas	1 St.

Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Demeterpipetten 1,1 ml, PS

Milch und bakteriologische Pipetten, graduiert 0,5 ml, 1 ml, 1,1 ml.

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
einzel steril verpackt.		
1132119	1,1 ml	500 St./Box
zu 25 Stück steril verpackt.		
1132120	1,1 ml	1.000 St. /Box

Demeterpipetten 2,2 ml, PS

Milch und bakteriologische Pipetten, graduiert 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 2,1 ml und 2,2 ml.

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
einzel steril verpackt.		
1132121	2,2 ml	500 St./Box
zu 25 Stück steril verpackt.		
1132122	2,2 ml	1.000 St./Box

Pipette

Pipette aus Borosilikatglas, mit NS 14/15 für Tropfflaschen.


Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1090314	Länge 97 mm für 50 ml Flaschen	30 St.
1090315	Länge 122 mm für 100 ml Flaschen	30 St.



Vollpipette

Vollpipette, AR-Glas, eine Markierung, Klasse B.

Art.-Nr.	Volumen	VE = MOQ
1101101T	1 ml	50 St./Beutel
1101102T	2 ml	50 St./Beutel
1101103T	3 ml	50 St./Beutel
1101105T	5 ml	25 St./Beutel
1101110T	10 ml	25 St./Beutel
1101120T	20 ml	10 St./Beutel
1101125T	25 ml	10 St./Beutel
1101150T	50 ml	5 St./Beutel
1101160T	100 ml	5 St./Beutel



Messpipette

Serologische, für vollständigen Auslauf, Klasse AS oder Klasse B.

Art.-Nr.	Volumen	Klasse	VE = MOQ
1100745T	0,1 ml (0,001)	AS	50 St./Beutel
1100746T	0,2 ml (0,001)	AS	50 St./Beutel
1100747T	0,5 ml (0,01)	AS	50 St./Beutel
1100731T	1 ml (0,1)	AS	50 St./Beutel
1100730T	1 ml (0,01)	AS	50 St./Beutel
1100733T	2 ml (0,1)	AS	50 St./Beutel
1100734T	2 ml (0,01)	AS	50 St./Beutel
1100732T	2 ml (0,02)	AS	50 St./Beutel
1100736T	5 ml (0,05)	AS	50 St./Beutel
1100735T	5 ml (0,1)	AS	50 St./Beutel
1100737T	10 ml (0,1)	AS	50 St./Beutel
1100738T	20 ml (0,1)	AS	25 St./Beutel
1100739T	25 ml (0,1)	AS	25 St./Beutel
1100702T	1 ml (0,01)	B	50 St./Beutel
1100705T	2 ml (0,1)	B	50 St./Beutel
1100703T	1 ml (0,1)	B	50 St./Beutel
1100706T	2 ml (0,01)	B	50 St./Beutel
1100704T	2 ml (0,02)	B	50 St./Beutel
1100708T	5 ml (0,05)	B	50 St./Beutel
1100707T	5 ml (0,1)	B	50 St./Beutel
1100709T	10 ml (0,1)	B	50 St./Beutel
1100710T	20 ml (0,1)	B	25 St./Beutel
1100711T	25 ml (0,1)	B	25 St./Beutel



Messpipette

Messpipette, AR-Glas, mit Glaskolben, Klasse AS.

VE = 1 St./Beutel



Art.-Nr.	Volumen	MOQ = 5 St.
1101026	1 ml (0,01)	5 St.
1101027	2 ml (0,02)	5 St.
1101028	5 ml (0,05)	5 St.
1101029	10 ml (0,10)	5 St.
1101030	20 ml (0,10)	5 St.
1101031	25 ml (0,10)	5 St.

Vollpipetten

AR-Glas, Klasse B, mit Ringmarke.

Klasse AS
auf Anfrage.

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
1101103	3 ml	1 St.
1101105	5 ml	1 St.
1101110	10 ml	1 St.

Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Messpipetten Klasse B

Braune Graduierung, AR-Glas, nach DIN, vollständiger Auslauf, 0 oben, bis zur Spitze geteilt, Farbcode nach ISO, ab 5 ml mit Wattestopfansatz.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1100706	2 ml in 1/100	1 St.
1100711	25 ml in 1/10	1 St.
1100715	0,2 ml in 1/1.000	1 St.
1100701	0,5 ml in 1/100	1 St.


Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Pipettenständer, PP

Für 94 Pipetten, mit stabilem Fuß und einer drehbaren Auflageplatte.

Lieferung unmontiert. VE = 2 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1083300	Ø 230 mm, Höhe 470 mm	2 St.



Messpipetten Klasse AS

Braune Graduierung, AR-Glas, nach DIN, vollständiger Auslauf, 0 oben, bis zur Spitze geteilt, Farbcode nach ISO, ab 5 ml mit Wattestopfansatz.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1100731	1 ml in 1/10	1 St.
1100732	2 ml in 1/50	1 St.
1100734	2 ml in 1/100	1 St.
1100746	0,2 ml in 1/1.000	1 St.
1100747	0,5 ml in 1/100	1 St.

Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.



Serologische Pipette aus Polystyrol

Gamma steril SAR 10⁻⁶, graduert, mit farbkodierten Wattestopfen, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch, Dnase-/ Rnase-frei, > 98 % Genauigkeit.

Art.-Nr.	Volumen	VE= MOQ
einzel steril verpackt.		
1132101	1 ml 1/100	1.000 St./Karton
1132102	2 ml 1/50	1.000 St./Karton
1132105	5 ml 1/10	500 St./Karton
1132110	10 ml 1/10	500 St./Karton
1132111	25 ml 1/5	250 St./Karton
1132112	50 ml 1/5	200 St./Karton

zu 25 Stück steril verpackt.

1132113	1 ml 1/100	1.000 St./Karton
1132114	2 ml 1/50	1.000 St./Karton
1132115	5 ml 1/10	500 St./Karton
1132116	10 ml 1/10	500 St./Karton





Serologische Pipette CLEARLine®

Hochtransparentes Polystyrol, graduiert (gedruckt auf der Pipette mit einer Genauigkeit von $\pm 2\%$), Gamma steril SAR 10^{-6} , mit farbkodierten PE Filterstopfen, pyrogenfrei, Dnase-/Rnase-frei.

Art.-Nr.	Volumen	Graduierung mm	MOQ
einzel steril verpackt			
1132123	1 ml	1/100	1.000 St.
1132124	2 ml	1/100	800 St.
1132125	5 ml	1/10	300 St.
1132126	10 ml	1/10	200 St.
1132127	25 ml	2/10	200 St.
1132128	50 ml	1	100 St.
1132129	100 ml	1	50 St.
zu 25 Stück steril verpackt			
1132130	1 ml	1/100	1.000 St.
1132131	2 ml	1/100	800 St.
1132132	5 ml	1/10	500 St.
1132133	10 ml	1/10	350 St.
1132134	25 ml	2/10	350 St.



Pasteurpipetten

Aus Glas. VE = 250 St./Karton, 1.000 St./Umkarton

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
kurze Form, 150 mm		
1100801	ohne Stopfen	1.000 St.
1100803	mit Wattestopfen	1.000 St.
lange Form, 230 mm		
1100802	ohne Stopfen	1.000 St.
1100804	mit Wattestopfen	1.000 St.



Pasteurpipetten, Tropfpipetten

Aus Polyethylen, **unsteril**. VE = 500 St./Box, 3.000 St./Karton

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
1131301	Pipette 0,5 ml	500 St.
1131302	Pipette 1 ml	500 St.
1131313	Pipette 1 ml, feine Spitze	500 St.
1131303	Pipette 3 ml	500 St.
steril. VE = 500 St./Karton		
1131304	0,5 ml, einzeln steril verpackt	500 St.
1131305	1 ml, einzeln steril verpackt	500 St.
1131306	3 ml, einzeln steril verpackt	500 St.
unsteril. VE = 400 St./Box, 2.400 St./Karton		
1131310	1,5 ml (23 cm lang)	400 St.

Pipettenwascher

Automatisch, aus PE und PP, löst das Problem einer schnellen und sicheren Reinigung, auch in Laboren, in denen mit radioaktiven, korrosiven oder toxischen Substanzen umgegangen wird. Der Entleerungssiphon erlaubt einen ständigen Wasseraustausch. Der Boden aus elastischem Polyethylen verhindert die Gefahr eines Bruches der Pipetten.

Art.-Nr.	Ø	Höhe	VE= MOQ
1083535	170 mm	734 mm	1 St./Karton



Pipettenbehälter

Zur Vorreinigung mit Reinigungslösung.

Art.-Nr.	Ø	Höhe	VE= MOQ
1083536	162 mm	650 mm	1 St./Karton



Pipettenkorb

Zum Eintauchen der Pipetten in den Pipettenbehälter oder Pipettenwascher sowie zum Transport der Pipetten.

Art.-Nr.	Ø	Höhe	Korbhöhe	VE= MOQ
1083537	145 mm	648 mm	300 mm	4 St./Karton



VARICON Variable Pipettencontainer SILICON Silikoneinlagen

Besteht aus zwei ineinander zu schiebenden Aluminiumteilen, die so weit überlappen, dass Pipetten unterschiedlicher Längen/Volumina sterilisiert und aufbewahrt werden können. Je nach Länge der Pipetten lässt sich der Deckel mehr oder weniger über den unteren Containerstülpen. Nur eine Containergröße (Innen-Ø 60 mm) für alle Standardpipetten: von 280 bis 420 mm (RS) Länge. Nur eine Größe für alle Kurz- oder Pasteur-Pipetten: von 145 bis 235 mm (RK) Länge. Passende Silikoneinlagen SILICON (Innen-Ø 58 mm), aus 2 mm starkem elastischem Silikongummi, für VARICON-Unterteil, verhindern das Beschädigen der Pipetten bei stoßartiger Belastung.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1200325	für Pipetten von 145–235 mm Länge	1 St./Karton
1200326	für Pipetten von 280–420 mm Länge	1 St./Karton
1200327	Silikoneinlagen	1 St./Karton





Büretten

Klasse B, mit geradem Hahn, NS-Glasküken, graduert.

Art.-Nr.	Volumen	Toleranz	Teilung	MOQ
Klarglas, aus AR-Glas.				
1101523	10 ml	± 0,03 ml	0,02 ml	1 St.
1101524	25 ml	± 0,04 ml	0,05 ml	1 St.
1101525	50 ml	± 0,08 ml	0,10 ml	1 St.
1101526	100 ml	± 0,15 ml	0,20 ml	1 St.
mit Schellbachstreifen, aus Borosilikatglas 3.3.				
1101533	10 ml	± 0,03 ml	0,02 ml	1 St.
1101534	25 ml	± 0,04 ml	0,05 ml	1 St.
1101535	50 ml	± 0,08 ml	0,10 ml	1 St.
1101536	100 ml	± 0,15 ml	0,20 ml	1 St.



Lieferung
ohne Flasche.

Bürette, digital

0–50 ml, Unterteilung 0,01 ml, mit Feineinstellung, mit Entlüftung.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080856	Bürette, digital	1 St.



Pipetten-Mundstück ohne Schlauch

Aus Kunststoff in rot und weiß.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1081901	Mundstück rot	1 St.
1081902	Mundstück weiß	1 St.

Pipetten-Mundstück mit Schlauch

Aus Kunststoff in rot und weiß, mit einem 13 cm langen Schlauch.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1081903	Mundstück rot	1 St.
1081904	Mundstück weiß	1 St.

Silikonschlauch 4 x 1 mm

60±5° Shore A transparent P60, 4,00±0,20 x 1,00±0,20 mm (IDxWdg)
FDA konform, außen talkumiert, 50 m/Rolle.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
5000021	Silikonschlauch	1 Rolle

Peleusball als Pipettierhilfe

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1081801	normal	1 St.
1081802	universal mit Adapter	1 St.



Pipettierhilfe HERENZ-EASY

Für alle Voll- und Messpipetten von 0,1 – 100 ml, inklusive integriertem Membranfilter 0,45 µm, Colour Code „blau“.
Funktioniert ohne Strom/ Batterien, Gewicht nur 120 g.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1081810	HERENZ-EASY	1 St.



Pipettierhilfe HERENZ-ECO

Elektrisch, zum professionellen Befüllen von Voll- und Messpipetten von 0,1 – 100 ml. Acht verschiedene Füllgeschwindigkeiten einstellbar.
Lieferung inklusive Aufladegerät und zwei Einwegfiltern.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1081811	HERENZ-ECO	1 St.





b.safe-Starter Box A

HPLC-Sets für die Entnahme für bis zu vier Flaschen mit Gewinde GL 45 bestehend aus b.safe caps GL 45, PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm, Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, und Belüftungsventil mit Wechselanzeige. VE = 1 Set / Karton

Lieferumfang Starter Box A:

- 3 x b.safe Cap GL 45 mit 1 Kapillaranschluss
- 1 x b.safe Cap GL 45 mit 2 Kapillaranschlüssen
- 4 x Belüftungsventil mit Wechselanzeige
- 5 x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm (gelb)
- 1 x Blindfitting (milchig-weiß)

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclippen.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1070218	b.safe-Starter Box A	1 Set

Probengefäße

Container



Urinprobenbecher mit Schraubdeckel grün

PP, 120 ml, graduert bis 100 ml, mit mattiertem Schreibfeld, mit grünem Schraubdeckel, PE, unsteril.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131202	Probenbecher 120 ml	500 St./Karton



Urinprobenbecher mit Schraubdeckel gelb, steril

PP, 120 ml, graduert bis 100 ml, mit mattiertem Schreibfeld, mit gelbem Schraubdeckel, PE.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131203	einzeln steril verpackt	250 St./Karton



Urinprobenbecher

Probenbecher für Urin, PP, 125 ml graduert, mit mattiertem Schreibfeld, unsteril.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131108	Probenbecher 125 ml	1.000 St./Karton



Universalcontainer

PP, 200 ml, graduert, natur, ohne Deckel, mit mattiertem Schreibfeld, unsteril.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131122	Universalcontainer	1.000 St./Karton



Schnappdeckel

Roter Schnappdeckel mit Ausguss, für Urinprobenbecher 1131108, LDPE, leicht schließbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131121	Schnappdeckel rot	1.000 St./Karton



Urinprobenbecher

PP, 200 ml, graduert bis 175 ml, mit mattiertem Schreibfeld, mit hellblauem Schraubdeckel, PE, unsteril.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131025	200 ml, unsteril	600 St./Karton



Urinprobenbecher, steril

PP, 200 ml, graduert bis 175 ml, mit mattiertem Schreibfeld, mit rotem montierten Schraubdeckel, PE, einzeln steril verpackt.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131026	200 ml, steril	200 St./Karton

Urinprobenbecher-V

Steril, PP, mit mattiertem Schreibfeld, zur Entnahme von Urinproben mittels Vakuumröhrchen, mit gelbem Schraubdeckel (PE).

VE = 1131198: 250 St./Karton

VE = 1131181: 600 St./Karton

VE = 1131182: 500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131198	120 ml, graduert bis 100 ml	1.000 St.
1131181	60 ml, im Beutel steril	600 St.
1131182	60 ml, einzeln steril	500 St.



Urinprobenbecher 60 ml, für Vakuum Testgerät

Urinbehälter aus Polypropylen (PP), graduert bis 45 ml, mit gelbem PE-Schraubverschluss, komplett mit Vorrichtung zur Sammlung im Vakuumröhrchen. Mit Aufkleber auf dem Deckel zum Schutz des Urinprobenbeckers. Die Probenahmenadel hat einen sicheren synthetischen Gummischutz. Dieses geschlossene System sorgt für eine hygienische und saubere Urinsammlung. VE = 400 Stück/Karton

Art.-Nr.	Größe	Volumen	MOQ
1131029	unsteril Ø 49x58 mm	60 ml	400 St.
1131030	steril Ø 49x58 mm	60 ml	400 St.



Urin Sammel-Set, steril

Urin Sammel-Set, steril im Peelpack, bestehend aus: 1 Vakuum-Reagenzglas 9 ml, Ø 16x100 mm, aus PET, mit gelben Verschluss 1 Urinbehälter 60 ml, aus PP, graduert, mit gelbem Schraubverschluss und Probennehmer mit Vakuumröhrchen. Aufkleber auf dem Deckel zum Schutz des Urinprobenbeckers. Die Probenahmenadel hat einen sicheren synthetischen Gummischutz. Steril verpackt. Latexfrei.

VE = 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131031	Ohne Zusätze	100 St.
1131032	Mit Zusatz Borsäure 1%	100 St.



Universalbecher

Weiß, PS, umweltfreundlich, 100% recycelbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131111	Trinkbecher 150 ml	3.000 St./Karton



Mundspülbecher

Aus Polypropylen, je 300 Stück in rose, grün-opak, limette, orange, dunkelblau, hellblau, lila, weinrot, gelb und pink, ca. 180 ml Fassungsvermögen, 30 Stück pro Beutel. VE = 300 Stück pro Farbe (10 Farben) (300 x 10 je VE) = 3.000 Stück

Art.-Nr.	Größe	Farbe	MOQ
1132161	180 ml	gemischt	3.000 St.





Becherspender für Mundspülbecher

Kompatibel mit der 1132161, aus Acryl, 44 x 7,8 x 7,8 cm, für 100 Becher. Auch passend für herkömmliche 150 ml und 200 ml Becher. 1 St./Box, 16 St./Umkarton

Art.-Nr.	Farbe	MOQ
1132162	transparent	1 St.



Trinkbecher aus Papier

Neutrale Ausführung in weiß, PE-beschichtet.

VE = 25 x 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Typ P15 – Größe 150 ccm		
1131127	Ø 70,3 mm, Höhe 82,5 mm	2.500 St.
Typ P18 – Größe 180 ccm		
1131128	Ø 70,3 mm, Höhe 92 mm	2.500 St.
Typ P20 – Größe 200 ccm		
1131129	Ø 70,3 mm, Höhe 98 mm	2.500 St.



Vakuum – Röhrchen mit Borsäure

Die Hauptmerkmale der Vacu – Röhrchen mit Borsäure sind:

- Borsäure ermöglicht die Aufbewahrung der Urinprobe während der wärmsten Perioden oder wenn eine Analyse in kurzer Zeit nicht möglich ist
- Borsäuretablette ermöglicht eine schnelle Auflösung nach der Probenahme
- Borsäure ermöglicht es, den gesammelten Urin innerhalb von 48 Stunden zu testen

Art.-Nr.	Größe	Volumen	MOQ
1130761	13 x 75 mm	4 ml	1.200 St.
1130762	13 x 100 mm	6 ml	1.200 St.
1130763	16 x 100 mm	10 ml	1.200 St.



Stuhlprobenröhrchen, PS

Mit Druckstopfen PP und am Deckel angesetzten Plastiklöffel, 22 x 63 mm. VE = 250 St./Beutel, 1.500 St./Umkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131001	ca. 18 ml	250 St.



Stuhlprobenröhrchen, PS

25 x 90 mm, mit Löffel, mit montiertem Schraubverschluss PE.

VE = 100 St./Beutel, 500 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131002	ca. 25 ml	100 St.

Stuhlprobenröhrchen/Universalcontainer

Mit montiertem, rotem Schraubverschluss.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1131008	30 ml, PP, mit Löffel	700 St./Karton
1131009	30 ml, PP, ohne Löffel	700 St./Karton

Stuhlprobenröhrchen, Universalcontainer, PP

Mit Löffel, montierter Schraubverschluss PE, braun.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1131005	76x20 mm, 15 ml	1.000 St./Karton
1131006	100x16 mm, 13 ml	1.000 St./Karton
1131007	107x25 mm, 30 ml	500 St./Karton

sterile Ausführung (bestrahlt), 100 St./ Beutel

1131017	76x20 mm, 15 ml, steril	1.000 St./Karton
1131018	100x16 mm, 13 ml, steril	1.000 St./Karton

Probengefäße

Probengefäße in verschiedenen Ausführungen, je 60 ml, aus PP, mit Schraubverschluss rot, ca. 38x64 mm. VE = 600 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1131003	ohne Löffel	600 St./Karton
1131004	mit Löffel	600 St./Karton

1131020	mit Aufkleber	12.000 St./Palette
1131021	mit Aufkleber + Löffel	12.000 St./Palette

einzel steril verpackt, VE= 500 St./Karton

1131022	mit Aufkleber	10.000 St./Palette
1131023	mit Aufkleber + Löffel	10.000 St./Palette

Sputumdose, PS,

24 ml, PS, mit Schraubdeckel (HDPE) montiert, temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, VE= 200 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131027	Sputumdose 24 ml	200 St./Karton

Versandgefäß für Sputumdose 24 ml, SB/LD-PE

Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C, mit gelben Schnappdeckel (LDPE), VE= 100 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131028	Versandgefäß f. Sputumdose (1131027)	100 St./Karton

Mehrzweckgefäße

Mit Schraubverschluss, konisch, autoklavierbar, PP.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1131819	ca. 40 ml	1.000 St./Karton





Universal Container

Aus PP, klarsichtig, mit Schraubverschluss (PE blau, beiliegend), 3-fach umlaufende Skalierung, verbessertes Doppel-Dichtsystem für nochmals erhöhte Auslaufsicherheit, Druckdichtigkeit 0,95 bar. 35-ml-Gefäß als Umgefäß für 20 ml verwendbar, 100-ml-Gefäß als Umgefäß für 50 ml verwendbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131996	20 ml	1.000 St./Karton
1131997	35 ml	500 St./Karton
1131998	50 ml	500 St./Karton
1131999	100 ml	250 St./Karton



Röhren mit flachem Boden

PP, mit Graduierung, transparent, für sicheren Transport und Lagerung von Probenmaterial. Passende Verschlüsse REF: 1130694 - 1130696.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130691	40 ml, 30x85 mm	500 St./Karton
1130692	60 ml, 30 x 126 mm	300 St./Karton
1130693	120 ml, 44 x 114 mm	250 St./Karton



Schraubverschluss

HDPE, natur, zuverlässig dichter Schraubverschluss passend zu den Röhren (REF: 1130691 - 1130693).

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130694	passend zu Röhre 40 ml	500 St./Karton
1130695	passend zu Röhre 60 ml	300 St./Karton
1130696	passend zu Röhre 120 ml	250 St./Karton



Reagenzröhrchen 8 ml

PP, mit naturfarbendem Schraubverschluss HD-PE (beiliegend).
VE = 1.000 St./Beutel, 2.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130704	16 x 57 mm	2.000 St./Karton



Universal-Probengefäß PS

Mit Eindrückstopfen natur, montiert. 22 x 62 mm, ohne Löffel.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1131000	22x62 mm, 20 ml	1.000 St./Karton

Versandgefäße

PP, natur, mit Saugelinage, mit Aufdruck für „Biohazard“ und Recyclingsymbol, mit Schraubgewinde. Die passenden Schraubverschlüsse finden Sie unten (REF 1131806/8/10).

Art.-Nr.	Volumen	Abmessung	VE= MOQ
1131805	40 ml	85x30 mm	500 St./Karton
1131807	60 ml	126x30 mm	300 St./Karton
1131809	120 ml	114x44 mm	250 St./Karton



Schraubverschluss für Versandgefäße

HD-PE, natur, auf Anfrage auch lieferbar in blau, rot, gelb oder braun. Die passenden Versandgefäße finden Sie oben (REF 1131805/7/9).

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1131806	für 40 ml Gefäß	500 St./Karton
Röhrchen mit Ø 16 mm (Art.-Nr. 1131006) im Deckel fixierbar.		
1131808	für 60 ml Gefäß	300 St./Karton
Röhrchen mit Ø 25 mm (Art.-Nr. 1131007) im Deckel fixierbar.		
1131810	für 120 ml Gefäß	250 St./Karton



Pathologie-Fläschchen, Klarglas

Gewaschen, mit Aluminium-Schraubkappe inkl. Gummidichtung.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1070851	14 ml, McCartney	288 St./Karton
1070852	28 ml, Universal weithals	144 St./Karton



Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht.

Präparategläser mit Gewinde und Schraubkappe

Soda-Kalkglas, sterilisierbar, zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen, komplett mit Aluminium-Schraubkappe (autoklavierbar/sterilisierbar 121 °C) oder Kunststoff-Schraubkappe (dampfautoklavierbar/sterilisierbar 121 °C) und Gummidichtung. Größe 5 ml mit Mattschild.

Art.-Nr.	Inhalt	Größe	VE= MOQ
mit Aluminium-Schraubkappe (autoklavierbar/sterilisierbar 121°C)			
1070854	3 ml	35x12 mm	100 St./Karton
1070855	5 ml	50x14 mm	100 St./Karton
1070856	15 ml	45x27 mm	100 St./Karton
1070857	20 ml	50x27 mm	100 St./Karton
1070858	30 ml	75x27 mm	100 St./Karton

mit Kunststoff-Schraubkappe (dampfautoklavierbar/sterilisierbar 121°C)

1070859	5 ml	50x14 mm	100 St./Karton
1070860	15 ml	45x27 mm	100 St./Karton
1070861	20 ml	50x27 mm	100 St./Karton
1070862	30 ml	75x27 mm	100 St./Karton





Aluminium-Flasche

Die Aluminiumflasche ist besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Versendung von Substanzen und Rückstellproben, die vollkommen unverfälscht aufbewahrt werden müssen. Weitere Merkmale: restlos endleerbar, geruchsneutral, lichtundurchlässig, rostlos, leicht, bruchsticher, nahtlos. Reinaluminium (Werkstoff AL 99,5), mit Originalitäts-Schraubverschluss aus PP mit Aluminium/PET-Innen-dichtung, für Lebensmittel geeignet (Ausnahme: stark säure- und salzhaltige Lebensmittel).

Art.-Nr.	Volumen	Ø	Höhe mit Verschluss	MOQ
1080930	38 ml	35 mm	70 mm	30 St.
1080931	60 ml	40 mm	88 mm	30 St.
1080932	120 ml	57 mm	97 mm	30 St.
1080933	300 ml	57 mm	160 mm	20 St.
1080934	600 ml	74 mm	192 mm	20 St.
1080935	1.200 ml	88 mm	248 mm	10 St.
1080936	3.000 ml	161 mm	215 mm	5 St.
1080937	5.600 ml	161 mm	340 mm	5 St.



Sicherheitsbox und Zubehör

PC Polycarbonat, transparent, autoklavierbar, 4 Verriegelungslaschen, Symbol „Biohazard“ auf dem Deckel, geeignet für den Transport von Reagenzgläsern, Behältern, Fläschchen, Kunststoffbeuteln und gebrauchsfertigen Spritzen, wenn hermetische Dichtigkeit notwendig ist. VE = 1 St./Karton

Art.-Nr.	Abmessung	Volumen	MOQ
1083624	391 x 175 x 172 mm	4,5 Liter	1 St.

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1083625	Set 4 Haken	1 Set
1083626	Silikondichtung	1 St.

Laborprodukte aus Kunststoff



Kunststoff-Röhrchen, PS, 12 ml

PS, zylindrisch, 100 x 16 mm, Rundboden, ohne Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130701	12 ml, ohne Rand	2.000 St./Karton

Kunststoff-Röhrchen, PS, 4 ml

PS, zylindrisch, 55 x 12 mm, Rundboden, ohne Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130702	4 ml, ohne Rand	5.000 St./Karton

Kunststoff-Röhrchen, PS, 5 ml

PS, zylindrisch, 75 x 12 mm, Rundboden, ohne Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130705	5 ml, ohne Rand	4.000 St./Karton

Kunststoff-Röhrchen, PS, 4,5 ml

PS, zylindrisch, 75 x 13 mm, Rundboden, mit Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130706	4,5 ml, mit Rand	4.500 St./Karton

Kunststoff-Sedimentröhrchen, PS, 12 ml

PS, konisch, 105 x 16 mm, konisch, ohne Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130703	12 ml, ohne Rand	2.000 St./Karton

Röhrchen, PS, 20 ml

PS, zylindrisch, 150 x 16 mm, Rundboden, ohne Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130686	20 ml, ohne Rand	850 St./Karton

Drosophila Zucht Röhrchen PS

PS, zylindrisch, gut durchscheinend, antistatische Behandlung, ideal zur Zucht von Drosophila oder anderen Insekten, Flachboden.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130718	95 mm x Ø 28,7 mm	400 St./Karton

Auf Seite 128 finden Sie den passenden Verschlusssteristopfen® (Steristopfen 27k)!

Kunststoff-Röhrchen, PP, 10 ml

PP, zylindrisch, 100 x 16 mm, Rundboden, mit Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130709	10 ml, mit Rand	2.000 St./Karton

Kunststoff-Röhrchen, PP, 5 ml

PP, zylindrisch, 86 x 12 mm, Rundboden, mit Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130710	5 ml, mit Rand	4.000 St./Karton

Kunststoff-Röhrchen, PP, 5ml

PP, zylindrisch, 75 x 12 mm, Rundboden, ohne Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130711	5 ml, ohne Rand	4.000 St./Karton

Kunststoff-Röhrchen, PP, 10 ml

PP, konisch, 100 x 16 mm, mit Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130712	10 ml, mit Rand	2.000 St./Karton

Kunststoff-Röhrchen, PP, 4,5 ml

PP, zylindrisch, 75 x 13 mm, Rundboden, mit Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130713	4,5 ml, mit Rand	4.500 St./Karton

Kunststoff-Röhrchen, PP, 13 ml

PP, zylindrisch, mit beiliegendem Schraubverschluss PE, natur, 100 x 16 mm, Rundboden.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130708	13 ml	1.000 St./Karton

Sterile Ausführung auf Anfrage!

Kunststoff-Röhrchen, PP, 20 ml

PP, zylindrisch, 150 x 16 mm, Rundboden, ohne Rand.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1130687	20 ml, ohne Rand	850 St./Karton





Lamellenstopfen

Art.-Nr.	Farbe	Ø	MOQ
1131825	natur	16 mm	10.000 St./Karton
1200323	rot	16 mm, PE	10.000 St./Karton
1200324	grün	16 mm, PE	10.000 St./Karton
1131879	natur	12 mm	20.000 St./Karton
1200394	rot	12 mm, PE	20.000 St./Karton
1200395	grün	12 mm, PE	20.000 St./Karton

Andere Farben auf Anfrage möglich.



Kunststoff-Röhrchen, PS, 10 ml

PS, zylindrisch, 16 x 100 mm, mit Schraubverschluss blau, Rundboden.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130680	unsteril	1.000 St./Karton



Kunststoff-Röhrchen, PS, 10 ml

PS, zylindrisch, 16 x 100 mm, mit Schraubverschluss rot, Rundboden.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130683	einzel steril verpackt	750 St./Karton



Kunststoff-Röhrchen, PS, 15 ml

PS, zylindrisch, 16 x 120 mm, mit Schraubverschluss rot, Rundboden.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130684	einzel steril verpackt	700 St./Karton



Kunststoff-Röhrchen, PS, 20 ml

PS, zylindrisch, 16 x 150 mm, mit Schraubverschluss blau, Rundboden.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1130682	unsteril	500 St./Karton



Kunststoff-Röhrchen, PS, 20 ml

PS, zylindrisch, 16 x 150 mm, mit Schraubverschluss rot, Rundboden.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130685	einzel steril verpackt	500 St./Karton

Zentrifugenröhrchen, PP, 15 ml

Mit Schraubverschluss, konisch, graduert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
17 x 120 mm, Deckel blau.		
1132020	unsteril	750 St./Karton
17 x 120 mm, Deckel rot.		
1132026	einzel steril verpackt	700 St./Karton
17 x 120 mm, Deckel rot.		
1132023	150 St. steril verpackt	1.050 St./Karton



Zentrifugenröhrchen, PP, 50 ml, konisch

Mit Schraubverschluss, graduert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
30 x 115 mm, Deckel blau.		
1132021	unsteril	500 St./Karton
30 x 115 mm, Deckel rot.		
1132027	einzel steril verpackt	600 St./Karton
30 x 115 mm, Deckel rot.		
1132024	100 St. steril verpackt	600 St./Karton



Zentrifugenröhrchen, PP, 50 ml, Stehrand

Mit Schraubverschluss, konisch, graduert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
30 x 115 mm, Deckel blau.		
1132022	unsteril	500 St./Karton
30 x 115 mm, Deckel rot.		
1132028	einzel steril verpackt	500 St./Karton
30 x 115 mm, Deckel rot.		
1132025	100 St. steril verpackt	600 St./Karton



Zentrifugenröhrchen, RNase, DNase frei

DNA und pyrogenfrei, PP, blauer Schraubverschluss (HDPE), konisch, graduert, weißes Schreibfeld, nicht zytotoxisch und schwermetallfrei, latexfrei, autoklavierbar (ohne Kappe), sterile Beutel.

VE = 50 Stk./Beutel, 500 Stk./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132097	15 ml, 17 x 120 mm	500 St.
1132098	50 ml, 30 x 115 mm	500 St.
1132099	50 ml, 30 x 115 mm, Stehrand	500 St.



Kryo-Boxen aus Karton für Zentrifugenröhrchen

148 x 148 x 130 mm, aus tiefkältebeständigem Karton,

temperaturbeständig bis -80°C, **mit wasserfester**

Kunststoff- Spezialbeschichtung, VE = 5 St. / Karton

Art.-Nr.	Raster	für Röhrchen	MOQ
1130836	4x4	30 x 115 mm	5 St.
1130837	6x6	17 x 120 mm	5 St.





Flaschen für Wasserproben – strahlensteril

PET glasklar, Weithals, rechteckig, graduert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
250 ml		
1131040	mit NA Thiosulfat	216 St./Karton
1131041	ohne NA Thiosulfat	216 St./Karton
500 ml		
1131042	mit NA Thiosulfat	120 St./Karton
1131043	ohne NA Thiosulfat	120 St./Karton
1.000 ml		
1131044	mit NA Thiosulfat	72 St./Karton
1131045	ohne NA Thiosulfat	72 St./Karton



Einzel verpackte
und braune Flaschen auf
Anfrage erhältlich.

Flaschen für Wasserproben – strahlensteril

PP transparent, Weithals, rechteckig, graduert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
250 ml		
1131046	mit NA Thiosulfat	216 St./Karton
1131047	ohne NA Thiosulfat	216 St./Karton
500 ml		
1131048	mit NA Thiosulfat	120 St./Karton
1131049	ohne NA Thiosulfat	120 St./Karton
1.000 ml		
1131050	mit NA Thiosulfat	72 St./Karton
1131051	ohne NA Thiosulfat	72 St./Karton



Laborflaschen, PP

GL 45, mit Originalitätsverschluss, PP, hervorragende Griffigkeit, schlanke und taillierte Form, Auslaufsicherheit durch optimiertes Dichtsystem, leichte Ablesbarkeit des Volumens durch erhabene und beidseitige Graduierung, optimales Ausgießverhalten und leichte Reinigung durch hydrophobes Material und runde Form, aus bruchfestem, lebensmittelechtem PP mit guter chemischer Resistenz.

Art.-Nr.	Inhalt	Teilung	Höhe	Boden-Ø	MOQ
1083190	125 ml	12,5 ml	103 mm	54	6 St./Karton
1083191	250 ml	25 ml	149 mm	64	6 St./Karton
1083192	500 ml	25 ml	192 mm	77	6 St./Karton
1083193	1.000 ml	50 ml	234 mm	97	6 St./Karton
1083194	2.000 ml	100 ml	278 mm	126	1 St./Karton
Ersatz-Originalitätsverschluss					
1083195	PP, GL 45				6 St./Karton

Messzylinder, PP, lebensmittelgeeignet

Hohe Form, erhabene Skala, Klasse B nach DIN 12681/ISO 6706, transparent, Ringmarke an den Hauptpunkten, **Sechskantfuß**.

Art.-Nr.	Inhalt	Teilung	Höhe	Ø	VE=MOQ
1083050	10 ml	0,2 ml	145 mm	15 mm	12 St./Karton
1083051	25 ml	0,5 ml	170 mm	22 mm	12 St./Karton
1083052	50 ml	1,0 ml	200 mm	27 mm	12 St./Karton
1083053	100 ml	1,0 ml	250 mm	33 mm	12 St./Karton



Niedere Form
auf Anfrage!

Messzylinder, PP, lebensmittelgeeignet

Hohe Form, erhabene Skala, Klasse B nach DIN 12681/ISO 6706, transparent, Ringmarke an den Hauptpunkten, **Fünfkantfuß**.

Art.-Nr.	Inhalt	Teilung	Höhe	Ø	VE=MOQ
1083058	250 ml	2,0 ml	315 mm	41 mm	12 St./Karton
1083059	500 ml	5,0 ml	361 mm	55 mm	12 St./Karton
1083060	1.000 ml	10,0 ml	439 mm	66 mm	6 St./Karton
1083061	2.000 ml	20,0 ml	531 mm	84 mm	6 St./Karton



Messkolben, PP, Klasse B

Hochtransparenter Messkolben mit Schraubkappe, PP, mit individuell justierter Ringmarke.

Art.-Nr.	Inhalt	Toleranz	Höhe	Gewinde	VE=MOQ
1083070	10 ml	± 0,08 ml	90 mm	GL 18	2 St./Karton
1083071	50 ml	± 0,12 ml	150 mm	GL 18	2 St./Karton
1083072	100 ml	± 0,20 ml	180 mm	GL 18	2 St./Karton
1083073	250 ml	± 0,30 ml	235 mm	GL 25	2 St./Karton
1083074	500 ml	± 0,50 ml	270 mm	GL 25	2 St./Karton
1083075	1.000 ml	± 0,80 ml	310 mm	GL 32	1 St./Karton



Erlenmeyerkolben, PP, lebensmittelgeeignet

Mit NS-Normschliff, für allgemeine Laboranwendung, versehen mit normiertem Hals, autoklavierbar.

Art.-Nr.	Inhalt	graduiert	NS-Schliff	VE=MOQ
1083254	50 ml	10 ml	14/23	20 St./Box
1083255	125 ml	25 ml	14/23	20 St./Box
1083256	250 ml	25 ml	19/26	15 St./Box
1083257	500 ml	50 ml	24/29	8 St./Box
1083258	1.000 ml	50 ml	29/32	8 St./Box
1083259	2.000 ml	100 ml	34/35	4 St./Box





Messzylinder, PMP (TPX®), Klasse B

Hohe Form, transparent, autoklavierbar, für Flüssigkeiten mit Temperaturen bis 170 °C verwendbar. VE = Mindestabnahme

Art.-Nr.	Volumen	Toleranz	Höhe	graduiert	MOQ
1083062	10 ml	± 0,2 ml	139 mm	2 ml	10 St./Karton
1083063	25 ml	± 0,5 ml	195 mm	5 ml	30 St./Karton
1083064	50 ml	±1,00 ml	199 mm	10 ml	30 St./Karton
1083065	100 ml	±1,00 ml	249 mm	10 ml	30 St./Karton
1083066	250 ml	±2,00 ml	315 mm	20 ml	12 St./Karton
1083067	500 ml	±5,00 ml	361 mm	50 ml	12 St./Karton
1083068	1.000 ml	±10,0 ml	438 mm	100 ml	6 St./Karton
1083069	2.000 ml	±20,0 ml	531 mm	200 ml	2 St./Karton



Messkolben, UV-protect, PMP, Klasse A

Mit NS-Stopfen PP, UV-absorbierend, hochtransparent, mit aufgedruckter Lotnummer und Chargenzertifikat, autoklavierbar bis 121 °C, Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. VE = Mindestabnahme

Art.-Nr.	Inhalt	Toleranz	Höhe	NS-Stopfen	MOQ
1083080	10 ml	± 0,04 ml	90 mm	10/19	2 St./Karton
1083081	25 ml	± 0,04 ml	115 mm	10/19	2 St./Karton
1083082	50 ml	± 0,06 ml	150 mm	12/21	2 St./Karton
1083083	100 ml	± 0,10 ml	180 mm	14/23	2 St./Karton
1083084	250 ml	± 0,15 ml	235 mm	19/26	2 St./Karton
1083085	500 ml	± 0,25 ml	270 mm	19/26	2 St./Karton
1083086	1.000 ml	± 0,40 ml	310 mm	24/29	1 St./Karton



Messbecher, PP, lebensmittelgeeignet

Transparent, erhabene blaue Skala.

Art.-Nr.	Inhalt	Teilung	Höhe	Ø	MOQ
1083100	50 ml	2 ml	70 mm	40 mm	24 St./Karton
1083101	100 ml	2 ml	80 mm	50 mm	24 St./Karton
1083102	250 ml	5 ml	120 mm	74 mm	12 St./Karton
1083103	500 ml	10 ml	140 mm	92 mm	12 St./Karton
1083104	1.000 ml	10 ml	181 mm	117 mm	6 St./Karton
1083105	2.000 ml	20 ml	213 mm	152 mm	6 St./Karton
1083106	3.000 ml	50 ml	242 mm	172 mm	6 St./Karton
1083107	5.000 ml	50 ml	270 mm	204 mm	6 St./Karton

Messbecher, farbig, lebensmittelgeeignet

500 ml, PP, transparent, in vier verschiedenen Farben erhältlich, mit aufgedruckter Skala und stabilem Griff, stapelbar.

Art.-Nr.	Farbe	Teilung	Höhe	Ø	MOQ
1083110	blau	10 ml	140 mm	100 mm	12 St./Karton
1083111	gelb	10 ml	140 mm	100 mm	12 St./Karton
1083112	rot	10 ml	140 mm	100 mm	12 St./Karton
1083113	grün	10 ml	140 mm	100 mm	12 St./Karton
Set bestehend aus je 1 St., 500 ml, PP, blau, gelb, rot und grün.					
1083114	Set	10 ml	140 mm	100 mm	1 Set/Karton



Messbecher mit Griff (PP)

Niedere Form, graduert, autoklavierbar, transparent, robust, mit Tropfschutz, lebensmittelgeeignet.

Art.-Nr.	Inhalt	Teilung	Höhe	Ø	MOQ
1083600	500 ml	25 ml	116 mm	90 mm	60 St./Karton
1083601	1.000 ml	50 ml	131 mm	116 mm	48 St./Karton
1083602	2.000 ml	50 ml	165 mm	145 mm	36 St./Karton
1083603	3.000 ml	100 ml	180 mm	165 mm	27 St./Karton
1083604	5.000 ml	250 ml	225 mm	190 mm	12 St./Karton



Messbecher, stapelbar, PP, lebensmittelgeeignet

Hochtransparent, mit stabilem Griff und gut lesbarer, aufgedruckter schwarzer Skala auf beiden Seiten, für Links- und Rechtshänder gleichermaßen gut ablesbar; Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Teilung	Höhe	Ø	MOQ
1083120	250 ml	5 ml	115 mm	75 mm	12 St./Karton
1083121	500 ml	10 ml	140 mm	97 mm	12 St./Karton
1083122	1.000 ml	10 ml	167 mm	125 mm	12 St./Karton
1083123	2.000 ml	20 ml	212 mm	148 mm	12 St./Karton
1083124	3.000 ml	50 ml	242 mm	170 mm	12 St./Karton



Griffinbecher, PP, lebensmittelgeeignet

Transparent, blaue Skala, nach ISO 7056.



Art.-Nr.	Inhalt	Teilung	Höhe mm	Ø mm	MOQ
1083000	10 ml	2 ml	36	30	12 St./Karton
1083001	25 ml	5 ml	50	38	12 St./Karton
1083002	50 ml	10 ml	60	47	12 St./Karton
1083003	100 ml	10 ml	70	55	12 St./Karton
1083004	150 ml	20 ml	80	66	12 St./Karton
1083005	250 ml	25 ml	95	77	6 St./Karton
1083006	400 ml	50 ml	111,5	87	6 St./Karton
1083007	500 ml	50 ml	117,5	94	6 St./Karton
1083008	600 ml	50 ml	126,5	100	6 St./Karton
1083010	1.000 ml	100 ml	147	120	6 St./Karton
1083011	2.000 ml	200 ml	187	149	6 St./Karton
1083012	3.000 ml	250 ml	212	170	4 St./Karton
1083013	5.000 ml	500 ml	247	203	4 St./Karton

Messschaufeln, PP, lebensmittelgeeignet

Weiß, auch als Wägeschaukel geeignet.



Art.-Nr.	Inhalt	Länge	VE= MOQ
1083150	2 ml	60 mm	12 St./Beutel
1083151	5 ml	82 mm	12 St./Beutel
1083152	10 ml	100 mm	12 St./Beutel
1083153	25 ml	135 mm	12 St./Beutel
1083154	50 ml	160 mm	12 St./Beutel
1083155	100 ml	200 mm	12 St./Beutel
1083156	250 ml	260 mm	6 St./Beutel
1083157	500 ml	315 mm	6 St./Beutel
1083158	1.000 ml	385 mm	6 St./Beutel

Sicherheitsspritzflaschen mit Aufdruck

Enghalsflaschen, PE-LD (bei Aceton PP), transparent, Spritzrohr aus PP, mit farbigem VENT-CAP Schraubverschluss zur einfachen visuellen Unterscheidung der Medien. Mehr Sicherheit durch die dauerhafte Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS), Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, Chemische Summenformel, CAS-Nummer Gefahrenpiktogramm, Signalwort, Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code.



Art.-Nr.	Volumen	GL	Höhe mm	Ø mm	VENT-CAP Farbe	MOQ
Aufdruck „Aceton“						
1083270	500 ml	25	180	74	rot	12 St./Karton
1083271	1.000 ml	32	215	92	rot	12 St./Karton
Aufdruck „Ethanol“						
1083272	500 ml	25	180	74	orange	12 St./Karton
1083273	1.000 ml	32	221	92	rot	12 St./Karton
Aufdruck „Isopropanol“						
1083274	500 ml	25	180	74	gelb	12 St./Karton
1083275	1.000 ml	32	221	92	rot	12 St./Karton

Spritzflaschen – Aufdruck „Destilliertes Wasser“

Enghalsflaschen, PE-LD, transparent, Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP, Aufdruck in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Art.-Nr.	Volumen	Gewinde	Höhe	Ø	MOQ
1083210	250 ml	GL 25	135 mm	65 mm	12 St./Karton
1083211	500 ml	GL 25	180 mm	74 mm	12 St./Karton
1083212	1.000 ml	GL 32	221 mm	92 mm	12 St./Karton



Spritzflaschen, PE-LD

Ohne Aufdruck, rund, transparent, Enghals, Spritzrohr und Verschluss aus PP.

Art.-Nr.	Inhalt	Gewinde	Ø	Höhe	MOQ
1083200	50 ml	GL 18	37 mm	85 mm	24 St./Karton
1083201	100 ml	GL 18	43 mm	114 mm	24 St./Karton
1083202	250 ml	GL 25	58 mm	135 mm	12 St./Karton
1083203	500 ml	GL 25	74 mm	180 mm	12 St./Karton
1083204	1.000 ml	GL 32	92 mm	221 mm	12 St./Karton



Spritzflaschen, farbig

Enghalsflaschen aus PE-LD, transparent, in vier verschiedenen Farben erhältlich, Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP, Gewinde GL 25.

Art.-Nr.	Volumen	Höhe	Ø	VE= MOQ
rot.				
1083215	250 ml	135 mm	65 mm	5 St./Karton
1083216	500 ml	180 mm	74 mm	5 St./Karton
grün.				
1083217	250 ml	135 mm	65 mm	5 St./Karton
1083218	500 ml	180 mm	74 mm	5 St./Karton
gelb.				
1083219	250 ml	135 mm	65 mm	5 St./Karton
1083220	500 ml	180 mm	74 mm	5 St./Karton
blau.				
1083221	250 ml	135 mm	65 mm	5 St./Karton
1083222	500 ml	180 mm	74 mm	5 St./Karton
Set bestehend aus je 1 St., 500 ml, blau, gelb, rot und grün.				
1083223	500 ml	180 mm	74 mm	1 Set./Karton





Spritzenflaschen, Weithals

PE, graduiert, Flasche transparent, farbiger Deckel, inkl. Steigrohr, Gewinde GL 45, lebensmittelgeeignet.

VE = 10 St./Karton

Art.-Nr.	Farbe Deckel	Teilung	Außen-Ø Boden	Hals Innen-Ø	MOQ
250 ml					
1083629	neutral	25 ml	60 mm	38 mm	10 St./Karton
1083630	blau	25 ml	60 mm	38 mm	10 St./Karton
1083631	gelb	25 ml	60 mm	38 mm	10 St./Karton
1083632	rot	25 ml	60 mm	38 mm	10 St./Karton
500 ml					
1083633	neutral	100 ml	75 mm	38 mm	10 St./Karton
1083634	blau	100 ml	75 mm	38 mm	10 St./Karton
1083635	gelb	100 ml	75 mm	38 mm	10 St./Karton
1083636	rot	100 ml	75 mm	38 mm	10 St./Karton



Spritzenflaschen, Nahtlos

PE, transparent, Sprühflasche mit nahtlos zusammen mit der Flasche gepresstem Steigrohr (wodurch ein evtl. Auslaufen der Flüssigkeiten zwischen Verschluss und Steigrohr aufgrund schlechter Dichtigkeit verhindert wird), ovale Form die das Greifen erleichtert und die Stabilität verbessert, lebensmittelgeeignet.

VE = 10 St./Pack

Art.-Nr.	Volumen	Gewinde	Höhe	MOQ
1083637	250 ml	GL 32	140 mm	10 St./Pack
1083638	500 ml	GL 32	178 mm	10 St./Pack



Steilbrustflaschen, PP, transparent

Rund, Weithals, mit Schraubkappe – PP, autoklavierbar bis 121 °C.

Art.-Nr.	Volumen	Gewinde	Höhe	Ø mm	MOQ
1083230	100 ml	GL 32	96 mm	55	20 St./Karton
1083231	250 ml	GL 45	132 mm	73	20 St./Karton
1083232	500 ml	GL 45	172 mm	87	10 St./Karton
1083233	1.000 ml	GL 63	204 mm	108	10 St./Karton
1083234	2.000 ml	GL 63	243 mm	131	6 St./Karton

Behälter, zylindrisch, HDPE

Komplett mit Dichtungsdeckel und Schraubkappe geliefert.
Aufgrund der besonders großen Halsweite eignen sie sich vor allem für Pulver und Feststoffproben, lebensmittelgeeignet.

Art.-Nr.	Inhalt	Ø	Höhe	Hals ID	MOQ
1083590	70 ml	50 mm	60 mm	36 mm	100 St./Karton
1083591	120 ml	56 mm	71 mm	36 mm	100 St./Karton
1083592	250 ml	69 mm	94 mm	50 mm	50 St./Karton
1083593	500 ml	86 mm	107 mm	70 mm	50 St./Karton
1083594	1.000 ml	111 mm	128 mm	85 mm	20 St./Karton
1083595	1.500 ml	111 mm	182 mm	87 mm	10 St./Karton
1083596	2.000 ml	111 mm	235 mm	87 mm	10 St./Karton



Weithalsflaschen, PE-HD transparent

Quadratisch mit Schraubkappe, PP.

Art.-Nr.	Inhalt	Gewinde	Höhe o. Verschr.	Maße mm	MOQ
1083240	100 ml	GL 32	78 mm	46x46	24 St./Karton
1083241	250 ml	GL 50	83 mm	80x80	24 St./Karton
1083242	500 ml	GL 65	120 mm	90x90	12 St./Karton



Weithalsflaschen, PE, zylindrisch

Graduiert, Verschluss absolut fest schließend, Hals und Gewinde erfüllen die Normen DIN 13316 und 168, lebensmittelgeeignet.

Art.-Nr.	Vol. ml	Grad. ml	Ø ml	H mm	Öffg. Ø mm	DIN	MOQ
1083570	50	10	38	88	24	GL32	100 St./Karton
1083571	100	20	48	105	24	GL32	100 St./Karton
1083572	250	25	60	140	38	GL45	50 St./Karton
1083573	500	100	75	170	38	GL45	25 St./Karton
1083574	1.000	100	95	206	55	GL63	17 St./Karton
1083575	2.000	100	120	252	55	GL63	15 St./Karton



Sprühflasche LDPE

Drucklose Sprühflasche aus LDPE mit langlebiger Handpumpe.
Anwendungsbereiche: Industrie, Labor, Produktion, Freizeit, Haushalt.
Geeignet für Pflanzenschutzmittel und Reiniger.
Medienberührte Teile PP, PE und Edelstahl, Düsendurchmesser 0,6 mm, Düse stufenlos verstellbar, Sprühmenge pro Hub: 1,2 ml ± 0,1, Temperatur der Flüssigkeit: 0–30 °C.

Art.-Nr.	Volumen	Höhe mit Verschluss	Hals-Ø innen	MOQ
1083639	250 ml	220 mm	18 mm	10 St.
1083640	500 ml	240 mm	18 mm	10 St.
1083641	1.000 ml	295 mm	17,5 mm	10 St.





Plastiktrichter, PP

Art.-Nr.	Ø	MOQ
1082003	30 mm	24 St.
1082004	40 mm	24 St.
1082005	50 mm	24 St.
1082007	75 mm	12 St.
1082010	100 mm	12 St.
1082012	120 mm	12 St.
1082015	150 mm	12 St.



Fasstrichter, PP

Transparent, schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel, praktischer Griff zum Einhängen (Größe 12.500 ml ohne Griff).

Art.-Nr.	Inhalt	Teilung	Ø	VE=MOQ
1082018	1.300 ml	200 mm	200 mm	6 St./Beutel
1082019	3.200 ml	260 mm	250 mm	6 St./Beutel
1082020	12.500 ml	440 mm	350 mm	1 St./Karton

Siebeinlage Ø 50 mm

1082021	für Trichter 1082018, 1082019	1 St./Karton
---------	-------------------------------	--------------



Abtropfstände für Glaswaren

Stoßfestes PS, 4 mm dicke Tragplatte, mit 72 Aufnahmebohrungen, rostfrei, Lieferumfang: 72 Aufsteckstäbe, für Objekte mit einer Öffnung von über 15 mm, zusätzlich 11 Aufsteckstäbe mit 6 mm Ø, eine Gebrauchsanleitung und Haken für die Wandmontage, ein Dränagesystem (Anschluss + Schlauch). Die Aufsteckstäbe können jederzeit leicht wieder entfernt werden, um Objekte mit besonderen Formen einzufügen.

Art.-Nr.	Stellplätze	Abmessungen	VE=MOQ
1083534	72	450x630x110 mm	1 St./Karton



Schalen, säurefest


Aus PVC, stapelbar. Die besondere Beschaffenheit des Bodens macht diese Schale für den Einsatz im Bereich der Fotografie möglich.

Art.-Nr.	Abmessungen	MOQ
1083520	200x150x50 mm	10 St./Karton
1083521	250x200x60 mm	10 St./Karton
1083522	320x260x70 mm	10 St./Karton
1083523	350x300x85 mm	10 St./Karton
1083524	430x330x95 mm	10 St./Karton
1083525	520x420x95 mm	5 St./Karton
1083526	675x540x100 mm	5 St./Karton
1083527	550x430x190 mm	4 St./Karton

Laborschalen / Auffangwannen

Es gibt 2 Sets mit 4 oder 6 Laborschalen mit je einer Schale pro angegebener Größe.

Art.-Nr.	Beschreibung	Volumen	MOQ
1083295	4er Laborschalen-Set	0,5 l (LxBxH 180x230x42 mm) 1,5 l (LxBxH 250x310x65 mm) 3,0 l (LxBxH 310x370x75 mm) 10,0 l (LxBxH 420x520x120 mm)	2 Sets
1083296	6er Laborschalen-Set	0,5 l (L x B x H 180x230x42 mm) 1,5 l (LxBxH 250x310x65 mm) 3,0 l (LxBxH 310x370x75 mm) 10,0 l (LxBxH 420x520x120 mm) 21,0 l (LxBxH 534x634x140 mm) 39,0 l (LxBxH 648x846x160 mm)	1 Set



Wägeschalen

Weiß, PS, biegsam, leichte Entnahme, umweltfreundlich vernichtbar.

Art.-Nr.	Größe	Volumen	MOQ
1083515	44x44 mm	8 ml	4x250 St./Karton
1083516	80x80 mm	80 ml	4x250 St./Karton
1083517	140x140 mm	250 ml	4x250 St./Karton



Abdampfschalen, PFA

Mit Schnappdeckel PE, zur kontaminationsfreien Probenvorbereitung und zum Transport von Proben, Bodenmitte mit einer konischen Vertiefung.

Art.-Nr.	Inhalt	Ø	Höhe	VE=MOQ
1083169	25 ml	50 mm	25 mm	1 St./Karton
1083170	50 ml	50 mm	54 mm	1 St./Karton



Schüsseln, PP

Weiß, rund, mit breiten, stabilem Rand und umlaufendem Standing am Boden.



Art.-Nr.	Inhalt	Ø	Höhe	VE=MOQ
1083280	0,9 L	160 mm	70 mm	5 St./Karton
1083281	1,7 L	200 mm	80 mm	5 St./Karton
1083282	2,9 L	240 mm	100 mm	5 St./Karton
1083283	4,3 L	280 mm	120 mm	5 St./Karton
1083284	6,6 L	320 mm	130 mm	3 St./Karton
1083621	9,2 L	360 mm	150 mm	3 St./Karton
1083285	13,4 L	400 mm	180 mm	3 St./Karton

Schalen, MF

Weiß, hohe Form, runde Ecken, stabil und standfest.



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE=MOQ
1083287	190 mm	150 mm	40 mm	5 St./Karton
1083288	290 mm	160 mm	35 mm	5 St./Karton
1083289	290 mm	160 mm	60 mm	5 St./Karton
1083290	340 mm	245 mm	100 mm	5 St./Karton
1083291	350 mm	250 mm	40 mm	5 St./Karton

Deckel für Schalen, PS

Glasklar, runde Ecken, mit Griff (1083292 + 1083293), ohne Griff (1083294).



Art.-Nr.	Länge	Breite	für Schale	VE=MOQ
1083292	190 mm	150 mm	1083287	5 St./Karton
1083293	290 mm	160 mm	1083288+89	5 St./Karton
1083294	340 mm	245 mm	1083290	5 St./Karton

Laborbedarf

Kryozubehör



Unsterile Kryo-Röhrchen
mit montierten Deckel-
einsätzen auf Anfrage!

Kryo-Röhrchen

Mit Außengewinde, Schraubkappe, **spart 23 % Lagervolumen** da passend für Standard 9 x 9 / 10 x 10 Boxen, Stehboden in Sternform, öffnen/schließen mit nur 1/2 Drehung, 100% dicht bei allen Temperaturen weil Röhrchen und Kappe aus gleichem Material PP sind, d. h. gleicher Ausdehnungskoeffizient, RNase/DNase frei, inkl. Schreibfeld und viele andere Vorteile. VDMax25 Validierung.

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
unsteril, ohne Bedruckung, VE= 2x 500 St. Röhrchen + 1.000 St. Deckel / Karton		
1130990	0,5 ml	1.000 St./Karton
1130991	1,0 ml	1.000 St./Karton
1130992	2,0 ml	1.000 St./Karton
unsteril, ohne Bedruckung, VE= 4x250 Röhrchen + 1.000 St. Deckel / Karton		
1130993	4,0 ml	1.000 St./Karton
1130994	5,0 ml	1.000 St./Karton
steril, graduert, VE = 100 St. / Beutel		
1130895	0,5 ml	1.000 St./Karton
1130896	1,0 ml	1.000 St./Karton
1130897	2,0 ml	1.000 St./Karton
1130898	4,0 ml	500 St./Karton
1130899	5,0 ml	500 St./Karton

Deckeleinsätze

1-farbig, VE= 500 St. / Karton, außer Art.-Nr. 1131061 500 St./Karton (je 100 St. pro Farbe), **Farbkombination frei wählbar.**



Art.-Nr.	Farbe	MOQ
1131055	rot	500 St./Karton
1131056	blau	500 St./Karton
1131057	gelb	500 St./Karton
1131058	grün	500 St./Karton
1131060	weiß	500 St./Karton
1131061	gemischte Farben	500 St./Karton

Kryo-Boxen für 100 Röhrchen

PP, für 10 x 10 Röhrchen, Abmessungen 130 x 130 mm, benutzbar bis -90 °C, mit Klick Verschluss, Deckel: optisch klar Unterteil in Naturfarbe.



Art.-Nr.	Beschreibung	Höhe	Karton	MOQ
1130974	für 0,5 ml	32 mm	36 St.	1 St.
1130975	für 1 ml	40 mm	36 St.	1 St.
1130959	für 2 ml	50 mm	36 St.	1 St.
1130976	für 4 ml	80 mm	36 St.	1 St.
1130977	für 5 ml	90 mm	36 St.	1 St.

Blau, grün, gelb und rot auf Anfrage.

Kryo-Röhrchen, steril

PP, mit Schraubkappe, garantiert DNA, RNase/DNase und Pyrogen frei. Nicht zytotoxisch und hämolytisch. Barcode, Graduierung und Schreibfeld sind aufgedruckt. Mit Stehrand oder Rundboden. Dichtlippe ist in den Schraubkappen integriert, welche mit Außen- oder Innengewinde lieferbar sind, bei -196 °C lagerbar.

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
Stehrand, Schraubkappe mit Außengewinde.		
1130960	1 ml	4.500 St./Karton
1130961	2 ml	4.000 St./Karton
1130962	3 ml	2.500 St./Karton
1130963	4 ml	2.500 St./Karton
1130964	5 ml	2.000 St./Karton
Stehrand, Schraubkappe mit Innengewinde.		
1130965	1 ml	4.500 St./Karton
1130966	2 ml	4.000 St./Karton
1130967	4 ml	2.500 St./Karton
1130968	5 ml	2.000 St./Karton



Deckeleinsätze für Kryo-Röhrchen

Für Farbkodierung. Lieferbar in folgenden Farben: blau, weiß, gelb, pink, rot, grün.

Art.-Nr.	Farbe	MOQ
1130879	rot	1.000 St./Karton
1130879B	blau	1.000 St./Karton
1130879VW	weiss	1.000 St./Karton
1130879Y	gelb	1.000 St./Karton
1130879P	pink	1.000 St./Karton
1130879G	grün	1.000 St./Karton
1130879V	violett	1.000 St./Karton



Aufnahmehilfe für Kryo-Röhrchen

Blau, für eine leichte Entfernung nach dem Einfrieren, für Schraubkappen mit Innen- und Außengewinde, geeignet für Kryo-Röhrchen Art. Nr. 1130960 bis 1130968.

VE = 100 St./Beutel, 600 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1200366	Aufnahmehilfe	600 St.



Kryoboxen, PC

Weiß, farbiges Innenraster, geeignet für Temperaturen von $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+121\text{ }^{\circ}\text{C}$, kann 20 Minuten bei $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ autoklaviert werden, mit Beschriftungsfeld.



Art.-Nr.	Innen Raster	Plätze	Abmessung	MOQ
für 1 und 2 ml Kryo Röhrchen				
1130857	blau	25	76x76 mm	48 St./Karton
1130858	rot	25	76x76 mm	48 St./Karton
1130859	grün	25	76x76 mm	48 St./Karton
1130860	gelb	25	76x76 mm	48 St./Karton
1200132	blau	81	132x132 mm	40 St./Karton
1200142	gelb	81	132x132 mm	40 St./Karton
1200143	rot	81	132x132 mm	40 St./Karton
1200144	grün	81	132x132 mm	40 St./Karton
für 3, 4 und 5 ml Kryo Röhrchen				
1200145	blau	81	132x132 mm	32 St./Karton
1200146	gelb	81	132x132 mm	32 St./Karton
1200147	rot	81	132x132 mm	32 St./Karton
1200148	grün	81	132x132 mm	32 St./Karton



Cryogenic Schutzhürze T-Cryo Light

70 x 90 cm, waterproof, Schutz vor Spritzer von kryogenen Gasen, hergestellt mit einem besonderen extra beständigen beschichteten Verbundgewebe, einstellbare Clip-Schnallen, sowohl im Nacken als auch im Hüftbereich, passend für alle Laboranwendungen mit flüssigem Stickstoff, EN388, EN511.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131062	Schutzhürze 70x90 cm	1 St.



Cryogenic Gesichtsschild CLEAR-CRYO®

Zum Schutz vor Flüssiggas-Spritzern, ergonomische Kopfbedeckung aus antiallergischem Material, austauschbares Stirn-Schaum-Schweißband, oberes Band für die Höhenverstellung der Haube, Einstellung des Kopfumfanges durch ein Gestell (53 bis 61 cm), 90° aufklappbar, durchsichtiges Polycarbonat-Visier (395 x 240 x 2 mm), PSA III cat. Komplexes Design – CE EN 166.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131063	Gesichtsschild	1 St.

Cryogenic Handschuhe Cryokit 400

Länge 38 cm, aus blauem Spezialgewebe, Innenisolierung Polyester-Vlies (240 g/m²) und Polyolefinfolie PORELLE®, 15 cm Stulpe, Nylon-Naht, passend für alle Arbeiten mit flüssigem Stickstoff und anderen kryogenen Gasen, schützt vor Kältekontakt und Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkalten Medien, EN388, EN511.



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131065	Größe 7	1 Paar
1131066	Größe 8	1 Paar
1131067	Größe 9	1 Paar
1131068	Größe 10	1 Paar
1131069	Größe 11	1 Paar

Cryogenic Handschuhe CRYO-LITE

Der wasserabweisende Lederfaser-Handschuh für leichte industrielle Anwendung. Innere Isolierung Polyester-Vlies (320 g/m²) und Polyolefin-Membran Porelle®, die Wasserdichtigkeit sicherstellt. 15 cm Spaltleder Sicherheitsstulpe mit Festziehen/Anpassung durch VELCRO®. NYLON®-Nähte. Gesamtlänge des Handschuhs ist 40 cm. Passend für alle Arbeiten mit flüssigen Stickstoff. Vermeidet Kälte-kontakt und Verbrennungen beim Austreten von Flüssiggas.



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131070	Größe 8	1 Paar
1131071	Größe 9	1 Paar
1131072	Größe 10	1 Paar
1131073	Größe 11	1 Paar

Cryogenic SCHUTZSET CRYO

Tragekoffer enthält: 1 Paar CRYOPLUS2.1 Handschuhe Größe 10, 1x Schürze T-CRYO LIGHT 70 x 90 cm, 1 Paar Schutzschuhe GHETTE CRYO, 1x Cryogenic Gesichtsschutz Clear CRYO.



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131064	Schutzset inkl. Koffer	1 St

Eisbehälter

PUR Schaumstoff, rot, inkl. Deckel und 2 Seitengriffen, Stärke 15 mm, Ø 270 mm, Höhe 200 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1083623	Eisbehälter	1 St./Karton





Kryo Kühl Container

Für 12 oder 15 Kryo Röhrchen, nummeriert für einfache Proben-identifikation, hohe reproduzierbare Gefrierate, kein Alkohol oder Flüssigkeiten erforderlich, Container ist unzerbrechlich, bewährt für den Einsatz mit Stammzellen, Primärzellen und Zelllinien. VE = 1 St./Packung


Art.-Nr.	Farbe	Größe	MOQ
1200369	lila	12 x 2 ml	1 St.
1200370	grün	12 x 2 ml	1 St.
1200371	orange	12 x 2 ml	1 St.
1200372	pink	12 x 2 ml	1 St.
1200373	lila	15 x 5 ml	1 St.



Arbeitsrack für Kryoröhrchen, PC

Für 40 Kryoröhrchen aller Größen, autoklavierbar. Lieferbar in folgenden Farben: blau, rot und grün.

Art.-Nr.	Farbe	MOQ
1130878	blau	5 St./Karton
1130878R	rot	5 St./Karton
1130878G	grün	5 St./Karton



Aufbewahrungskästen für Kryo-Röhrchen, PP

Für 81 Kryo-Röhrchen, mit Deckel, in 5 Farben verfügbar.

Art.-Nr.	Farbe	Beschreibung	MOQ
1130871		für 1- und 2-ml-Röhrchen	1 St.
1130874	natur	für 4-ml-Röhrchen	1 St.
1130874B	blau	für 4-ml-Röhrchen	1 St.
1130874G	grün	für 4-ml-Röhrchen	1 St.
1130874R	rot	für 4-ml-Röhrchen	1 St.
1130874Y	gelb	für 4-ml-Röhrchen	1 St.
1130875	natur	für 5-ml-Röhrchen	1 St.
1130875B	blau	für 5-ml-Röhrchen	1 St.
1130875G	grün	für 5-ml-Röhrchen	1 St.
1130875R	rot	für 5-ml-Röhrchen	1 St.
1130875Y	gelb	für 5-ml-Röhrchen	1 St.



Kryo Stifte

Besonders geeignet zum Beschriften von Kryo Röhrchen, Kryo Boxen, 4 Farben verfügbar blau, rot und schwarz mit extra feiner Spitze, grün mit Standard-Spitze. VE = 4 St./Packung

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1200367	Set aus grün, blau, rot, schwarz	4 St./Packung
1200368	schwarz	4 St./Packung

Kryoboxen, Karton

Kryoboxen aus Karton, weiß, ohne Raster.

Art.-Nr.	Abmessungen	MOQ
1130940	133x133x50 mm	10 St./Box
1130941	133x133x75 mm	10 St./Box
1130942	133x133x100 mm	10 St./Box
1130943	136x136x50 mm	10 St./Box
1130944	136x136x75 mm	10 St./Box
1130945	136x136x100 mm	10 St./Box




Lieferung ohne Raster!

Rastereinsätze/Stegeinsätze

Für Kryoboxen aus Karton.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Raster 10x10		
1130946	133x133 mm, Höhe 30 mm	10 St./Box
1130947	133x133 mm, Höhe 40 mm	10 St./Box
1130948	133x133 mm, Höhe 65 mm	10 St./Box
1130952	136x136 mm, Höhe 30 mm	10 St./Box
1130953	136x136 mm, Höhe 40 mm	10 St./Box
1130954	136x136 mm, Höhe 65 mm	10 St./Box
Raster 9x9		
1130949	133x133 mm, Höhe 30 mm	10 St./Box
1130950	133x133 mm, Höhe 40 mm	10 St./Box
1130951	133x133 mm, Höhe 65 mm	10 St./Box
1130955	136x136 mm, Höhe 30 mm	10 St./Box
1130956	136x136 mm, Höhe 40 mm	10 St./Box
1130957	136x136 mm, Höhe 65 mm	10 St./Box



Kryo-Etiketten Rainbow

Temperaturbeständig bis -150 °C, um die weißen Kryo-Boxen eindeutig zu markieren, sind die Rainbow Kryo-Etiketten in folgenden Farben erhältlich: rot, gelb, grün, blau und violett.
VE = 50 St./Pack pro Farbe 10 St.

Art.-Nr.	LxB	MOQ
1130958	200x40 mm	1 Pack





Reaktionsgefäße, PP

Für Eppendorf Systeme, mit Deckel, graduert.

1130901 VE = 1.000 St./Beutel, 10.000 St./Karton

1130869 VE = 500 St./ Beutel, 3.000 St. Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130901	1,5 ml	10.000 St.
1130869	5 ml	3.000 St.

Farbige Ausführungen auf Anfrage.



Reaktionsgefäße, SafeFit, PP

Aus besonders klarsichtigem PP, mit Deckel, autoklavierbar bis 121 °C, große Stabilität für höchste Sicherheit bei der Zentrifugation bis 30.000 g. Spezieller Verschluss verhindert ein ungewolltes Aufspringen des Deckels.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130906	1,5 ml	8.000 St./Karton
1200393	1,5 ml, grün	8.000 St./Karton

Farbige Ausführungen auf Anfrage.



Reaktionsgefäße, PP

Mit angehängtem Deckel. VE=1.000 St./Beutel, 10.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130902	0,5 ml	1.000 St.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130905	2,0 ml	8.000 St./Karton
1200301	2,0 ml, grün	8.000 St./Karton
1200302	2,0 ml, rot	8.000 St./Karton



PCR Reaktionsgefäße, PP

Einzelgefäß mit Deckel (Domed Cap), für PCR-Test, RNase-, DNase-, DNS- und pyrogenfrei. VE = 1.000 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130904	0,2 ml	1.000 St./Karton

Gestell für Reaktionsgefäße 1,5 ml, PP

Mit zwei Etagen, autoklavierbar, verwendbar im Trockenen, im Wasserbad oder im Gefrierschrank, mit alphanumerischem Raster, für 100 Reaktionsgefäße – mit geschlossenem oder ohne Verschluss – oder für 50 Reaktionsgefäße mit offenem Verschluss, befüllt stapelbar.




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	MOQ
1130936	109,5x263x45 mm	weiß	20 St./Karton
1130937	109,5x263x45 mm	blau	20 St./Karton
1130938	109,5x263x45 mm	gelb	20 St./Karton
1130939	109,5x263x45 mm	rot	20 St./Karton

Gestell für Reaktionsgefäße, PP

Für 20 Gefäße, angeordnet auf zwei Ebenen mit nummerierten Vertiefungen (1-10, 11-20), autoklavierbar. VE = 60 St./Karton

Art.-Nr.	Abmessungen	Höhe	MOQ
1130909	90 x 210 mm	49 mm	2 St.



Gestell für Reaktionsgefäße, 4 Stationen

PP, für 0,2 + 0,5 + 1,5 + 2 ml Reaktionsgefäße, autoklavierbar bis 121 °C. VE = 8 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1200020	hellblau	8 St.
1200374	rot	8 St.



Probenbecher, PS

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Technicon, 1,5 ml, Ø 13,8x22,60 mm.		
1130601	Technicon	10.000 St./Karton



Hitachi, 3 ml, Ø 17 x 38 mm.

1130602	Hitachi	6.000 St./Karton
---------	---------	------------------



Gemsaec 0,5 ml, Ø 13,55 x 24,50 mm.

1130603	Gemsaec	10.000 St./Karton
---------	---------	-------------------

Probengefäße Amelung, Fibrintimer, Abbot, ABA-VP, Olli, Sherwood-Elvi, Ciba Express 550 und Plus sowie Cobas Mira auf Anfrage erhältlich.

Küvetten, PS

Aus Polystyrol, in Styroporbox, Lichtweg 10 mm, 45 mm hoch. VE = 100 St./Styroporbox, 10 Styroporboxen/Karton


Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130201	Makroküvetten, 4 ml	1.000 St.
1130202	Halbmikroküvetten, 1,5 ml	1.000 St.



Küvettenständer

PE, für Küvetten 12 x 12 mm (Aussenmaß) zur Aufbewahrung in senkrechter Position für die Vorbereitungsarbeiten oder für Küvetten 12 x 10 mm in waagerechter Position für die sichere Aufbewahrung. Abmessung 170x50x15 mm. VE = 5 St./Box, 250 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1130200	12 Stellplätze	5 St./Karton





Standard-Rechteckküvetten, UV-Quarz

mit Deckel, UV-Quarzglas Spectrosil Q, spektral vermessend,
2 gegenüberliegende Seiten poliert.

VE = 1 – 4 St./Styroporbox (je nach Größe)

Art.-Nr.	Volumen	Schichtdicke/ Lichtdicke	MOQ
1130204	3,5 ml	10 mm	1 St.
1130205	14 ml	40 mm	1 St.
1130206	17,5 ml	50 mm	1 St.



Bunsenbrenner mit Luftregulierung

Flamenausgang Ø außen 16 mm, Ø innen 9 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080105	für Erdgas	1 St.
1080106	für Propangas	1 St.

Auslaufartikel, nur solange der Vorrat reicht.



Bunsenbrenner mit Hahnventil und Sparflamme

Flamenausgang Ø außen 11 mm, Ø innen 9 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080107	für Erdgas	1 St.
1080108	für Propangas	1 St.

Auslaufartikel, nur solange der Vorrat reicht.



Teclubrenner mit Nadelventil

Flamenausgang Ø außen 18 mm, Ø innen 11 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080109	für Erdgas	1 St.
1080110	für Propangas	1 St.

Auslaufartikel, nur solange der Vorrat reicht.



Gasschlauch für Gasbrenner

Ohne Ummantelung und Armierung, nach DIN 30664 Teil 1, für
alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260, Betriebsdruck 100 mbar,
DVGW-geprüft und registriert. Rollenlänge 37–45 m.

Art.-Nr.	Maße mm	MOQ
1080132	AD 14, ID 10, W 2 mm	1 Rolle



Andere Längen auf
Anfrage lieferbar

Sicherheits-Gasschlauch

Für Gasbrenner nach DIN 30665 und alle Gase nach DVGW –
Arbeitsblatt G260. Betriebsdruck bis 100 mbar. DVGW-geprüft
und registriert. Bei Schlauchtüllen nach DIN 12898 sind keine
Befestigungsschellen notwendig.

Art.-Nr.	Länge	MOQ
1080135	500 mm	1 St.
1080136	750 mm	1 St.
1080137	1.000 mm	1 St.
1080138	2.000 mm	1 St.

Spirituslampe mit Plastik-Schraubverschluss

Glas, komplett, mit Docht und Tülle, 100 ml, ohne Seitentubus.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1082602	Spirituslampe Glas	1 St.



Keramikdrahtnetz

Wärmeschutznetz.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080101B	ca. 12 x 12 cm	1 St.
1080102B	ca. 16 x 16 cm	1 St.
1080103B	ca. 20 x 20 cm	1 St.



Dreifuß

Aus Edelstahl.

Art.-Nr.	Höhe	Innenring Ø	MOQ
1080190	150 mm	80 mm	1 St.
1080191	210 mm	120 mm	1 St.
1080192	220 mm	140 mm	1 St.



Stativplatten

Aus St 37, pulverbeschichtet, für Stativstäbe mit Gewinde M10.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080180	210 x 130 mm, 1.800 g	1 St.
1080181	300 x 150 mm, 2.900 g	1 St.



Stativstäbe

Aus rostfreiem Stahl, mit Gewinde. M10, VE = 1 St.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080185	600 x 10 mm, 380 g	1 St.
1080186	750 x 12/13 mm, 790 g	1 St.
1080187	1.000 x 12/13 mm, 1060 g	1 St.



Bürettenklemme mit Muffe

Messing vernickelt, für eine Bürette.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080164	Spannweite 0–40 mm	1 St.





Universalklemme

Aus Hartaluminium, mit Korkeinlage.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080166	Spannweite 80 mm	1 St.



Stativklemme

Aus Temperguß, pulverbeschichtet, mit zwei runden Backen.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080167	Spannweite 25 mm	1 St.



Doppelmuffe

Aus Temperguß, pulverbeschichtet, nach DIN 12895, MS Lappenschrauben M8.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080171	Spannweite max. 16 mm Ø	1 St.
1080172	Spannweite max. 20 mm Ø	1 St.



Stabilisierungsring

PVC beschichteter Stahl, passt auf Erlenmeyerkolben, Flaschen, etc.

Anwendung: Das Gewicht des Rings hindert Flaschen vor dem „Wegschwimmen“ in Wasserbädern.

Art.-Nr.	Ø	Gewicht	MOQ
1080140	50 mm	207 g	1 St.
1080141	70 mm	340 g	1 St.
1080142	100 mm	470 g	1 St.




Becherzange

18/10 Stahl, mit Silikonschlauchüberzug, Länge 250 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080210	Typ 1	1 St.
1080211	Typ 2	1 St.

Andere Ausführungen auf Anfrage



Laborhebebühne, Handbetrieb

Aus Leichtmetall, Tisch- und Grundplatte s.u. (T+G), Verstellbereich s.u. (V), Betriebslast 7 kg, statische Last bis 60 kg.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
T+G: 130 x 160 mm		
1080160	V: 60–250 mm	1 St.
T+G: 200 x 200 mm		
1080161	V: 70–260 mm	1 St.

Andere Höhen auf Anfrage lieferbar

Silikonmatte

Silikonmatte für Lochblechkörbe ½, sechseckige Struktur, hitzebeständig bis 200°C, 238x248 mm, VE = 1 St./Beutel


Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	MOQ
1080204	Silikonmatte für Lochblechkörbe ½	238x248mm	1 St.



Silikonmatte

Silikonmatte für Lochblechkörbe 1/1, sechseckige Struktur, hitzebeständig bis 200°C, 480x250 mm, VE = 1 St./Beutel


Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	MOQ
1080205	Silikonmatte für Lochblechkörbe 1/1	480x250mm	1 St.



Silikonmatte

Silikonmatte für Drahtgitterkörbe 1/1, sechseckige Struktur, hitzebeständig bis 200°C, 460x229 mm, VE = 1 St./Beutel


Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	MOQ
1080206	Silikonmatte für Drahtgitterkörbe 1/1	460x229mm	1 St.



Silikonmatte

Silikonmatte für Drahtgitterkörbe ½, sechseckige Struktur, hitzebeständig bis 200°C, 215x229 mm, VE = 1 St./Beutel

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	MOQ
1080207	Silikonmatte für Drahtgitterkörbe ½	215x229mm	1 St.



Silikonmatte

Silikonmatte für System-/Transportkörbe aus Edelstahl 1/1, hitzebeständig bis 200°C, 540x280x3 mm, VE = 1 St./Beutel

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	MOQ
1080208	Silikonmatte für System-/Transportkörbe aus Edelstahl 1/1	540x280x3mm	1 St.






Refraktometer

Mit ATC (Automatic Temperature Compensation = automatische Temperatur Kompensation), hervorragend geeignet zur Messung vom Zuckergehalt, aber auch für andere Messungen einsetzbar. Meßbereich 0–32 °C, Ablesung 0,2° Brix.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1092110	Refraktometer nach Brix	1 St.



Alkoholmeter Gay Lussac & Cartier

Ohne Thermometer, 10–45 Cartier, Länge 260 mm, zur Bestimmung der Konzentration von Alkohol in einer Flüssigkeit.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1092106	0–100% Volumen	1 St.

Aräometer Baumé 15 °C

Graduiert, Pese Sirup, Teilung 1/1, ohne Thermometer, Länge 250 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1092107	0–50° Baumé	1 St.



Quetschhähne

Nach Mohr, Messing, vernickelt.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080112	50 mm	1 St.
1080113	60 mm	1 St.
1080114	70 mm	1 St.
1080115	80 mm	1 St.
1080116	90 mm	1 St.



Quetschhähne

Nach Hoffmann, Messing, vernickelt.

Art.-Nr.	Breite	Höhe	MOQ
1080120	17 mm	5 mm	1 St.
1080121	20 mm	17 mm	1 St.
1080122	25 mm	20 mm	1 St.
1080123	25 mm	27 mm	1 St.
1080124	30 mm	20 mm	1 St.
1080125	40 mm	30 mm	1 St.

Holzstäbe

Aus astfreiem Birken-/Buchenholz, stumpf bzw. einseitig spitz.

VE = 100 St./Beutel (Bündel), 5.000 St./Box, 20.000 St./Karton

Art.-Nr.	Länge x Ø	Beschreibung	MOQ
1080715	150x3 mm	stumpf	100 St.
1080720	200x3 mm	stumpf	100 St.
1080725	250x3 mm	stumpf	100 St.
1080730	300x3 mm	stumpf	100 St.
1080740	400x4 mm	stumpf	100 St.
1080750	500x4 mm	stumpf	100 St.
1080766	150x3 mm	einseitig spitz	100 St.
1080776	250x3 mm	einseitig spitz	100 St.
1080777	300x3 mm	einseitig spitz	100 St.



Glasperlen

Gewichtsangaben sind ca.-Angaben.

Art.-Nr.	Größe	MOQ
1080603	Ø ca. 3 mm	ca. 1 kg
1080604	Ø ca. 4 mm	ca. 1 kg
1080605	Ø ca. 5 mm	ca. 1 kg



Schlauchverbinder

Plastik, sterilisierfähig.

Art.-Nr.	Größe	MOQ
1082413	10x10 mm	1 St.



Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht!

Kurzzeitmesser

Kunststoffgehäuse,

Messzeit von 0 bis 60 Minuten, mit Signal.

VE = 1 St./Box, 72 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080369	Kunststoffgehäuse	1 St.





Kurzzeitmesser

Timer mit Magnet, Kunststoff, silber, Laufzeit 99:59, inkl. Batterie, 70 x 53 x 8 mm, VE = 1 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080372	Kurzzeitmesser	1 St./Box



Elektronischer Timer und Stoppuhr

Mit großem Display, Memory-Funktion, mit Befestigungsmagnet, Ständer, Klipp und Aufhänger.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080364	< 99 min, 59 sek	1 St.



Maxima-Minima-Thermometer, digital

Für innen und außen geeignet, Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefstwerte, Wetterfest, Messbereich Temperatur -20 – +50 °C, zum Hängen, Farbe: weiß, Energieversorgung: Batterie (nicht enthalten). VE = 1 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1120308	132 x 81 x 32 mm, 85 g	1 St.



Digitales Innen-Außen-Thermometer

Zur Messung der Innentemperatur und Außentemperatur (über wasser-dichten Kabelfühler, ca. 3 m), Anzeige manuell umschaltbar oder auto-matisch wechselnd, Max.-Min.-Funktion, mit Befestigungsmagnet und Ständer, Messbereich Temperatur innen -10 – +60 °C, Messbereich Temperatur-Kabelfühler -30 – +60 °C, zum Hängen oder Stellen, Farbe: schwarz, Energieversorgung: Batterie (nicht enthalten). VE = 1 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1120309	Digitales Innen-Außen-Thermometer	1 St.



Einweg-Datenlogger für Temperatur

Einweg-Temperatur-Datenlogger mit 60 Tagen Laufzeit, zur Über-wachung der Temperatur (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab $\pm 0,5^\circ\text{C}$), mit 2 Status-LEDs, Datenspeicher für 10.000 Messwerte, fest programmiertes Aufzeichnungsintervall 10 Minuten, ohne Software nutzbar (vorprogrammiert), automatische Ausgabe als PDF-Datei, USB 2.0 Schnittstelle, mit IP67 Schutzhülle. Messbereich Temperatur -30 – +60°C, Farbe: weiß, Energieversorgung: Batterie (integrierte Batterie CR 2032), 103 x 57 x 7 mm. VE = 1 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080374	Einweg-Datenlogger für Temperatur	1 St.

Elektronischer 2-fach Timer

Timer und Stoppuhr (zweifach), Memory-Funktion, LED-Warnlicht (wechselt von grün nach rot, wenn die Zeit abgelaufen ist), 3 Lautstärke-Stufen, mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse, Batterien nicht inklusive, Messbereich: Zeit bis 99 std. 59 min. 59 sek. VE = 1 St. / Box, 80 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080366	Elektronischer 2-fach Timer	1 St.



Digitale Stoppuhr

1/100 Sekunden, Zwischenzeit, Uhrzeit, Datumsanzeige mit Wochentag, Stundensignal, Alarm mit Snooze-Funktion, 23 Std 59 Min. 59 sek, Umhängeband, inkl. Batterie VE = 1 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080373	< 23 Std, 59 min, 59 sek.	1 St.



Stoppuhr

Kronenstopper mit Staub- und Wasserschutz, Stifttanker, 7 Steine, Metallgehäuse, Einteilung 1/5 sek + 1/100 min, 30 Min. Anzeigzeit.

Art.-Nr.	Größe	MOQ
1080365	Ø 55 mm	1 St.



Additionsstoppuhr

Wie Kronenstopper, jedoch mit Additionstaste.

Art.-Nr.	Größe	MOQ
1080368	Ø 55 mm	1 St.



Stoppuhr aus Kunststoff

Einfache Ausführung, Messzeit bis 45 Minuten (Anzeige 30 Minuten), 1/5-Sekunden-Einteilung.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080370	Stoppuhr	1 St.



Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht!

Thermo-Hygrometer

Mit farbigen Komfortzonen, Gehäuse mit Messingring, verchromt, zum Hängen, Ø 71 x 23 mm, 26 g, VE = 1 St. / Box, 5 St. / Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1092112	Thermo-Hygrometer	1 St.





Thermo-Hygro-Datenlogger „Log32 TH“

Zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab $\pm 0,5^\circ\text{C}$ / $\pm 3\%$ rF), Status- und Alarm-LED, Datenspeicher für 60.000 Messwerte, konfigurierbare Speichertaktrate (30 sek. bis 24 std.), ohne Software nutzbar (vorprogrammiert), automatische Ausgabe als PDF-Datei, USB Schnittstelle, mit Halter, Messbereich: T: $-40\ldots+70^\circ\text{C}$ ($-40\ldots+158^\circ\text{F}$), H: $0\ldots100\%$, 22 (30) x 21 (28) x 102 mm, 32 g, 1 x 3,6 V 1/2 AA inkl. Batterie.

VE = 1 St. / Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080367	Thermo-Hygro-Datenlogger	1 St.



Handstückzähler

Mit 4-stelliger, rückstellbarer Anzeige. Verchromtes Stahlgehäuse.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1131803	Zählbereich 0–9.999	1 St.



Glasschreiber – Wachsstifte

Zum Beschriften von glatten Flächen. Wasserfest, schwer entfernbar, lieferbare Farben: blau, gelb, rot, grün und schwarz.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080403	blau	12 St./Box
1080410	rot	12 St./Box
1080411	gelb	12 St./Box
1080412	grün	12 St./Box
1080413	schwarz	12 St./Box



Permanent-Marker für Objektträger

Wasserfest, lichtbeständig, inkl. Radierer, auch geeignet für Glas, Plastik, Metall, OHP, CD, etc., Farbe: blau.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1080404	Permanent-Marker	1 St.



Tiefkühlmarker

Schwarze, schnelltrocknende, wisch- und wasserfeste Tinte für Plastik, Glas und Metall, frostbeständig, ohne Zusatz von Toluol und Xylol.

Art.-Nr.	Strichstärke	Spitze	MOQ
1080406	ca. 1 mm	rund	1 St.



Diamantschreiber

Zum Beschriften von Glasgeräten, Lieferung im Etui.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1080401	Holzgriff	1 St.
1080402	Kugelschreibermontur	1 St.

Schutzbrille

Light, klare beschlagfreie Polycarbonatscheiben, schwarze Spezialbügel sorgen für sicheren und bequemen Sitz, rahmenlos, guter Seitenschutz, sehr komfortabel,
EN 166:2001, Schutzstufe Sichtscheiben: 2C-1,2-FT, Schutzstufe Gestell: FT, optische Güteklasse der Sichtscheibe: 1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für den Dauergebrauch

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1134100	Light	1 St.



Schutzbrille

Racer, Kategorie II EN 166 F, klare beschlagfreie Polycarbonatscheiben, weicher Druckschutz an den Bügelenden

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1134103	Racer	1 St.



Auslaufartikel, nur solange der Vorrat reicht.

Schutzbrille – indirekte Belüftung, beschlagfrei,

Visitor, Einscheibenbrille, klare große Panoramascheibe aus Polycarbonat, Scheibeneigenschaften: beschlagfrei, Kontrast steigernd, UV-Schutz, ergonomisch geformte Bügel, indirekte Belüftung durch Lamellenkonstruktion in den Bügeln, Seiten- und Augenbrauenschutz, trotzdem sehr gute Seitenwahrnehmung, kann alleine oder als Überbrille getragen werden, für Brillenträger geeignet
Schutzstufe Sichtscheibe: 2C-1,2-FT, Schutzstufe Gestell: FT, optische Güteklasse: 1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für Dauergebrauch
VE = 12 St./Beutel, 216 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1134122	Visitor	1 St.



Vollsichtbrille – indirekte Belüftung, beschlagfrei

Monza, indirekt belüftet durch ausgeklügeltem Be-/Entlüftungssystem, Panoramascheibe mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, extrem großes Sichtfeld, aus beschlagfreiem Polycarbonat, ergonomisches Design, hoher Tragekomfort Kombination zweier Komponenten hart/weich. Die weiche Komponente passt sich jedem Gesichtsverlauf individuell an, dadurch umfassender seitlicher Schutz, kann alleine oder als Überbrille getragen werden, für Brillenträger geeignet.
Schutzstufe Sichtscheibe: BT-9, Schutzstufe Gestell: 3,9-BT
optische Güteklasse: 1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für Dauergebrauch
VE = 1 St./Beutel, 12 St./Box, 60 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1134123	Monza	12 St.





Vollsichtbrille – direkte Belüftung

Vision, mit direkter Ventilation durch rundum perforierte Fassung, klare Polycarbonatscheibe, abdichtender Sitz, verstellbares Kopfband, kann alleine oder als Überbrille getragen werden, für Brillenträger geeignet

Schutzstufe Sichtscheibe: BT-9, Schutzstufe Gestell: 4,9-BT, optische Güteklasse: 1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für Dauergebrauch

VE = 1 St./Beutel, 160 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1134128	Vision, klar, direkt belüftet	160 St.



Vollsichtbrille – indirekte Belüftung, beschlagfrei

Vision, mit indirekter Ventilation durch 4 große Belüfter, beschlagfreie klare Polycarbonatscheibe, abdichtender Sitz, verstellbares Kopfband, kann alleine oder als Überbrille getragen werden, für Brillenträger geeignet, DIN EN 166, Schutzstufe Sichtscheibe: BT-9-N, Schutzstufe Gestell: 3,4,9-BT, optische Güteklasse: 1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für Dauergebrauch

VE = 1 St./Beutel, 80 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1134121	Vision, klar, indirekt belüftet, beschlagfrei	80 St.



Folien-Schutzbrille zur Selbstmontage

Äußerst leicht und bequem zu tragen, latexfrei, „Rundum-Schutz“ der Augenpartie, verzerrungsfrei, optische Güteklasse, Mundschutz und Alltags-Brille sind bequem darunter zu tragen. Folien und Befestigungsrahmen werden aus Verpackungsgründen separat geliefert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1134150	Folien-Schutzbrillen	250 St./Box
1134151	Befestigungsrahmen	100 St./Box

Der Befestigungsrahmen ist in 10 Farben erhältlich: weiß, gelb, rot, pink, grün, dunkelgrün, blau, dunkeltürkis, lila und schwarz

In einer Box befinden sich jeweils 10 Stück pro Farbe.



Folien-Schutzschild (Gesichtsschutz)

Äußerst leicht und bequem zu tragen, „Rundum-Schutz“ der Augen- und Gesichtspartie, latexfrei, verstellbar und beschlagfrei, Mundschutz und Alltags-Brille sind bequem darunter zu tragen, inkl. abnehmbarem Nasenbügel. Folien und Befestigungsrahmen werden aus Verpackungsgründen separat geliefert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1134152	Folien-Schutzschild	100 St./Box
1134153	Befestigungsrahmen	100 St./Box

Der Befestigungsrahmen ist in 10 Farben erhältlich: weiß, gelb, rot, pink, grün, dunkelgrün, blau, dunkeltürkis, lila und schwarz

In einer Box befinden sich jeweils 10 Stück pro Farbe.

Spender/Dispenser auf Anfrage erhältlich.

Filterpapier

MN 615

Mittelschnelles Filterpapier mit mittlerem Rückhaltevermögen. Deckt einen weiten Bereich von Laboranwendungen ab und wird z.B. häufig zur Klarfiltration eingesetzt. Filtrationszeit nach DIN 53137: 22s, Dicke: 0,16 mm, Flächengewicht: 70 g/m².

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Rufi (Rundfilter)		
1134300	Ø 70 mm	100 St./Box
1134301	Ø 90 mm	100 St./Box
1134302	Ø 110 mm	100 St./Box
1134303	Ø 125 mm	100 St./Box
1134304	Ø 150 mm	100 St./Box
Fafi (Faltenfilter)		
1134305	Ø 70 mm	100 St./Box
1134306	Ø 90 mm	100 St./Box
1134307	Ø 110 mm	100 St./Box
1134308	Ø 125 mm	100 St./Box
1134309	Ø 150 mm	100 St./Box



Filterpapier

MN 617

Schnell filtrierendes Filterpapier zur Filtration grober Partikel und gallertartiger Niederschläge. Filtrationszeit nach DIN 53137: 9s, Dicke: 0,2 mm, Flächengewicht: 85 g/m².

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Rufi (Rundfilter)		
1134310	Ø 70 mm	100 St./Box
1134311	Ø 90 mm	100 St./Box
1134312	Ø 110 mm	100 St./Box
1134313	Ø 125 mm	100 St./Box
1134314	Ø 150 mm	100 St./Box
Fafi (Faltenfilter)		
1134315	Ø 70 mm	100 St./Box
1134316	Ø 90 mm	100 St./Box
1134317	Ø 110 mm	100 St./Box
1134318	Ø 125 mm	100 St./Box
1134319	Ø 150 mm	100 St./Box



Filterpapier

MN 619

Langsam filtrierendes Filterpapier mit sehr hohem Rückhaltevermögen zur Filtration feiner Niederschläge. Filtrationszeit nach DIN 53137: 100s, Dicke: 0,17 mm, Flächengewicht: 75 g/m².

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Rufi (Rundfilter)		
1134320	Ø 70 mm	100 St./Box
1134321	Ø 90 mm	100 St./Box
1134322	Ø 110 mm	100 St./Box
1134323	Ø 125 mm	100 St./Box
1134324	Ø 150 mm	100 St./Box
Fafi (Faltenfilter)		
1134325	Ø 70 mm	100 St./Box
1134326	Ø 90 mm	100 St./Box
1134327	Ø 110 mm	100 St./Box
1134328	Ø 125 mm	100 St./Box
1134329	Ø 150 mm	100 St./Box



Filtrierpapier aschefrei MN 640 m

Mittelschnelles, aschefreies Filtrierpapier mit mittlerem Rückhaltevermögen. Äquivalent Weißband. Anwendungen: gravimetrische Analysen, quantitative Bestimmungen von Rückständen, Aufreinigungsprozesse. Filtrationszeit nach DIN 53137: 27 s, Dicke: 0,2 mm, Flächengewicht: 85 g/m², Aschegehalt: < 0,01%.



Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1134330	Ø 70 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134331	Ø 90 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134332	Ø 110 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134333	Ø 125 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134334	Ø 150 mm, Rundfilter	100 St./Box

Filtrierpapier aschefrei MN 640 w

Schnell filtrierendes, aschefreies Filtrierpapier zur Filtration grober Partikel und gallertartiger Niederschläge. Äquivalent Schwarzband. Filtrationszeit nach DIN 53137: s, Dicke: 0,2 mm, Flächengewicht: 85 g/m², Aschegehalt: < 0,01%.



Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1134335	Ø 70 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134336	Ø 90 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134337	Ø 110 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134338	Ø 125 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134339	Ø 150 mm, Rundfilter	100 St./Box

Filtrierpapier aschefrei MN 640 d

Langsam filtrierendes, aschefreies Filtrierpapier mit sehr hohem Rückhaltevermögen zur Filtration feiner Niederschläge. Äquivalent Blauband. Filtrationszeit nach DIN 53137: 140 s, Dicke: 0,17 mm, Flächengewicht: 85 g/m², Aschegehalt: < 0,01%.



Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1134340	Ø 70 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134341	Ø 90 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134342	Ø 110 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134343	Ø 125 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134344	Ø 150 mm, Rundfilter	100 St./Box

Filtrierpapier genarbt MN 704

Mittelschnelles, genarbt Filterpapier für technische Anwendungen, qualitativ. Filtrationszeit nach DIN 53137: 10 s, Dicke: 0,2 mm, Flächengewicht: 75 g/m².



Art.-Nr.	Beschreibung	VE=MOQ
1134345	Ø 70 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134346	Ø 90 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134347	Ø 110 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134348	Ø 125 mm, Rundfilter	100 St./Box
1134349	Ø 150 mm, Rundfilter	100 St./Box

Diagnostika

Tests



Urinteststreifen

Art.-Nr.	Beschreibung	Pack. mit	MOQ
1133000	Combur 3® – Roche	50 St.	1 Packung
1133006	Combur 9® – Roche	50 St.	1 Packung
1133007	Combur 10® – Roche	100 St.	1 Packung
1133015	Micral Test® – Roche	30 St.	1 Packung
1133021	Multistix 10 SG® – Bayer	100 St.	1 Packung
1133027	Medi-Test Combi 10 SGL – Macherey Nagel	100 St.	1 Packung
1133032	URYXXON® Stick 10	100 St.	1 Packung

NMP22 BladderChek, Urintest. (=1 Packung)

1133033	Blasentumortest	10 St./Packung
---------	-----------------	----------------

NMP22 BladderChek, Urintest.

1133034	Blasentumortest	24 St./Packung
---------	-----------------	----------------

Die o.g. Urinteststreifen werden teilweise zu Tagespreisen gehandelt, daher bitten wir um Ihre Anfragen bei größeren Abnahmemengen.

Stuhltest immoCare-C, 25

Der Test beruht auf dem immunologischen Nachweis von okkultem (verborgenem) Blut. VE = 25 Testsets / Packung

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1134001	immoCare-C, 25	1 Packung



Stuhltest FOB Test (mö-screen)

Der FOB (fäkal-okkultes Blut) Test ist ein schneller qualitativer immun-chromatografischer Test zur Ermittlung von humanem Hämoglobin in Stuhlproben. Der Test dient zur Vorsorge und Früherkennung von Darmkrebs. VE = 25 Testsets / Packung

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1134002	FOB (fäkal-okkultes Blut) Test	1 Packung

Testkarten

Weiß glänzende PVC-Karte mit 6 schwarz, matt bedruckten kreisförmigen Feldern (Durchmesser 25 mm). Kartengröße: 60 x 95 mm. VE= 5 x 50 St./Box



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1041017	PVC-Karte schwarz	250 St.

Testkarten

Weiß glänzende PVC-Karte mit 6 weiß, matt bedruckten Feldern mit rotem Ring (Durchmesser 25 mm) – Kartengröße: 60 x 95 mm. VE= 5 x 50 St./Box



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1041018	PVC-Karte weiß	250 St.

Testkarten

RPR-Karten geprägt – Kartonkarte laminiert mit einer weißen, matten Folie und 10 geprägten Kreisen (18 mm) mit rotem Ring – Kartenformat: 75 x 124 mm.

VE= 5 x 50 St./Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1041019	Kartonkarte laminiert	250 St.



Diagnostika

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
Alere (Clearview)® HCG		
1133112	Alere (Clearview)® HCG	20 St./Pack
Alere (Clearview)® EASY HCG		
1133113	Alere (Clearview)® EASY HCG	20 St./Pack
Clearview (Alere)® IM-II-Test		
1133115	Pfeiffersches Drüsenfieber	20 St./Pack
Alere® SD Influenza AG		
1133099	A/B/A (H1N1), Pandemic	25 St./Pack
Clearview Strep A Cassette 2		
1133096	Streptokokken	25 St./Pack
Abon Chlamydia Rapid Test		
1133157	Abon Chlamydia Rapid Test	20 St./Pack

Tests auf HIV, Malaria, Dengue Fieber und viele andere auf Anfrage!



möLab

Ein schneller, chromatographischer Immunoassay Test für Vollblut, Serum und Plasma.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
CRP Test (mö-quick) zur Ermittlung entzündlicher infektiöser und nicht-infektiöser Erkrankungen.		
1133170	Nachweis des C-reaktiven Proteins	20 St./Pack
Troponin I Test (mö-quick) zur Ermittlung von kardialen Troponin I (cTnI), zur frühen Identifikation und Risikobeurteilung bei Patienten.		
1133171	Kardiales Troponin I (cTnI)	10 St./Pack
D-Dimer Test (mö-quick) zur qualitativen Ermittlung der D-Dimer Konzentration oberhalb des klinischen Richtwertes (500 ng/ml).		
1133172	Nachweis der Gerinnungsaktivierung	10 St./Pack
Syphilis Test (mö-screen) zur qualitativen Erkennung von Antikörpern (IgG und IgM) auf Treponema Pallidum (TP).		
1133173	Syphilis Test	25 St./Pack
PSA Test (RightSign) zur semi-quantitativen Erkennung von Prostata spezifischem Antigen (PSA).		
1133174	PSA Test	10 St./Pack
BTM Test (mö-screen) zum differenzierten Nachweis des Blasen-tumormarkers BCM (hCFHrp) und des Hämoglobins im Urin.		
1133175	Blasentumormarker	10 St./Pack
PROM Test (mö-screen) zum qualitativen Nachweis von IGFBP-1 im Vaginalsekret.		
1133178		20 St./Pack



möLab Drogendiagnostik

Schneller und qualitativer Nachweis von Drogen, Drogenmetaboliten und Medikamenten.

VE = MOQ



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133073	Drogen Multitests ONE SECOND MULTI-DIP Test 6-fach Parameter: AMP/BZD/COC/THC/MOR/MET VE = 10 Tests Kassettenform (1 Pack)	1 Pack
1133074	Drogen Multitests ONE SECOND MULTI-DIP Test 10-fach Parameter: AMP/BAR/BZD/COC/THC/MOR/MET/MTD/MDMA/TCA VE = 10 Tests Kassettenform (1 Pack)	1 Pack
1133075	ETG Test zum qualitativen Nachweis von Ethylglucuronid im Urin VE = 10 Tests Kassettenform (1 Pack)	1 Pack
1133076	ETG Test zum qualitativen Nachweis von Ethylglucuronid im Urin VE = 10 Teststreifen (1 Pack)	1 Pack
1133077	SimpleTracer Speicheltest 7-fach Parameter: MET/COC/KET/BZO/AMP/OPI/THC VE = 10 Tests Kassettenform (1 Pack)	1 Pack

möLab
Schnelldiagnostik

schnelle, einfache und sichere qualitative Diagnostik.
 VE = MOQ

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1133078	hCG Test zum qualitativen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG VE = 20 Teststreifen (1 Pack)	1 Pack
1133079	hCG Test zum qualitativen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG VE = 10 Tests Kassettenform (1 Pack)	1 Pack
1133080	Strep A Test zum qualitativen Nachweis von Strep A-spezifischen Antigenen im Rachenabstrich VE = 25 Teststreifen (1 Pack)	1 Pack
1133081	Strep A Test zum qualitativen Nachweis von Strep A-spezifischen Antigenen im Rachenabstrich VE = 25 Tests Kassettenform (1 Pack)	1 Pack
1133082	RightSign Chlamydia Test zum qualitativen Nachweis von Chlamydia-spezifischen Antigenen VE = 25 Tests Kassettenform (1 Pack)	1 Pack
1133083	Influenza A&B Test zum qualitativen Nachweis von Influenza Typ A (einschließlich des Subtyps H1N1) und B Nukleoprotein-Antigenen aus nasopharyngealen (NP) Abstrichen VE = 20 Tests Kassettenform (1 Pack)	1 Pack
1133084	RightSign HIV Test 1.2.0 zum qualitativen Nachweis von HIV 1, HIV 2 und Subtyp O-spezifischen Antikörpern im Vollblut, Serum oder Plasma VE = 25 Tests Kassettenform (1 Pack)	1 Pack





Diagnostika

Pro line

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
FOB Pro+		
1133037	Stuhltest, Kit-Kassette, 20 St./Pack.	1 Packung
Hb-Hp Pro+		
1133038	Stuhltest, Kit-Kassette, 20 St./Pack.	1 Packung
hCG Eco		
1133040	Urinteststreifen, 25 St./Pack.	3 Packungen
hCG Pro		
1133041	Urinteststreifen (einzeln verp.), 20 St./Pack.	3 Packungen
HCG Card Pro		
1133042	Urintest, Kassette, 20 St./Pack.	3 Packungen
Urin 10 Pro		
1133043	Urinteststreifen, 10 Parameter, 100 St./Pack.	3 Packungen
Urin 3 Pro		
1133044	Urinteststreifen, 3 Parameter, 100 St./Pack.	3 Packungen
Albu Eco		
1133046	Urinteststreifen, 20 St./Pack.	3 Packungen
DOA 6 Drogen		
1133047	Urintest, für 6 Drogenarten, 1 St./Pack.	3 Packungen
DOA 10 Drogen		
1133048	Urintest, für 10 Drogenarten, 1 St./Pack.	3 Packungen
Trop I Pro (mit Puffer)		
1133049	Bluttest, Kassette, 20 St./Pack.	1 Packung
CRP Eco		
1133050	Bluttest, Teststreifen, 10 St./Pack.	1 Packung
Strep A Pro		
1133052	Abstrichtest, Kassette, 20 St./Pack.	1 Packung
Strep A Eco		
1133053	Abstrichtest, Streifen, 20 St./Pack.	1 Packung
Strep B		
1133054	Abstrichtest, Kassette, 20 St./Pack.	1 Packung
Chlamydien		
1133055	Abstrichtest, Kassette, 20 St./Pack.	1 Packung
1133056	Abstrichtest, Röhrchen, 20 St./Pack.	3 Packungen
NT-proBNP		
1133059	NT-proBNP, 1 St./Pack	1 Packung
Calprotectin		
1133060	Calprotectin, 10 St./Pack	1 Packung
Calprotectin		
1133061	Procalcitonin, 5 St./Pack	1 Packung

Teste für HIV, Malaria, Dengue Fieber und viele andere auf Anfrage!

pH-Indikatorstäbchen

Indikatorfarbstoffe sind bei diesen Stäbchen chemisch an die Cellulosefaser gebunden. Dadurch wird das Ausbluten der Farbstoffe selbst in stark alkalischen Lösungen vermieden.

ph-Wert: pH 0–14. VE = 100 Stäbchen/Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132600	Indikatorstäbchen	1 Box

ph-Wert: pH 4,5–10. Meßschritte in 0,5. VE = 100 Stäbchen/Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132601	für die Urologie	1 Box

ph-Wert: pH 3,6–6,1. Meßschritte 3,6 • 4,1 • 4,4 • 4,7 • 5,0 • 5,3 • 5,6 • 6,1. VE = 100 Stäbchen/Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132602	für die Gynäkologie	1 Box

pH-Universalindikatorpapier

Universal-Indikatorpapier, Abstufungen auf der Farbskala betragen 1,0 pH-Einheiten. Lieferumfang: Set mit Plastikdrehdose mit Farbskala und eine Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132610	pH Bereich 1–11	1 Set
1132611	pH Bereich 1–14	1 Set

pH-Indikatorstäbchen

Indikatorfarbstoffe sind bei diesen Stäbchen chemisch an die Cellulosefaser gebunden. Dadurch wird das Ausbluten der Farbstoffe selbst in stark alkalischen Lösungen vermieden.

pH-Wert 3,1–8,3 in Schritten von 0,4, VE = 100 Stäbchen / Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132603	für Speichel	100 Stäbchen/Box

pH-Indikatorstäbchen

Messbereich: pH – 2,0 • 2,5 • 3,0 • 3,5 • 4,0 • 4,5 • 5,0 • 5,5 • 6,0 • 6,5 • 7,0 • 7,5 • 8,0 • 8,5 • 9,0. Blättchen 85x6 mm.

VE = 100 Teststäbchen in der Rechteckdose mit Farbskala

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132607	pH-Indikatorstäbchen 2,0 - 9,0	1 Box





AQUADUR-Teststreifen

Die Härte des Wassers ist bedingt durch den Gehalt an Calcium und Magnesiumsalzen. Bei der Bestimmung der Wasserhärte erfasst man die Summe aller vorgenannten Salze. Sie wird angegeben in °d (1°d 0 10mg/l CaO).

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132612	Classic, schnelle und einfache Bestimmung der Wasserhärte.	100 St./Dose



Lackmuspapier, blau

pH Bereich 8–5, Farbumschlag von Blau nach Rot bei Übergang von alkalisch nach sauer. VE = 100 Stäbchen/Box (10 x 75 mm).

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132620	blau	5 Boxen



Lackmuspapier, rot

pH Bereich 5–8, Farbumschlag von Rot nach Blau bei Übergang von sauer nach alkalisch. VE = 100 Stäbchen/Box (10x75 mm).

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132621	rot	5 Boxen



Peroxtesmo MI

Peroxidase – 3% Rohmilch in UHT-Milch, Blättchen 15 x 15 mm. VE = 100 Blättchen/Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132606	Peroxtesmo MI	1 Box



QUANTOFIX Peressigsäure

Messbereich: 0 • 5 • 10 • 20 • 30 • 50 mg/L Peressigsäure, Blättchen 6 x 95 mm. VE = 100 Teststäbchen/Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132608	QUANTOFIX Peressigsäure	1 Box



QUANTOFIX Peroxid

Messbereich: 0 • 0,5 • 2 • 5 • 10 • 25 mg/L, H₂, O₂, Blättchen 6 x 95 mm. VE = 100 Teststäbchen/Box

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1132609	QUANTOFIX Peroxid	1 Box

Thermometer

Laborgeräte

Waagen



Digitales Thermometer

Für Innentemperatur und Kühlschrank, flexibler Halter zum Hängen oder Stellen, mit Befestigungsmagnet, Kühlschrank-Symbol, weiß.

Art.-Nr.	Messbereich	MOQ
1120310	-20 bis +50 °C	1 St.



Digitales Kühl-Gefrierschrank-Thermometer

Anzeige der Temperatur mit entsprechendem Tiefkühl- oder Kühlschranksymbol, Höchst- und Tiefsttemperatur, mit Ständer und Rahmen zur Befestigung auf Oberflächen oder hinter Glas (Vitrinen, Gemüsefach), gemäß EN13485.

Art.-Nr.	Messbereich	MOQ
1120402	-30 bis +50 °C	1 St.



Digitales Kontrollthermometer

Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur, Hold-Funktion, Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten, wasserdicht IP65, Genauigkeit $\pm 0,5$ °C bei -20 bis +25 °C, ansonsten ± 1 °C, inkl. Kabelfühler, gemäß EN 13485.

Art.-Nr.	Messbereich	MOQ
1120312	-40 bis +70 °C	1 St.



Kühlschrankthermometer

Plastik, zylindrisch, mit Haken.

Art.-Nr.	Messbereich	MOQ
1120401	-20 bis +40 °C	1 St.



Kühlraumthermometer

Mit Metallplatte.

Art.-Nr.	Messbereich	MOQ
1120501	-30 bis +50 °C	1 St.



Badethermometer

Badeschiffchen, Plastik, mit Weingeistfüllung.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1120101	Badethermometer	1 St.

Innen- und Außenthermometer

Zimmerthermometer.

Art.-Nr.	Messbereich	MOQ
1120301	-10 bis +50 °C	1 St.

Maxima-Minima-Thermometer, Hg-frei

Art.-Nr.	Messbereich	MOQ
1120305	-30 bis +50 °C	1 St.

Maxima-Minima-Thermometer, elektronisch

Für Innen- (-10 °C bis + 50 °C) und Außentemperaturen (-50 °C bis +60 °C), umschaltbar °C/ °F, silber-metallic, Kabel ca. 3 m, zum Hängen oder Stellen, inklusive Batterie 1,5 V AAA.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1120306	105 x 65 x 20 mm, 105 g	1 St.

Maxima-Minima-Thermometer, digital

Für innen und außen, spritzwassergeschützt, Messbereich: -20 °C bis +50 °C, in der Mitte wird die aktuelle Temperatur angezeigt, oben erscheint die Max.-Temperatur und unten die Min.-Temperatur, umschaltbar °C/ °F, schwarz, inklusive Batterie 1,5 V AAA. VE = 1 St.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1120307	150x80 mm, 100 g	1 St.

Chemische Thermometer

Milchglasskala, mit Öse, Petroleumfüllung, 1/1 Teilung.

Art.-Nr.	Messbereich	MOQ
rote Petroleumfüllung		
1120231	-30 °C bis + 50 °C	1 St.
1120232	-10 °C bis +110 °C	1 St.
1120233	-10 °C bis +150 °C	1 St.
1120229	-10 °C bis +250 °C	1 St.
grüne Petroleumfüllung		
1120238	-10 °C bis +360 °C	1 St.

Stabthermometer, Hg frei

Quecksilberfrei, mit roter Petroleumfüllung, 1/1 Teilung.

Art.-Nr.	Messbereich	MOQ
1120234	-10 °C bis + 50 °C	1 St.
1120235	-10 °C bis +110 °C	1 St.
1120236	-10 °C bis +150 °C	1 St.
1120237	-10 °C bis +200 °C	1 St.





Magnetrührer mit Heizung, analog

Keramikplatte 180 x 180 mm, Temperaturbereich bis 380 °C, Drehzahl 0–1.500 U/min, Rührmenge: 20 L, Heizleistung 600 W, 220 V.

Art.-Nr.	Abmessung	MOQ
1151001	206x307x99 mm	1 St.

Das Gerät ist ausgelegt zum Betrieb in Deutschland.
Andere Stecker/Spannung auf Anfrage erhältlich.



Magnetrührer mit Heizung, digital

Mit digitalem Controller, Timer 99 Std./59 Min, Keramikplatte 180 x 180 mm, Temp. Bereich bis 380 °C, Drehzahlbereich 80–1.500 U/min, Heizleistung 600 W, Rührmenge 20 L, Gewicht 3,3 kg, 230 V, 50/60 Hz.

Art.-Nr.	Abmessung	MOQ
1151007	206x307x99 mm	1 St.

Das Gerät ist ausgelegt zum Betrieb in Deutschland.
Andere Stecker/Spannung auf Anfrage erhältlich.

Magnet-Rührstäbe PTFE

Zylindrisch, PTFE Überzug.



Andere Größen
und Ausführungen,
auch mit Mittelring,
auf Anfrage.

Art.-Nr.	L x Ø	VE= MOQ
1151104	6x3 mm	10 St./Beutel
1151107	8x3 mm	10 St./Beutel
1151108	10x3 mm	20 St./Beutel
1151110	12x4,5 mm	20 St./Beutel
1151113	15x4,5 mm	10 St./Beutel
1151109	10x6 mm	10 St./Beutel
1151114	15x6 mm	20 St./Beutel
1151116	20x6 mm	10 St./Beutel
1151119	25x6 mm	10 St./Beutel
1151125	40x8 mm	10 St./Beutel
1151127	45x8 mm	10 St./Beutel
1151129	50x8 mm	10 St./Beutel
1151133	70x9 mm	3 St./Beutel

Eiform-Magnet-Rührstäbe

PTFE überzogener Magnetkern, universelle chemische Beständigkeit, Temperaturbeständigkeit: –200 °C bis +250 °C, ideal für Rundkolben.



Art.-Nr.	Länge	Ø	für Rundkolben ab	VE= MOQ
1151140	ca. 20 mm	10 mm	25 ml	3 St./Beutel
1151141	ca. 25 mm	12 mm	50 ml	3 St./Beutel
1151142	ca. 30 mm	15 mm	100 ml	3 St./Beutel
1151143	ca. 35 mm	15 mm	250 ml	3 St./Beutel
1151144	ca. 40 mm	20 mm	500 ml	1 St./Beutel
1151145	ca. 50 mm	20 mm	1.000 ml	1 St./Beutel
1151146	ca. 65 mm	20 mm	4.000 ml	1 St./Beutel
1151147	ca. 70 mm	20 mm	10.000 ml	1 St./Beutel

MagFuge® Zentrifuge und Magnetrührer

Beides in einem Gerät, für PCR, Mikrofilter-Zellseparation und HPLC-Protokolle, programmierbare digitale Steuerung für Geschwindigkeits-, Zeit-, Umkehr- oder Oszillationsrichtung, präzise Steuerung von Protokollen, langlebiger und wartungsfreier borstenloser Motor.

Paket beinhaltet: MagFuge®, 5 ml Rotor, 1.5/2.0 ml Rotor, Rührrotor, 12 Röhrenadapter 0.2 ml, 12 Röhrenadapter für 0.5 ml, 2 Silikonmatten für Rührdeckel, 2 Rührstäbe (PTFE), 1 Niederspannungs doppelt isoliertes Netzteil mit 4 Steckern für den weltweiten Einsatz.

Zentrifuge

Drehzahlbereich: Zentrifugenmodus: 500–12.500 U/min, RCF: 15–9.800 x g, 2 Rotoren, Kapazität: Plätze 1,5/2,0 ml Rörchen, 6 Plätze 5 ml Rörchen
Laufzeitbereiche: 30 Sek. bis 60 Minuten (5 Sek. „Schritte“)

Magnetrührer

Rührer und Oszillationsmodus: 50–2.500 U/min
Fassungsvermögen: 3 l Gesamtvolumen, Gefäßdurchmesser nicht größer als 130 mm
Laufzeitbereiche: Rührermodus: 30 Sek. bis 60 Min.“ oder kontinuierlich (5 Sek. „Schritte“)
Oszillierender Rührermodus: 1 Sek – 60 Min. „oder kontinuierlich Oszillierende
Periode: 30 Sek. bis 15 Min.“ (15 Sek. „Schritte“)
Abmessungen Rührstab: 40 x 12 mm zylindrische Form

Erhältlich in den Farben blau oder violett.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151017	MagFuge®	1 St.



Magnet-Rührstab-Entferner, PTFE

mit starkem Dauermagnet (Alnico 5), universelle chemische Beständigkeit, Temperaturbeständig von –200 °C bis +250 °C.

Art.-Nr.	L x Ø	VE=MOQ
1151008	150 x 8 mm	1 St.
1151009	250 x 8 mm	1 St.
1151010	350 x 8 mm	1 St.





Magnet-Rührstäbe-Set PTFE

Box 175 x 110 x 30 mm, PTFE Überzug, bestehend aus:

Zylinder 10x6, 15x4, 20x6, 25x6, 30x6, 40x8, 50x8, 60x9 mm,
Mittelring 15x4,5, 25x6, 40x8 mm, **Dreikant** 25x8, 40x14 mm,
Magnetrührstabentferner L = 150 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151100	Magnet-Rührstäbe-Set	1 Set



Rollenmischgerät

Taumel-Rollenmischer mit 5 synchron laufenden PVC Rollen, 430 x 180 x 95 mm, Rollenlänge 320 mm, 36 U/min. Das Gerät ist grundsätzlich mit einem 24V-Netzteil und zusätzlich mit 4 verschiedenen Adaptersteckern (= sog. Eingangssteckerset für USA, UK, AU, EU) ausgestattet. Damit ist dieser Rollenmischer weltweit verwendbar

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151003	Taumel-Rollenmischer	1 St.



Blutmischerroller

Anwendungsbereich: Mischen von Blutproben und viskosen Substanzen – Kapazität – 9 x 5 mL-Röhrchen Konstante Drehzahl – 30 min⁻¹ mit einer Genauigkeit von ±2 min⁻¹. Neigungswinkel von ±3 Grad.

Art.-Nr.	Abmessungen	Farbe	MOQ
1151098	47,5 x 20,1 x 8 cm	weiß	1 St.



Rührwerk-Set – analog

Rührmenge: 10 l, Motorleistung 83/75 W, Drehzahlbereich 200–3.000 U/min., Gewicht 4,5 kg, 220 V, 50/60 Hz. Komplet-Set bestehend aus: Propellerrührer 3 Flügel aus Edelstahl, Flügelbreite 40 mm, Länge 500 mm, Ø 8 mm, Klammer, Spannbereich bis Ø 25mm und Stativ in U-Form, 340 x 290 mm, Stab 800 x 23 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151000	Set 90 x 145 x 180 mm	1 Set

Das Gerät ist ausgelegt zum Betrieb in Deutschland.
 Andere Stecker/Spannung auf Anfrage erhältlich.



Vortex Mixer

Zum Mischen von Flüssigkeiten in Kolben und Reagenzgläsern, stufenlos einstellbar von 0–3.300 U/min.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151006	230 V, 50 / 60 Hz	1 St.

Das Gerät ist ausgelegt zum Betrieb in Deutschland.
 Andere Stecker/Spannung auf Anfrage erhältlich.

Orbital Schüttler, digital

Schüttelapparat, Typ: SHO-1D, mit Orbital Bewegung, Amplitude: 10, 15, 20 mm, Drehzahlbereich: 10–300 U/min., Aufnahme: max. 8 kg, Schüttelfläche: 230 x 230 mm, 230 V, 50/60 Hz.

Inklusive: 1x Tablar mit Gummimatte, 270 x 270 mm

1x Universal Tablar, 230 x 230 mm

1x Klammern für Erlenmeyerkolben 50–100 ml, 200–300 ml, und 500–1.000 ml zum Aufschrauben auf Tablare.



Art.-Nr.	Abmessung	MOQ
1151012	250x330x150 mm	1 St.

pH-Laborgerät

Inkl. pH-Elektrode 201T mit integriertem T-Fühler, farbige Pufferlösung pH 4 und pH 7 und Stativ, parallele Anzeige von pH/mV- und Temperaturwerten, Genauigkeit: 0,01pH, 3-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung, Stabilitätsanzeige, Schutzklasse IP 54.



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151045	pH-Laborgerät	1 St.

Colony Counter / Keimzähler Galaxy 330

Galaxy 330, EU-Stecker, 35,1 30,2 x 37cm, 5,6 kg, 4 Anzeigefelder, integrierter Speicher (bis zu 100 Werten), Bildung von Durchschnittswerten, Subtraktionsfunktion, geeignet für Petrischalen 60/90/150mm, schwarzer Kontrast, Drucksensor, akustisches Signal, CE Zertifikat.



Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151061	Keimzähler Galaxy 330	1 St.

Ultraschallgerät 1,2 L

Analog, Edelstahlgehäuse, mit Deckel, ohne Schaltuhr, Temperaturbereich: fix 65°C, Edelstahlschwingwanne 150 x 135 x H 60 mm, Leistung 140 W, ohne Drahtkorb da nicht notwendig, 230 V, 50/60 Hz.



Abb. kann vom Original abweichen!

Art.-Nr.	Volumen	MOQ
1151011	1,2 Liter	1 St.



Trockenschrank, 50 L

Ohne Sichtfenster, mit digitalem Controller, Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis +250 °C, Timer: 99 hr./59 min., mit forcierter Umluft, innen: 370 x 345 x 420 mm, außen: 518 x 647 x 724 mm, Leistung: 650 W, mit 2 Edelstahl-Drahteinschüben, 230 V, 50/60 Hz.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151040	50 Liter	1 St.



Brutschrank

Mit digitalen Fuzzy-Controller, Timer: 99 hr/59 min., Temperaturbereich: Umgebungstemp. +5 °C bis +70 °C, mit forcierter Umluft, Innen: 370 x 350 x 420 mm, Außenmasse: 541 x 618 x 701 mm, Leistung: 300 W, 230 V, 50/60 Hz.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151041	50 Liter	1 St.



Schüttelinkubator mit Fronttür, Kreisbewegungen

Geeignet für biologische Kulturen unter verschiedenen Temperaturen, inkl. herausziehbares Tablar für eine einfache Handhabung von Proben, RS232C-Schnittstelle zur Überwachung und Kontrolle, bietet Platz für Kolben bis 1.000 ml, Universalfedergestell, LCD-Display, digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle-Schalter, Überhitzungs-, Überstromschutz und Fehlerstromschutzschalter, Heizleistung 600 W, Umgebungstemperatur +5 °C bis 60 °C, Schüttelgeschwindigkeit 30–250 U/Min., Stromversorgung AC 230 V, 1N~, 50/60 Hz, VE = 1 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150994	Schüttelinkubator	1 St.



Blockthermostat H-20-Set, digitale Steuerung

Temp.Bereich: Umgebungstemperatur +5 °C – 150 °C, Timer: 99 hr./59 min., Leistung: 300 W, Nutzmasse: 90 x 120 x 60 mm, Außen: 178 x 226 x 138 mm, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz komplettes Set mit: Einzelblock BLC548 für 48x 1,5/2 ml Reaktionsgefäße, Entnahmewerkzeug, VE: 1 Stück

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150997	Blockthermostat	1 St.

Dampfsterilisator bis 132°C

Vertikal, Inhalt: 47 L, Timer 99 hr./59 min., digitaler Controller, Temp.-Bereich: Umgebungstemperatur +5°C bis + 132 °C, Nutzmasse: Ø 300 x Höhe 670 mm, komplett mit 2 Drahtkörben, Leistung: 2 kW, Stromanschluss 230 V, 50/60 Hz.

Art.-Nr.	Abmessung	MOQ
1151042	680x470x880 mm	1 St.



Wasserbad

Digital, Inhalt: 6 L, Timer: 99 hr./59 min., Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5°C– 100°C, digitaler Controller, komplett mit Edelstahl-Flachdeckel, Bad: 300 x 155 x 150 mm, Leistung: 800 W, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz.

Art.-Nr.	Abmessung	MOQ
1151043	325x180x260 mm (außen)	1 St.



Wasserdestillierapparat

„Biosstill“, Bio4, 4.2 L/h, Leistung: 3.000 W, Wasserverbrauch: 1 L/min, Quarzheizer, 230 V.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151044	Wasserdestilliergerät	1 St.



Schüttelwasserbad, 30 L, 100 °C

Geeignet für direktes Eintauchen von Proben oder Schütteln vor Ort im Bereich Biotechnologie und Labore, Hybridisierung, Zellkulturen, Zellbelebung, zunehmende Löslichkeitsraten, molekular-biologische Proben und Bakterienkulturen, Überhitzungs- und Überlastungsschutz, Sensor-Fehlermeldung, Jog-Dial-Steuerung, inkl. Edelstahl-federgestell für diverse Arten von Kolben und Röhrchen (bis 2L), und Bad, max. Anzahl Erlenmeyerkolben 10x250 ml, 8x500 ml, 3x1.000 ml, Hochleistungsmotor, mit Ablaufventil, LCD-Display, Raumtemperatur +5°C - +100°C (+/- 0,1°C), Heizleistung 1,8 kW, Schüttelgeschwindigkeit: 20–250 U/Min, Anzeige 1 U/Min, Steuerung 1 U/Min, Netzanschluss: 1 Phase AC 120 V, 60 Hz oder AC 230 V, 50/60 Hz.
VE = 1 St./Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150995	Schüttelwasserbad	1 St.





Minizentrifuge Spectrafuge®

Mit zwei Rotoren, für Reaktionsgefäße und PCR-Strips, max. 6.000 U/Min., RZB = 2.000 x g, 100–240 V. Lieferumfang: Rotor für 8 Reaktionsgefäße 1,5 ml/ 2 ml, Rotor für 4 x 0,2 ml PCR-Strips [8er], mit Adapter für kleine Reaktionsgefäße wie z.B. 0,2 ml, 0,25 ml, 0,4 ml und 0,5 ml.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151004	Minizentrifuge	1 St.

Das Gerät ist ausgelegt zum Betrieb in Deutschland.
Andere Stecker/Spannungen auf Anfrage erhältlich



High-Performance Tischzentrifuge

WiseSpin, Typ CF-10, mit digitalem Controller, Timer 99 hr./59 min., max. Drehzahl 13.500 U/min., komplett mit Standardrotor 12 x **1,5/2,0 ml**, Gewicht 2,3 kg, 90 W, 230 V, 50/60 Hz.

Art.-Nr.	Abmessung	MOQ
1151015	170x226x183 mm	1 St.



Haematokrit Zentrifuge

Zur Bestimmung der Erythrozyten im Blut und zur Trennung von Mikrobloodlösungen, max. Kapazität 24 Kapillarröhrchen, inklusive Hämatokrit Rotor mit Deckel, max. 12.000 U/min, Gewicht 10 kg, 220 V–240 V. 50 Hz/60 Hz.

Art.-Nr.	Abmessung	MOQ
1151016	680x470x880 mm	1 St.



Kleinzentrifuge

Festwinkelrotor (54°) für 6x50 ml oder 6x15 ml Zentrifugenröhrchen, Diagnoseprogramm zur Überwachung aller Funktionen, großes beleuchtetes LCD-Display, Anzeige für Umdrehung oder RCF und Zeit, einfache, intuitive Bedienung, Timer-Funktion von 0,5–99 Minuten, Timer startet nach Erreichen der gewählten Geschwindigkeit, Impulstaste zum Zentrifugieren in sehr kurzen Sequenzen, akustischer Alarm, Drehzahl: 300–4.000 rpm, Teilung: 100 rpm, Max. RCF: 1.800 g.

Art.-Nr.	Abmessung	MOQ
1151093	Kleinzentrifuge	1 St.

Klinische Zentrifuge

Rotor, 8x15 ml, Sicherheit durch Deckelverriegelung, Geschwindigkeitsüberwachung, Überhitzungsschutz und das interne Diagnose-programm zu Überwachung aller Funktionen, großes beleuchtetes LCD-Display, Anzeige für Umdrehung oder RCF und Zeit, einfache, intuitive Bedienung, Timer-Funktion von 0,5–99 Minuten, Timer startet nach Erreichen der gewählten Geschwindigkeit, Impulstaste zum Zentrifugieren in sehr kurzen Sequenzen, akustischer Alarm, Drehzahl: 300–4.500 rpm, Teilung: 100 rpm, max. RCF: 2.490 g, inkl. Adapter 12 Stück, Adapter-Matte 12 Stück.

Art.-Nr.	Abmessung	MOQ
1151094	Klinische Zentrifuge	1 St.



Rotationsmischer

Anwendung – Ideal für die Verarbeitung von Blutproben. Kapazität – 16 Röhrchen (4 ESR-Röhrchen und 12 Blutsammelröhrchen)/ maximales Fassungsvermögen von 1,5 kg. Konstante Drehzahl – 30 min⁻¹ mit einer Genauigkeit von ±2 min.

Art.-Nr.	Abmessungen	Farbe	MOQ
1151097	27,8 x 18,3 x 25,2 cm	schwarz	1 St.



Plattenrotator

Ideal für die Verarbeitung von Blutproben, das Trennen und Mischen von Flüssigkeiten sowie von Pulverproben. Kapazität – 12 x 15 mL- und 4 x 50 mL-Röhrchen oder 22 x 15 mL-Röhrchen / maximales Fassungsvermögen von 1,0 kg. Konstante Drehzahl – 30 min⁻¹ mit einer Genauigkeit von ±2 min⁻¹. Einfache Wartung und Anpassung – die Rotationsplatte kann zur Reinigung und zum Austausch leicht entfernt werden.

Art.-Nr.	Abmessungen	Farbe	MOQ
1151099	34,6 x 18,5 x 14,5 cm	weiß	1 St.



Mini Vortexmischer

Schnelles mischen von Proben in Einzelgefäßen, bis zu einem Durchmesser von 30 mm, bis zu 4.500 min⁻¹.

Art.-Nr.	Farbe	MOQ
1150999	weiß	1 St.





Vakuumsaugsystem

Mit integrierter Vakuumpumpe, geeignet für: zur Laborabfallverwertung und zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten, kann in den Bereichen Zellkultur, DNA Extraktion, Mikroplatten, Abfallentsorgung und anderen Flüssigkeitstrennungs- oder Wiedergewinnungsverfahren benutzt werden. Vakuumbereich 0–600 mbar, Ansauggeschwindigkeit Luft: 1–15 ml/S, Flüssigkeiten: 1–17 ml/S, autoklavierbare Komponenten: Schlauch, Auffangflasche, Griff. Eingangsspannung 100–240 VAC, 50/60 Hz, Flaschenvolumen 4 L, inklusive eines hydrophoben Filters 0,45 µm, Ø 6 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151096	Vakuumsaugsystem	1 St./Karton



Rocker 400 ölfreie Vakuumpumpe

Schmiermittel- und ölfreier Kolben, wartungsfrei, ProteTM Filter, thermische Sicherheitsabschaltung, CE Zertifikat, AC 230 V/50 Hz, max. Vakuum -670 mmHg, Flussrate 34 l/min., Drehzahl 1.450 rpm, 1/6 HP, Anschluss 5/16 inch (8 mm), Feuchtigkeitsfalle, Überlaufschutz, 31 x 13,5 x 20,4 cm, 5,2 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1151060	Rocker 400 ölfreie Vakuumpumpe	1 St



Heizmantel für Becher mit Steuerung und Rührer

Nickel-Chrom Heizelement, Spulenausführung: säureresistent, mit eingebautem Leistungssteller, 50–750 U/Min., Temperaturbereich 100–450 °C, Stromanschluss 230 V, inkl. 2 Rührstäbchen.

Art.-Nr.	Becher Vol. ml	Becher Ø mm	Watt	Tiefe mm	Mantel außen	MOQ
1151063	100	50–52	80	45	145x140	1 St.
1151064	250	68–70	140	70	190x165	1 St.
1151065	600	88–90	240	72	190x165	1 St.



Heizmantel für Rundkolben mit Steuerung

Nickel-Chrom Heizelement, Spulenausführung: säureresistent, mit eingebautem Leistungssteller, 50–750 U/Min., Temperaturbereich 100–450 °C, Stromanschluss 230 V.

Art.-Nr.	Kolben Vol. ml	Kolben Ø mm	Watt	Tiefe mm	Mantel außen	MOQ
1151066	100	63–66	80	40	145x140	1 St.
1151067	250	83–86	140	50	145x140	1 St.
1151068	500	102–105	240	65	190x165	1 St.

Einsteiger-Laborwaage

Mit enormen Wägeleistungen, Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 Std, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar, Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren, besonders flache Bauweise, sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße, Abmessungen Gehäuse B x T x H 170 x 240 x 39 mm, Wägeplatte Ø 150 mm, Ablesbarkeit: 0,1 g.

Art.-Nr.	Wägebereich	MOQ
1151050	max. 3 kg	1 St.



Taschenwaage

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, handtellergrößer, Transportbox und Wägegefäß serienmäßig, Wägeplatte drehbar (als Überlastschutz), Ablesbarkeit: 0,1 g.

Art.-Nr.	Wägebereich	MOQ
1151054	max. 200 g	1 St.



Personenwaage bis 250 kg

Für den professionellen Einsatz, Mindestlast: 2 kg, Ablesbarkeit (d): 100 g, BMI-Funktion, Data-Hold-Funktion, Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm), PRE-TARE-Funktion, Strom: 100–240 V, 50/60 Hz.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE= MOQ
1151092	Personenwaage	1 St.



Waage mit Eichzulassung

Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an, genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts, Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren, Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße, großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm. Abmessungen 182 x 235 x 75 mm. Ablesbarkeit: 0,01 g.

Art.-Nr.	Wägebereich	MOQ
1151053	max. 2.200 g	1 St.



Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.



Tragbare Präzisionswaage

Anwendungsbereiche: Wägung, Stückzählung, Prozentwägung und Summenspeicher, hinterleuchtetes LCD Display mit Kapazitätsanzeige, stapelbar, farbcodierte Tastatur, abnehmbarer Windschutz, rutschfeste und verstellbare Füße, Wägeplatte Ø 120 mm aus Edelstahl, interne Kalibrierung, USB I/O und RS-232 Schnittstellen, Shock Protect® schützt vor Beschädigung des Wägemechanismus, integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel Typ Kensington, tragbar, Haken für Unterflurwägung inkl., AC-Adapter inklusive.

Art.-Nr.	Wägebereich	Ablesbarkeit	MOQ
1151073	max. 120 g	0,001 g	1 St.
1151074	max. 600 g	0,01 g	1 St.



Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung

Geeicht nach Klasse III, Medizinzulassung nach 93/42/EWG, ergonomische Liegefläche, Robuster ABS-Kunststoff. Hygienisch und leicht zu reinigen, sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Erschütterungsfreies wiegen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Waagewerts ausgefiltert, ideal für unruhig liegende Babys automatische Data-Hold-Funktion: bei Waagestillstand wird die Gewichtsanzeige für 10 Sek. „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit den Waagewert in Ruhe abzulesen. Kontrolle der Gewichtszunahme: Das Gewicht des Babys kann vor dem Stillen gespeichert werden. Anschließend kann die Gewichtszunahme per Knopfdruck ermittelt werden. Ablesbarkeit: 2 g/5 g. Zweibereichswaage.

Art.-Nr.	Wägebereich	MOQ
1151052	6/15 kg	1 St.

Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

Anatomische Modelle



Standard Skelett STAN auf 5-Fuß Rollenstativ

Erstklassiger Naturguss aus unzerbrechlichem Kunststoff. Lebensgroße Version bestehend aus 200 Knochen.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150000	Skelett Stan	1 St.



Standard Skelett MAX auf 5-Fuß Rollenstativ

Erstklassiger Naturguss aus unzerbrechlichem Kunststoff. Lebensgroße Version bestehend aus 200 Knochen sowie **mit Muskeldarstellung**.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150023	mit Muskeldarstellung	1 St.



Luxus-Skelett SAM auf 5-Fuß Rollenstativ

Die einzigartige Kombination von flexibler Wirbelsäule, Muskelursprüngen und -ansätzen, nummerierten Knochen, flexiblen Gelenkbändern und einem Bandscheibenvorfall zwischen dem 3. und 4. Lendenwirbel macht bei diesem Top-Modell mehr als 600 Strukturen von medizinischem und anatomischem Interesse deutlich.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150030	mit Muskeldarstellung	1 St.



Mini-Skelett „Shorty“, auf Sockel, 3-teilig

Mittels leistungsstarker Hard- und Software konnten alle Details auf die halbe natürliche Größe skaliert (80 cm) werden, so dass die anatomischen Strukturen optimal wiedergegeben sind. 3-teilig, Die Arme und Beine sind abnehmbar. Die Hüftgelenke sind so montiert, dass die natürlichen Bewegungen demonstriert werden können.

1150046 wie 1150045, jedoch mit farbiger Darstellung der Muskelursprünge (rot) und -ansätze (blau) auf der linken Hälfte. Die Muskeln sind nummeriert.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150045	Mini-Skelett Shorty	1 St.
1150046	Mini-Skelett Shorty, Muskelbemalung	1 St.



Zweigeschlechtlicher Luxus-Torso

24-tlg., bietet Möglichkeiten für ausführliche Demonstration, zerlegbar in: 3-teiligen Kopf, 2-teiligen Magen, 4-teiliges Darmpaket, weibliche Brustdecke (2-teilig), 2 Lungenhälften, 2-teiliges Herz, Leber mit Gallenblase, vordere Nierenhälfte, 3-teiligen weiblicher Genitaleinsatz mit Embryo, 4-teiligen männlichen Genitaleinsatz.


Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150027	Luxus-Torso	1 St.



Auge

6-tlg., 5-fache Größe, beinhaltet obere Hälfte der Lederhaut (sclera) mit Hornhaut und Augenmuskelansätzen, beide Hälften der Aderhaut mit Iris und Netzhaut, Linse, Glaskörper auf Sockel.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150006	Auge	1 St.



Ohr

4-tlg., 3-fache Größe, auf Sockel, mit Darstellung von Außenohr, Mittelohr und Innenohr, Trommelfell mit Hammer und Amboss sowie Labyrinth mit Steigbügel, Schnecke, Hör- und Gleichgewichtsnerv sind abnehmbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150029	Ohr	1 St.



Herz

2-tlg., auf Stativ, mit Darstellung von Kammern, Vorhöfen, Venen und Aorta. Die vordere Herzwand ist zur Ansicht der Kammern abnehmbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150012	Herz	1 St.



Klassische flexible Wirbelsäule

Für die Patientenaufklärung. Männliches Becken, Hinterhauptschuppe, Vertebralarterien, austretende Spinalnerven, dorsolateraler Bandscheibenvorfall zwischen L3 und L4.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150024	Flexible Wirbelsäule	1 St.





Klassik Schädel

Originalabformung, aus unzerbrechlichem Kunststoff mit Darstellung von Fissuren, Foramine, Processus und Nähte, zerlegbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150025	3-teilig	1 St.



Klassik-Schädel auf Halswirbelsäule, 4-teilig

Originalabformung, handgefertigt aus hartem, unzerbrechlichem Kunststoff mit Darstellung von Rautenhirn, Rückenmark, Zervikalnerven, Vertebralarterien, Basilararterie und hintere Zerebralarterien. Auf Stativ.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150051	4-teilig	1 St.



Didaktik-Schädel auf Halswirbelsäule, 4-teilig

Originalabformung, Darstellung von Formen und Beziehungen der verschiedenen Knochenplatten des Schädels zueinander mit Hilfe von 19 didaktischen Farben. Flexibel montiert auf der Halswirbelsäule (C1, C2 und C7 sind farbig), zeigt dieses Modell auch Rautenhirn, Rückenmark, Spinalnerven der Halswirbelsäule, Vertebralarterien, Basilararterie und hintere Hirnarterien. Handgefertigt aus hartem, unzerbrechlichem Kunststoff.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150052	Didaktik-Schädel 4-teilig	1 St.



Kniegelenk, 12-teilig

Darstellung verschiedener annehmbarer Muskeln und Muskelanteile im Kniebereich. Die farbcodierten und reliefartig ausgebildeten Bereiche weisen auf die Muskelursprünge und -ansätze an Oberschenkel sowie Schien- und Wadenbein hin. Darüber hinaus sind Teile der Innen- und Außenbänder des Knies dargestellt. Alle Beimuskeln lassen sich zur Betrachtung der tieferen anatomischen Schichten mühelos abnehmen.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150053	Kniegelenk 12-teilig	1 St.



Modell des Handskeletts, 4-teilig

Dieses hochwertige 4-teilige Modell der Hand und des distalen Unterarms zeigt alle Knochen, Muskeln, Sehnen, Bänder, Nerven, Arterien und Venen.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150048	mit Bändern und Muskeln	1 St.

Modell des Handskeletts, 3-teilig

Dieses 3-teilige Modell der Hand zeigt die Anatomie der Bänder und Sehnen der Hand, des Handgelenks und des distalen Unterarms im Detail. Neben der zwischen Speiche und Elle liegenden Membrana interossea sind auch die Handknochen dargestellt. Das Retinaculum flexorum lässt sich abnehmen und mit dem auf dem Sockel befindlichen Karpaltunnel austauschen. Dieser Teil zeigt die klinisch wichtigen Strukturen des Karpaltunnels, u. a. Retinaculum flexorum, N. medianus und Sehnen.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150047	mit Bändern und Karpaltunnel	1 St.



Modell des Fußskeletts mit Bändern

Dieses detailgetreue Modell zeigt eine Vielzahl wichtiger Bänder und Sehnen, u. a. die Achillessehne und die Sehne des M. peroneus longus am Knöchel. Das Modell besteht aus den Fußknochen und dem distalen Schien- bzw. Wadenbein, einschließlich der dazwischenliegenden Membrana interossea. Alle kleinen und großen anatomisch wichtigen Bänder und Sehnen sind dargestellt.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150049	mit Bändern	1 St.



Modell des Fußskeletts mit Bändern und Muskeln

Dieses Modell des Fußes und Unterschenkels zeigt viele anatomische Details und lässt sich zur näheren Betrachtung des Bereichs in sechs abnehmbare Teile zerlegen. Das Modell zeigt nicht nur die knöchernen Strukturen, sondern auch Muskeln, Sehnen, Bänder, Nerven, Arterien und Venen.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150050	mit Bändern und Muskeln	1 St.



Pflegepuppe Basic

Basisversion mit neuen Möglichkeiten:

Haarpflege (Waschen, Kämmen, Trocknen)

Dekubituspflege und -Beurteilung (Stadien 2–4)

Wundversorgung und -Pflege (chirurgische Klammernaht,

Riss- und Schürfwunde)

Diabetisches Fußsyndrom

Vereinfachte Montage

Die Basisversion eignet sich weiterhin für:

- Übungen zur Hygiene und Mundpflege (herausnehmbare Teilprothese), Betten und Bewegen, Bandagieren und Anlegen von Wundverbände (einschließlich Stumpfverband), Spülungen (Auge, Ohr, Nase, Magen, Darm, Blase), Injektionen (intramuskulär und subkutan), Sauerstoffgabe, Pflege der Tracheotomieöffnung (Waschen und Absaugen), jetzt zusätzlich im Lieferumfang: Werkzeug zur Montage, Einsätze mit Wunddarstellung (Oberarm und Oberschenkel)

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150054	Pflegepuppe Basic	1 St.



Pflegepuppe Pro

Neue Trainingsmöglichkeiten

Haarpflege (Waschen, Kämmen, Trocknen)

Dekubituspflege und -Beurteilung (Stadien 2–4)

Wundversorgung und -Pflege (chirurgische Klammernaht, Riss- und Schürfwunde)

Diabetisches Fußsyndrom

Und natürlich auch mit den bewährten Funktionen:

- Persönliche Hygiene und Mundpflege (herausnehmbare Teilprothese), betten und bewegen, bandagieren und anlegen von Wundverbänden (einschließlich Stumpfverband), Spülungen (Auge, Ohr, Nase, Magen, Darm, Blase), Injektionen (intramuskulär und subkutan), Magenspülungen und Ernährung über Sonden, Sauerstoffgabe, Pflege der Tracheotomieöffnung (Waschen und Absaugen), Katheterisierung (männlich und weiblich) CH14, Stomapflege (Anus praeter naturalis), Verabreichung von Einläufen.



Diese am häufigsten für die Ausbildung genutzte Krankenpflegepuppe bietet eine Vielzahl von Übungsmöglichkeiten in der Grund- und Behandlungspflege. Der Nacken sowie alle Gelenke der Arme und Beine lassen sich in jede natürliche Position bewegen. Eine flexible Verbindung in der Taille ermöglicht das Beugen des Rückens.

Herausnehmbar sind Lunge, Herz, Magen, Blase und Darmstück.

Die Blase und das Darmstück sind wasserdicht und durch eine leicht lösbare Verbindung mit den auswechselbaren äußeren

Genitalorganen verbunden. Spezielle Ventile verhindern das ungewollte Auslaufen von Flüssigkeit und simulieren die natürlichen Widerstände beim Einführen von Kathetern und Darmrohren. Die Krankenpflegepuppe wird zusätzlich mit einem Amputationsstumpf zum Erlernen der notwendigen Verbandstechniken geliefert.

Lieferung mit Darmrohr, Katheter, Duodenalsonde, Talkumpuder, Vaseline und Gleitmittel.

Jetzt zusätzlich im Lieferumfang: Werkzeug zur Montage, Einsätze mit Wunddarstellung (Oberarm und Oberschenkel)

Vereinfachte Montage

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150055	Pflegepuppe Pro	1 St.

Viele andere Modelle auf Anfrage!

Basic-Life-Support-Simulator BASIC Billy+, hellhäutig

Die neue BASICBilly+ Basic-Life-Support- (BLS-) und CPR-Trainingspuppe ist jetzt mit einem Upgrade-Kit für direktes CPR-Feedback erhältlich, das es Kursteilnehmern und Ausbildern ermöglicht, mithilfe der kostenlosen, genauen und benutzerfreundlichen mobilen Apps von heartisense® effektive CPR-Übungen durchzuführen.

Die qualitativ hochwertige, preisgünstige und AHA-konforme BLS-Trainingspuppe ist eine Komplettlösung zum Üben, Überwachen, Analysieren und Auswerten der CPR-Leistung. Die Trainingspuppe stellt über einen starken und zuverlässigen Bluetooth-Anschluss eine Verbindung her – die Einrichtung einer WLAN-Verbindung ist nicht erforderlich. Die Ausbilder-App bietet eine detaillierte Leistungsbeurteilung von bis zu sechs Trainingspuppen gleichzeitig, während die Kursteilnehmer-App es den Kursteilnehmern ermöglicht, ihre CPR-Leistung direkt zu sehen und in Echtzeit zu überwachen.

Das Erste-Hilfe-Training mit BASICBilly+ zeigt anhand des direkten Feedbacks der entsprechenden Apps, wie einfach man mit der richtigen Herzdruckmassage- und Beatmungstechnik helfen und Leben retten kann. BASICBilly+ verfügt über realistische anatomische Orientierungspunkte zum Erlernen der richtigen Handposition für die Herzdruckmassage. Dank der Kopfneigungsfunktion lässt sich der Kopf leicht neigen, um die Atemwege für die Mund-zu-Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung und die Reanimation mit Beatmungsbeutel zu öffnen oder eine Obstruktion der Atemwege zu simulieren. Darüber hinaus hebt sich der Brustkorb, wenn die Lungen beatmet werden.

Eine Maskenbeatmung ist ebenfalls möglich, da BASICBilly+ 5 einfach wechselbare Einweg-Lungenbeutel und 1 zusätzliche Gesichtsmaske für die hygienische künstliche Beatmung enthält.



Robuste und kompakte Übungspuppe für effektives Training:

- Hergestellt aus einfach zu reinigendem, robustem, latexfreiem Material
- Hygienische Anwendung dank einfach wechselbarer Einweg-Atemwege
- Realistische anatomische Orientierungspunkte zum Erlernen der richtigen Handposition für die Herzdruckmassage
- Üben der Mund-zu-Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung und der Reanimation mit Beatmungsbeutel möglich
- Kopfneigungsfunktion zum Öffnen der Atemwege oder zum Simulieren einer Obstruktion der Atemwege
- Sichtbares Anheben des Brustkorbs bei der Beatmung der Lungen
- Für ein realitätsnahes Training wurde der bei der Herzdruckmassage anzuwendende Druck sorgfältig imitiert

Die CPR-Apps liefern Feedback zu:

- Kompression (Tiefe, Pausenzeit und Rate)
- Atem (Volumen)
- Hands-off-Zeit in Echtzeit
- Feedback und Bewertung entsprechen dem Standard der aktuellen Richtlinien der American Heart Association (AHA) und des European Resuscitation Council (ERC).

Die CPR-App zum Gebrauch mit BASICBilly+ ist in zwei Versionen erhältlich – als Kursteilnehmer-App und als Ausbilder-App – und kommt so den individuellen Bedürfnissen der Benutzer entgegen. Die beiden Apps stehen kostenlos im Apple- und im Google Play Store zum Herunterladen bereit.

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150056	Basic-Life-Support-Simulator BASIC Billy+	1 St.



Hautnahttrainer, helle Hautfarbe

Der P22 Hautnahttrainer von 3B Scientific bildet perfekt die anatomische Struktur der menschlichen Hautschichten, einschließlich Epidermis, Dermis und Hypodermis nach, um ein realistisches haptisches Erlebnis bei Berührung für den Auszubildenden/Studenten zu schaffen. Unter Verwendung der mitgelieferten Basis kann der Anwender das Nahtkissen mit Hautspannung versehen, um ein noch realistischeres Näherlebnis zu erhalten. Diese Hautspannung simuliert die Orientierungsrichtung der darunter liegenden Kollagenfasern. Mit einem scharfen Skalpell können die Wunden so geschnitten werden, dass sie der gewünschten Tiefe und Position auf dem Hautnahttrainer entsprechen. Naht- und Klammermaterial kann aus den Schnitten entfernt werden, so dass der Trainer für viele Übungen wiederverwendet werden kann. Das Material ist sehr robust für eine zuverlässige, hochwertige und langfristige Nutzung.

Mit dem P22 Nahtkissen können unterschiedliche Hautnahttechniken geübt werden, darunter:

- Einfache unterbrochene Naht
- Kontinuierliche Naht
- Intrakutane Naht
- Hautklammerung
- Z-Plastik-Naht
- Subdermale Naht

Lieferumfang:

- 2x 3B Scientific Nahtkissen
- 1x 3B Scientific Basis für Nahtkissen

Art.-Nr.	Beschreibung	MOQ
1150057	Hautnahttrainer	1 St.
1150058	Ersatzkissen für Hautnahttrainer (1150057)	1 St.

Stichwortverzeichnis

A

Abdampfschalen	
– PFA	211
– Porzellan	167
Abdeckfolie, Parafilm®	128
Abdeckplatten f. Blockschalen ...	141
Abdecktücher	88
Abon Chlamydia	237
Abroller für Klebebänder	111
Abstrichbestecke	54
– Aluminiumstab	46-49, 52-53
– Amies	47, 102
– Cary Blair	48, 52
– Chlamydia Swabs	48
– Coliform	49
– DNA	46
– Dry-Swabs	46
– flüssiges Medium	50-53
– Forensetten	46
– Holzstäbchen	46
– ISM swabs	49
– LMS swabs	50-53
– Oberflächen	53
– Oxford	49
– Plastikstäbchen	46-53
– Plate	49
– Saline	53
– Selentie	52
– Stuart	48, 51
– Transport swabs	47-48, 50-53
– Virus Swab	48, 52
– XLD	49
Abstrichbürsten	18-19
Abstrichstäbe Schaumstoffkopf ...	55
Abstrichstäbe Steristopfen®	121
Abtropfständer	210
Accu-Chek®	
– Guide	63
– Guide Teststreifen	63
Additionsstoppuhr	229
Adhäsionsobjektträger	133
Agglutestplatten	73
Akupunkturnadeln	35

Alere®	
– Chlamydia Rapid	237
– EASY HCG	237
– HCG	237
– IM-Test	237
– SD Influenza AG	237
– Strep A	237

Alkohol

– meter Gay Lussac & Cartier ..	226
– spender	70
– tupfer	70
– tupferspender	70

Allergielanzetten	66
Allzweck-Pinzetten	105
Allzwecktücher	43
Aluminium-Flasche	196

Alphacheck

– Blutzuckermessger.	62
– Blutzuckerteststreifen	62-63
– Pen Nadeln	62
– Sicherheitsblutlanz.	64, 66

Aluminium Wattestäbchen	60
Amies Medium	54
Amies Swabs	47, 50
Anatomische Modelle	258-261

Anex® Brush

– Rovers	20
----------------	----

Apotheker Löffel	107
Aqua Dest.	92
Aquisel® Blutsenkungssystem	74
Aquadur-Teststreifen	242

Aräometer Baumé	226
Arbeitsrack für Kryoröhrchen	218
Armbänder für Patienten	88
Ärmelschoner	87

Atemschutzmaske	88-89
Aufbewahrungsbehälter	139-140
Aufbewahrungskästen	
– für Kryoröhrchen	214, 216
– für Objektträger	139-140

Auffangbeutel	83
Auffangwannen	211
Auge, Modell	259
Augenbadebecher Glas u. Plastik .	40
Außenthermometer	244-245

Ausgießbringe f. Laborflaschen	152
Auslassshahn	24
Autoklavierbeutel	76-77
Ayre Spatel	
– aus Holz	23
– aus Plastik	23

B

Babywaage	256
Badebecher, Auge	40
Badethermometer	244
Ball, Birnenspritz	25
Bartmaske	87
Baume, Aräometer	226
BD Precisionglide™ Kanüle	68

Becher

– Augenbade-	40
– Einnehme-	39
– Griffin	206
– Mess-	204
– Mundspül	191
– Proben-	221
– Schnabel-	36
– Trink-	192
– Universal-	191
– Urinproben-	190-191

Bechergläser aus Glas	148
-----------------------------	-----

Becherspender f. Mundspülspen.	192
--------------------------------	-----

Becherzange	224
-------------------	-----

Behälter

– Aufbewahrung	139-140, 218
– Eis-	217
– Entsorgung	79
– Urin-Sammel-	26
– Zylindrisch	209

Bergungstuch	90
--------------------	----

Besucherkittel	86
----------------------	----

Beurer, Teststreifen	63
----------------------------	----

Beutel

– Auffang-	83
– Autoklavier	76-77
– Hygiene-	83
– Klarsicht-	110

– Müll-.....	78, 83-84	Bouffantkappen.....	86	Chlamydia Swabs.....	48
– Proben-.....	83	Boxen		Chem. Thermometer.....	245
– Urin-.....	26	– für Kryoröhrchen.....	216	Chromatographiesäule.....	163-164
– Vernichtungs-.....	76-77	– für Objektträger.....	139-140	Clinisafe	
– Whirl® Pak.....	83	– für Zahnsparngen.....	34	– Entsorgungsbehälter.....	79-80
– Zahnprothese.....	34	– für Zentrifugenröhrchen.....	201	– Transportwagen.....	80
BG-Star Teststreifen.....	63	Brillen, Schutz-, Freizeit-.....	231-232	CMEK Digitalkamera.....	146
Bioblu Reihe Mikroskope.....	144	Brusthütchen.....	39	Coliform ISM Swabs.....	49
Biologisches Mikroskop.....	144-146	Brustwarzenformer.....	39	Colony Counter.....	249
Birnenspritzball.....	25	Brutschrank.....	250	Combur-Test®, Urinteststreifen...	236
Blade Box Qlicksmart.....	79	b-safe Starterbox.....	188	Compact Glucose.....	63
Blasentumortest.....	236	B-Scope Mikroskope.....	144	Container f. Pipetten, Varicon....	185
Blockschalen.....	141	Btm Test.....	238	Container zum Versand.....	193-195
Blockthermostat.....	250	Büchnertrichter.....	168	Contour Next.....	63
Blutdruckmessgeräte		Bunsenbrenner.....	222	Contour Sensoren.....	63
– BOSO Medicus Clinicus I.....	30	Büretten		Controlllösung.....	62
– BOSO Medistar+.....	30	– büretten.....	161	Coplin-Färbetrog.....	141
– Hausmarke – aneroid.....	29	– digital.....	186	Crp Test.....	237, 240
Blutlanzetten		– Klarglas.....	186	Cryogenic	
– Allergie.....	66	– klemme.....	223	– Schutzset.....	217
– Economy.....	66	– Schellbach.....	186	– Schutzschürze.....	216
– Kunststoff.....	64, 66	Bürker, Zählkammer.....	138	– Gesichtsschild.....	216
– Sicherheit.....	64	Bürsten für		– Handschuhe.....	217
– TIP TOP TIP.....	66	– Abstrich.....	18-21	Crusher, Tabletten.....	36
Blut		– Büretten.....	161	Curaplast Injektionpflaster.....	35
– entnahme Röhrchen.....	68	– Erlenmeyer.....	161	CytoFixx™.....	19
– gruppen-Testplatten.....	73	– Flaschen.....	161		
– mischpipetten.....	179	– Gläser.....	161		
– mischroller.....	248	– Gynäkologie.....	18-21		
– sammelröhrchen.....	67-68	– Hände.....	44		
– senkungspipetten.....	74	– Pipetten.....	161		
– senkungsständer.....	73	– Reagenzgläser.....	161		
– senkungssystem.....	74	– Urinflaschen.....	26		
– tests.....	237,240	– Zentrifugengläser.....	161		
– zählkammern.....	138-139	– Zytologie.....	18-19		
– zuckermessgeräte Set.....	62-63				
Blutzuckerteststreifen					
– Accu-Chek.....	63				
– Alphacheck professional....	62-63				
– Beurer.....	63				
– BG-Star.....	63				
– Contour Next Sensoren.....	63				
– FreeStyle.....	63				
– One Touch®.....	63				
Bola Kulturflaschen.....	155				

C

Cary Blair Swabs.....	48	Dampfsterilisationsklebeband.....	111
Cervex-Brush®.....	20-21	Dampfsterilisator.....	251
Cervex-Brush® Combi		Datenlogger.....	228, 230
– Rovers.....	20	D-Dimer Test.....	237
Chlamydien Test.....	240	Decke, Rettungs.....	87
Chlamydia Rapid – Test.....	240	Deckel	
		– einsätze, Kryo-Röhr.....	214-215
		– für Clinisafe.....	80
		– für Einbettungskassetten.....	125
		– für Einnehmebecher.....	39
		– für Schalen.....	212
		– für Schmelztiegel.....	166
		– für Schnabelbecher.....	36
		Deckgläser	
		– Economy.....	136-137

D		
Deckgläser		
– für Haemacytometer	136	
– geschliffen	137	
– rund.....	137	
– ungeschliffen	136-137	
Deckglaspinzetten.....	105	
Demeterpipetten.....	180	
Desinfektion		
– Dosen inkl. Tücher.....	91	
– Flächen	91	
– Hände	91	
– Schnell	90	
– Tücher.....	91	
Dest, Aqua.....	92	
Destilliergerät, Wasser.....	251	
Diagnostika		
– Alere®	237	
– Blasentumortest	236	
– Bluttest	237-240	
– Blutzuckertest	62-63	
– Chlamydien.....	237-240	
– Drogentest.....	238	
– Urin	24, 236, 240	
– Streptokokken.....	237, 240	
– Stuhltest	236, 240	
– Syphilis.....	237	
Diagnostikleuchte	29	
Diagnostik Objektträger.....	134-135	
Diamantschreiber.....	135, 234	
Diamed Pipettenspitzen	172	
Didaktischer Schädel	260	
Digene® Collection Kit, Test HPV ..	19	
Digital, Büretten.....	186	
Digitale Kamera	146	
Digitale Thermometer	244-245	
Digitales Innen-Außen- Thermometer.....	228	
Dispenser		
– Flaschen.....	178	
– Flaschen leer für.....	178	
– Halter für Handschuhe	101	
– Medikamenten.....	40	
– Pipette	177	
– Tips.....	177	
DNA – Abstrichbestecke.....	46	
docuCARE® med	83	
Doppelmuffe	224	
Doppelspatel.....	107	
Dose, Watte.....	42-43	
Dosierpumpe für Ultraschallgel ...	24	
Dracula® Universalboxhalter	101	
Drahtbügel f. Färbegestelle	141	
Drahtnetz, Keramik.....	223	
Dreifuß	223	
Drigalskispatel		
– Glas	122	
– PS	122	
Drogendiagnostik	238	
Drogentest		
– DOA 6	240	
– DOA 10	240	
Drosophila Zuchtröhrchen.....	198	
Dry-Swabs	46	
Durham Reagenzgläser	158	
E		
Economy		
– Blutlanzette.....	66	
– Deckgläser	136-137	
– Einbettungskassetten ...	124-128	
– Entsorgungsbehälter	79	
– Halbmaske, filtrierende.....	88-89	
– Handschuhe.....	97-98	
– Mikroliterpipetten	175-176	
– Objektträger	130-131	
– Pipettengestell	177	
– Zählkammern o. CE.....	138-139	
EDTA-Blutsammelröhrchen.....	68	
EduBlue Mikroskope	143	
Eiform-Magnet-Rührstäbe.....	246	
Einbettungskassetten	124-128	
Eindeckmittel Eukit	132	
Einmal		
– Handschuhe.....	94-99	
– Halter f. Vakuum Röhrchen	68	
– Kanülen	68-69	
– Nierenschalen.....	41	
– Pinzetten.....	32-33	
– Rasierer	37	
– Schürzen	86	
– Skalpelle	104	
– Skalpell-Klingen	104	
– Spritzen	69	
– Thermometerhüllen.....	31	
Einnehmebecher, Deckel	39	
Einnehmebecher, Plastik.....	39	
Einsatz		
– für Kryoboxen	219	
– für Pipettenspitzen	174	
– für Färbetrog.....	142	
Einweg-Datenlogger		
für Temperatur.....	228	
Einwegkamm.....	37	
Eisbehälter	217	
Elektroden		
– für EKG.....	28	
– Langzeit	28	
Endo Cervex-Brush®.....	18	
Endo Cervex-Brush®		
– Rovers.....	18	
Endoskope		
– Reinigungsbürsten	116	
Entsorgungsbehälter	79	
– Clinisafe	79	
– Sharpsafe.....	82	
– Woodsafe	81	
End-to-End-Kapillaren	73	
Enzymtestpipetten	179	
Eppendorf		
– Pipettenspitzen für	172, 175	
– Reaktionsgefäße für	220	
Erlenmeyer		
– bürsten	161	
– Cap-Kappen.....	121	
– kolben aus Glas.....	148-149	
– kolben, Enghals.....	148-149	
– kolben mit NS-Schliff.....	149	
Erlenmeyer		
– kolben mit Schikane.....	149	
– kolben m.Schraubverschluß..	149	
– PP	203	
– kolben, Weithals	149	

Erypipetten	179	Fingerlinge	25	Geloader Spitzen	173
ESR System	74	Fingerpulsoximeter	29	Gel	
ESR Pipetten	74, 179	Fingerringsäge	109	– Ultraschall-	24
Etui für Präparierbestecke	105	Fixationsspray, CytoFixx™	19	Gemsaec, Probenbecher	221
Exsikkatoren, normal	165	Fixierpflaster Omniplast	35	Geräte	
Etiketten für Kryoboxen	219	Flächendesinfektion	91	– Blutdruckmess-	29-30
Eukitt	132	Fläschchen, Universal	194	– Blutmischroller	248
Externe Kappen	68	Flaschen		– Blutzuckermess	62-63

F

Fadenmesser	104
Färbegestell	141
Färbegestell, Drahtbügel	141
Färbekasten	141-142
Färbetrog	
– Coplin	141
– Hellendahl	141-142
– Schiefferdecker	141-142
Färbepplatten nach Börner	135
Färbepplatten PE, PS	134
Färbekassetten	141-142
Färbeküvette f. Objektträger	141-142
Faserschreiber	112
Fasstrichter	210
Fast Read® Objektträger	25
Feilchenfeldpinzette	105-106
Festvolumenpipetten	176
FFP Masken	88-89
FFP Masken, Economy	89
Fieberthermometer	30
Fieberthermometerhüllen	31
Filterspitzen	173
Filterspitzen im Rack, steril	175
Filtrationsset	163
Filtrierende Halbmasken	88-89
Filtrierpapier	

– langsam	233-234
– langsam, aschefrei	234
– mittelschnell	233-234
– mittelschnell, aschefrei	234
– mittelschnell, genarbt	234
– schnell	233-234
– schnell, aschefrei	234

G

Ganzglasspritzen	70
Gasbrenner	222
Gas	
– schlauch	222
– sterilisationsklebeband	111
Gefäß, Urinsammel-	26

Gel	
– Ultraschall-	24
Gemsaec, Probenbecher	221
Geräte	
– Blutdruckmess-	29-30
– Blutmischroller	248
– Blutzuckermess	62-63
– Brutschrank	250
– Dampfsterilisator	251
– Klein Zentrifuge	252
– Klinische Zentrifuge	253
– Labor	246-256
– Magnetrührer	246-247
– massage	44
– Minizentrifuge	252
– Orbitalschüttler	249
– Plattenrotator	253
– Rollenmisch-	248
– Rotationsmischer	253
– Rührwerk-Set	248
– Schüttel-	249
– Trockenschrank	250
– Ultraschall-	249
– Vortex Mixer	248
Gesichtsschutzschild	216
Gesichtsschutz	216, 231-232
Gestell	
– Farbe-	141-142
– für Pipetten	177
– für Reagenzgläser	158-159
– für Reaktionsgefäße	220-221
Gewebe-Einbettungskassetten	
– Economy	124-127
– Standard	124
Gilson, Pipettenspitzen	174
Gipsschere, nach Bruns	109
Gläserbürste	161
Glas	
– becher	148
– Blockschalen	141
–bürste	161
– Drigalskispatel	122
– filtrationsset	163
– kasten	141

G

Glas	
– marker	230
– perlen	227
– Reagenz	156-158
– schreiber	135, 230
– spatel	122
– spritzen	70
– stäbe	122
– trichter	164
Glühschale	168
Griffe für Skalpellklingen	104
Griffinbecher, PP	206
Gynäkologische Wattestäbchen ..	22
Gynobrush® steril	18-19
Gynobrush® unsteril	18-19

H

Haemacytometer-Deckgläser	137
Haematokritröhrchen	72-73
Haematokrit Zentrifuge	252
Haemometer	
– pipetten	180
– röhrchen	180
– set nach Sahli	73
Hahn, Auslass	24
Hahn, Quetsch	226
Händedesinfektion	91
Halbmikroküvetten	221
Halbmaske, filtrierende	88-89
Halter	
– Kolleösen	122
– für Handschuhe	101
– für Reagenzgläser	158-159
– für Reaktionsgefäße	220-221
– für Urinflaschen	26
– für Vakuum Röhrchen	68
Hammer, Reflex	108
Handprotektor	154
Handrefraktometer	25
Handschuhdispenserhalter	101

Handschuhe

– Chemikalienschutz	96-98
– für kryogene Gase	217
– Economy	97-98
– Haushalts	101
– Industrie	99
– Latex	94, 96, 98-101
– Lederfaser	217
– Nature	94
– Nitril	94
– Nitril, Basic Plus	95
– Nitril, Blau	95-97
– Nitril, High Risk	97
– Nitril, Industrie	99
– Nitril, Mikroschaum-Feinstrick ..	100
– Nitril, Natur	95-98
– Nitril, schwarz	96, 98
– Nitril, tech. Handel	96
– Nitril, white	95
– PE	99
– OP	98-99
– Schnitenschutz	100
– Untersuchungs-	94-98
– Veterinär	99
– Vitril	94
– Vinyl	94, 97
– Wasch-	44

Handskelett

Handstückzähler	230
Handwaschbürsten	44
Haushaltsschere	108
Hautmarker	32
Hautnahttrainer	264
Hb-Pipetten	180
Hb-Röhrchen	180
HCG – Test.....	237, 240
Heizmantel	254
Heizplatte für Objektträger	133
Hebebühne, Labor	224
Hellendahl-Färbetrog	141-142
Herz, Modell	259
Histokitt.....	132
HistoPlast Paraffin Wachs.....	125
Hitachi-Probenbecher.....	221
Hitzegriffschutz.....	154

Hoffmann, Quetschhähne	226
Hohlrauminstrumente	
– Reinigungsbürste	112-114
Holz	
– Ayrespatel	23
– griff, Spatel	109
– kasten f. Präparierbestecke ..	105
– mundspatel	28
– stäbe	227
Holzstäbchen mit Wattekopf ..	56-59
Holzträger WA CA	120
Holzzahnbürste	38
HPV Test, Digene® Collection Kit ..	19
Hüllen, Thermometer-	31
Hütchen, Brust	39
Hütchen, Silikon	40-41
Hygienebeutel	83
Hygrometer-Thermo	229

I

Identifikationsbänder	88
I.V. Katheter	69
IM-II-Test	237
Immersionsöl	135
immoCare-C, Stuhltest	236
Impfösen	122
Indikatorklebebänder	111
Indikatorpapier, pH	241
Indikatorstäbchen, pH	241-242
Indikatorstreifen	111
Industrie-Handschuhe	99
Infektionswäschesäcke	78
Influenza AG – Test	237
Infrarot-Fieberthermometer, digital	31
Infrarot, Thermometer	31
Infusionsset	70
Inhalator	39
Injektionspflaster	35
Inkubator	
– Schüttel	250
Inkubationskassette	74
Innen- und Außentherm.	244-245
Instrumentenschalen	105

iscope	145
ISM-Swabs	49

J

Jetpull Venenstauer	71
Josefpapier	134

K

Kältegriffschutz	154
Kälte-/Wärmekompressen	43
Kälte-Sofort-Kompressen	43
Kamm	37
Kästen	
– Aufbewahrung	139
– Glas	141
– Kryo	214, 216, 219
– Objektträger	139-142
Kammern, Blutzähl	138-139
Kamera, Digital	146
Kanüle, BD-Precisionslide	68
Kanülen, Einmal	68-69
Kanüle f. Vakuum Röhrchen	68
Kapillarröhrchen	72-73
Kappen	
– Bouffant	86
– Erlenmeyer-Cap	121
– Externe	68
– Kapsenberg	121
– Labocap	121
– Schraub-	152
– Stopfen	121
Kapsenbergkappen	121
Katheter, I.V.	69
Keimzähler	249
Keramikdrahtnetze	223
Kittel-, Besucher	86
Klarglas, Büretten	186
Klarsichtbeutel	110
Klarsichtschläuche	110-111
Klebeband	
– Dampfsteril	111
– Gassteril	111

Klebebandabroller	111
Kleinzentrifuge	252
Klemmen	
– Büretten	223
– Polyamid	32
– rostfrei, Stahl	108
– Reagenzglas-	160
– Stativ	224
– Universal-	32, 224

Klingen, Skalpell	104
Klinische Zentrifuge	253
Kniegelenk	260
Korkstopfen	160
Kolben	
– Erlenmeyer, Boro. Glas ...	148-149
– Erlenmeyer, PP	203
– Mess-	203-204
– Rund-	152, 204
– Steh-	151

Kolle-Nadelhalter	122
Kolle-Ösen	122
Kompressen	43
Kontaktschalen	123
Kontrolllösung	62
Kontrollthermometer	244
Korken, Medizin-	160
Kosmetik-Etui	37
Krankenunterlagen	89
Kristallisierschalen	165
Kryo	
– Arbeitsrack	218
– Aufbewahrungsboxen ...	218-219
– Deckeleinsätze	214-215
– Etiketten f. Boxen	219
– Karton	219
– Kühl Container	218
– Plastik	201, 214
– Rastereinsätze	219
– Stifte	218

Kühler nach Liebig	162
Kühlraumthermometer	244
Kühlschrankthermometer	244
Kunststoff	
– lanzetten	64, 66
– nierenschale	41

– pinzetten	32-33
– röhrchen	198-201
– spatel	132
Kurzzeitmesser	227-228
Küvetten	221
Küvettenständer	221

L

Labocap-Kappen	121
Laborflaschen	153-154, 202
Laborgeräte	246-256
Laborhebebühne	224
Labor-Tropfflaschen	156
Laborwaage	255
Lackmuspapier	242
Lamellenstopfen	160, 200
Lampen, Spiritus	223
Lanzetten	
– Allergie-	66
– Blut-	64, 66
– Sicherheits-	64
Latex-Handschuhe	94, 96, 98-99, 101
Leerflaschen für Dispenser	178
Lemon-Glycerine Swabs	60
Leuchte, Diagnostik	29
Leuco-Pipetten	179
Liebig Kühler	162
Life-Simulator	263
Liquidswabs	54, 50-53
Liquifix	70
Liquimed®	70
Lithium Heparin	
– Blutsammelröhrchen	67-68
LMS-Swabs	
– Amies	50
– Cary Blair	52
– Saline	53
– Selenite	52
– Stuart	51
LMS-Swab Pepton Wasser	54
LMS-Swab-Röhrchen TSB	54
Löffel, Apotheker-	107
Löffelspatel	107

L

Lösungsschalen.....	42
Luxus-Skelett	258

M

Mag Fuge	247
Macroplatte	124
Magnetrührer	246-247
Magnet-Rührstäbe	246
Magnet-Rührstab-Entferner	247
Magnet-Rührstäbe-Set	248
Makroküvetten	221
Malassez, Zählkammer	138-139
Marker	
– Diamant	135, 230
– Glas	230
– Haut	32
– Permanent	135, 230
– Röntgen.....	32
– Tiefkühl.....	230
– Wachs.....	230
Masken, Atemschutz	88-89
Masken, -FFP	88-89
Masken, - Bart	87
Massagegerät	44
Matratzenschoner.....	90
Max.-Min.-Thermometer	245
Max.-Min.-Thermometer, digital	228, 245
Mc Master, Zählkammer.....	139
Medi-Test, Urintest.....	236, 240
Medikamentendispenser	40
Medikamententablett	39
Medi-Scrub Handwaschbürste.....	44
Medizin Korken	160
Medizinbecher	39
Mehrzweckgefäße	193
Mess	
– becher, PP	204-205
– kolben, Glas.....	150
– kolben, PMP.....	204
– kolben, PP.....	203

– pipetten aus Polystyrol.....	183
– pipetten, Glas	182-183
– schaufeln PP.....	206
– zylinder, Glas.....	151
– zylinder, PMP.....	204
– zylinder, PP	203
Messpipette	181-182
MicralTest®, Urintest.....	236
Mikrodoppelspatel	107
Mikroliterpipetten	
– digital	175
– economy.....	176
– für Festvolumen	175
– Multikanal.....	175-176
Mikrolöffelspatel	107
Mikropipetten.....	72-73
Mikroschaumhandschuhe	100
Mikroskop Reinigungsset	143
Mikroskope.....	143-146
Mikroskopier-	
– näpfe.....	141-142
– pinzetten	106
– scheren	108
Mikrotestobjekträger	135
Mikrotestplatten	123
Milchpumpen Glas u. PC.....	38
Miniskelett.....	258
Minizentrifuge Spectrafuge®	252
Mischzylinder.....	151
Mixer Vortex	248
Modelle, anatomische.....	258-261
Mörser	
– Glas	165
– Porzellan	168-169
– Tabletten.....	36
Mohr, Quetschhähne	226
Müllbeutel	84
Müllsäcke	84
Muffe, Doppel	224
Multistix®, Urintest.....	236
Mund	
– hygienestäbchen	60
– schutz	88-89
– spatel.....	28
– spülbecher	191
– stücke für Pipetten	186

N

Nadelhalter	122
Nagelscheren	108
Nageotte, Zählkammer	138
Nasensekretabsauger	38
Nervenrädchen, Wartenberg	108
Neubauer, Zählkammer	138-139
Nierenschalen	41
Nierenschale aus Kunststoff	41
Nitril-Handschuhe	95-99
Nitril-Untersuchungshandschuh	
Normalschliffstopfen	160
NT-pro BNP	240

O

Oberflächen, Abstrichbesteck.....	53
Oberflächen	
– Reinigungsbürste	115
Objekträger	
– Adhäsion	133
– Aufbewahrungskästen ..	139-140
– Blutgruppen.....	135
– Diagnostik.....	135
– Economy	130-131
– Fast Read	25
– Fixationsspray (CytoFixx™)	19
– geschliffen	130-133
– geschnitten	132
– Glasschreiber.....	135, 230
– Mikrotest	135
– mit Vertiefung.....	135
– Permanentmarker	135
– Photosensitive	131
– Polysine™	133
– Präparatemappen.....	139
– Präparatetafeln	140
– Print Aid.....	131
– Spender für.....	132
– Superfrost®	133
– Superfrost® Plus	133
– Superfrost® Plus Gold	133
– Transportbehälter	140
– Trockner	133

Ohr, Modell	259	Peressigsäure, Quantofix	242	– Hb-	180
Ohrenspritzen	38	Perlen, Glas.....	227	– Leuco-.....	179
Ohrtips	31	Permanent-Marker	230, 135	– Mess-.....	181-182
Ohrtrichter	31	Peroxid, Quantofix	242	– Mikro	72-73
Omniplast® Fixierpflaster	35	Peroxtesmo MI	242	– Mikroliter-	175-176
ONE TOUCH		Personen-Schutzset	86	– Multikanal.....	175-176
– Verio	63	Personenwaage	255	– Pasteur-.....	184
– Select Plus.....	63	Petrschalen		– Polystyrol.....	183
OP		– Glas	165	– Serologische.....	183-184
– Abdecktücher	88	– Plastik	123	– Tropf-.....	40, 184
– Handschuhe.....	98-99	Pflaster		– Voll-	181
Orcellex® Brush	19	– Fixier	35	– Wasser-	179
Orbital Schüttler.....	249	– Injektion.....	35	– Westergren-	179
Otoskop.....	31	Pflegepuppe		Pipettencontainer, Varicon.....	185
Ösen		– Basic	261	Pipettenspitzen	
– Impf-.....	122	– Pro.....	262	– Einsatz	174
– nach Kolle.....	122	pH-Indikatorstäbchen.....	241-242	– diverse	172-175
Oxford-Ism-Swab	49	pH-Laborgerät	249	– mit Filter	173
Oximeter, Fingerpuls	29	pH-Universalindikatorpapier	241	Pipettenspitzen im Rack,	
Oxion Binokular/Trinokular		Photosensitive Objektträger	131	– steril.....	174
		Pinzetten		– steril, mit Filter	175
		– Allzweck	32-33, 105	Pipettenständer, PP	182
		– anatomisch	105-106	Pipettenzubehör	
		– Deckglas-	105-106	– Behälter	185
		– Einmal-	32	– Bürsten	161
		– Feilchenfeld-	105-106	– Gestell	177
		– Kunststoff	32-33	– Korb	185
		– Mikroskopier	106	– Mundstücke -	186
		– mit 1:2 Zähnen	105	– Ständer	182
		– PMP	33	– Wascher.....	185
		– POM	33	Pipettierhilfe	
		– sehr fein.....	105	– Birnenspritzball	25
		– Uhrfeder	105	– HERENZ-EASY	187
		– Uhrmacher	106	– HERENZ-ECO.....	187
		Pipette	181	– Peleusball	187
		Pipetten		Pistill, Glas	165
		– Blutmisch-.....	179		
		– Blutsenkungs-	74		
		– Demeter-.....	180		
		– Dispenser	177		
		– Enzymtest-	179		
		– Ery-	179		
		– für Festvolumen	175-176		
		– für Tropfflaschen	181		
		– Haemometer-.....	180		

P

Papierfilter	233-234
Papier	
– Becher	192
– Filter	233-234
– Indikator	241-242
– Lackmus.....	242
– Seiden.....	134
– Stäbchen.....	60
Parafilm®	128
Paraffin.....	125
Paraffin Wachs.....	125
Pasteurpipetten Glas/Plastik	184
Pathologie-Fläschchen.....	195
Patientenarmbänder	88
Patientenumhang	90
PCR Reaktionsgefäße	220
PE, Handschuhe.....	99
Peleusball.....	187
Pen Nadeln - Alphacheck soft	62
Pen Nadeln Plus.....	62
Pepton Wasser	
– LMS Swab.....	54

P

Pistill, Porzellan	169
Plastik	
– Ayrespatel.....	23
– Drigalskispatel.....	122
– mundspatel.....	28

P

Plastik	
– stäbchen m. Wattekopf	56-59
– trichter	210
Plate Count Agar-ISM-Swab	49
Platte	
– Abdeck	141
– Färbe-	134-135
– Macro-	124
– Mikrotest	123
– mit Vertiefungen	168
– Stativ-	223
– Tüpfel	134
– Wachs-	72
Plattenrotator	253
Polysine™, Objektträger	133
Präparategläser	195
Präparatemappen & -tafeln	139-140
Präparierbesteck	105
Präpariernadeln	109
Präzisionswaage	256
Precisionslide™ BD - Kanüle	68
Print Aid Objektträger	131
Probe covers, Sonosafe	22-23
Probenbecher	
– Gemaec	221
– Hitachi	221
– Technicon	221
– Urin	190-191
Probenbeutel, Whirl-Pack®	83
Probengefäße	190-195
Pro line Diagnostika	240
Prom Test	237
PSA Test	237
Pulsoximeter, Finger	29
Pulsuhr (Sanduhr)	37
Pulverspatel	107
Pumpen, Ultraschallgel	24
Pumpen, Vakuum	254
Pumpen, Milch Glas + PC	38
Pumpenspritzen	69
Puppe, Pflege-	261-262

Q

Clicksmart® BladeBox	79
Quantofix	
– Peressigsäure	242
– Peroxid	242
Quetschhähne	226
Quickpad, Alkoholtupferspender ..	70

R

Rack	
– für Kryo-Röhrchen	218
– für Pipettenspitzen	175
Rappaport, Stethoskope	29
Rasierer (Einmal-)	37
Rasiermesser	38
Rastereinsätze f. Kryoboxen	219
Reagenzglas	
– aus Durham	158
– aus Glas	156-158
– aus Kunststoff	194, 198-200
– bürsten	161
– kappen	118-121, 160
– klemmen	159-160
– mit Gewinde	156
– schüttler	249
– sicherheitsbox	196
– ständer, Kunststoff	158
Reaktionsgefäße	220
Refill Desinfektionstücher	91
Reflexhammer	
– nach Buck	108
– nach Taylor	108
– nach Troemner	108
Refraktometer	25, 226
Reinigungsbürsten für	
– für Endoskope	116
– Hohlrauminstrumente ...	112-114
– für Oberflächen	115
Reinigungsset f. Mikroskope	143
Reinigungsschaum	44

Rektalspekulum	
– nach Mathieu	24
– nach Pratt	24
ReMover	
– Rovers	21
Rettungsdecke	87
Ringmarkenkapillaren	72
Röhrchen	
– Blutentnahme-	68
– Blutsammel-	68-69
– Glas	156-158
– Hb	180
– Kapillar	72-73
– Kryo	214-215
– mit Borsäure	192
– PP	194
– PS	198, 200
– Redline Kryo Röhrchen	214
– Sediment-	198
– Stuhlproben	192-193
– Wintrobe	180
– Zentrifugen-, PP	201
– Zentrifugen-, Glas	158
– Zucht	198
Röhrchen TSB	
– LMS Swab	54
Röntgenmarker	32
Rollenmischgerät	248
Rotationsmischer	253
Rovers®	
– Abstrichbürsten	20-21
– Anex® Brush steril	20
– Cervex-Brush®	20-21
– Cervex-Brush® Combi	20
– Cervex-Brush® Combi RT (Remover Tube)	21
– Cervex-Brush® RT (Remover Tube)	21
– EndoCervex-Brush®	18
– EndoCervex-Brush® RT (Remover Tube)	21
– EndoCervex-Brush®-S	19
– EndoCervex-Brush® S RT (Remover Tube)	21
– Evalyn Bürste	19

– Medi-Scrub	44	– Gips-.....	109	SD Infulenza AG	237
– Orcellex® Brush	19	– Haushalts-.....	108	Sedimentröhrchen.....	198
– ReMover®.....	21	– Mikroskopier-.....	108	Seidenpapier.....	134
– Viba Brush	19	– Nagel-.....	108	Seirin® Akupunkturnadeln.....	35
– Viba-Brush® RT (Remover Tube)	21	– Taschen-.....	109	Selentine Swabs.....	52
Rührspatel, Kunststoff.....	122	– Textil	109	Senkungsständer	73
Rührstäbeentferner	247	– Universal-.....	108	Serologische Pipetten	183-184
Rührstäbe, Glas.....	122	Schieferdecker-Färbetrog ...	141-142	Sharpsafe® Entsorgungsbehälter ..	82
Rührstäbe, Magnet	246, 248	Schlauchverbinder.....	227	Shunt Band.....	71
Rührwerk-Set-analog	248	Schmelztiegel.....	166	Sicherheits	
Rund, Deckgläser	137	– Deckel.....	166	– blutlanzetten.....	64
Rundkolben	152	Schnabelbecher	36	– box	196
Rundkolbenständer.....	152	Schnappdeckel für Urinbecher ...	190	– gasschlauch	222
Rundschulterflaschen	155	Schnelldesinfektion	90	– laborflaschen	153-154
		Schnelldiagnostik	239	– spritzflaschen	206
		Schnittschutzhandschuhe.....	100	Silikoneinlagen f. Pipetten- container, Silicon.....	185
		Schoner, Ärmel	87	Silikonhütchen	41
		Schoner f. Matratzen CPE	90	Silikonmatte.....	225
		Schrank, Brut-.....	250	Silikonschlauch	186
		Schrank,- Trocken	250	Silikonstopfen	200
		Schraubkappen		Simulator	
		– f. Laborflaschen	152	– Life	263
		– f. Versandgefäße.....	194-195	Skalpelle	104-105
		Schreiber		Skalpellgriffe.....	104
		– Diamant.....	135, 230	Skalpellschlingen.....	104
		– Glas	230	Skalpellschlingenentferner.....	79
		– Permanent-Marker	135, 230	Skelett Modelle.....	258-261
		– Hautmarker.....	32	Sodium Citrat	67
		– Röntgenmarker	32	– Blutsammelröhrchen.....	67-68
		– Tiefkühlmarker.....	230	Sonden.....	108
		Schürze, Schutz-	216	Sonosafe® Schutzhüllen	22-23
		Schürzen zum Einmalgebrauch	86	Spatel	
		Schüsseln, PP	212	– Ayre	23
		Schüttelapparat.....	249	– Doppel.....	107
		Schüttelinkubator mit Fronttür ..	250	– Drigalski	122
		Schüttelwasserbad	251	– Holzgriff.....	109
		Schutzbeutel docuCARE®.....	83	– Kunststoff (Flexistrip).....	132
		Schutzhüllen Sonogr. Sonden..	22-23	– Löffel	107
		Schutz-u.Freizeitbrillen	231-232	– Mikrodoppel	107
		Schutzmasken.....	88-89	– Mikrolöffel	107
		Schutzset		– Mund-	28
		– Cryogenic	217	– PA	107
		– Personen.....	86	– Pulver.....	107
		– Schürze.....	216		
		Schwesternuhr.....	37		

S

Säcke, Müll	84		
Säge, Fingerring.....	109		
Sahli Pipetten, Haemometer n.....	180		
Salben-Glasstäbe	122		
Saline, LMS Swabs	53		
Sanduhren	37		
Schablonen, sterile.....	53		
Schädel, Modell	260		
Schalen			
– Abdampf-.....	164, 167, 211		
– Block-	141		
– f. Instrumente	105		
– f. Lösungen.....	42		
– Glüh-	168		
– Kontakt-.....	123		
– Kristallisier-.....	165		
– MF.....	212		
– Nieren-.....	41		
– Petri-.....	123, 165		
– säurefest	210		
– Uhrglas-	164		
– Wäge-.....	211		
Schaumstoffkopfstäbchen.....	55		
Schaumstoffwischer.....	55		
Scheidetrichter.....	164		
Scheren			

S

Spatel	
– Rühr-, aus Glas + PS	122
Spectrafuge®	252
Spekulum	
– Edelstahl	23-24
– Einmal-	23
– Rektal-	24
Spender	
– für Alkohol	70
– für Alkoholtupfer, Quickpad ...	70
– für Objektträger	132
– für Watte	42
– Wand-	92
Spirituslampen	223
Spray	
– Desinfektion	91
– Fixations-, CytofixxTM	19
Spritzball, Birnen	25
Spritzen	
– Einmal	69
– Glas	70
– Ohr	38
– Pumpen	69
Spritzflasche	207-208
Spritzflaschen, Weithals	208
Spritzflaschen PE-LD	206-207
Sprühflasche	209
Sputumdose	193
Sputum, -Versandbehälter	193
Stäbchen	
– Abstrich	22, 46-53, 121
– Aluminium	60
– Glas	122
– Holz	56-59
– Indikatoren	241-242
– Lemon-Glycerine	60
– Papier	60
– PP	56-59
– PS	56-59
– Rühr-	122, 246
– Schaumstoff	55
Stabilisierungsring	224
Stabthermometer	245

Ständer

– Abtropf	210
– für Blutsenkungssystem	73
– für Pipetten	182
– für Reagenzgläser	158
– für Reaktionsgefäße	220-221
– für Rundkolben	152
– für Vernichtungsbeutel	76
– Küvetten	221
Standzylinder für Urinprober	25
Stativklemme	224
Stativplatte	223
Stativstäbe	223
Stechbecken	42
Stegeinsätze f. Kryoboxen	219
Stehkolben	151
Steilbrustflaschen	
– Glas	155
– PP	208
Stereo Mikroskop	143
Sterile Schablonen	53
Sterilisations	
– beutel	110
– klebebänder	111
– schläuche	110-111
Sterilisator, Dampf-	251
Steristopfen® original	118-120
Stethoskope	29
Stopfen	
– Kappen-	121
– Kork	160
– Lamellen-	160, 200
– Normalschliff-	160
– PE	160, 200
– Steristopfen® original ...	118-120
Stoppuhr	227-229
Strep A -Test	237
Streifen-, Indikator	111
Stuart-Swabs	48, 51
Stückzähler, Hand-	230
Stuhlfänger	42
Stuhlprobenröhrchen	192-193
Stuhltest	
– FOB Test	240
– immoCare-C	236

Superfrost®, Objektträger... 132, 133

Swabs

– Amies	47, 50
– Cary Blair	48, 52
– Chlamydia	48
– Coliform	49
– Dry	46
– Forenssetten	46
– ISM	49
– LMS	54, 50-53
– Oxford	49
– Plate	49
– Saline	53
– Selenite	52
– Stuart	48, 51
– Transport	46-53
– TS-	47-48
– VIR	48, 52
– XLD	49
Syphonsauger	40
Syphilis Test	237
System für Blutsenkung	74

T

Tablett für Medizinbecher	39
Tablettencrusher	36
Tablettenmörser	36
Tablettenteiler	36
Taschenschere	109
Taschenwaage	255
Technicon-Probenbecher	221
Teclubrenner	222
Test HPV, Digene® Collection Kit... 19	
Testkarten	236
Testkassetten, Pro line	240
Testplatten für Blutgruppen	73
Teststreifen	
– Diagnostika, Alere	237
– Blutzucker	62-63
– DOA	240
– hCG	237, 240
– Strep	237, 240
– Drogentest	240
– ph-Indikator	241-242

– Urin	24, 236-237	Trinkbecher, Universalbecher	191	– Nitril, Blau	95-98
– Wasserhärte	242	Trockenschrank	250	– Nitril, High Risk	97
Textilschere	109	Trockner für Objektträger	133	– Nitril, Natur	95-98
Thermo-Hygro-Datenlogger	229	Tropfflaschen	156	– Nitril, tech. Handel	96
Thermometer		Tropfpipette		– PE	99
– Bade-	244	– Glas	40	– OP	98-99
– chemische	245	– Pasteur, Glas	184	– Vinyl	94, 97
– Digital	244-245	– Pasteur, Plastik	184	– Vinyl, Superstretch	94
– Fieber-	30	– Plastik	184	– Vitril	94
– Hygrometer	229	Tropftrichter	162	Urin	
– Infrarot	31	Troponin I Test	237, 240	– beutel	26
– Fieber	30	TS-Swabs	47-48	– flaschen-Halter	26
– Innen- und Außen	244-245	Tücher		– flaschenbürste	26
– Kontroll-	244	– Abdeck-	88	– handrefraktometer	25
– Kühlraum-	244	– Allzweck-	43	– probenbecher	190-191
– Kühlschranks-	244	– Desinfektions-	91	– prober	25
– Max.-Min.-	245	Tüpfelplatte	134	– sammelbehälter, PE	26
– Stab	245	Tupfer		– sammelgefäß	26
– Zimmer-	244-245	– Alkohol-	70	– teststreifen	24, 236, 240
Thermometerhüllen	31	– Zellstoff-	70	– teststreifen Analyser	24
Thermostat, Block	250	U		– untersuchungssystem	24
Thoma, Zählkammer	138-139	Überbrille	231	Urinflasche	26
Tiefkühlmarker	230	Überschuh, CPE	87	Urinprobenbecher 60 ml, für Vakuum Testgerät	191
Timer	228-229	Überschuhe, Vlies	87	Urin Sammel-Set, steril	191
Tips, Dispenser	177	Uhrfederpinzette	105-106	URYXXON® Relax	24
Tips, Ohr	31	Uhrglasschalen	164	V	
Tischabroller, f. Klebebänder	111	Uhrmacherpinzetten	106	Vaginal Spekulum, Plastik	23
Tischständer	76	Ultraschallgel	24	Vaginal Spekulum n.Grave, Edels.	23
Tischzentrifuge	252	Ultraschallgel-Zubehör	24	Vakuum-Blutentnahme Röhr.	68
Torso, Modell	259	Ultraschallgerät	249	Vakuum Röhrchen	192
Tragetasche f. Patienteneigentum	44	Umhang für Patienten	90	Vakuum Röhrchen Halter	68
Transfusionsbesteck	69	Universal		Vakkum Röhrchen Kanüle	68
Transport, Swabs	46-53	– becher	191	Vakkumpumpe	254
Transportbehälter für OT	140	– container	191, 193-194	Vakuumsaugsystem	254
Transportwagen für Clinisafe	80	– indikatorpapier, pH	241-242	Varicon, Pipettencontainer	185
Trainer		– klemmen	32, 224	Venenstauer	71
– Hautnaht	264	– Probengefäße	194	Verbindungsstücke	227
Trichter		– schere	108	Verbrennungsschiffchen	167
– Büchner	168	Untersuchungshandschuhe		Vernichtungsbehälter	79
– Fass	210	– Latex	94, 96, 98-99	Vernichtungsbeutel	76-77
– Glas	164	– Nature	94	Versandcontainer	192-193
– Ohr	31	Untersuchungshandschuhe			
– Plastik	210	– Nitril	96		
– Scheide	165				
Trinkbecher, Papier	192				

V

Versandgefäße

- Universal 194
- Schraubverschluß 195
- Sputum 193

Verschlussfolie, Parafilm® 128

Veterinärhandschuhe 99

Viba-Brush

- Rovers 21

Vierkantflaschen 154

Vinylhandschuhe 94, 97

VIR Swabs 48, 52

Vitrilhandschuhe 94

Vollpipette 181

Vlies-Elektroden 28

Vollpipetten

- aus AR-Glas 181

Vollsichtschutzbrille 231-232

Vortex Mixer 253, 248

Wachsstifte 230

Wägeschalen 211

Wandspender 92

Wärmflasche 43

Wärme-/Kälte-Kompressen 43

Wärmeschutznetze 223

Waschhandschuhe 44

Waschlotion 92

Wasserbad 251

Wasserdestilliergerät 251

Wasserpipetten 179

Wasserprobenflaschen 202

Watterollen für Zähne 34

Wattestäbchen 56-60

Wattedosen 42-43

Wattespender 42

Weithalsflaschen 209

Westergrenpipetten 179

Whirl® Pak Beutel 83

Wintrobe-Röhrchen 180

Wirbelsäule, Modell 259

Zahnbürste, holz 38

Zahnprothesenbeutel 34

Zahnspangenbox 34

Zahnwatterollen 34

Zange, Becher 228

Zeckenzangen 108

Zeitmesser 227-229

Zellstoffstopfen 118-121

Zellstofftupfer 70

Zentrifuge

- Haematokrit 252
- Klein- 252
- Klinische 253
- MagFuge 247
- Mini 252

Zentrifuge, Tisch- 252

Zentrifugenglasbürste 161

Zentrifugengläser 158

Zentrifugenröhrchen, PP 201

Zimmerthermometer 244-245

Zuchtröhrchen, Drosophila- 198

Zweigeschlechtlicher Torso 259

Zylinder, Mess- 151, 203-204

Zylinder, Misch- 151

Zytologische Abstrichbürsten .. 18-19

Zylinder, Stand- 25

W

Waagen

- Baby 256
- Labor 255
- mit Eichzulassung 255
- Personen 255
- Präzisions 256
- Taschen 255

Wachsplatten 72

X

XLD ISM Swab 49

Z

Zählkammern 138-139

Zählkammern-Set 138

AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Abwicklung unserer Lieferungen gelten stets unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen unserer Kunden erkennt Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH grundsätzlich nicht an. In Ausnahmefällen bestätigt Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH diese ausdrücklich in schriftlicher Form.

Abbildungen und Beschreibungen

Die im Katalog wiedergegebenen Fotos und Beschreibungen zeigen die bei der Drucklegung jeweils aktuelle Version eines Artikels. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung unserer Produkte müssen wir uns aber Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, bei Form, Farbe, Ausführung und Packungsgröße vorbehalten. Die jeweils geltenden Normen, Richtlinien und Gesetze werden in jedem Fall berücksichtigt.

Urheberrecht und Eigentum an

Warenzeichen

Gynobrush®, Sonosafe® und Steristopfen® sind eingetragene Warenzeichen von Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Das unerlaubte Kopieren, Vervielfältigen und/oder Verbreiten von Markennamen, Texten, Fotos, Bildern und/oder grafischem Material, das in unseren Publikationen enthalten ist, stellt einen Verstoß gegen die geltenden Gesetze dar. Zuwiderhandlungen werden in vollem Umfang strafrechtlich verfolgt.

Angebote

Unsere Angebote sind stets freibleibend, insbesondere im Hinblick auf höhere Gewalt wie z.B. Betriebsunterbrechung, Streik, Pandemien, Krieg usw.

Lieferung

Versand erfolgt ab Werk/Betrieb Hamburg, ausschließlich Versicherung und Verpackung. Die Verpackung erfolgt nach unserer Wahl. Paketsendungen im Inland werden durch Paketdienst zum Versand gebracht. Gefahrenübergang beim Verlassen der Ware vom Werk/Betrieb. Auf Wunsch des Kunden, kann die Ware durch eine Transportversicherung abgesichert werden. Hierdurch entstehende Kosten trägt der Kunde. Es besteht kein Lieferzwang.

Zahlung

Innerhalb von 30 Tagen netto. Bei einem Warenwert unter € 50,00 berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von € 25,00.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für Neukunden die ersten zwei Aufträge nur gegen Vorkasse ausliefern.

Zahlungsverzug und Vertragsverletzungen

Zahlungsverzug oder sonstige Vertragsverletzungen geben uns nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe der aktuellen Bankzinsen sowie eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,00

Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur restlosen Erfüllung aller Ansprüche gegen den Besteller unser Eigentum. Eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung vor diesem Zeitpunkt ist unzulässig. Eine Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern im Rahmen ihres gewöhnlichen Geschäftsganges gestattet.

Muster und Vorlagen

Für uns übersandte Muster und Vorlagen leisten wir im Falle von Verlust, Beschädigung oder Bruch keinen Ersatz.

Preise

Die Preise gelten ab Lager und verstehen sich als €-Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preiskorrekturen im Laufe des Jahres, Änderungen der Verpackungseinheiten sowie Änderungen in der Produktausführung behalten wir uns vor. Wegen der angespannten Wirtschaftslage und der außenpolitischen Situation kann es zu extremen Preisschwankungen kommen.

Transportschäden

Offensichtliche Transportschäden müssen unverzüglich beim Eingang der Ware vom Kunden beim Transporteur reklamiert werden.

Rücksendungen

Rücksendungen von Waren sind grundsätzlich vorher mit uns zu vereinbaren. Bei vereinbarter Rücksendung mangelfreier Ware ist vom Kunden eine Entschädigung von mindestens 10% des Rechnungsbetrages (Minimum 10 €) als Prüf- und Abwicklungsaufwand zu entrichten.

Beanstandungen

Reklamationen sichtbarer Mängel müssen innerhalb von 3 Werktagen ab Erhalt der

Ware beanstandet werden. Bei versteckten Mängeln 3 Werktage ab Kenntnis. Spätere Reklamationen können wir nicht anerkennen. Die reklamierte Ware darf nicht ohne Rücksprache entsorgt werden. Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH behält sich vor, die reklamierte Ware zur Überprüfung anzufordern.

Erfüllungsort und

Gerichtsstand: Hamburg

Streitigkeiten sind ausschließlich nach deutschem Recht zu beurteilen.

Sondereinbarungen

Sondereinbarungen und Nebenabreden bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Das Eigentumsrecht und Rückforderung dieses Kataloges sowie sonstiger Unterlagen behalten wir uns vor. Missbräuchliche Verwendung bzw. Weiterleitung an Konkurrenzfirmen oder andere unerufene Personen, ebenso Nachdruck – auch auszugsweise – ist ausdrücklich untersagt

Ausschließlichkeitsklausel

Allen unseren Willenserklärungen, Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere AGB zugrunde; sie werden durch Auftragserteilung, Schweigen auf unsere kaufmännische Auftragsbestätigung oder Annahme der Lieferung Vertragsinhalt. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

MDR /IVDR

Jegliche Änderungen der MP & IVD, die nicht mit der MDR/IVDR Konformität einhergehen, sind unzulässig. Alle daraus resultierenden Schäden gehen zu Lasten der Verursacher, da die Fa. Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH dafür keine Verantwortung/Haftung übernehmen kann.

Rückverfolgbarkeit

Wir weisen unsere Kunden auf die Einhaltung der Verordnungen (EU) 2017/745 und 2017/746 Artikel 14 „Allgemeine Pflichten der Händler“ hin.

UST-Id-Nummer:

DE 11866 56 46



Heinz Herenz
Medizinalbedarf GmbH
Rudorffweg 10
21031 Hamburg, Germany
Telefon +49-40-739 204 0
Fax +49-40-739 204 39
hhh@herenz.de
www.herenz.de